

inLab Profire Sinterofen

Vorgehensweise zur Installation der Software-Version R02K und GUI-Version R02F.1:



Hinweis:

Die Software-Updates R02K und R02F.1 sind für alle Ofen-Varianten der inLab Profire Serie gleichermaßen geeignet, bei denen die Software-Versionen R02H oder R02J und R02E.1 installiert sind. Prüfen Sie daher vor dem Update, welche Software-Versionen auf dem Ofen installiert sind. Gegebenenfalls führen Sie vor der Installation der Software-Version R02K und GUI-Version R02F.1 ein Update auf die Versionen R02H oder R02J und R02E.1 durch. Die notwendigen Dateien finden Sie auf der Internetseite <https://www.dentsplysirona.com/inlab-downloads>. Vor der Installation des Updates empfehlen wir die Sicherung der Ofendaten auf einem USB-Stick. Folgen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung/Kapitel 5.6 „Datenübertragung per USB-Stick“ und wählen Sie die Option „Daten sichern“.

Sie haben auf der Internetseite <https://www.dentsplysirona.com/inlab-downloads> das Software-Update R02K für den inLab Profire Sinterofen heruntergeladen. Bevor Sie dieses Update auf dem inLab Profire installieren können, bestellen Sie bitte eine neue GUI SD-Karte (REF 6711605) mit dem Software-Update R02F.1 bei ihrem Händler. **Nur mit dieser GUI-Version ist die neue Software R02K kompatibel.**

Das Software-Update R02K hält folgendes bereit:

- Verhindert Update einer inkompatiblen Software-Version
- Allgemeine Fehlerbeseitigungen (Bugfixes, Display Freeze)

Das GUI-Update R02F.1 hält folgende Veränderungen bereit:

- Fehlerbeseitigung (Display Freeze)
- Neue Meldung, wenn Software-Update mit inkompatibler Software-Variante vorhanden
- Hinzufügen von letzten Heizprozessnamen und Fehlermeldungen zu QR-Code

Das Update erfolgt in zwei Schritten:

1. Austausch der GUI SD-Karte in Adapterbox (siehe Kapitel „SD-Karte GUI ausbauen/tauschen“ im Service-Handbuch).
2. Installation der neuen Software R02K für die Steuerplatine.

Hinweis:

Die Updatezeit für das Software-Update R02K beträgt ca. 1 Minute. Das Display friert während des Update-Prozesses ein und zeigt daher keinen Update Fortschritt an. **Bitte brechen Sie das Update nicht manuell ab.**

Für die Installation der Software gehen Sie bitte wie folgt vor:

Kopieren Sie die im Ordner „LAB-software-download-inLab-profiro-R02K.zip“ enthaltene Datei **GS1_R02K.zip** auf die oberste Verzeichnisebene eines USB-Sticks.

Hinweis:

Bitte achten Sie darauf, dass der USB-Stick (mind. USB 2.0) im Format FAT32 formatiert ist, sich keine weiteren Dateien auf dem USB-Stick befinden und der Stick nicht passwort-geschützt ist.

Folgen Sie den Angaben der Bedienungsanleitung/Kapitel 5.6 „Datenübertragung per USB-Stick“ und wählen Sie die Option "Firmware Aktualisierung".

Nach Abschluss der Installation erscheint eine Meldung, dass das Update erfolgreich installiert wurde. Der inLab Profire muss anschließend über den Netzschalter auf der Rückseite des Gerätes neu gestartet werden. Bitte entfernen Sie dazu den USB-Stick und warten Sie ca. 60 Sekunden mit dem erneuten Einschalten des Ofens, bis die grüne LED auf dem Frontpanel nicht mehr leuchtet.

Bitte überprüfen Sie die Software-Versionsnummer in den Einstellungen des Ofens. Tippen Sie hierzu im Hauptmenü auf das Auswahlfeld „Einstellungen“ und dann auf „Gerätedaten“. Bei „Software-Version“ sollte „R02K/R02F.1“ angezeigt werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Dentsply Sirona Kundendienst Service.

Stand: März 2022