

Astra Tech Implant System®

Acuris™ – conometric concept

アストラテックインプラントシステム EV

コノメトリックアバットメントEV マニュアル・プロダクトカタログ



機能、審美、生物学の理想的なハーモニー

アストラテックインプラントシステムバイオマネージメントコンプレックスは、その独自の機能が相互に働きかけることで短期および長期、その両方で信頼性、予知性、審美性の高い結果をもたらします。

Astra Tech Implant System BioManagement Complex®



OsseoSpeed®

- より多くの骨をより早く

化学的処理を加えたチタン表面が初期の骨治癒を刺激し、骨治癒のプロセスを促進

MicroThread®

- 骨への生体力学的な刺激

インプラントネック部の細かなスレッドが理想的な荷重分散と応力値を提供

Conical Seal Design™

- 強固で安定した適合

インプラント内部を周辺組織より遮蔽する円錐状の接続が、微小動揺、微小漏洩を最小限に

Connective Contour™

- 軟組織の接触ゾーンとボリュームの増加

インプラントとアバットメント接合部に独自の輪郭を形成

Astra Tech Implant System®

目次

Acuris™ - コノメトリックコンセプト	4
治療計画について	
治療前に考慮すべきこと	5
コノメトリックアバットメントに使用可能なインプラントラインアップ	6
コノメトリックアバットメントEVのラインアップ	6
ステップバイステップ	
ステップバイステップ - コノメトリックコンセプト	7
ステップバイステップ - インプラント埋入とアバットメントの接続	8
ステップバイステップ - テンポラリークラウンによる修復	9
ステップバイステップ - 最終補綴物の作製	10
プロダクトカタログ	14
トルクレンチ EV - Ø 3.3 mm ストレートワンピースアバットメントの装着	19
トルクガイド	20
ラベルおよびマニュアルに記載の記号の説明	20
コノメトリック フィクセーションツール/トルクレンチ EV - 洗浄および滅菌手順	21
索引	22

本マニュアルは、基本的な外科とインプラント治療のトレーニングを受けた医師または歯科医師が使用することを目的として作成されています。継続的な教育を通じてインプラント歯科学の最新のトレンドと治療法に遅れないようにすることが、歯科医師にとって必要になります。

本マニュアルは、コノメトリックコンセプトを使用し最適な治療結果を得るために必要となる追加情報のみを記載しております。その他のすべての説明書またはインプラント埋入の完全な説明、およびアストラテックインプラントシステム EV ならびにすべての必要なインスツルメントおよび補綴処置用のコンポーネントについては、サージカルマニュアルの他、セメント、スクリューおよびアタッチメント固定式マニュアルおよびアストラテックインプラントシステムEVプロダクトカタログを参照してください。

全製品が、すべての市場で法的認可を受け、市販され、使用許諾を受けているとは限りません。最新の製品ラインアップにつきましては、デンツプライシロナ インプラントにお問い合わせください。

カタログ・マニュアル中に記載されている・および®は、米国連邦商標法に基づき記載されたもので、日本における登録商標を意味するものではありません。お客様の読みやすさの向上のため、デンツプライシロナ インプラントでは本文中に® または・を使用していません。ただし、デンツプライシロナ インプラントが商標権を放棄することは一切なく、いかなる記述もそれと反して解釈されるべきではありません。

製品イラストの縮尺は、実物と異なります。



Acuris™ - コノメトリックコンセプト

Acurisは、修復後に術者によって取り外しが可能な単独歯インプラント補綴修復です。摩擦による固定は、セメント固定式の補綴物のように審美性を保った可撤性の補綴物で、粘膜下への残留セメントのリスクもありません。



Acuris™ の特長

- 使いやすく作業時間の短縮につながる単独歯インプラント修復用ソリューション
- 固定性でありながら、術者による取り外しが可能
- セメントフリーの固定
- スクリューアクセルホールのない補綴物
- 修復を簡素化することによりチェアタイムを短縮



治療前に考慮すべきこと

Acuris は、単独歯インプラントにおいてセメントレスでの修復が可能なインプラント補綴処置です。

- 治療に関わる臨床医は、個々のケースにおいて機能させる時期を決定するために、骨質および骨量、初期固定、補綴デザインと負荷の状況を慎重に評価する必要があります。
- 治療部位の骨が軟らかい場合、もしくは6mmのショートインプラントを使用して治療する場合は、十分な初期固定を得ることが難しい可能性があるため、荷重の時期を十分に考慮する必要があります。
- 臼歯部においては、骨量の可能な限り太い径のインプラントでなるべく長いインプラントの使用を推奨します。

■ アストラテックインプラントシステムEVコノメトリックアバットメントは、安定したスクリー結合とプレロードを獲得するために、25Ncmのトルクで締め付けることが必要です。したがって、即時暫間補綴修復する際は、十分なインプラントの安定が必要です。もし十分な固定が得られない場合は、2回法による外科治療をお勧めします。

■ 最終補綴物を装着する際は、アバットメント周囲の粘膜が干渉しないようにする必要があります。そのために粘膜が適切な形状で治癒するよう、暫間的なクラウンを設計し、最終的な補綴修復に十分なスペースを確保します。

スクリーアクセスホールのない補綴

- 取扱いがシンプル
- 高い審美性
- ある程度の傾斜埋入に関しては、大きな問題ではないため、利用可能な骨に埋入でき、骨増成等を回避できます。



セメントレスの補綴

- 取扱いがシンプル
- クラウン装着の際、余剰セメント除去の手間がかかりません。
- インプラント周囲組織を余剰セメントによるリスクを軽減します。

メンテナンスがより簡単で、迅速に

- インプラント周囲炎の治療や補綴物の修復、調整のためにクラウンを取り外すことができます。
- 修復、調整は、口腔外で簡単に行えます。
- スクリーアクセスホール封鎖のための充填剤等除去の作業が必要ありません。



アバットメントは2種類の径があり、それぞれ異なった粘膜部の高さがラインアップされています。また、ストレートタイプと15°のアングルドタイプがあります。Ø 3.3 のワンピースストレートタイプアバットメントはインデックス無しです。その他のアバットメントはすべてインデックス付きです。

使用可能なインプラントラインアップ

アストラテックインプラントEV

アストラテックインプラントEVは、スペースおよび骨量が限られた状況など、どのような症例にも適応できるようにさまざまな形状、直径や長さをご利用いただけます。

各インプラントアバットメントの接合部のサイズには、システムを通じて一貫して使用される特定のカラーコードが割り当てられ、色で識別できるようになっています。

以下のアストラテックインプラントEVがコノメトリックコンセプトのみに使用可能です。

- アストラテックインプラントEV ストレートタイプ
直径: 3.6 Sと 4.2 S 長さ: 6 mm - 17 mm
- アストラテックインプラントEV コニカルタイプ
直径: 4.2 C 長さ: 8 mm - 17 mm



コノメトリックアバットメントEVのラインアップ


コノメトリックアバットメント EV


種類: ストレート、15° アングルド

直径: 3.6 4.2

アバットメントの直径: 3.3 mm と 4.5 mm

垂直高さ: 1 mm, 2 mm と 3 mm

装着オプション:  インデックス付きアバットメントは6か所に固定されます。

 インデックスなしアバットメントは任意の位置で固定されます。




注意: 直径3.3mmのコノメトリックアバットメントEVは、ワンピースアバットメントになります。インプラントへの装着は、直径3.3mm専用のドライバーを補綴用ドライバーハンドルに取り付けて、トルクレンチを使用します。直径4.5mmのアバットメントは、ヘックドライバーを補綴用ドライバーハンドルに取り付けて、トルクレンチを使用してインプラントへ装着します。すべてのアバットメントは、25 Ncmのトルクで締め付ける必要があります。

ステップバイステップ – コノメトリックコンセプト

チェアサイド：

コノメトリック テンポラリーキャップを使用して、テンポラリークラウン製作の手順を説明します。


テンポラリークラウンを使用しない場合は、コノメトリック ヒーリングキャップを装着します。コノメトリック ヒーリングキャップは、アバットメントにパチンと押し付けて装着します。



ステップバイステップ - インプラント埋入とアバットメントの接続

以下のステップバイステップは、下顎にアストラテックインプラントEV4.2Sを埋入し、2ピースのコノメトリックアバットメント Ø 4.5 ストレートを使用したケースで説明しています。

インプラント埋入とアバットメントの接続



インプラント埋入とアバットメントの 選択

- インプラント埋入部位を確保し、インプラントを埋入します。
- インプラント上部の軟組織の高さを測ります。
- アバットメントのマー진은、軟組織のマージン約1mm下に配置することを推奨します。
- 軟組織の高さおよび埋入角度に応じて適切なアバットメントを選択します。

注意：インプラント埋入手順に関しましては、Astra Tech Implant System EVのサージカルマニュアルを参照してください。

アバットメントの接続 - Ø 4.5 アバットメント 2ピース ストレートタイプの場合

- ヘックスドライバー EVを使用してコノメトリックアバットメントEVをインプラントへ装着します。

アバットメントの最終締め付け

- 補綴用ドライバーハンドルにヘックスドライバー EVマシンを取り付けて、トルクレンチEVを使用して推奨トルク（25 Ncm）でアバットメントスクリューを締め付けます。

ステップバイステップ - テンポラリークラウンによる修復

以下の手順は、チェアサイドでコノメトリック テンポラリーキャップを使用してテンポラリークラウンにより修復する手順を説明しています。暫間補綴による修復をしない場合は、コノメトリック ヒーリングキャップを装着してください。コノメトリック ヒーリングキャップはパチンと押し付けて装着できます。

注意：ラボサイドで製作することも可能です。



コノメトリック
テンポラリーキャップ

テンポラリークラウン製作用キャップです。最大6カ月使用可能です。



コノメトリック
ヒーリングキャップ

テンポラリークラウンによる修復を行わない場合は、ヒーリングキャップを装着してアバットメントを保護します。最大6か月使用可能です。

テンポラリークラウンによる修復



コノメトリック テンポラリーキャップ

- コノメトリック テンポラリーキャップ インサージョンツールを使用して適切なテンポラリーキャップをピックアップします。(1a).
- テンポラリーキャップをアバットメントのインデックス部分に合わせ、所定の位置にはめ込みます。(1b).

テンポラリークラウン

- アバットメントに装着されたテンポラリーキャップにクラウンを取り付けます。(2a).
- キャップに装着したテンポラリークラウンをアバットメントから取り外します。(2b).
- 口腔外で調整し、十分研磨してください。(2c).

テンポラリークラウンの装着

- テンポラリークラウンをアバットメントのインデックス部分に合わせて、所定の位置にはめ込みます。(3a).
- 隣接歯とのコンタクトを確認し、必要に応じて咬合関係を調整します。(3b).



コノメトリック テンポラリーキャップ インサージョンツール

テンポラリーキャップをアバットメントへ運び、キャップをアバットメントに装着するために使用します。


注意：最終クラウンの装着を容易にするために、アバットメント周囲の粘膜が干渉しないようにすることが重要です。最終的な補綴修復に十分な粘膜のスペースを確保するために、粘膜が適切な形状で治癒するようテンポラリークラウンを設計する必要があります。

ステップバイステップ - 最終補綴物の作製



コノメトリック
インプレッションキャップ
アバットメント位置をキャプ
チャするために使用します。

印象採得 - アバットメントレベルのクローズトレー法



インプレッションキャップ

- テンポラリークラウンをアバットメントから取り外します。(1a).
- 適切な印象キャップをアバットメントのインデックス部に合わせて、所定の位置にしっかりと固定します。(1b).

印象採得

- クローズトレー法で印象採得します。
- 個々のインプレッションキャップの周りにシリコン印象材を塗布します。(2a).
- 印象材を盛ったトレーを配置し、印象採得します。(2b).
- 印象材が硬化したら、トレーを口腔内から取り外します。

印象採得

- 印象内のインプレッションキャップの固定が安定していることを確認します。(3a).
- テンポラリークラウンを再び装着します。(3b).
- 印象を技工所へ送ります。




コノメトリック アナログ
アバットメントに対応し、作業
模型に使用します。



コノメトリック ラボキャップ
歯科技工士がクラウンを製作
する際に使用します。

技工手順 - アバットメントレベルでのクローズトレー法



コノメトリック インプレッションキャップ/ アナログ

- アバットメントサイズに合ったコノメトリック アナログを選択し、インデックスの位置を確認してから、カチッと所定の位置に収まるよう配置します。

注意：コノメトリック アナログは再使用禁止です。

作業用模型

- 可撤式のガム材を使用して作業用模型を製作します。

コノメトリック ラボキャップ


- 作業用模型上のアバットメントアナログにラボキャップを装着します。



コノメトリック
ファイナルキャップ

最終のクラウンは、このキャップにセメント固定されます。

技工作業



最終補綴物の製作

- ラボキャップをベースにして、通法どおりセラミックのクラウンを製作します。

セメント固定の準備

- セメントの製造元の指示に従って、キャップを清掃し、クラウンを準備します。

最終補綴物製作の完了


- アバットメントアナログのインデックスに合わせて、ファイナルキャップをアナログに配置します。(1a).
- 軽くタッピングし、ファイナルキャップを保持します。
- クラウンをファイナルキャップにセメントで固定します。
- クラウンの材料とファイナルキャップの窒化チタン表面を考慮し、セメントを選択してください。
- 余剰セメントを除去し、研磨します。
- 最終補綴物（クラウン）を歯科医院へ送ります。(1b).



コノメトリック フィクセーションツール
チップ、コンベックス

コノメトリック フィクセーションツール用のチップは、再使用禁止となっています。チップは、コンベックスだけでなくUシェイプやコンケイブ形状のものがあります。

臨床手順



テンポラリークラウンの取り外し

- テンポラリークラウンを取り外します。(1a).
- クラウン形状に応じて、適切な再使用禁止のチップを選択し、コノメトリックフィクセーションツールに取り付けます。(1b).



コノメトリック フィクセーションツール

衝撃と圧力の組み合わせにより、ファイナルクラウンを装着したファイナルキャップを摩擦によりアバットメントに保持します。

最終補綴物の配置

- アバットメントのインデックス部に合わせてクラウンを装着します。(2a).
- フィクセーションツールをクラウン上に配置し、挿入方向に合わせます。(2b).
- フィクセーションツールのバネがカチッと音を立てて解放されるまでクラウンの挿入方向に向かって押し続けます。バネが解放されるとクラウンが装着されたファイナルキャップが摩擦でアバットメントに保持されます。
- 装着後、手指でクラウンがしっかりと固定されているか確認してください。

最終補綴物の最終調整

- 隣在歯とのコンタクトを確認し、必要に応じて咬合関係を調整します。
- 色と質感を確認します。
- 必要に応じて、修正と研磨のためにクラウンを取り外します。修正後、クラウンをフィクセーションツールを使用して再度アバットメントに装着します。

プロダクトカタログ

Acuris™ - コノメトリックコンセプト

コノメトリックコンセプトで使用するアストラテックインプラントシステムEV用コンポーネントを掲載しております。ドリルや他のインスツルメントに関しましては、アストラテックインプラントシステムEVのプロダクトカタログをご参照ください。



コノメトリック アバットメント

3.6 コノメトリック アバットメント EV 0° Ø 3.3



Ø mm	3.3	3.3	3.3
A - 垂直高さ mm	1	2	3
商品コード	26115	26116	26117

コノメトリック アバットメント EV, ストレート/アングルド

チタン合金製, 滅菌済み

- 単独歯修復のみに対応
- アバットメントは2種類の径があります。コンポーネントはそれぞれの径に合う物を使用できます。

ストレートタイプ Ø 3.3 mmは、ワンピースタイプのアバットメントです。

3.6 コノメトリック アバットメント EV 0° Ø 4.5



Ø mm	4.5	4.5	4.5
A - 垂直高さ mm	1	2	3
商品コード	26121	26122	26123

3.6 コノメトリック アバットメント EV 15° Ø 4.5




Ø mm	4.5	4.5	4.5
A - 垂直高さ mm	1	2	3
B - 垂直高さ mm	2.1	3.1	4.1
商品コード	26127	26128	26129

4.2 コノメトリック アバットメント EV 0° Ø 4.5




Ø mm	4.5	4.5	4.5
A - 垂直高さ mm	1	2	3
商品コード	26124	26125	26126



4.2 コノメトリック アバットメント EV 15° Ø 4.5



Ø mm	4.5	4.5	4.5
A - 垂直高さ mm	1	2	3
B - 垂直高さ mm	2.1	3.1	4.1
商品コード	26130	26131	26132



補綴用インスツルメント

コノメトリック アバットメントドライバー

ステンレス製, 未滅菌

- ワンピースアバットメント用

コノメトリック アバットメントドライバー



Ø mm	3.3	3.3
長さ mm	25	20
商品コード	3107 2909	3107 2910

トルクレンチ EV

ステンレス製, 未滅菌

- ワンピースアバットメント装着の場合は、補綴用ドライバーハンドルにコノメトリックドライバーハンドルを取り付けて使用します。
- ツーピースアバットメントの場合は、補綴用ドライバーにヘックスドライバーを取り付けて使用します。

トルクレンチ EV



商品コード	25774
-------	-------

トルクレンチEV 補綴用ドライバーハンド

ステンレス製, 未滅菌

トルクレンチEV 補綴用ドライバー ハンドル

ロー



商品コード	25776	25777
-------	-------	-------

コノメトリック テンポラリーキャップ インサクションツール

ステンレス製, 未滅菌

- テンポラリーキャップをアバットメントに運び、装着するための器具です。
- 識別のために、Ø 3.3用インサクションツールにはグループが一つ、Ø 4.5用には、グループが二つ付いています。

コノメトリック テンポラリーキャップ インサクションツール



Ø mm	3.3	4.5
長さ mm	24.5	24.5
商品コード	3103 3636	3103 3637

コノメトリック フィクセーションツール

ステンレス製, 未滅菌

- 衝撃と圧力の組み合わせにより、ファイナルクラウンを装着したファイナルキャップを摩擦によりアバットメントに保持します。

コノメトリックフィクセーションツール



商品コード	3107 2911
-------	-----------

補綴用インスツルメントとコンポーネント

コノメトリック フィクセーションツール チップ



	コンボックス (5個入)	U-シェイプ (5個入)	コンケイブ (5個入)
長さ mm	11	9.5	10.5
推奨使用部位	小白歯/臼歯	切歯	犬歯/小白歯
商品コード	3107 2906	3107 2907	3107 2908

コノメトリック フィクセーションツール

PEEKプラスチック, 未滅菌, 再使用禁止

- チップはコノメトリックフィクセーションツール用です。

コノメトリック ヒーリングキャップ




	3.3	3.3	4.5
アバットメントサイズ Ø mm	3.3	3.3	4.5
Ø mm	4.8	6.0	6.0
長さ mm	5.3	5.3	5.3
商品コード	3107 2101	3107 2102	3107 2103

コノメトリック ヒーリングキャップ

PEEKプラスチック, 未滅菌, 再使用禁止

- テンポラリークラウンによる修復を行わない場合は、ヒーリングキャップを装着してアバットメントを保護します。

- 最大6か月間使用可能



コノメトリック インプレッションキャップ




	3.3	4.5
アバットメントサイズ Ø mm	3.3	4.5
Ø mm	5.4	5.4
長さ mm	8.3	8.3
商品コード	3107 2001	3107 2002

コノメトリック インプレッションキャップ

PEEKプラスチック, 未滅菌, 再使用禁止

- アバットメント位置をキャブチャするために使用します。



コノメトリック テンポラリーキャップ



	3.3	4.5
アバットメントサイズ Ø mm	3.3	4.5
Ø mm	4.6	5.8
長さ mm	5	5.3
商品コード	3107 2112	3107 2114


コノメトリック テンポラリーキャップ

キャップØ 3.3/4.6: チタン合金製/PEEKプラスチック, 未滅菌, 再使用禁止

キャップØ 4.5/5.8: PEEKプラスチック, 未滅菌, 再使用禁止

- キャップはテンポラリークラウン用に使用します。

- 最大6か月間使用可能



ラボ用コンポーネント

コノメトリック アナログ

ステンレス製, 未滅菌, 再使用禁止

- アバットメントに対応し、作業模型に使用します。

コノメトリック アナログ



アバットメントサイズ Ø mm	3.3	4.5
垂直高さ mm	20	20
商品コード	3104 7210	3107 2020

コノメトリック ラボキャップ

チタン合金製, 未滅菌, 再使用禁止

- 歯科技工士がクラウンを製作する際に使用します。

コノメトリック ラボキャップ



アバットメントサイズ Ø mm	3.3	4.5
Ø mm	4.6	5.8
垂直高さ mm	5	5
商品コード	3107 2121	3107 2123

コノメトリック ファイナルキャップ

チタン製グレード4, 窒化チタンコーティング, 未滅菌, 再使用禁止

- 最終のクラウンは、このキャップにセメント固定されます。

コノメトリック ファイナルキャップ



アバットメントサイズ Ø mm	3.3	4.5
Ø mm	4.6	5.8
垂直高さ mm	5	5
商品コード	3107 2301	3107 2303

トルクレンチ EV - Ø 3.3 mm ストレートワンピースアバットメントの装着

Ø 3.3 mm ストレートワンピースアバットメントを装着する場合は、コノメトリックアバットメントドライバー Ø 3.3 を補綴用ドライバーハンドルEVに取り付けて、トルクレンチEVに補綴用ドライバーハンドルを装着し締め付けます。



トルクレンチEVの組み立て

- トルクレンチのヘッド部を本体方向へ押し下げてカチッと音がするまで回し、ヘッドと本体を組み立てます。

器具の取り付け

- コノメトリックアバットメントドライバーを補綴用ドライバーハンドルに取り付けて、トルクレンチEVに装着し、カチッと音がするまでドライバーハンドルを押し入れます。

装着

- ドライバーハンドルの上部をしっかりと指で固定し、安定を保ちます。次に推奨締め付けトルクを得るまで、トルクレンチEVのアームを矢印方向へ回転させます。

注意：トルクレンチのアームがスケールの端を超えないよう注意します。超えた場合、トルク値が不正確になる可能性があります。レンチの矢印は、レンチの機能する方向を示しています。



トルクガイド

コノメトリックアバットメントは2つの異なる構造になっています。

Ø3.3 mm ストレートアバットメントは、ワンピース構造になっています。インプラントへの装着は、アバットメントヘッドに取り付ける専用のドライバーを使用します。コノメトリックアバットメントドライバーを補綴用ドライバーハンドルに取り付けて、トルクレンチEVに装着し、推奨トルク（25 Ncm）で締め付けます。

Ø4.5 mm ストレートおよびアングルアバットメントは、アバットメントスクリューとツーピース構造になっています。

Ø 4.5 mm ストレートとアングルアバットメントは、補綴用ドライバーハンドルにヘックスドライバー EVを取り付けて、トルクレンチEVを使用して締め付けます。

注意：アストラテックインプラントシステムEV用コノメトリックアバットメントは、すべて推奨トルク（25 Ncm）で締め付けます。



ラベルおよびマニュアルに記載の記号の説明



製造日

Date of manufacture



正規製造元



使用期限

Use by



放射線滅菌済み



注意：米国連邦法により、本製品の販売または注文は歯科医師に制限されています。



製品は滅菌されていません。



Single use

再使用しないでください。単回使用。



Do not re-sterilize

再滅菌しないでください。



GOST はロシア連邦の正規品質保証システムです。



CE マークが付いており、欧州医療機器指令の要件を満たす製品。

0123

通知機関の識別番号



Do not use if package is damaged

パッケージが破損している場合は使用しないでください。



Consult instructions for use
ifu.dentsplysirona.com

使用説明書を
ご覧ください。*



ロット/バッチ ナンバー



商品コード

商品コード（GTIN番号）、ロット番号および数量の情報はラベルをご参照ください。

* PDF ファイルを開くには Adobe Reader が必要です。get.adobe.com/reader から無料でダウンロードできます。

コノメトリック フィクセーションツール

コノメトリック フィクセーションツールは、分解して洗浄します。洗浄後は、個々の部品が完全に乾燥していることを確認し、滅菌のため再度組み立てます。

重要：パーツは以下の画像に従って組み立てます。小さい方のスプリングは、曲がった状態で装着します。組み立て後、正常に機能しない場合は、再度小さい方のスプリングを曲げて装着し直してください。



トルクレンチ EV



分解

- ドライバーハンドルが装着されている場合、ドライバーハンドルを外します。
- トルクレンチヘッド部のくぼみを指で押してヘッド部を取り外します。(1) 静かにヘッド部を引っ張ります。(2)

洗浄と乾燥

- ドライバーハンドル、トルクレンチEVのヘッド部と本体部をそれぞれブラシを使用して洗浄し、個々をしっかり乾燥させます。

滅菌

- 製造元の操作方法に従って高圧蒸気滅菌します。

索引

商品コード順

商品コード	商品名	ページ
25774	トルクレンチEV	16
25776	トルクレンチEV 補綴用ドライバーハンドル	16
25777	トルクレンチEV 補綴用ドライバーハンドル ロー	16
26115	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 1mm 0°/Ø3.3/Ni	15
26116	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 2mm 0°/Ø3.3/Ni	15
26117	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 3mm 0°/Ø3.3/Ni	15
26121	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 1mm 0°/Ø4.5/I	15
26122	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 2mm 0°/Ø4.5/I	15
26123	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 3mm 0°/Ø4.5/I	15
26124	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 1mm 0°/Ø4.5/I	15
26125	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 2mm 0°/Ø4.5/I	15
26126	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 3mm 0°/Ø4.5/I	15
26127	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 1mm 15°/Ø4.5/I	15
26128	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 2mm 15°/Ø4.5/I	15
26129	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 3mm 15°/Ø4.5/I	15
26130	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 1mm 15°/Ø4.5/I	15
26131	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 2mm 15°/Ø4.5/I	15
26132	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 3mm 15°/Ø4.5/I	15
31033636	コノメトリック テンポラリーキャップ インサージョンツール Ø3.3	16
31033637	コノメトリック テンポラリーキャップ インサージョンツール Ø4.5	16
31047210	コノメトリック アナログ, Ø3.3	18
31072001	コノメトリック インプレッションキャップ, Ø3.3/5.4	17
31072002	コノメトリック インプレッションキャップ, Ø4.5/5.4	17
31072020	コノメトリック アナログ, Ø4.5	18
31072101	コノメトリック ヒーリングキャップ, Ø3.3/4.8	17
31072102	コノメトリック ヒーリングキャップ, Ø3.3/6.0	17
31072103	コノメトリック ヒーリングキャップ, Ø4.5/6.0	17
31072112	コノメトリック テンポラリーキャップ, Ø3.3/4.6	17
31072114	コノメトリック テンポラリーキャップ, Ø4.5/5.8	17
31072121	コノメトリック ラボキャップ, Ø3.3	18
31072123	コノメトリック ラボキャップ, Ø4.5	18
31072301	コノメトリック ファイナルキャップ, TiN, Ø3.3	18
31072303	コノメトリック ファイナルキャップ, TiN, Ø4.5	18
31072906	コノメトリック フィクセーションツールチップ, コンベックス(5入り)	17
31072907	コノメトリック フィクセーションツールチップ, Uシェイプ(5入り)	17
31072908	コノメトリック フィクセーションツールチップ, コンケイブ(5入り)	17
31072909	コノメトリック アバットメントドライバー Ø3.3, 25mm	16
31072910	コノメトリック アバットメントドライバー Ø3.3, 20mm	16
31072911	コノメトリック フィクセーションツール	16

50音順

商品コード	商品名	ページ
31047210	コノメトリック アナログ, Ø3.3	18
31072020	コノメトリック アナログ, Ø4.5	18
31072910	コノメトリック アバットメントドライバー Ø3.3, 20mm	16
31072909	コノメトリック アバットメントドライバー Ø3.3, 25mm	16
31072001	コノメトリック インプレッションキャップ, Ø3.3/5.4	17
31072002	コノメトリック インプレッションキャップ, Ø4.5/5.4	17
31033636	コノメトリック テンポラリーキャップ インサージョンツール Ø3.3	16
31033637	コノメトリック テンポラリーキャップ インサージョンツール Ø4.5	16
31072112	コノメトリック テンポラリーキャップ, Ø3.3/4.6	17
31072114	コノメトリック テンポラリーキャップ, Ø4.5/5.8	17
31072101	コノメトリック ヒーリングキャップ, Ø3.3/4.8	17
31072102	コノメトリック ヒーリングキャップ, Ø3.3/6.0	17
31072103	コノメトリック ヒーリングキャップ, Ø4.5/6.0	17
31072301	コノメトリック ファイナルキャップ, TiN, Ø3.3	18
31072303	コノメトリック ファイナルキャップ, TiN, Ø4.5	18
31072911	コノメトリック フィクセーションツール	16
31072907	コノメトリック フィクセーションツールチップ, Uシェイプ(5入り)	17
31072908	コノメトリック フィクセーションツールチップ, コンケイブ(5入り)	17
31072906	コノメトリック フィクセーションツールチップ, コンベックス(5入り)	17
31072121	コノメトリック ラボキャップ, Ø3.3	18
31072123	コノメトリック ラボキャップ, Ø4.5	18
26121	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 1mm 0°/Ø4.5/I	15
26127	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 1mm 15°/Ø4.5/I	15
26115	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 1mm 0°/Ø3.3/Ni	15
26116	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 2mm 0°/Ø3.3/Ni	15
26122	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 2mm 0°/Ø4.5/I	15
26128	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 2mm 15°/Ø4.5/I	15
26117	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 3mm 0°/Ø3.3/Ni	15
26123	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 3mm 0°/Ø4.5/I	15
26129	コノメトリックアバットメントEV3.6 - 3mm 15°/Ø4.5/I	15
26124	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 1mm 0°/Ø4.5/I	15
26130	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 1mm 15°/Ø4.5/I	15
26125	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 2mm 0°/Ø4.5/I	15
26131	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 2mm 15°/Ø4.5/I	15
26126	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 3mm 0°/Ø4.5/I	15
26132	コノメトリックアバットメントEV4.2 - 3mm 15°/Ø4.5/I	15
25774	トルクレンチEV	16
25776	トルクレンチEV 補綴用ドライバーハンドル	16
25777	トルクレンチEV 補綴用ドライバーハンドル ロー	16

クラス分類	販売名	一般的名称コード	一般的名称	承認・認証・届出番号
Ⅲ	オッセオスピードEV	70909000	歯科用インプラントシステム	22800BZX00381000
Ⅲ	コノメトリックアバットメントEV	70910000	歯科用インプラントアバットメント	30200BZX00194000
Ⅱ	コノメトリックキャップ	70819000	歯科インプラント用上部構造材	302AGBZX00041000
Ⅰ	オッセオスピードEV 補綴用器具	70722000	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05410
Ⅰ	コノメトリックアバットメント 技工用器具	70757000	歯科インプラント技工用器材	13B1X10236Y05590
Ⅰ	コノメトリックアバットメント 補綴用器具	70722000	歯科インプラント補綴用器具	13B1X10236Y05600

デンツプライ シロナ インプラントについて

デンツプライシロナ インプラントは、アンキロス、アストラテックインプラントシステム、およびサイズのインプラント等のラインアップ、患者固有の CAD/CAM アバットメントやシムプラント ガイデッドサージェリーなどのデジタル技術などの専門的なビジネス開発プログラムを含む、インプラント治療のすべてのフェーズに対応した包括的なソリューションを提供しています。デンツプライ シロナ インプラントは、歯科医療従事者のために必要な価値を創出し、予知性が高く長期に安定したインプラント治療を実現し患者の QOL の向上を目指しています。

デンツプライ シロナについて

デンツプライ シロナは、世界最大級の歯科向け製品およびテクノロジーのメーカーで、世界の歯科業界と患者に向け、革新的なサービスを 130 年にわたり提供しています。デンツプライ シロナは、世界的ブランドの強力なポートフォリオの下、歯科製品および口腔衛生製品を含む包括的なソリューション、並びにその他の医療用消費器材を開発、製造、および販売しています。デンタルソリューションカンパニーとしてのデンツプライ シロナの製品は、革新的で高品質かつ効果的なソリューションを提供することにより、患者のケアを向上させ、より優れた安全かつスピーディな歯科治療を実現します。デンツプライ シロナはノースカロライナ州シャーロットに本社を構え、オーストリアのザルツブルグに海外事業本部を構えています。デンツプライ シロナの株式は、XRAY の銘柄で米国 NASDAQ に上場しています。

デンツプライ シロナおよび同社製品の詳細については、www.dentsplysirona.com を参照してください。

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY

