



Breathable Sports Mouthguards

DIRECTIONS FOR USE

INSTRUCCIONES DE USO

MODE D'EMPLOI

ISTRUZIONI PER L'USO

GEBRAUCHSANWEISUNG



Manufacturer:

Dentsply International Raintree Essix

7290 26th Court East

Sarasota, FL 34243 USA

Tel: 800.883.8733

www.essix.com

Breathable Sports Mouthguards

Breathable Sports Mouthguards contain three breathing vents to allow for optimum airflow. The tongue guard helps prevent injury by keeping the tongue from inserting through breathing vents. If desired, use a heat knife or similar instrument heated to 150°F (66°C) to trim edges.

- Insert into mouth. Correct orientation is indicated with indentation positioned at top of mouth.
- Tongue should fit comfortably between bite pads.
- Rib should hold tongue in place for optimum breathing.

Protectores dentales respirables para deportes

Los protectores dentales respirables para deportes tienen tres aberturas de respiración para permitir un flujo de aire óptimo. El protector de lengua ayuda a prevenir lesiones evitando que la lengua se introduzca a través de las aberturas de respiración. Si lo desea, use un cuchillo de calor o un instrumento similar calentado a 66 °C (150 °F) para cortar los bordes.

- Colóquelo en la boca. La orientación correcta se indica con la muesca ubicada en la parte superior de la boca.
- La lengua debe caber cómodamente entre las almohadillas de mordedura.
- El surco debe mantener la lengua en su lugar para una respiración óptima.

Protège-dents de sport respirable

Le protège-dents de sport respirable contient trois événements de respiration permettant un flux d'air optimal. Le protège-langue permet d'éviter les blessures en empêchant la langue de s'insérer dans les événements de respiration. Si nécessaire, utiliser un couteau chauffant ou un instrument similaire chauffé à 66°C (150 °F) pour la finition des bords.

- Insérer dans la bouche. L'orientation correcte est indiquée par l'encoche positionnée en haut de la bouche.
- La langue devrait reposer confortablement entre les deux tampons occlusaux.
- La nervure devrait maintenir la langue en place pour une respiration optimale

Paradenti sportivi con aperture di ventilazione

I paradenti sportivi con aperture di ventilazione contengono tre prese d'aria che consentono un flusso d'aria ottimale. Il paralingua aiuta a prevenire le lesioni impedendo alla lingua di penetrare nelle aperture di ventilazione. Se si desidera, utilizzare un coltello a caldo o un simile strumento riscaldato fino a 66 °C (150 °F) per rifinire i margini.

- Introdurre nel cavo orale. Il corretto orientamento è indicato dalla rientranza posizionata in corrispondenza della parte superiore della bocca.
- La lingua dovrebbe adattarsi confortevolmente tra i cuscinetti del bite.
- La nervatura dovrebbe tenere in posizione corretta la lingua e consentire una respirazione ottimale.

Atmungsaktiver Sportmundschutz

Der atmungsaktive Sportmundschutz enthält drei Lüftungsöffnungen für optimalen Luftfluss. Der Zungenschutz hilft dabei, Verletzungen der Zunge zu verhindern, indem sie davon abgehalten wird, in die Lüftungsöffnungen zu gelangen. Falls gewünscht, können die Ränder mithilfe eines Heißschneiders oder eines ähnlichen Instruments, das auf 66 °C (150 °F) erwärmt wird, zugeschnitten werden.

- In den Mund einführen. Die richtige Ausrichtung wird durch die Vertiefungen im oberen Bereich angezeigt.
- Die Zunge sollte komfortabel zwischen den Bissplatten liegen.
- Die Rippe sollte die Zunge so halten, dass eine optimale Atmung möglich ist.