

Sirona Connect

TRAINING: DIGITALE ABFORMUNG




DER TREND DER DIGITALISIERUNG SETZT SICH DURCH.

DER KONVENTIONELLE ABDRUCK



PRAXIS




LABOR

Die Herstellung eines Abdrucks und des dabei zu erstellenden Arbeitsmodells gehört immer noch zu den größten Fehlerquellen zwischen Praxis und Labor!

PROZESSE IM VERGLEICH

PRAXIS



LABOR




WORKFLOW MIT SIRONA CONNECT

PRAXIS

PORTAL

LABOR

HOW SIRONA CONNECT WORKS:




PROCESS
WITH inLab



Central
production
PROCESS
E.G. WITH infiniDent



STL
PROCESS
WITH THIRD-PARTY SYSTEMS



GENERELLE VORTEILE DER DIGITALEN ABFORMUNG

PRÄZISION

HOHE PRÄZISION

Hohe Qualitätsstandards durch moderne Technologie

PROZESS

EINFACHER PROZESS

Weniger Arbeitsschritte – mehr Effizienz und Zeitersparnis

KOMFORT

DER PHYSISCHE ABDRUCK ENTFÄLLT

Weniger Stress für den Patienten, ohne den gefürchteten Würgereiz



VORTEILE FÜR DEN ZAHNARZT: WEIL IHR PATIENT ES VERDIENT HAT

EINFACH

VEREINFACHTER PRAXISABLAUF

Aufnahmen, kontrollieren, senden. Der direkte Draht ins Labor

PRÄZISE

PRÄZISE AUFNAHMEN

Gleichbleibende Präzision durch digitale Prozesse


PATIENT
IM FOKUS

WEIL IHR PATIENT ES VERDIENT HAT

Hoher Komfort für den Patienten
Stärkere Patientenbindung und Neugewinnung
von Patienten (Prestige der Praxis)



SIRONA CONNECT PORTAL



SIRONA CONNECT PORTAL

- Portal-Anmeldung für Zahnärzte und Zahntechniker
- Meine Konten verwalten
- www.sirona-connect.com: Was befindet sich auf der Homepage unter Service/Downloads?
- Verbindung zu externen Portalen wie infiniDent, Invisalign etc.
- Connect Direct

REGISTRIERUNG

WWW.SIRONA-CONNECT.DE

REGISTRIERUNG

SIRONA CORPORATE WEBSITE

LABORATORY REGISTRATION | DENTIST REGISTRATION | LOGIN

ABOUT SIRONA CONNECT FOR DENTAL PRACTICES FOR DENTAL LABORATORIES SUPPORT CONTACT

sirona.
The Dental Company

Digital impression with Sirona Connect

New perspectives for dental prac-

Login

Username

Password

[> Dentist Registration](#)

[> Laboratory Registration](#)

[> Forgot password?](#)

Login

FREE CEREC CONNECT SW 4.X
DOWNLOAD

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

FERTIG

SIRONA Connect

MY SIRONA CONNECT > DENTIST REGISTRATION

- Laboratory Registration
- Dentist Registration
- Login

Welcome to SIRONA
Connect



Dentist Registration

Step 1

Step 2

Step 3

Done

Your access data

At first please choose your personal and unique user name, which you can easily remember. If you have questions, give us a call: +49 (0)6251 16-1670.

Your favorite username *

Your chosen password *

* marked fields are mandatory fields

CANCEL

NEXT

Benutzername
und Passwort
festlegen

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

FERTIG

SIRONA Connect

- Laboratory Registration
- Dentist Registration
- Login

MY SIRONA CONNECT > DENTIST REGISTRATION

Welcome to SIRONA
Connect

Dentist Registration

Step 1

Step 2

Step 3

Done

My user information

Salutation *	<input checked="" type="radio"/> Mr. <input type="radio"/> Mrs.	Phone Number *	<input type="text" value="0177 69 60 311"/>
Title	<input type="text" value="Dr."/>	E-Mail Address *	<input type="text" value="rob@F-Dental.com"/>
First Name *	<input type="text" value="Mark"/>	Confirm e-Mail address *	<input type="text" value="rob@F-Dental.com"/>
Last Name *	<input type="text" value="Homburger"/>	Skype username	<input type="text" value="DentFFM"/>

My practice data

Company Name *	<input type="text" value="Praxis Dr Homburger"/>	E-Mail Address	<input type="text" value="DrH@PraxisHomburger.de"/>
Phone Number *	<input type="text" value="061 72 69 60 311"/>	Website	<input type="text" value="www.Dental.de"/>
Fax Number	<input type="text"/>		

My preferences

Preferred Language	<input type="text" value="english (US)"/>	Timezone	<input type="text" value="(UTC) Coordinated Universal Time"/>
--------------------	---	----------	---

* marked fields are mandatory fields

BACK

NEXT

Vollständige
Benutzerdaten
eingeben

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

FERTIG

Rechnungs- und
Lieferadresse
eingeben

MY SIRONA CONNECT > DENTIST REGISTRATION

Welcome to SIRONA
Connect



Dentist Registration

Step 1 ▾ Step 2 ▾ **Step 3** ▾ Done ▾

My billing address

Address 1 *

Address 2

ZIP Code *

City *

Country *

Region



different shipping address

My shipping address

Recipient

Address 1 *

Address 2

ZIP Code *

City *

Country *

Region



*marked fields are mandatory fields

BACK

DONE

SCHRIIT 1

SCHRIIT 2

SCHRIIT 3

FERTIG

MY SIRONA CONNECT > DENTIST REGISTRATION

Welcome to SIRONA
Connect



Anmeldung
abgeschlossen.
Bestätigung
erfolgt separat
per E-Mail.

Dentist Registration

Step 1 ▾

Step 2 ▾

Step 3 ▾

Done

Congratulations! You nearly did it.

Your new Sirona account was created. Prior to your first login, we would like to check whether your e-mail address is valid und working.

We have therefore sent you an e-mail with the subject "**Please confirm your e-mail address**" which you can use to activate your account. Therefore please follow the instructions inside the e-mail.

You will find a link in the e-mail

If you didn't receive the e-mail, please check your spam folder. If you have problems, call our support (phone number + 49 (0) 6251 / 16-1670) or send us an e-mail (support@sirona.com).

We wish you good luck with Sirona Connect!

E-MAIL-BESTÄTIGUNG FÜR DIE REGISTRIERUNG ALS ZAHNARZT

SIRONA Connect – Please activate your account

Von: cerec.connect@sirona.de

An: alex@drauz.net

Datum: 25.03.2014 19:16

Dear Mr. Homburger

Welcome at SIRONA Connect! You have been registered on 03/25/2014 6:16:57 PM.

Your details are:

Username: Praxis Dr Homburger

Dr. Mark Homburger

Phone: 061 72 69 60 311

Email: DrH@PraxisHomburger.de

Dentist data:

Praxis Dr Homburger

Gutleutstr 33

60311 Frankfurt

Germany

Fax:

Website: www.Dental.de

You can activate your account with the following [Activation Link](#)

Sincerely,

Your SIRONA Connect Team



BESTÄTIGUNG DER AKTIVIERUNG

The screenshot shows the SIRONA Connect website interface. At the top left, it says "SIRONA CORPORATE WEBSITE". In the top center, a yellow box contains the message "Your account has been activated successfully.". At the top right, there are links for "LABORATORY REGISTRATION", "DENTIST REGISTRATION", and "LOGIN". Below the navigation bar, the "sirona" logo is displayed with the tagline "The Dental Company". The main content area is divided into two columns. The left column, titled "SIRONA Connect", lists "Laboratory Registration", "Dentist Registration", and "Login". The right column, titled "MY SIRONA CONNECT", features a "Welcome to SIRONA Connect" message and two images of a man talking on a phone while working at a computer. A large yellow arrow points to a yellow box labeled "Activation" with the text "Please log in and provide the additional data.". At the bottom right, there are links for "SITEMAP", "TERMS & CONDITIONS", and "PRIVACY STATEMENT".

SIRONA CORPORATE WEBSITE

Your account has been activated successfully.

LABORATORY REGISTRATION | DENTIST REGISTRATION | LOGIN

ABOUT SIRONA CONNECT FOR DENTAL PRACTICES FOR DENTAL LABORATORIES SUPPORT CONTACT

sirona
The Dental Company

SIRONA Connect

- Laboratory Registration
- Dentist Registration
- Login

MY SIRONA CONNECT

Welcome to SIRONA Connect

Activation
Please log in and provide the additional data.

SITEMAP | TERMS & CONDITIONS | PRIVACY STATEMENT

ANMELDUNG NACH DER REGISTRIERUNG

SIRONA CORPORATE WEBSITE

LABORATORY REGISTRATION | DENTIST REGISTRATION | LOGIN

ABOUT SIRONA CONNECT FOR DENTAL PRACTICES FOR DENTAL LABORATORIES SUPPORT CONTACT

sirona
The Dental Company

Digital impression with Sirona Connect

New perspectives for dental practices and laboratories.

Login

Praxis Dr Homburger

•••••

[> Dentist Registration](#)
[> Laboratory Registration](#)
[> Forgot password?](#)

Login

FREE CEREC CONNECT SW 4.X
DOWNLOAD

Unter Anmeldung den
Benutzernamen und das
Passwort eingeben

SIRONA Connect

- My Account
- User Administration
- Order List
- Log Off

MY SIRONA CONNECT > WELCOME

Welcome to SIRONA Connect



Welcome

Welcome to Sirona Connect!

Your last visit was on 03/26/2014 3:31 PM

> You can edit your personal account on the following pages.

Die Aktivierung
war erfolgreich!

GEBEN SIE UNTER MEIN KONTO IHREN SKYPE-BENUTZERNAMEN EIN

Vorname *

Ronny

E-Mail-Adresse
bestätigen *

ronny.kucharczyk@sirona.com

Nachname *

Kucharczyk

Skype-Benutzername

ronny.kucharczyk

Chat-Avatar



Ein Chat-Avatar kann
ebenfalls hochgeladen
werden

MACHEN SIE ANGABEN ZU IHREM SERVICEANGEBOT ALS LABOR

SIRONA CORPORATE WEBSITE | SPRACHE DEUTSCH ▾

Änderungen erfolgreich gespeichert!

LABORREGISTRIERUNG | ZAHNARZTREGISTRIERUNG | ANMELDUNG

ÜBER SIRONA CONNECT | FÜR DIE PRAXIS | FÜR DAS DENTALLABOR | SERVICE | KONTAKT

sirona
The Dental Company

MEIN SIRONA CONNECT > MEIN KONTO > ANGEBOTE/SERVICES

SIRONA Connect

- Mein Konto
 - Mein Benutzer
 - Mein Labor
 - Meine Rechnungsadresse
 - Meine Lieferadresse
 - Angebote/Services
 - Connect Direct
 - Externe Laborportale
 - Passwort ändern
- Benutzerverwaltung
- Auftragsliste
- Abmelden

Willkommen bei
SIRONA Connect

Angebote/Services

Geben Sie die zusätzlichen Informationen zu Ihren Angeboten und Dienstleistungen ein.

Angebote	Services
<input checked="" type="checkbox"/> Ästhetische Frontzahnrestaurationen	<input checked="" type="checkbox"/> Lieferung durch Fahrer
<input checked="" type="checkbox"/> Sirona Materialien	<input checked="" type="checkbox"/> Versand
<input checked="" type="checkbox"/> Veneers	<input checked="" type="checkbox"/> Farbnahme
<input checked="" type="checkbox"/> Ivoclar Vivadent Materialien	
<input checked="" type="checkbox"/> VITA Materialien	
<input checked="" type="checkbox"/> 3M EDC® Materialien	
<input checked="" type="checkbox"/> Kieferorthopädische Apparaturen	

SPEICHERN ABBRECHEN

VERBINDEN SIE SICH MIT EXTERNEN PORTALEN WIE INVISALIGN

SIRONA Connect

MEIN SIRONA CONNECT

Mein Konto

- Mein Benutzer
- Meine Praxis
- Meine Rechnungsadresse
- Meine Lieferadresse
- Meine bevorzugten Labore

Externes Portal

[Invisalign® Clear Aligner](#)[Passwort ändern](#)

- Benutzerverwaltung
- Auftragsliste
- Abmelden

Willkommen bei
SIRONA Connect



Sie können die Schaltfläche „Verknüpfen“ verwenden, um eine Verbindung zum Invisalign®-Portal herzustellen. Mit der Schaltfläche „Verknüpfung aufheben“ können Sie die Verbindung trennen.

[VERKNÜPFEN](#)

MEINE KONTEN ALS BENUTZER VERWALTEN

- Unter „Konten verwalten“ kann der Administrator weitere Benutzerkonten anlegen
- Werden Rechte an Administratoren vergeben, dann kann der Rolleninhaber alle Daten ändern und speichern
- Wird eine „Benutzerrolle“ vergeben, so kann der Rolleninhaber Sirona-Connect-Fälle bearbeiten, aber nicht die Benutzerdaten (Adresse etc.) ändern
- Es kann außerdem definiert werden, ob der Rolleninhaber Bestätigungen per E-Mails bekommen soll



UNTERSCHRIFT

- Zahnärzte können das Auftragsblatt, das sie ans Labor senden, mit einer „Unterschrift“ versehen
- Bei der Registrierung können Sie ein Zertifikat oder ein Bild Ihrer Unterschrift hochladen und einen Text hinzufügen, der auf dem Arbeitsticket erscheint
- Die Angaben können auch unter Mein Konto / Mein Benutzer hinzugefügt werden

SIRONA Connect

- Laborregistrierung
- Zahnarztregistrierung
- Anmeldung

WILLKOMMEN BEI SIRONA CONNECT

Zahnarztregistrierung Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 Fertig

Meine Benutzerinformationen

Geschlecht: Herr Frau
 Titel:
 Vorname:
 Nachname:
 Chat-Avatar:

Telefon-Nr.:
 E-Mail-Adresse:
 E-Mail-Adresse bestätigen:
 Skype-Dienstname:

My Workticket signature preferences

Use Workticket signature

Signature File: Workticket Signature Text:

WENN SIE DER **LABORINHABER**
SIND

REGISTRIERUNG ALS LABOR

The screenshot displays the Sirona Corporate Website with the following elements:

- Top Navigation:** SIRONA CORPORATE WEBSITE | LABORATORY REGISTRATION | DENTIST REGISTRATION | LOGIN
- Secondary Navigation:** ABOUT SIRONA CONNECT | FOR DENTAL PRACTICES | FOR DENTAL LABORATORIES | SUPPORT | CONTACT
- Logo:** sirona. The Dental Company
- Main Content:**
 - Text:** Digital impression with Sirona Connect. New perspectives for dental prac-
 - Form:** Login section with fields for Username and Password, and a Login button.
 - Links:** > Dentist Registration, > Laboratory Registration (highlighted with a yellow arrow), > Forgot password?
 - Image:** A man in a white polo shirt talking on a mobile phone, with a computer monitor displaying a 3D dental model in the background.
 - Call to Action:** FREE CEREC CONNECT SW 4.X DOWNLOAD
 - Image:** A man in a light blue shirt talking on a mobile phone in a dental laboratory setting, with a computer monitor displaying a 3D dental model.

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

FERTIG

SIRONA Connect

MY SIRONA CONNECT > LABORATORY REGISTRATION

- Laboratory Registration
- Dentist Registration
- Login

Welcome to SIRONA
Connect



Laboratory Registration

Step 1

Step 2

Step 3

Done

Your access data

At first please choose your personal and unique user name, which you can easily remember. If you have questions, give us a call: +49 (0)6251 16-1670.

Your favorite username *

Your chosen password *

* marked fields are mandatory fields

CANCEL

NEXT

Benutzername
und Passwort
festlegen

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

FERTIG

SIRONA Connect

- Laboratory Registration
- Dentist Registration
- Login

MY SIRONA CONNECT > LABORATORY REGISTRATION

Welcome to SIRONA
Connect

Vollständige
Benutzerdaten
eingeben

Laboratory Registration

Step 1 ▾ Step 2 Step 3 Done

My user information

Salutation *	<input checked="" type="radio"/> Mr. <input type="radio"/> Mrs.	Phone Number *	<input type="text" value="069 60311 69"/>
Title	<input type="text" value="Dr"/>	E-Mail Address *	<input type="text" value="rob@F-Dental.com"/>
First Name *	<input type="text" value="Robin"/>	Confirm e-Mail address *	<input type="text" value="rob@F-Dental.com"/>
Last Name *	<input type="text" value="Frankfurter"/>	Skype username	<input type="text" value="RobFFM"/>

My laboratory data

Company Name *	<input type="text" value="Dentallab Frankfurter"/>	E-Mail Address	<input type="text" value="RF@Frankfurter-Dental.com"/>
Phone Number *	<input type="text" value="069 60311 71"/>	Website	<input type="text" value="www.Dental-FFM.de"/>
Fax Number	<input type="text" value="069 60311 77"/>		

My preferences

Preferred Language	<input type="text" value="english (GB)"/>	Timezone	<input type="text" value="(UTC) Casablanca"/>
--------------------	---	----------	---

* marked fields are mandatory fields

BACK

NEXT

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

FERTIG

SIRONA Connect

- Laboratory Registration
- Dentist Registration
- Login

MY SIRONA CONNECT > LABORATORY REGISTRATION

Welcome to SIRONA Connect



Laboratory Registration

Step 1 ▾ Step 2 ▾ Step 3 ▾ Done ▾

My billing address

Address 1 *

Address 2


ZIP Code *

City *

Country *

Region

different shipping address



My shipping address

Recipient

Address 1 *


Address 2

ZIP Code *

City *

Country *

Region



* marked fields are mandatory fields

BACK

DONE

Rechnungs- und
Lieferadresse
eingeben

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

FERTIG

SIRONA Connect

- Laboratory Registration
- Dentist Registration
- Login

MY SIRONA CONNECT > LABORATORY REGISTRATION

Welcome to SIRONA
Connect



Laboratory Registration

Step 1 ▾

Step 2 ▾

Step 3 ▾

Done

Congratulations! You nearly did it.

Your new Sirona account was created. Prior to your first login, we would like to check whether your e-mail address is valid und working.

We have therefore sent you an e-mail with the subject "Please confirm your e-mail address" to rob@F-Dental.com. You will find a link in the e-mail which you can use to activate your account. Therefore please follow the instructions inside the e-mail.

If you didn't receive the e-mail, please check your spam folder. If you have problems, call our support (phone number + 49 (0) 6251 / 16-1670) or send us an e-mail (support@sirona.com).

We wish you good luck with Sirona Connect!

Anmeldung
abgeschlossen.
Bestätigung
erfolgt separat
per E-Mail.

E-MAIL-BESTÄTIGUNG FÜR DIE REGISTRIERUNG ALS LABOR

☒ **SIRONA Connect – Please activate your account**

Von: cerec.connect@sirona.de

An: alex@drauz.net

Datum: 18:57

Dear Mr. Homburger

Welcome at SIRONA Connect! You have been registered on 25/03/2014 6:57:15 PM.

Your details are:

Username: Dentallabor Frankfurter

Dr Mark Homburger

Phone: 061 72 69 60 311

Email: DrH@PraxisHomburger.de

|

Laboratory data:

Dentallabor Frankfurter

Goethestrasse 3

60711 Frankfurt

Germany

Fax:

Website:

You can activate your account with the following [Activation Link](#)

Sincerely,

Your SIRONA Connect Team



BESTÄTIGUNG DER AKTIVIERUNG

The screenshot displays the SIRONA Connect website interface. At the top left, it says "SIRONA CORPORATE WEBSITE". A yellow notification box in the top center contains the text "Your account has been activated successfully.". On the top right, there are links for "LABORATORY REGISTRATION | DENTIST REGISTRATION | LOGIN". Below this is a navigation menu with "ABOUT SIRONA CONNECT", "FOR DENTAL PRACTICES", "FOR DENTAL LABORATORIES", "SERVICE", and "CONTACT". The SIRONA logo "sirona. The Dental Company" is on the right. The main content area features a "SIRONA Connect" section with a list: "Laboratory Registration", "Dentist Registration", and "Login". A breadcrumb trail reads "MY SIRONA CONNECT > LABORATORY REGISTRATION". A large banner area contains the text "Welcome to SIRONA Connect" and two images of a man talking on a phone at a computer workstation. A large yellow arrow points to a yellow box labeled "Activation" with the text "Please log in and provide the additional data.". At the bottom right, there are links for "SITEMAP | TERMS & CONDITIONS | PRIVACY STATEMENT".

SIRONA CORPORATE WEBSITE

Your account has been activated successfully.

LABORATORY REGISTRATION | DENTIST REGISTRATION | LOGIN

ABOUT SIRONA CONNECT FOR DENTAL PRACTICES FOR DENTAL LABORATORIES SERVICE CONTACT

sirona.
The Dental Company

SIRONA Connect

- Laboratory Registration
- Dentist Registration
- Login

MY SIRONA CONNECT > LABORATORY REGISTRATION

Welcome to SIRONA Connect

Activation
Please log in and provide the additional data.

SITEMAP | TERMS & CONDITIONS | PRIVACY STATEMENT

ANMELDUNG NACH DER REGISTRIERUNG

SIRONA CORPORATE WEBSITE

LABORATORY REGISTRATION | DENTIST REGISTRATION | LOGIN

ABOUT SIRONA CONNECT FOR DENTAL PRACTICES FOR DENTAL LABORATORIES SERVICE CONTACT

sirona
The Dental Company

Digital impression with Sirona Connect

New perspectives for dental practices and laboratories

Login

Dentallabor Frankfurter

.....

[Dentist Registration](#)

[Laboratory Registration](#)

[Forgot password?](#)

Login

FREE CEREC CONNECT SW 4.X DOWNLOAD

Unter Anmeldung den Benutzernamen und das Passwort eingeben

SIRONA Connect

- My Account
- User Administration
- Order List
- Log Off

MY SIRONA CONNECT > WELCOME

Welcome to SIRONA Connect



Welcome

Welcome **Ronny Kucharczyk** to Sirona Connect!

Your last visit was on 03/26/2014 3:31 PM

> You can edit your personal account on the following pages.

Die Aktivierung
war erfolgreich!

WEITERE KONTODATEN HINZUFÜGEN

WEITERE KONTEN HINZUFÜGEN

- Labore können zusätzlich ihre **infiniDent** Anmeldedaten hinterlegen, damit SLA-Modelle direkt aus dem Sirona Connect Portal bestellt werden können
- Just in Time über **Skype**: Benutzerdaten können hinterlegt werden, damit Zahnarzt und Zahntechniker sich direkt über Skype abstimmen können

- My Account
 - My user
 - My laboratory
 - My billing address
 - My shipping address
 - Change Password
 - Offerings / Services
 - Connect Direct
- User Administration
 - Order List
 - Log Off

Welcome to SIRONA Connect



My laboratory data

Company Name* E-Mail Address

Phone Number* Website

Fax Number

My preferences

Preferred Language List range

Timezone

infiniDent

infiniDent User Name infiniDent Password

* marked fields are mandatory fields

WIE FUNKTIONIERT CONNECT DIRECT?

DAS PRINZIP VON CONNECT DIRECT

- Exklusive Kundenbindung: der Intraoral-Scanner wird exklusiv mit einem einzigen Labor verbunden, quasi „verriegelt“
- Die digitalen Daten aus der Praxis können also nur an dieses Labor versandt werden
- Dies findet vom Labor aus statt, nur wenige manuelle Prozess von Sirona sind nötig
- Öffnet neue Perspektiven für Labors und Praxen durch attraktives Geschäftsmodell



ANMELDUNG ALS LABOR

Zugang über
Anmeldung:
Benutzer-ID +
Passwort

My Sirona Connect Home > My Sirona Connect > Login

- Laboratory Registration
- Dentist Registration
- Login**

Login

Please enter your **User ID** and **Password**.

User ID *

Password *

[Forgot your User ID or Password?](#)

GERÄTEANGABEN HINZUFÜGEN

My Sirona Connect Home > My Sirona Connect > Connect Direct

Logged in as **lab**


- ▶ MyAccount
 - ▶ Password
 - ▶ User
 - ▶ Laboratory
 - ▶ Billing Address
 - ▶ Shipping Address
 - ▶ Offerings / Services
 - ▶ Connect Direct
- ▶ Order List
- ▶ Log Off

Connect Direct

Please use the form below to add dentists to your Connect Direct customers.

Add Connect Direct workstation

Inventory Number *	<input type="text" value="000111222"/>
Workstation ID *	<input type="text" value="012345"/>
Dentist's contact person username *	<input type="text" value="dentist"/>



GERÄTEANGABEN HINZUFÜGEN




Gerät wurde hinzugefügt.
Es können weitere Geräte
hinzugefügt werden.

My Sirona Connect Home > My Sirona Connect > Connect Direct

Logged in as
lab


- ▶ MyAccount
 - ▶ Password
 - ▶ User
 - ▶ Laboratory
 - ▶ Billing Address
 - ▶ Shipping Address
 - ▶ Offerings / Services
 - ▶ **Connect Direct**
- ▶ Order List
- ▶ Log Off

 Connect Direct successfully added.

Connect Direct

Please use the form below to add dentists to your Connect Direct customers.

Existing Connect Direct workstations

Inventory Number	Company Name	City	Activation	
000111222	Company Dentist	zip City	pending since 2/23/2012	Send activation e-Mail 


Add Connect Direct workstation

Inventory Number *

Workstation ID *


Dentist's contact person username *

AUFFORDERUNG ZUR BESTÄTIGUNG DER DIRECT-CONNECT-VERBINDUNG




Der Zahnarzt wird
aufgefordert, diese direkte
Verbindung zu bestätigen

BESTÄTIGUNG ÜBER DIE HERGESTELLTE VERBINDUNG



My Sirona Connect Home > My Sirona Connect > Connect Direct

- ▶ Laboratory Registration
- ▶ Dentist Registration
- ▶ Login

 Connect Direct workstation accepted successfully!

Connect Direct

Hello Name1 Dentist Name2 Dentist,

You have accepted Connect Direct for your AC with the serial number 012345.
Please open the portal to the AC and enter the following login data:

Username: 806E24764B43BD5CDC725CA5167056715A040788
Password: 1234


With this step Connect Direct is activated on your AC. For questions, please contact your laboratory.

Company Lab
adress
city, FL zip
United States
Phone: Phone Lab


Der Zahnarzt hat die
Verbindung bestätigt und
erhält eine E-Mail mit
Benutzername und Passwort

BESTÄTIGUNG ÜBER DIE HERGESTELLTE VERBINDUNG


Der Zahnarzt hat die
Verbindung bestätigt und
erhält eine E-Mail mit
Benutzername und Passwort




ANMELDUNG CONNECT DIRECT



CONNECT DIRECT




DER ZAHNARZT BESTÄTIGT DIE VERBINDUNG



Das Labor erhält eine Bestätigung, dass der Zahnarzt die Verbindung angenommen hat.

DER ZAHNARZT AKTIVIERT DIE VERBINDUNG



Das Labor erhält eine Bestätigung, dass der Zahnarzt die Verbindung angenommen hat.

WEITERE GERÄTE VERBINDEN

My Sirona Connect Home > My Sirona Connect > Connect Direct


Logged in as **lab**

- ▶ MyAccount
 - ▶ Password
 - ▶ User
 - ▶ Laboratory
 - ▶ Billing Address
 - ▶ Shipping Address
 - ▶ Offerings / Services
 - ▶ **Connect Direct**
- ▶ Order List
- ▶ Log Off

Connect Direct

Please use the form below to add dentists to your Connect Direct customers.

Existing Connect Direct workstations

Inventory Number	Company Name	City	Activation	
000111222	Company Dentist	zip City	activated on 2/23/2012	

Add Connect Direct workstation

Inventory Number *

Workstation ID *

Dentist's contact person username *

HINWEIS ZUM MANUELLEN PROZESS MIT DEM APOLLO DI

- Das Labor schickt eine E-Mail mit allen Angaben an folgende Adresse bei Sirona ronny.kucharczyk@sirona.com:
 - Benutzernamen, Adressen, E-Mail etc. von Zahnarzt und Zahntechniker
 - Infos zum APOLLO DI (kleine Nummer unter dem Strichcode)
- Der ZA muss sich auch einmal mit dem APOLLO DI am Portal anmelden.
- Der Prozess für APOLLO soll auch bald automatisiert werden.




WEITERE INFORMATIONEN ONLINE

DER SERVICE-BEREICH


Sämtliche Informationen sind online im Bereich „Service“ erhältlich:

- Software-Updates/Upgrades kostenlos
- Marketingmaterialien
- FAQ
- Videos
- Trainingskurse
- Tutorien



SOFTWARE-UPDATES/UPGRADES

- Alle Software-Updates und -Upgrades sind kostenlos online erhältlich



The screenshot shows a web page for Sirona software updates. The page has a navigation menu on the left with 'Support' and sub-items: 'Software', 'FAQ', 'Sirona Connect Video', and 'Video tutorials'. The main content area is titled 'Software' and includes a breadcrumb trail 'WELCOME > SUPPORT > SOFTWARE'. Below the title, there are two images of a man talking on a phone while working at a computer. The page is divided into two sections: 'APOLLO DI' and 'CEREC Connect Software'. Each section provides instructions on how to find or download the current software and its manual, with download links for various file types and sizes.

Support

- Software
- FAQ
- Sirona Connect Video
- Video tutorials

WELCOME > SUPPORT > SOFTWARE

Software

APOLLO DI

Here you find the current APOLLO Connect Software and its operator's manual.

- APOLLO Connect Software
exe file | 1,4 GB
- Update description SW 4.5.5
pdf file | 88 KB
- Operator's manual APOLLO Connect Software
pdf file | 1,3 MB

CEREC Connect Software

Here you can download the current CEREC Connect Software.

Please note the installation instructions from the following link www.sirona.com/firmwareupdate if your previous version is smaller than CEREC Connect SW 4.2.1.

- CEREC Connect SW 4.2.4:
exe file | 393 MB
- Update description CEREC Connect SW 4.2.4:
pdf file | 88 KB

MARKETINGMATERIALIEN

○ Prozess-Video zur digitalen Abformung mit Sirona Connect

SIRONA CORPORATE WEBSITE

LABORATORY REGISTRATION | DENTIST REGISTRATION | LOGIN

ABOUT SIRONA CONNECT FOR DENTAL PRACTICES FOR DENTAL LABORATORIES **SUPPORT** CONTACT

sirona
The Dental Company

Support

- Software
- FAQ
- Sirona Connect Video**
- Video tutorials

WELCOME > SUPPORT > **SIRONA CONNECT VIDEO**

Sirona Connect Video

JOIN US


DIGITAL IMPRESSION WITH SIRONA CONNECT.

Download Sirona Connect Video (mp4 Datei, 23 MB)

TUTORIEN

Praktische Tutorien stehen zur Verfügung:

- Scanstrategie mit dem APOLLO DI
- Klinische Tutorien
 - Wie verwendet man Expasyl?
 - Wie funktioniert die 2-Faden-Technik?
 - Wie halte ich den Mund ohne Watterollen trocken?
 - Wie kann die Zahnarzthelferin beim Intraoralscannen unterstützen?
 - Wie nutze ich den Laser?



Sirona DI Hardware


APOLLO DI



ALLGEMEINE HINWEISE

- Verwenden Sie nur Originalsoftware oder von Sirona freigegebene Software
- Lassen Sie Restaurationen durch geschultes Personal überprüfen
- Lassen Sie Modelle durch geschultes Personal überprüfen
- Hinweis zum Standort des Gerätes bzw. zur Bildhelligkeit:
 - Die Bildhelligkeit wird bei der Aufnahme automatisch geregelt
 - Das Umfeld des aufzunehmenden Zahnes sollte möglichst schwach beleuchtet sein: Behandlungsleuchte ausschalten und Sonneneinstrahlung vermeiden, weil das Fenster spiegelt

ALLGEMEINE HINWEISE

- Gerät am Hauptschalter (rechte Seite, oben) einschalten. Damit wird das Betriebssystem gestartet.
- Warten, bis der CodeMeter (Symbol unten rechts) grün wird 
 - Versucht der Anwender die Software vor Aktivierung des Sticks zu starten, erhält er eine Fehlermeldung, dass keine gültige Lizenz vorhanden ist.
- Aufwärmphase: nach dem Systemstart ca. 15 min warten, bevor der Scanvorgang gestartet wird. So kann der Kamerakopf die optimale „Betriebstemperatur“ erreichen.
- Wenn Sie das Gerät während des Betriebs am Ein-Taster ausschalten, kann es zu Datenverlusten und PC-Fehlfunktionen kommen.

WARTEN SIE, BIS DER LIZENZSTICK AKTIVIERT IST




APOLLO DI



INTERNETVERBINDUNG EINRICHTEN

- Der APOLLO DI verfügt über einen WLAN-Anschluss
- Anforderungen an das WLAN-Netz
 - Praxisnetzwerk mit Internetverbindung
 - Empfohlene Internetverbindung: Breitband-Anschluss, z. B. DSL, T1 oder Mobilfunk
- Netzwerksymbol in der Windows-Leiste antippen
 - Liste der verfügbaren WLAN-Netze wird angezeigt
 - Gewünschtes WLAN-Netz auswählen
 - Wenn nötig, Passwort eingeben und auf OK klicken. Dazu die Windows-Tastatur verwenden
- Der APOLLO DI ist jetzt mit dem WLAN-Netz verbunden!
- Microsoft Security Essentials sind vorinstalliert.
Keine Firewall oder eigenes Anti-Virus-Programm dazwischenschalten



KAMERA VORBEREITEN

- Die Kamera wird in zwei Schritten 1. gereinigt und 2. desinfiziert.
- Die Kamera kann vom Gerät entfernt werden, um Reinigung und Desinfektion zu vereinfachen.
 - Entfernen Sie die Kamerahülle und wischen/desinfizieren Sie die Oberflächen mit dem Tuch
 - Trocknen Sie die Kamera mit einem sauberen, weichen Tuch ab
 - Kamera nicht in Reinigungs- oder Desinfektionsmittel eintauchen und nicht damit besprühen!
- Nicht sterilisierbar: die Kamera und das Videokabel nicht sterilisieren!
- Zugelassene Pflege- und Reinigungsmittel z. B. FD 312 von Dürr. Verwenden Sie nur die von Sirona zugelassenen Pflege- und Reinigungsmittel!

KAMERA VORBEREITEN


- Kamerahüllen dienen zum Schutz der Kamera beim Scanvorgang
- Halten Sie die Hülle fest und schieben Sie die Kamera zwischen die weiße Lasche und das Papier. Die optische Seite muss in die richtige Richtung zeigen.
- Führen Sie die Kamera langsam in die Kamerahülle ein, bis der Kamerakopf die Hüllenspitze erreicht. Achten Sie darauf, nicht zu stark zu drücken, um die Kamerahülle nicht zu beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass der optische Pfad durch das Frontfenster nicht von der Hülle verdeckt wird.
- Ziehen Sie die Papierunterlage ab und drücken Sie die Kamera vorsichtig nach unten, damit die Hülle fest anliegt.



APOLLO DI HYGIENESCHUTZHÜLLE

Die Hygieneschutzhülle muss so weit heruntergezogen werden, dass der optische Pfad durch das Frontfenster komplett frei ist.

Hersteller	Produkt	ART.-NR.	PREIS o. USt.
TiDi®	Einweghülle 20 x 25 Stück	64 41 344	199 EUR



DIE ERSTEN SCHRITTE

○ PROGRAMM STARTEN

- Zum Starten der Sirona Connect Software auf das Symbol „Sirona Connect“ doppelklicken

○ MULTI-TOUCH-BILDSCHIRM

- Sie können mit Ihren Fingern navigieren und Informationen eingeben
- Symbole werden geöffnet, wenn Sie sie mit dem Finger antippen.



DIE ERSTEN SCHRITTE

○ IN DER SOFTWARE NAVIGIEREN

Beispiel	Bedeutung
Antippen	Einmaliges Antippen zum Ausführen von Funktionen in der Software
Kontextmenüs aufrufen	Entsprechende Stelle antippen und lange halten
Drag&Drop	Drag and drop

VIRTUELLE TASTATUR

Tastatur durch
Klicken am linken
Rand einblenden

AP



DI




Full-screen Snip



VIRTUELLE TASTATUR

APOLLO DI



DIE VIRTUELLE TASTATUR

- Aktivieren durch Tippen in der linken oberen Ecke des Bildschirms
- Sie erscheint auch automatisch, wenn Sie in ein Textfeld klicken



○ Nützliche Tastenkombinationen

- Alt + Tab = Zwischen verschiedenen Applikationen wechseln.
Zurück zum Desktop bei geöffneter APOLLO Connect Software
- Strg + Shift + Esc = Öffnet den Windows Task-Manager
- Windows-Logo + F = Eine Datei auf der Festplatte suchen
- Windows-Logo + D = Zum Desktop wechseln

Sirona DI Hardware

AC Connect





ALLGEMEINE HINWEISE

- Verwenden Sie nur Originalsoftware oder von Sirona freigegebene Software
- Lassen Sie Restaurationen durch geschultes Personal überprüfen
- Lassen Sie Modelle durch geschultes Personal überprüfen
- Hinweis zum Standort des Gerätes bzw. zur Bildhelligkeit:

HARDWARE-BASISWISSEN

Trackball

- Wie eine Computer-Maus zu verwenden
- Linke Taste: Objekt kippen
- Mitte: Zoomen
- Rechte Taste: Objekt bewegen



A	Monitor ON/OFF switch	C	CC
B	ON button		

KAMERA-HANDLING

- Nach dem Einschalten des Systems benötigt die Kamera eine Aufwärmzeit von 15 – 20 Minuten. Wenn das beschichtete Saphirglas der Omnicam nicht warm genug ist, kann es während der Aufnahme beschlagen.
- Sobald die Kamera auf einen Zahn oder das Zahnfleisch gerichtet oder der Fußschalter gedrückt wird, beginnt die Datenaufzeichnung.
- Der Abstand muss 0-15 mm betragen (ideal: 5 mm). Die Kamera berührt Zähne oder das Zahnfleisch nicht. Wenn der Abstand zu groß ist, werden keine Daten aufgezeichnet.

PRODUKTOPTIONEN

CEREC AC Connect – Acquisition Center

- Alle Komponenten der Bedienoberfläche sind zentral in einer mobilen Einheit integriert.
- Scan und Design erfolgen zentral im AC.
- Optimale Lösung für die meisten Zahnarztpraxen.



CEREC AF Connect – Flexible Bilderfassung

- Das Konzept beinhaltet einen flexibler Ansatz mit Kameramobilität
- Scan und Design können flexibel und getrennt voneinander erfolgen.
- Diese Lösung eignet sich für Gemeinschaftspraxen mit Behandlungsräumen auf mehreren Etagen oder mit mehreren Standorte sowie für Praxen mit wenig Platz.



PRODUKTOPTIONEN

CEREC AI Connect – Integrierte Bilderfassung

- Alle Komponenten der Bedienoberfläche sind in die TENEO Behandlungseinheit integriert
- Die CEREC Omnicam wird auf eine Kameraablage gelegt
- Tablet mit Sirona Remote Software



SIRONA REMOTE FÜR CEREC

- Die Inhalte auf dem AC-Bildschirm werden auf einen anderen Monitor übertragen – Desktop-PC, Behandlungseinheit, Wand oder Tablet
- Der Anwender arbeitet ergonomischer und hat mehr Freiheiten beim Platzieren der AC
- CEREC-Club-Mitglieder erhalten die Software kostenlos
- Die AC-Bildschirminhalte können auch auf ein Tablet übertragen werden (iOS und Android) -> CEREC AF – CEREC AI



GINGIVA MANAGEMENT

WARUM DAS ZAHNFLEISCH UND FLÜSSIGKEITEN BERÜCKSICHTIGT WERDEN MÜSSEN

- Klare Sichtbarkeit der Präparationsränder
- Keine Störung des Aufnahmevorgangs durch Flüssigkeit auf den Präparationsrändern
- Für die Adhäsivtechnik sind trockene Präparationen erforderlich

VERWENDUNG VON OPTRAGATE

- Einfacherer Zugang
 - Kein zusätzliches Instrument zum Abhalten der Wange nötig
- Bessere Sicht
- Mehr Patientenkomfort
 - Weniger Lippenreizungen
- Drei Größen: Junior, Klein, Normal
- Latexfrei



Foto: Ivoclar Vivadent

FLÜSSIGKEITSMANAGEMENT

Zum Scannen mit dem APOLLO DI wird empfohlen, keine Watterollen oder andere bewegliche Teile zu verwenden, die zu fehlerhaften Aufnahmen führen können.

Stattdessen empfehlen wir:

- DryTips® von Molnlycke
- DryTips® werden auf die Parotis gelegt und können große Mengen Flüssigkeit aufnehmen

Besuchen Sie www.sirona-connect.de, um zu sehen, wie der Patientenmund trocken gehalten wird



Foto: [Molnlycke](#)

FLÜSSIGKEITSMANAGEMENT – DRYTIPS

- DryTips sind in 2 Größen erhältlich
- Sie werden mit der rauen Oberfläche zur Wange eingelegt
- Wenn ein OptraGate™ (Ivoclar) verwendet wird, sind die DryTips® zuerst einzulegen
- Vor dem Scannen muss der Scanbereich mit Luft trocken geblasen werden. Die Zahnarthelferin verwendet Spritze und Spiegel, um den Bereich von Zunge und Speichel frei zu halten
- Bei einer Anästhesie wird der Zahnfleischrand mit weniger Blut versorgt
- Entfernen der DryTips® durch Abspülen mit Wasser

UMGANG MIT DEM ZAHNFLEISCH

Es gibt mechanische, chemische und chirurgische Methoden, um die Präparationsränder sichtbar zu machen.

- Retraktionsfäden
- Expasyl®
- Gingivektomie mittels Laser oder Elektrotom

RETRAKTIONSFÄDEN

Besuchen Sie www.sirona-connect.de, um mehr zum Thema 2-Faden-Technik zu erfahren

- Große Vielfalt von Retraktionsfäden, die zum Öffnen des Sulcus verwendet werden können
- Unsere Empfehlung: geflochtene Fäden, da sie weniger ausfransen. Beim Abschneiden ist auf eine ausreichende Länge zu achten
- Optional kann der Retraktionsfaden in Retraktionsflüssigkeit getaucht werden
- Beim Platzieren des Fadens nicht zu viel Kraft aufwenden, um Beschädigungen des Sulcus zu vermeiden
- 2-Faden-Technik
- Zuerst den dünnen Faden anbringen und dann den dickeren
- Nach dem Platzieren des zweiten Fadens ein paar Minuten auf die Blutungsstillung warten
- Nach der Haltezeit den oberen, dickeren Faden vorsichtig entfernen. Der untere, dünnere Faden bleibt in situ.
- Mit Luft trocknen, pudern und scannen.

EXPASYL®

- Expasyl® (Acteon, Frankreich) kombiniert mechanische und chemische Retraktion
- Dies wird durch die Expansion des Materials und durch die hämostatischen Eigenschaften von Aluminiumchlorid erzielt
- Die Paste wird sub- und paragingival zur Präparation mit einer stumpfen Kanüle in den Sulcus appliziert
- Nach 2-3 Minuten Verweilzeit werden die Reste gründlich mit Wasser abgespült




Foto: [dental users](#)

GINGIVEKTOMIE MIT LASER

Besuchen Sie www.sirona-connect.com, um zu erfahren, wie der SIROLaser funktioniert

- Bei chirurgischen Methoden wird das Zahnfleisch nicht nur vorübergehend zurückgeschoben, sondern permanent entfernt
- Häufig werden Elektrotom / Laser zusätzlich zu den zuvor genannten Retraktionsmethoden eingesetzt
- Der Vorteil der Elektrochirurgie ist, dass Schnitt und Hämostase in einem Prozess erfolgen
- Wir empfehlen zum Beispiel den SIROLaser von Sirona
<http://www.sirona.com/en/products/instruments/sirolaser-advance-xtend/?tab=309>

LASERANWENDUNGEN




Die mesiale Papille sowie eine kleine Überlappung im disto-labialen Bereich verhindern eine optimale digitale Abformung.






Situation nach Abtrag eines Teiles der mesialen Papille, die zirkuläre Hohlkehle ist gut sichtbar

Digitale Abformung mit CEREC



Quelle: Laser – international magazine of laser dentistry – SIROLaser Factbook; “Use of a Diode Laser for Gingival Troughing in Conservative and Prosthetic Dentistry”, Dr Almut Marsch

CEREC / PROTHETIK

-  Kosmetische Anwendungen
-  Desensibilisierung
-  Schmerztherapie

LASERANWENDUNGEN






Hämostase: vor der Behandlung



Hämostase: direkt nach der Behandlung
mit dem Diodenlaser

Quelle: Dr. med. dent. Helmut Götte

CEREC / PROTHETIK

-  Kosmetische Anwendungen
-  Desensibilisierung
-  Schmerztherapie

Aufnahmen mit dem Apollo DI



DAS AUFNAHMEVERFAHREN

- Spraybasiertes, fließendes Aufnahmeverfahren
- Die Technologie, auf der der APOLLO DI basiert, misst die Struktur im Spray. Ohne Spray funktioniert die Kamera nicht.
- Feinste schwarze und weiße Partikel im Spray sorgen für einen hohen Kontrast und somit für sehr präzise Aufnahmen
- Keine Watterollen oder andere bewegliche Teile beim Scannen verwenden
- Drehen Sie die Arbeitsleuchte beim Scannen weg

APOLLO DI SPEEDSPRAY

- APOLLO DI SpeedSpray wird als Kontrastmittel genutzt
 - Den Spraykopf mit Kanüle/Düse auf die Spraydose setzen
 - Vor jeder Anwendung durch leichtes Ziehen den sicheren Sitz der Kanüle/Düse überprüfen
 - Den Behälter vor Gebrauch schütteln
 - Darauf achten, dass die Dose während des Sprühens senkrecht gehalten wird
 - Der Abstand von der Spraydüse zum Objekt sollte etwa 10-15 mm betragen



Produkt	Art.-Nr.
APOLLO DI SpeedSpray	64 14 572

SPRAYEN IST KEIN PUDERN!


- Auch wenn das Hochkontrastspray feuchtigkeitsunempfindlich ist, muss das Aufnahmegebiet von Blut und Speichel befreit werden (siehe Kapitel zum Umgang mit weichem Gewebe)
- Nach dem Absaugen wird das Spray sehr dünn auf die Zähne aufgesprüht. Es gilt, so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich.
- Ziel ist es nicht, eine 100%ige Abdeckung zu erreichen, sondern das Muster von schwarzen und weißen Partikeln gleichmäßig aufzutragen.
- Falls zu wenig Spray aufgetragen wurde, „reißt der Scanstrom ab“ und es werden keine Daten erfasst.



Quelle: Dr. Martin Butz, München

SPRAYEN IST KEIN PUDERN!

- Die Zahnfarbe schimmert noch durch.
- Dose gut schütteln und das Spray mit einem Abstand von 10-15 mm auf die Zähne auftragen
- Kommt man zu nah, wird es unangenehm kalt für den Patienten. Mehrmals kurz sprühen.
- Absaugung durch die Zahnarzthelferin während der intraoralen Anwendung des Sprays sowie nach der Anwendung. Die Zahnarzthelferin kann kurz Luft über die Oberfläche sprühen, damit keine unnötigen Beschichtungen haften bleiben.
- ◻ Genug Spray: gute Aufnahmeleistung und Ergebnisse
- ◻ Nicht genug Spray: schlechte Aufnahmeleistung



Quelle: Dr. Martin Butz, München

WIE BEDIENE ICH DIE KAMERA?

- Die schwarze Taste drücken, um die LED und das Live-Kamerafenster in der Aufnahme phase zu aktivieren
- Die Kamera im Mund in die Position einer okklusalen Fläche bringen und die weiße Taste drücken, um die Aufnahme zu starten
- Durch Drücken der schwarzen Taste kann der Aufnahmeprozess unterbrochen und die LEDs können ausgeschaltet werden
- Um diesen Scan abzuschließen, erneut die weiße Taste drücken. Eine neuer Scan (auch als „Cluster“ bezeichnet) kann jederzeit hinzugefügt werden
- Die Kamera wird im Werk kalibriert. Eine Kalibrierung vor Ort ist nicht erforderlich




DETAILLIERTE SCANSTRATEGIE GANZKIEFER

- Die okklusale Fläche von distal nach mesial scannen, z. B. von 48 bis 33.
- Wenn Sie vorn entlanggehen, achten Sie darauf, dass nicht nur die Inzisalfläche erfasst wird, sondern auch Teile von labial und lingual.
- Anschließend die Kamera um etwa 45 Grad neigen und die lingualen (oder palatinalen) Flächen von 33 bis 48 aufnehmen. Die Aufnahme so durchführen, dass der Okklusalscan sich an den Scan der lingualen Seite anschließt
- Bei 48 die Kamera nach bukkal bewegen und die bukkale/vestibuläre Seite so aufnehmen, dass sich der Scan an den Okklusalscan anschließt
- 43 und 33 noch einmal von vestibulär nach lingual scannen, um die Übergänge zu verbinden
- Jetzt das Modell prüfen und die fehlenden relevanten Bereiche ausfüllen
- Dies alles erfolgt in einem einzigen Bildkatalog (Cluster). Verwenden Sie einen neuen Cluster nur dann, wenn Sie während der Aufnahme erneut sprühen müssen
- Gehen Sie ebenso von 38 bis 43 in einem neuen Scan (Cluster) vor



Camera View



Apollo01



Lower Jaw



Upper Jaw



Buccal



Recycle Bin




Cluster

- Jeder Cluster wird in sich optimiert, versuchen Sie daher so viel wie möglich in einem einzigen Cluster zu scannen
- Um die größtmögliche Präzision zu erreichen, scannen Sie die Präparation nicht in mehreren Clustern, weil es dann aufgrund der Verbindung der Übergänge zu Qualitätsverlusten kommen kann
- Um das System nicht zu überlasten, warten Sie, bis der Cluster fertiggestellt ist (roter oder grüner Status)

DIE „SCHWIERIGEN BEREICHE“

- Bewegen Sie den Kamerakopf nach oben und unten, um so den Scanbereich der Kamera auszuschöpfen
- Mit ausreichend Platz lässt sich die Kamera auch diagonal im freien Bereich der Präparation bewegen. Diese Bewegung hilft, die Approximalkontakte zu scannen
- Schwenken Sie die Kamera bis zu 90 Grad, um alle Bereiche einzusehen




Aufnahmen mit der Omnicam



KAMERA-HANDLING

- Unterteilen Sie die Aufnahme in vier aufeinanderfolgende Sequenzen:
- Okklusal:


- ✓ Bewegen Sie die CEREC Omnicam in die Startposition. In der Startposition befindet sich die CEREC Omnicam in okklusaler Ansicht auf dem Zahn, der in distaler Richtung zum präparierten Zahn am nächsten liegt.
- ✓ Scannen Sie in mesialer Richtung. Führen Sie dazu langsam die CEREC Omnicam in okklusaler Richtung vom distal gelegenen Zahn über den präparierten Zahn zum mesial liegenden Zahn.



KAMERA-HANDLING

- Unterteilen Sie die Aufnahme in vier aufeinanderfolgende Sequenzen:
- Bukkal:

- ✓ Drehen Sie die CEREC Omnicam um 45° bis maximal 90° nach bukkal und führen Sie sie dann wieder über die ganze bukkale Distanz in distaler Richtung zurück über den präparierten Zahn hinweg.
- ✓ Achten Sie darauf, die CEREC Omnicam bei bukkalen Scans wie eine Flöte zu halten. Die Kamera nicht vertikal zur Bewegungsrichtung kippen.




KAMERA-HANDLING

○ Unterteilen Sie die Aufnahme in vier aufeinanderfolgende Sequenzen:


○ Lingual:

- ✓ Drehen Sie die CEREC Omnicam von 90° in bukkaler Richtung auf etwa 45° bis maximal 90° in lingualer Richtung auf der anderen Seite.
- ✓ Führen Sie die CEREC Omnicam über die ganze linguale Distanz in mesialer Richtung zurück über den präparierten Zahn hinweg.



KAMERA-HANDLING

- Unterteilen Sie die Aufnahme in vier aufeinanderfolgende Sequenzen:
- Approximal:
 - ✓ Bewegen Sie die CEREC Omnicam in okklusaler Richtung zum präparierten Zahn.
 - ✓ Nehmen Sie die Approximalflächen in distaler und mesialer Richtung auf, indem Sie die Kamera mit einer Wellenbewegung in okklusaler, bukkaler und lingualer Richtung über den präparierten Zahn führen.
 - ✓ Neigen Sie dazu die Fläche um 15° in distaler und mesialer Richtung, um eine bessere Sicht der Approximalkontakte zu erhalten.



KAMERA-HANDLING – QUADRANT ODER VOLLKIEFER

The first (fourth) quadrant is scanned up to the opposite second front tooth by moving the camera in parallel along the jaw arch.

Start the scanning process



- Position the camera occlusally above the last tooth on the right, to start the scanning process.

QUADRANT ODER VOLLKIEFER

The first (fourth) quadrant is scanned up to the opposite second front tooth by moving the camera in parallel along the jaw arch.


Start the scanning process



- Position the camera occlusally above the last tooth on the right, to start the scanning process.

QUADRANT ODER VOLLKIEFER

Completing the scanning process



1. Start as indicated above, on the occlusal surface of the right terminal tooth, and scan it occlusally.
Tilt the camera by 45° in a palatal direction (oral) and guide it from the distal to the mesial.
2. Tilt the camera another 45° in a palatal direction (oral) and move it in a distal direction.
3. Tilt the camera by 90° on to the occlusal surface and move it in a mesial direction.
4. Tilt the camera in a 45° buccal direction and move it back towards the distal.
5. Then tilt the camera a further 45° in a buccal direction to a total of 90° and move it in a mesial direction again.

TIPPS & TRICKS


Scannen



TIPPS & TRICKS AUS DER PRAXIS

Wo sollte der Intraoralscanner idealerweise positioniert werden?

Der Zahnarzt arbeitet mit einer Zahnarzthelferin:




- Der Zahnarzt sitzt in 8- bis 9-Uhr-Position
- Der Scanner befindet sich in 11-Uhr-Position auf Höhe der Kopfstütze
- Die Zahnarzthelferin sitzt auf der Helferinseite und kann die Sauginstrumente effizient bedienen

TIPPS & TRICKS AUS DER PRAXIS

Wo sollte der Intraoralscanner idealerweise positioniert werden?

Der Zahnarzt arbeitet ohne Zahnarthelferin:




- Der Zahnarzt sitzt in 12-Uhr-Position (hinter dem Kopf)
- Der Scanner befindet sich auf der Helferseite
- Der Zahnarzt kann so auch die Sauginstrumente selbst bedienen

TIPPS & TRICKS AUS DER PRAXIS

- Was kann eigentlich an die Assistenz delegiert werden?
 - Vorbereitung: Anlage der Patientendaten, Vorbereitung des Sprays und der Kamera, Einschalten des Scanners, Vorbereitung der Instrumente
 - Beim Sprayen: Absaugen, nach dem Auftragen des Sprays Luft auf den Bereich blasen
 - Beim Scannen: Zunge, Wange, Lippen mit dem Spiegel abhalten, Absaugen beim Scannen, Reinigen der Kamera falls erforderlich, darauf achten, dass Spiegel oder Sauger nicht im Scanfild landen

TIPPS & TRICKS AUS DER PRAXIS

- Grundsätzlich gilt, keine Watterollen im Scanbereich zu verwenden.
- Was passiert bei Patienten mit extremem Speichelfluss? Es gibt Extremfälle, in denen doch eine Watterolle, z. B. im Unterkiefer, verwendet wird.
- Die Watterolle wird unter die Zunge gelegt und mit dem Spiegel weggehalten, damit sie nicht im Bild erscheint. Sie darf nicht sichtbar sein!



TIPPS & TRICKS AUS DER PRAXIS

Der Patient kann während des Scanvorgangs mithelfen, indem er den Mund öffnet und schließt. Im distalen Bereich auf der Okklusion muss er den Mund so weit öffnen, wie es geht. Wenn dann vestibulär gescannt wird, kann es helfen, wenn der Mund leicht geschlossen wird, weil die Wange dann weniger Spannung hat.

DIE ERSTEN SCHRITTE

- Die digitale Abformung unterliegt wie alles einer Lernkurve
- Bevor an Patientenfällen gearbeitet wird, sollten zuerst Kollegen/Helferinnen gescannt werden.
- Bei den ersten drei Fällen sollte zusätzlich zur digitalen Abformung noch ein konventioneller Abdruck gemacht und dem Labor parallel mitgeschickt werden.




DIE ERSTEN SCHRITTE

- Es erfolgt eine Abstimmung zwischen Zahnarzt und Labor.
- Das Labor kann sich direkt mit dem Intraoralscanner verbinden (mithilfe von am Markt erhältlichen Programmen wie TeamViewer), solange der Patient noch in der Praxis ist.
- Der Patient wird erst weggeschickt, wenn das Labor die Daten bestätigt hat.




BUKKALE REGISTRIERUNG

- Für eine gute automatische bukkale Registrierung nehmen Sie immer etwas Zahnfleisch mit auf
- Während der Aufnahme schwenken Sie die Kamera, um zusätzliche 3D-Informationen zu erhalten.
- 2-3 Zähne sind ausreichend
- Falls Zunge oder Wange in der Aufnahme stören, lassen sich diese Störungen mit dem Werkzeug „Bereinigen“ entfernen
- Versuchen Sie die bukkale Registrierung nah an der Präparation durchzuführen



Schlecht



Gut

VOLLKIEFER VERSUS QUADRANT

- Der Arzt und das Labor entscheiden, wie viel für den betreffenden Fall zu scannen ist; im Folgenden finden Sie eine eher allgemeine Richtlinie
 - Ein Vollkieferscan ist immer erforderlich bei
 - weitspannigen Brücken
 - schwierigen okklusalen Verhältnissen
 - bei Eckzähnen, wenn eine Eckzahnführung vorliegt
 - Ein 3/4-Scan, der die beiden Eckzähne einbezieht, ist indiziert bei Seitenzahnrestorationen und Eckzahnführung
 - Ein Quadranten- oder Frontzahnsan reicht in der Regel bei
 - Schneidezähnen, wenn die Nachbarzähne vorhanden sind
 - Einzelzahnrestorationen im Seitenzahnbereich, wenn eine intakte okklusale Gruppenführung vorliegt und die Nachbarzähne vorhanden sind

WIE VIELE LÖCHER SIND IM OPTISCHEN ABDRUCK ERLAUBT?

- Das heißt: Präparation, Nachbarzähne und Antagonisten müssen vollständig aufgenommen werden
- Es ist besonders wichtig, dass alle für die anzufertigende Restauration relevanten Funktionsflächen mit der größtmöglichen Sorgfalt eingescannt werden
- Die Software füllt Löcher automatisch auf, aber achten Sie darauf, die relevanten Bereiche zu erfassen

WIE VIELE LÖCHER SIND IM OPTISCHEN ABDRUCK ERLAUBT?

- Das sind insbesondere:
 - Präparationsränder
 - Approximalflächen mit Kontakt zur herzustellenden Restauration
 - Okklusalflächen der Nachbarzähne und auf dem präparierten Zahn (bei Inlays und Onlays)
 - Labialflächen der Nachbarzähne bei Frontzahnrestorationen
- Es muss ebenfalls darauf geachtet werden, dass Funktionsflächen nicht durch Artefakte verdeckt werden (Zahnfleisch, Zunge, Sauger usw.)

SIRONA Connect Software

SCHRITT-FÜR-SCHRITT




DER 4-PHASEN-WORKFLOW



- Informationen zum Patienten eingeben
- Informationen zum Fall eingeben
- 3D-Daten erzeugen
- 3D-Modell bewerten
- Rand markieren
- Auftragsinformationen ausfüllen
- Auftrag an das Labor senden


Sirona Connect Software 4.4

- Ab Sirona Connect Version 4.4 wird der Benutzer über eine neue Softwareversion informiert, sobald er die Applikation startet und eine Internetverbindung besteht
- Der Benutzer kann entscheiden, ob er den Download gleich oder später durchführen will




Sirona Connect Center

- Die neue Version wird vom Sirona Connect Center bereitgestellt
- Durch Klicken auf das Symbol wird der Fortschritt des Downloads angezeigt
- Auch die CEREC Software und die inLAB Software nutzen das Sirona Connect Center




Installation

- Nach erfolgreichem Download kann der Benutzer die Software installieren
- Vor der Installation sollten alle Anwendungen geschlossen werden



Installation

- Die Installation läuft
- Bitte lesen und akzeptieren Sie alle Haftungsausschlüsse



Startbildschirm




Nach Patienten suchen



Patientendatenbank anzeigen



Neuen Patienten hinzufügen



Patientendatenbank

- Die Patientendatenbank ist von links nach rechts aufgebaut und beginnt mit „Patient“, dann kommen „Fälle“ in der Mitte und „Vorschau“ auf der rechten Seite
- Die einzelnen Spalten können verschoben werden (z. B. Name und Restaurationsart) und die Größe der einzelnen Fenster kann angepasst werden

The screenshot shows the Sirona Connect software interface. At the top, there are navigation icons for ADMINISTRATIVEN, AUFNAHME, MODELL, and CONNECT. The main area is divided into three sections: Patient, Fall, and Vorschau. The Patient section contains a table with the following data:

Zahnarzt	Nachname	Vorname	Patienten-ID	Geburtsdatum
			4444	
FH			05444	
Multiple			087098787	
Bar			76544	
Abutments			977655 (1)	
Telescopes			977655	
Connect	Angulo	Lucy		11.05.2015
Service	beta		1	
Full Arch Scan	Omniscan	Omniscan-Full Arc...		02.02.2015
Whisker	Doug			03.03.1966
yau	mak88			09.09.1999

The Fall section contains a table with the following data:

Name

The Vorschau section contains a table with the following data:

Zahnum...	Restaurationstyp	Designmodus	Material










At the bottom right of the Vorschau section, there is a summary of system information:

Aufnahmesystem: Bluecam
 Produktversion: 4.4.0
 Zahnarzt:

The bottom toolbar includes icons for Startansicht, Patientendatenbank, and Sirona Connect-Portal.

Bedieneroberfläche

- Im gesamten Sirona-Connect-Workflow werden die gleichen Symbole verwendet

	Bearbeiten
	Löschen
	Speichern
	Abbrechen
	Fall öffnen
	Fall exportieren (mit Log-Dateien)
	Neuen Patienten hinzufügen
	Neuen Fall hinzufügen
	Neues 2D-Bild mit Omnicam hinzufügen



Sirona Connect



Search Patient Database



Show All Patients



Add New Patient



Patient Database Sirona Connect Portal

Neuen Patienten hinzufügen

- Neuen Patienten über Eingabe des Namens und des Geburtsdatums anlegen
- Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, nur eine Patienten-ID einzugeben

The screenshot displays the Sirona Connect software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for ADMINISTRATION, AUFNAHME, MODEL, and CONNECT, along with the Sirona CONNECT logo. The main content area features a 'Neuer Patient' form with the following fields:

- Nachname: [Empty text input field]
- Vorname: [Empty text input field]
- Geburtsdatum: dd.MM.yyyy [Date selection field]
- Patienten-ID: [Empty text input field]
- Zahnarzt: [Empty text input field]

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Zurück' (Back), 'Neuer Patient' (New Patient), and 'Neuen Fall hinzufügen' (Add New Case). A 'Neuer Patient' icon is also visible at the bottom center of the interface.


New Patient

	Last Name:	De
	First Name:	
	Date of Birth:	
	Patience:	
	Dental:	



Neuen Fall hinzufügen

- Im ersten Schritt wird eine Brücke oder Einzelzahnrestauration und der Designmodus (volle Kontur oder Verblendung) gewählt
- Restaurationen können in beiden Kiefern hinzugefügt werden



Indications

Restoration Type

- Crown
- Inlay/Onlay
- Veneer
- Implant


Design Mode

- Full Contour
- Veneered




Neuen Fall hinzufügen

- Es sind auch Maryland-Brücken sowie Mischungen aus Verblendung und voller Kontur möglich
- Alle Fenster können per Drag&Drop frei auf dem Bildschirm positioniert werden
- Die aktive Anzeige wird in Orange hervorgehoben



Implantat

- Für das Sirona Implantatsystem ist ein Sirona Scanner erforderlich
- ScanPost wurde für intraorales Scannen entwickelt (TiBase sind kleiner)
- Wählen Sie Ihr Implantatsystem



IMPLANTATSYSTEME IN DER SIRONA CAD/CAM-WELT


Implantatsysteme		Sirona Komponente	
Implantathersteller	Implantatsystem	TiBase Set	inCoris Zi meso Größe
Nobel Biocare	Replace® NP 3,5 Replace® RP 4,3 Replace® WP 5,0 Replace® 6,0	NB RS 3,5 L NB RS 4,3 L NB RS 5,0 L NB RS 6,0 L	L
Nobel Biocare	Brånemark® 3,4 Brånemark® 4,1	NB B 3,4 L NB B 4,1 L	L
Nobel Biocare	Nobel Active® 4,5 Nobel Active® 5,0	NB NA 4,5 NB NA 5,0	L
Straumann	Tissuelevel® NN 3,5 Tissuelevel® RN 4,8 Tissuelevel® WN 6,5	S SO 3,5 L S SO 4,8 L S SO 6,5 L	L
Straumann	Bone Level® NN 3,3 Bone Level® NN 4,1	S BL 3,3 S BL 4,1	L
Astra Tech	OsseoSpeed™ 3,5 S / 4,0 S OsseoSpeed™ 4,5 / 5,0	AT OS 3,5/4,0 L AT OS 4,5/5,0 L	L
Friadent	Frial® / Xive® 3,4 Frial® / Xive® 3,8 Frial® / Xive® 4,5 Frial® / Xive® 5,5	FX 3,4 S FX 3,8 S FX 4,5 L FX 5,5 L	S L
Biomet 3i	Ex. Hex® 3,4 Ex. Hex® 4,1 Ex. Hex® 5,0	BO 3,4 L BO 4,1 L BO 5,0 L	L
Biomet 3i	Certain® 3,4 Certain® 4,1 Certain® 5,0	B C 3,4 B C 4,1 B C 5,0	L
Zimmer	Tapered Screw-Vent® 3,5 Tapered Screw-Vent® 4,5 Tapered Screw-Vent® 5,7	ZTSV 3,5 L ZTSV 4,5 L ZTSV 5,7 L	L
Medentek® Implant	M-Implant Tapered	MI 3,5/5,0	L
CAMLOG®	CAMLOG® 3,3 / 3,8 / 4,3 CAMLOG® 5,0 / 6,0	- -	S L
alphatec®	Tube Line 3,4 / 3,8 / 3,8 / 4,3 P-Switch Tube Line 4,3 / 5,0	- -	S L

* Für das CAMLOG Implantatsystem sind die Titanbasen ausschließlich bei Ihrer CAMLOG Landesvertretung erhältlich. Die Scanbodies sind bei Ihrem Fachhändler bestellbar.

** Titanbasis inkl. Scanbody ist ausschließlich beim Originalhersteller erhältlich.


Material und Farbe

- Alle obligatorischen Schritte sind rot unterstrichen, grün bedeutet „fertig“ und keine Farbe bedeutet, dass dies ein optionaler Schritt ist
- Wenn ein spezielles Material gewünscht wird, wählen Sie „siehe zusätzliche Hinweise“ und geben Sie das Material im Freitextfeld des Sirona Connect Portals ein




AUFNAHMEPHASE

- Zusätzliche Bildkataloge stehen zur Verfügung, z. B. um die Situation vor der Behandlung, das Zahnfleisch oder einen Referenzzahn zu scannen
- Die Größe des Scanfensters kann angepasst werden




AUFNAHMEPHASE – APOLLO DI

- Durch Klicken auf das grüne Licht in der Mitte des Bildschirms werden alle gescannten Kataloge sichtbar
- Die Kataloge können per Drag&Drop verschoben oder gelöscht werden




AUFNAHMEPHASE – APOLLO DI

- Ein blaues Licht unten auf dem Bildschirm bedeutet, dass die Software dabei ist, die Bildkataloge zu korrelieren




AUFNAHMEPHASE – APOLLO DI

- Wenn ein Scan nicht verbunden werden kann, wird dieser in roter Farbe dargestellt. Im Katalog erscheint ein Ausrufezeichen
- Schneiden Sie in solchen Fällen die störenden Bereiche heraus oder scannen Sie eine „Brücke“, um ausreichend Informationen zu haben, damit die Verbindung des Scans berechnet werden kann



AUFNAHMEPHASE – APOLLO DI

- Aktivieren Sie zum Herausschneiden das Schneidewerkzeug
- Durch Klicken setzen Sie den Startpunkt auf eine Linie. Bestimmen Sie die Kurve der Linie durch weitere einzelne Klicks (kein Ziehen wie zuvor)
- „Anwenden“, um den Schneidevorgang abzuschließen



Doe John
9/9/1999

ADMINISTRATION

ACQUISITION

MODEL

CONNECT

Sirona
Connect

Tools

Cut

Camera View

Sirona Connect



Navigation buttons: left arrow, Scan, right arrow

Apollo01

Lower Jaw

Upper Jaw

Buccal


Recycle Bin

Thumbnail 7

Thumbnail 8

AUFNAHMEPHASE – APOLLO DI

- Aktivieren Sie zum Herausschneiden das Schneidewerkzeug
- Durch Klicken setzen Sie den Startpunkt auf eine Linie. Bestimmen Sie die Kurve der Linie durch weitere einzelne Klicks (kein Ziehen wie zuvor)
- „Anwenden“, um den Schneidevorgang abzuschließen



MODELLPHASE – BUKKALER BISS

- Die bukkale Registrierung ist für Apollo und Omnicam automatisiert
- Falls es nicht funktioniert, kann der bukkale Scan manuell korreliert werden
- Klicken Sie auf den bukkalen Scan und verschieben Sie ihn per Drag&Drop
- Klicken Sie auf den unteren Teil und bewegen Sie ihn nach oben, damit der bukkale Scan umgedreht wird
- Klicken Sie auf den oberen Teil und bewegen Sie ihn nach oben, damit der bukkale Scan in Position bleibt




MODELLPHASE – KONTAKTPUNKTE

- Die Kontaktpunkte unter den Werkzeugen anzeigen
- Wenn der Biss nicht korrekt ist, gehen Sie zurück und scannen Sie die bukkale Fläche erneut




MODELLPHASE – RAND APOLLO DI

- Drehen Sie das Modell in Position – das Randmarkierungswerkzeug ist nicht aktiviert
- Berühren Sie das Modell auf dem Bildschirm und gleiten Sie mit dem Finger zum gewünschten Startpunkt der Präparation
- Markieren Sie den Rand durch einzelne Klicks
- Korrekturen werden im manuellen Modus vorgenommen




MODELLPHASE – BEWERTUNGSWERKZEUGE

- Mit einem markierten Rand wird ein neuer Schritt eröffnet
- In diesem Schritt können Sie Hinterschnitte der Präparation und die Distanz zum Antagonisten anzeigen lassen




MODELLPHASE – DISTANZ ZUM ANTAGONISTEN


- Mit diesem Werkzeug kann der Benutzer die Distanzen in verschiedenen Farben anzeigen lassen
- Wie die Farben angezeigt werden, lässt sich in den Parametern einstellen



PARAMETER PRÄPARATIONSANALYSE

- Beispiel: Stellen Sie die ideale Distanz auf 1500 μm und die Toleranz auf 500 μm ein
- Distanzen unter 1500 μm werden rot dargestellt
- Distanzen von 1500 μm bis 2000 μm werden blau dargestellt
- Größere Distanzen werden grün angezeigt





Tools

- Manual Trim

Analyzing Tools

- Model Contacts
- Color Model


Navigation and Action Bar:

- Left Arrow
- Trim Area
- Draw Margin
- Print and/or Analyze
- Connect
- Right Arrow




SIRONA CONNECT PORTAL

- Prüfen Sie den Fall noch einmal
- Sehr schneller Upload mit Sirona Connect Version 4.4



SIRONA CONNECT PORTAL


- Zusätzliche Informationen hinzufügen
- Pflichtfelder sind rot markiert
- Sie können zusätzlichen Text eingeben und die Dateien hochladen




SKYPE

- Um die Skype-Option zu nutzen, muss der Benutzer den Skype-Namen im Sirona Connect Portal eingeben

Vorname *	<input type="text" value="Ronny"/>	E-Mail-Adresse bestätigen *	<input type="text" value="ronny.kucharczyk@sirona.com"/>
Nachname *	<input type="text" value="Kucharczyk"/>	Skype-Benutzername	<input type="text" value="ronny.kucharczyk"/>
Chat-Avatar	<input type="text" value=""/>		<input type="button" value="Durchsuchen..."/>



- Klicken Sie auf die Sprechblase oben rechts auf dem Bildschirm der inLab Version 15.0 oder der Sirona Connect Software 
- Es öffnet sich ein Chat-Fenster, das alle Chats und Dateien zeigt, die zwischen dem Zahnarzt und dem Zahntechniker ausgetauscht wurden

BESTÄTIGUNG DES DATENVERSANDS PER E-MAIL

Betreff: WG: Bestellung [3000014] angenommen
Nachricht  SIRONA_Connect_Order_3000014.pdf (151 KB)

Von: connect@sirona.de [<mailto:connect@sirona.de>]
Gesendet: Freitag, 6. November 2015 15:39
An: Funke, Ferdinand <ferdinand.funke@werkzental.de>
Betreff: Bestellung [3000014] angenommen

**Bestellung angenommen**
von SironaTestLab mit Bestell-Nr.
3000014 

Sehr geehrter Herr Meiser,

Ihre Bestellung wurde am 05.11.2015 15:38:42 über Sirona Connect angenommen.

Bauftragtes Labor	Ihr Ansprechpartner
SironaTestLab Fabrikstraße 31 64625 Bensheim Hessen Germany	Dr. Sirona TestLab Telefon: +(49)1234-6789-30 E-Mail: dp@codecandy.de Skype: NULI

Restaurationen

	16	Inlay	-
---	----	-------	---

Zusätzliche Informationen für das Labor

Kommentar des Labors
Kann man so machen

Bitte wenden Sie sich ggf. an Ihr Labor.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Sirona Connect-Team

Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie sich für SIRONA Connect registriert haben.
© SIRONA Dental Systems GmbH - SIRONA Connect Server Version 1.0.0.0


SIRONA CONNECT APP

- Just-in-Time-Abstimmung zwischen Praxis und Labor
- Zugang zur Auftragsverwaltung für Zahnärzte und Zahntechniker
- Bewertung der digitalen Modelldaten durch den Zahntechniker
- Kostenlos im Apple App Store erhältlich



SIRONA CONNECT APP

- Bewertung und Kontrolle der Qualität der gescannten Daten
- Ränder sind sichtbar, wenn sie gezeichnet wurden
- Bild des Patienten kann angezeigt werden



AUFTRAG

ZUM DOWNLOAD ALS PDF VERFÜGBAR

SIRONA Connect




The Dental Company
Dentist:Hasselbauer - Praxis
Fabrikstr. 3164625 Bensheim
Tel.: 06251-16-2070**Patient:**Gender: F
Age: 34
Insurance: GKV**Order Number:**

232956

Date Due:

26/02/2014 10:00 AM



CC = Crown veneered | PO = Pontic | CM = Missing | C = Crown | I/O = Inlay |
V = Veneer | A = Abutment | * = Margin line defined

Type:	Tooth Number:	Indication:	Material Class:	Material:	Stump Color:	Final Color:
Crown veneered	38	Crown veneered	See Additional Notes		B1	A2
Bridge veneered	31	Crown veneered	Zirconium Oxide		B1	A2
Bridge veneered	32	Pontic	Zirconium Oxide		B1	A2
Bridge veneered	33	Crown veneered	Zirconium Oxide		B1	A2

AC: Arges

Dentist Comments:

inCoris TZI

Lab Comments:

-

DESIGN-SERVICE FÜR CEREC-ANWENDER

- Ab inLab Version 15.0 können inLab-Anwender einen Design-Service für CEREC-Anwender anbieten
- Der Zahnarzt scannt mit der Sirona Connect Software und sendet die Datei über das Sirona Connect Portal ans Labor
- Das Labor übernimmt das Design in die inLab Software und sendet eine .dxd-Datei einschließlich Restauration zurück an den Zahnarzt
- Der Zahnarzt öffnet den Fall in der CEREC Version 4.4 und schleift ihn auf seiner CEREC Schleifmaschine

ES WIRD EIN GUTER TAG. MIT SIRONA.



Behandlungs-
einheiten



Hygienesysteme



CAD/CAM
-
Systeme



Bildgebende
Systeme



Instrumente