

Logiciel
3D Endo™

N'ayez plus peur
des cas complexes





WE
KNOW
ENDO.

3D Endo™, le premier logiciel s'appuyant sur l'imagerie CBCT¹ conçu pour améliorer la planification du traitement endodontique, pour une meilleure anticipation.

**Avant vous sentiez,
maintenant vous voyez.**

Conçu pour améliorer la qualité de traitement

- Isolez la dent à traiter
- Visualisez clairement l'anatomie de la dent en 3D²
- Identifiez tous les canaux³
- Anticipez les zones à risques²




(1) CBCT se traduit par TVFC : Tomodensitométrie Volumique à Faisceau Conique.

(2) En fonction de la qualité et de la résolution des images. Reportez-vous aux spécifications techniques et au site Internet pour de plus amples informations.

(3) L'utilisation du CBCT est recommandée pour les cas complexes. Consultez les déclarations des sociétés scientifiques européennes et américaines d'endodontie (ESE et AAE) pour de plus amples informations.

(4) Après 30 min de formation, tous les nouveaux utilisateurs (n=20) ont été capables d'établir un programme de traitement complet et ont jugé le logiciel « facile à utiliser ». Source : données internes.

(5) Sur 20 nouveaux utilisateurs ayant reçu une formation de 30 min, la durée moyenne d'établissement d'un programme de traitement de molaire supérieure était de 12 min, et 30 % des répondants ont terminé en moins de 10 min. Données disponibles. Source : données internes.






Une analyse intuitive des données de CBCT^{1,3}


- Méthodologie simple et identique pour tous les cas
- Prise en main du logiciel en 30 min seulement⁴
- Utilisation facile et rapide⁵

Vous savez à quoi vous attendre

- Évaluez la longueur de travail et la profondeur de la cavité d'accès en 3D




- Localisez les entrées canalaires sans ouvrir la dent




- Planifiez de manière optimale le choix des instruments à utiliser pour réaliser la cavité d'accès

- Étudiez les irrégularités des canaux en suivant leurs courbures²



Simulation de la vue intra-radicaire

Visualisez la trajectoire de coupe théorique des instruments Dentsply Sirona Endodontics tout le long du canal.



WaveOne® Gold

Spécifications techniques

CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Système d'exploitation	Windows 7, 8.1 ou 10; 64 bit
Processeur	Processeur Intel® Core™ de 3ème génération ou plus
RAM	4 Go ou plus
Espace disque disponible	20 Go ou plus
Carte graphique requise	Carte graphique intégrée Intel® HD Graphics 2500 ou plus
Résolution d'écran	1024 x 768 ou mieux
Exigences OpenGL	Versions 3.2 ou supérieures
Précision de mesure	■ Précision* de la longueur : $\pm 0,5$ mm ■ Précision* du diamètre : $\pm 0,5$ mm ■ Précision* de l'angle : $\pm 0,5^\circ$ ■ Précision* de la longueur de travail : $\pm 0,5$ mm (*Pour les images DICOM avec une taille de pixel de 0,125)

SPECIFICATIONS CBCT¹

Résolution minimum de CBCT¹	200 μ m
Format de données d'entrée	Fichiers DICOM standard
Autres	Formulaire de prescription pour demande de CBCT disponible dans le logiciel
Déclaration conjointe de l'AAE et de l'AAOMR, mai 2015	https://www.aae.org/uploadedfiles/publications_and_research/guidelines_and_position_statements/conebeamstatement.pdf
Déclaration de l'ESE, janvier 2014	International Endodontic Journal, volume 47, numéro 6, p. 502-504

BIBLIOTHEQUE DE LIMES PRISES EN CHARGE PAR LE LOGICIEL

Comprend les systèmes de limes suivant : ProTaper Next®, ProTaper Gold™, WaveOne® Gold, Reciproc®, ProTaper® Retreatment, ProGlider®, PathFile®, ReadySteel®

Essayez-le gratuitement !

- Téléchargez directement notre version d'essai gratuite sur **www.3dendo.fr**
- Inclus gratuitement : plusieurs exemples de cas

Dispositifs Médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie, au titre de la LPPR. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation. Il est recommandé d'isoler la dent à traiter à l'aide d'une digue dentaire avant tout traitement. **3D Endo™** Indications : le logiciel 3D Endo™ est conçu pour faciliter la visualisation, le diagnostic et la planification des traitements endodontiques et des retraitements en utilisant des images DICOM. Classe / Organisme certificateur : Im / CE0086. Fabricant : Maillefer Instruments Holding. **WaveOne® Gold** Indications : Instruments pour la mise en forme et le nettoyage du système canalaire Classe / Organisme certificateur : IIa/CE0086. Fabricant : Maillefer Instruments Holding. **PROTAPERNEXT®** Indications : mise en forme et nettoyage du système canalaire. Classe / Organisme certificateur : IIa/CE0086. Fabricant : Maillefer Instruments Holding. **PROTAPERGOLD™** Indications : Mise en forme et nettoyage du système canalaire. Classe / Organisme certificateur : IIa/CE0086. Fabricant : Maillefer Instruments Holding. **ProTaper® Universal retraitements** Indications : Désobturation canalaire pour les reprises de traitement endodontique. Classe/Organisme certificateur : IIa/CE0086. Fabricant : Maillefer Instruments Holding. **Instruments RECIPROC®** Indications : Instruments pour la préparation de canaux radiculaires. Classe/Organisme certificateur : IIa/CE0123. Fabricant : VDW. **ProGlider®** Indications : instrument de pré-élargissement canalaire mécanisé. Classe/Organisme certificateur : IIa/CE0086. Fabricant : Maillefer Instruments Holding. **PathFile®** Indications : Cathétérisme mécanisé du système canalaire. Classe / Organisme certificateur : IIa/CE0086. Fabricant : Maillefer Instruments Holding. **ReadySteel®** Indications : mise en forme du système canalaire. Classe / Organisme certificateur : IIa/CE0086. Fabricant : Maillefer Instruments Holding. Rev. Mai 2018.

Dentsply Sirona France

7ter rue de la porte de Buc
Immeuble Le Colbert - 78000 Versailles

