

## インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2019年5月更新

FLO		IO FLO		インプラントシステム	アバットメント (セメント固定)		クラウン		カスタムベース		クラウン アバットメント		コーヌス アバットメント		DDSC 製造 (Tiのみ)
製品番号	コード	製品番号	コード		カットバック, フルカントア				カットバック		カスタム	OD			
					Ti, GS	Zr	Ti, GS	Zr	Ti, GS	ASA	Ti	Zr	Ti, GS	Ti	
<b>デンツプライシロナ</b>															
<b>インターナル</b>															
34593	P-01	35243	IO-P-01	オッセオスピード EV Green 3.0	○		○		○	○	○	○	○	○	○*1
34594	P-02	35244	IO-P-02	オッセオスピード EV Purple 3.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
34595	P-03	35245	IO-P-03	オッセオスピード EV Yellow 4.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
34596	P-04	35246	IO-P-04	オッセオスピード EV Blue 4.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
34597	P-05	35247	IO-P-05	オッセオスピード EV Brown 5.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
34598	P-06	35248	IO-P-06	オッセオスピード Profile EV Yellow 4.2	○	○	○		○	○	○		○	○	○*2
34599	P-07	35249	IO-P-07	オッセオスピード Profile EV Blue 4.8	○	○	○		○	○	○		○	○	○*2
34530	C-01	35215	IO-C-01	オッセオスピード TX yellow 3.0	○		○		○	○	○				○*1
34531	C-02	35216	IO-C-02	オッセオスピード TX aqua 3.5, 4.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
34532	C-03	35217	IO-C-03	オッセオスピード TX lilac 4.5, 5.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
34592	C-04	35218	IO-C-04	オッセオスピード TX profile 4.5, 5.0	○		○		○		○		○	○	○*3
				マイクロスレッド 4.0 ST - Blue (旧製品)	○								○		
34583	L-01	35235	IO-L-01	アンキロス C/X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (インデックスなし)	○	○	○	○	○	○			○	○	
34583	L-01	35235	IO-L-01	アンキロス C/X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (インデックス付き)	○	○	○	○	○	○			○	○	
34575	J-01	35230	IO-J-01	ザイブ S 3.0	○		○		○	○	○				○*1
34576	J-02	35231	IO-J-02	ザイブ S 3.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
34577	J-03	35232	IO-J-03	ザイブ S 3.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
34577	J-03	35264	IO-J-04	ザイブ S 4.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
34577	J-03	35265	IO-J-05	ザイブ S 5.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
<b>Nobel biocare</b>															
<b>インターナル</b>															
34533	D-01	35219	IO-D-01	Nobelreplace NP 3.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34534	D-02	35220	IO-D-02	Nobelreplace RP 4.3	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34535	D-03	35221	IO-D-03	Nobelreplace WP 5.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34536	D-04	35222	IO-D-04	Nobelreplace 6.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34665	K-03			Nobelactive 3.0	○	○			○		○				○*3
34578	K-01	35233	IO-K-01	Nobelactive NP 3.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*3
34579	K-02	35234	IO-K-02	Nobelactive RP 4.3, 5.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*3
34677	K-04			Nobelactive WP 5.5	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
34578	K-01	35233	IO-K-01	NobelReplace Conical Connection NP 3.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*3
34579	K-02	35234	IO-K-02	NobelReplace Conical Connection RP 4.3, 5.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*3
<b>エクスターナル</b>															
34519	A-04			Brånemark System NP 3.3	○		○		○		○		○	○	
34521	A-06			Brånemark System RP 3.75, 4.0	○	○	○		○		○	○	○	○	
34526	A-11			Brånemark System WP 5.0, 5.5	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
<b>Straumann</b>															
<b>インターナル</b>															
34542	H-01	35228	IO-H-01	bone level 3.3 NC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
34543	H-02	35229	IO-H-02	bone level 4.1, 4.8 RC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
34537	E-01			standard / standard plus 4.8 RN	○		○		○		○		○	○	
34580	E-02			standard / standard plus 4.8 WN	○		○		○		○		○	○	
<b>エクスターナル</b>															
34541	G-01			Standard Plus 3.3 NN	○								○		

\*1 AtlantisCrownまたはASAを含む場合は海外製造  
 \*2 AtlantisCrownまたはASAを含む場合、コーヌスODの場合は海外製造  
 \*3 AtlantisCrownを含む場合、コーヌスODの場合は海外製造

## インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2019年5月更新

FLO		IO FLO		インプラントシステム	アバットメント (セメント固定)		クラウン		カスタムベース		クラウン アバットメント		コース アバットメント		DDSC 製造 (Tiのみ)
製品番号	コード	製品番号	コード		カットバック, フルカントア				カットバック		カスタム	OD			
					Ti, GS	Zr	Ti, GS	Zr	Ti, GS	ASA	Ti	Zr	Ti, GS	Ti	
<b>Zimmer</b>															
<b>インターナル</b>															
34527	B-01	35212	IO-B-01	tapered screw vent 3.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34528	B-02	35213	IO-B-02	tapered screw vent 4.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34529	B-03	35214	IO-B-03	tapered screw vent 5.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34527	B-01	35212	IO-B-01	screw vent 3.3, 3.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34528	B-02	35213	IO-B-02	screw vent 4.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34527	B-01	35212	IO-B-01	tapered screw vent 3.5 friction fit	○		○		○		○		○	○	
34528	B-02	35213	IO-B-02	tapered screw vent 4.5 friction fit	○		○		○		○		○	○	
34529	B-03	35214	IO-B-03	tapered screw vent 5.7 friction fit	○		○		○		○		○	○	
34527	B-01	35212	IO-B-01	screw vent 3.3, 3.7 friction fit	○		○		○		○		○	○	
34528	B-02	35213	IO-B-02	screw vent 4.5 friction fit	○		○		○		○		○	○	
34537	E-01			SwissPlus 4.8	○		○		○		○		○	○	
<b>Biomet 3i</b>															
<b>インターナル</b>															
34539	F-01	35225	IO-F-01	certain 3.25, 4/3	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
34540	F-02	35226	IO-F-02	certain 4.0, 5.0, 6.0, 5/4	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
34540	F-02	35226	IO-F-02	certain XP 4/5, 5/6	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
34539	F-01	35225	IO-F-01	certain prevail 3/4/3 (3.4), 4/3	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
34540	F-02	35226	IO-F-02	certain prevail 4/5/4, 5/4, 5/6/5, 6/5	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
<b>エクスターナル</b>															
34522	A-07			Miniplant 3.25	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
34522	A-07			Osseotite 3.75, 4.0, 5.0, 6.0	○	○			○		○	○	○	○	
34522	A-07			Osseotite XP 4/5, 5/6	○	○			○		○	○	○	○	
<b>Bio Horizons</b>															
<b>インターナル</b>															
34527	B-01	35212	IO-B-01	internal, tapered internal 3.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34528	B-02	35213	IO-B-02	internal, tapered internal 4.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34529	B-03	35214	IO-B-03	internal, tapered internal 5.7	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>エクスターナル</b>															
34518	A-03			External implant 3.5	○				○				○		
34521	A-06			External implant 4.0	○	○			○				○	○	
34524	A-09			External implant 5.0	○	○			○				○	○	
<b>Osstem</b>															
<b>インターナル</b>															
34671	R-01			Osstem TS Mini 3.5	○	○	○		○		○	○	○	○	
34672	R-02			Osstem TS Regular 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0	○	○	○		○		○	○	○	○	
<b>MIS</b>															
<b>インターナル</b>															
34678	B-04			M4 NP 3.3	○		○		○	○	○		○	○	
34527	B-01	35212	IO-B-01	M4 SP 3.75, 4.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34528	B-02	35213	IO-B-02	M4 WP 5.0, 6.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34678	B-04			SEVEN NP 3.3	○		○		○	○	○		○	○	
34527	B-01	35212	IO-B-01	SEVEN SP 3.75, 4.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
34528	B-02	35213	IO-B-02	SEVEN WP 5.0, 6.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
<b>Camlog</b>															
<b>インターナル</b>															
34584	N-01	35239	IO-N-01	Screw-line Implant 3.3	○		○		○		○		○	○	
34585	N-02	35240	IO-N-02	Screw-line / Root-line Implant 3.8	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
34586	N-03	35241	IO-N-03	Screw-line / Root-line Implant 4.3	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
34587	N-04	35242	IO-N-04	Screw-line / Root-line Implant 5.0, 6.0	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
34666	Q-01			CONOLOG 3.3	○		○		○		○		○	○	
34667	Q-02			CONOLOG 3.8, 4.3	○		○		○		○		○	○	
34668	Q-03			CONOLOG 5.0	○		○		○		○		○	○	