

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



SiroLaser – Advance y Xtend

Láser Dentsply Sirona: todo excepto estrés

dentsplysirona.com



Llegó la hora del tratamiento láser

Reducción eficaz de los gérmenes. Cirugía mínimamente invasiva. Actúa como herramienta auxiliar durante las restauraciones CEREC. Incluso tratamientos de lesiones herpéticas. Los láseres de Dentsply Sirona mejoran su trabajo práctico, garantizando mejores resultados y pacientes más satisfechos. Y todo esto sin estrés. A esto se suma una navegación del usuario intuitiva, programas de tratamiento preseleccionados y una flexibilidad total. Con los láseres SiroLaser Advance y Xtend no nos andamos con rodeos. El poder del concepto Plug & Play. SiroLaser Advance y Xtend – las puertas hacia la odontología láser.

MANEJO INTUITIVO

- Navegación por pantalla táctil
- Indicaciones claras para el usuario
- Iconos de menú auto-explicativos

TRATAMIENTO INMEDIATO

- Programas preconfigurados para las principales aplicaciones
- Menú de ayuda opcional para cada uno de los programas preconfigurados a fin de asistir a los usuarios con menos experiencia

PERSONALIZACIÓN INDIVIDUAL

- 24 aplicaciones programables
- Perfiles de usuario, cada uno con un código de acceso personal
- 12 favoritos*

FUNCIONAMIENTO VERSÁTIL

- Pieza de mano ergonómica con interruptor táctil integrado
- Funcionamiento con batería para una movilidad extraordinaria
- Mando de pedal inalámbrico**

* En forma de nueva versión, también para SiroLaser Xtend
 ** Opcional, solo para SiroLaser Advance

Disfrute las ventajas de las nuevas opciones de tratamiento

SiroLaser Advance y Xtend ofrecen una amplia gama de tratamiento. Esto es solo el principio. Este láser también contribuirá a que sus pacientes estén más satisfechos, los tratamientos sean menos dolorosos y a que obtenga excelentes resultados clínicos una vez tras otra.



Cirugía		Endodoncia	Periodoncia	Otros
Abscesos	Hemostasis	Reducción endodóntica de los gérmenes	Reducción periodontal de los gérmenes	Úlceras aftosas
Épulis	Exposición del implante	Pulpotomía	Periimplantitis	Herpes
Fibroma	Incisiones/escisiones	Gangrena	Desbridamiento sulcular	Desensibilización
Fístula	Operculectomía	etc.	etc.	etc.
Frenectomía	Acanalado gingival			

Gracias a la navegación intuitiva y a los parámetros preseleccionados para 24 programas principales de tratamiento, puede empezar a disfrutar al máximo de SiroLaser Advance y Xtend desde este mismo momento. Para ampliar la gama de tratamiento, saque partido de las opciones adicionales de programación.

Frenectomía



Antes de la intervención



Inmediatamente tras la intervención



Cuatro semanas tras la intervención

- Procedimientos prácticamente sin sangrado
- Reducción al mínimo del daño térmico colateral
- Hemostasia
- Menos inflamación
- Suave y cómodo - a menudo requiere solo anestesia tópica
- Mejora de la recuperación posoperatoria

Acanalado gingival



Antes de la intervención



Inmediatamente tras la intervención



Dos semanas tras la intervención

- Sin necesidad de aplicación de hilo
- Márgenes de impresión de consistencia clara
- Técnica óptima para impresiones digitales

Gingivoplastia



Antes de la intervención



Inmediatamente tras la intervención



Dos semanas tras la intervención

- Visualización sencilla del contorneado adecuado durante el procedimiento
- Menos sangrado y molestias tras la intervención



Datos técnicos

Datos técnicos	SiroLaser Xtend	SiroLaser Advance
Longitud de onda	970 +/- 15 nm	970 +/- 15 nm
Modos de funcionamiento	Onda continua, modo interrumpido, modo de pulso con potencia pico	Onda continua, modo interrumpido, modo de pulso con potencia pico
Potencia	5 W*	7 W
Pulso con potencia pico	- 10 W*	- 14 W
Frecuencia	1-1.000 Hz*	1-10.000 Hz
Ciclo de operación	50 % (fijo)*	Variable
Peso	- 1.0 kg (incl. pieza de mano)	- 1,3 kg (incl. pieza de mano y batería recargable)
Dimensiones	- 19,7 x 18,2 x 18,9 cm	- 19,7 x 18,2 x 18,9 cm
Volumen de suministro del software		
Perfiles de usuario	2 x (fijo)*	6 x (variable)
Archivo de historial	*	Hasta 50 x (por usuario)
Favoritos	*	12 x
Volumen de suministro del hardware		
Fibra óptica	320 µm (4 uds.) y 200 µm (1 uds.)	320 µm (5 uds.) y 200 µm (5 uds.)
Puntas de un solo uso con doblador	50 x	100 x
Opciones		
Paquetes de versión superior	■	No disponible
Batería recargable	■	Ya incluida

* Con posibilidad de actualización a versión superior ■ disponible

Iníciase ya y conviértase en un experto en láser

SiroLaser Advance y Xtend ofrecen un manejo sencillo e incluyen prácticas funciones. Sin embargo, es necesario asistir a cursos y seminarios de formación para estar en capacidad de finalizar el tratamiento de forma segura y con éxito. Ofrecemos varios eventos de formación en los que podrá aprender el tratamiento con SiroLaser Advance y Xtend o los fundamentos de un trabajo seguro con el láser. Para más información, consulte dentsplysirona.com/laser-platform o diríjase a nosotros.



Plataforma láser

Para mantenerse informado sobre la información más actual, visite nuestra nueva plataforma láser en línea: www.dentsplysirona.com/laser-platform

El elemento destacado de nuestra plataforma láser es el foro. Aquí podrá discutir cualquier cuestión que se plantee al usar el láser o respecto a la terapia láser en general con otros usuarios y especialistas.

Además encontrará artículos clínicos, material fotográfico y vídeos, estudios sobre casos y noticias sobre los próximos eventos.

Su persona de contacto

Nicole Bohlken
Asesoramiento sobre formación
akademie@sirona.com

Accesorios	REF.	SiroLaser	Xtend	Advance
Funda de pieza de mano para un funcionamiento alternativo	62 56 767	Países	REF.	REF.
Juego de fibras de 320 µm (5 uds.)	62 56 759	Alemania, Austria	63 13 733	62 56 783
Juego de fibras de 200 µm (5 uds.)	62 56 742	Suiza	63 13 774	62 58 441
Cortafibras	60 91 669	Italia	63 13 824	62 58 508
Envase de puntas desechables (100 uds.) incl. el doblador	62 56 692	Países Bajos, Bélgica	63 13 865	62 58 425
Gafas de protección láser (filtro de lentes transparente)	61 81 585	Francia	63 13 741	62 58 482
Gafas de protección láser para usuarios con gafas (filtro de lentes transparente)	61 81 593	Inglaterra	63 13 832	62 58 490
Gafas de protección láser para pacientes (filtro de lentes transparente)	60 47 745	España	63 13 758	62 58 466
Batería recargable	62 56 833	Portugal	63 13 840	62 58 516
		Dinamarca	63 13 857	62 58 458
		Finlandia, Noruega, Suecia	63 13 873	62 58 474
		Más países a petición		

Este producto se suministra sin una versión impresa del manual de instrucciones. Esta versión puede descargarse fácilmente en formato pdf en la página de internet <http://manuals.dentsplysirona.com/es.html>

Rogamos que tenga en cuenta los siguientes criterios:



Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Alemania
dentsplysirona.com

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments