



Intego

百年传承 荣光共享



追求环保
建议使用电子版

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona



值得信任的品质

登士柏西诺德不仅致力于提升顾客满意度，还要给顾客留下深刻印象。这正是登士柏西诺德看重品质、性能和服务的原因所在。登士柏西诺德综合治疗台将高品质与真正创新相结合，显著增强诊疗舒适度，并进一步优化工作流程。

可靠性与耐久度



精密复杂的质量测试和优质材料，确保 Intego 综合治疗台质量可靠、坚固耐用，耐用年限高于平均水平。

高品质



Intego 充分显示登士柏西诺德重视每一处细节。内部所用材料为优质塑形塑料、脱氧钢和精铸铝组件，外部为优质玻璃和饰面，满足优质产品的高品质需求。

高标准



登士柏西诺德拥有140多年的创新历史，为业内树立高品质标准。登士柏西诺德研发中心的290位工程和科研人员不仅密切关注设备质量，而且致力于推动创新进程。

永不过时的设计

在登士柏西诺德创新中心，研发人员高瞻远瞩，提前预估未来趋势，确保研发出的创新产品充分满足未来技术发展的需求。



Intego下挂式

- 大范围的支臂系统实现医生单元的人体工程学定位
- 可拆卸托盘系统令定位更灵活
- 全面整合的感控理念令您达到出色治疗结果



巨大增值 值得拥有

诊所里的每一天复杂而忙碌，这对您选择的综合治疗台提出了大量不同需求。上挂式的Intego解决了这一问题，确保您的选择具有极高的性价比。

优势一栏

- 舒适型助手单元，可大幅度移动，并配有一体化顶部置物盘
- 独立的净水瓶保证水质达标（选配）
- 上挂式和下挂式两款医生单元可选

Intego上挂式

上挂式医生单元为两手或四手操作提供了宽敞的治疗范围。医生单元可旋转达240度实现最优定位。器械最大拉伸距离可达90cm





1 直观的坐姿定位

- **移动更自由**
轻薄靠背，腿部移动自由，通过脚控实现灵活定位。
- **工具设置更完善**
牙医与助手单元实现协同增效，在上挂与下挂模块中，另加托盘实现灵活定位。
- **工作凳更舒适**
Paul。脚轮具有垂直定向锁功能，有效防止座椅滑走。

2 舒适的患者就位

- **综合治疗椅易于调节**
高度可灵活调节，痰盂可旋转。
- **优异的脊柱支撑**
符合人体工程学原理的舒适饰面。最佳患者定位。靠背固定后，无需重新调节头枕。
- **更高患者舒适度**
座椅、扶手和Vario脚垫升降柔缓。

3 理想的操作视野

- **诊疗区照明充足**
LEDlight或LEDview plus手术灯，带LED照明手机。
- **灵活头枕**
平头枕或多关节头枕。
- **卓越口腔影像**
综合治疗椅配备 SiroCam F 22"HD 高清显示器。

追求卓越的 诊疗效果

每一次诊疗都是一个复杂过程。登士柏西诺德人体工程学产品可优化患者诊疗体验，完善诊疗工作流程，并提高患者舒适度。Intego符合人体工程确保诊疗过程简单易行。凭借您的广博专知和登士柏西诺德综合治疗台的支持，实现追求卓越的诊疗效果。

4 集成的工作流程

- **直观操作**
EasyPad用户界面。
- **现代化设备**
创新器械，现代化医患沟通系统 SIVISION、USB、SD卡及以太网接口。

追求卓越的治疗效果

- 追求极佳临床效果
- 追求极佳美学外观
- 牙科诊所的明智选择

直观操作

棘手诊疗要求医生全身心投入。这正是Intego直观操作的由来 — 两个易于理解的全新用户界面和创新工具，实现无压力诊疗。借助直观操作，用户可集中精力于真正重要的部分 — 患者和诊疗效果。



EasyPad 数显控制界面
Intego拥有清晰直观用户界面标准



BL ISO E 无碳刷电马达 *
小巧超轻型，带 ISO 接口。其速度和扭矩是牙髓病治疗的理想之选。

一体式转矩控制
达到既定最大扭矩后，马达自动停转。在进行牙髓病治疗时，确保更高安全性和理想工作流程。



独立医生控制



内置计时器



内置根管治疗系统

Sprayvit E *
采用 LED 灯实现
极佳可视度。

SiroSonic L 洁牙机 *
手机及工作尖可消毒；
功率和水量可控。

SiroCam F *
即插即用型内窥镜，易于安装，
实现精准口腔摄像。



安全卫生

对于患者和诊所团队的安全，牙医们有着很高的要求。Intego的卫生设计理念使用户快速并便捷地满足卫生规范要求。助手单元和水单元经设计后，更易于进行口腔卫生清洁，耗费的时间也更少。通过采取这一系列措施，为您自己。为您的患者，也为您的团队彻底控制感染。



Intego

紧凑型水单元和助手单元可适应各种需求，可配抽吸系统。



净水装置*
令水质有保障



抽吸管自动冲洗功能
强弱吸管自动冲洗适配器



光滑的表面
最大化的无缝表面设计保证了最佳感控效果并节省了清洁时间

所有*号为选配件



抽吸系统
与所有传统湿式和
干式抽吸系统兼容

令人满意的患者舒适度

患者必定关注诊所提供的诊疗舒适度：Intego综合治疗台采用人体工程学设计，结合舒适头枕，确保患者享有极高舒适度。Intego可充分调低，低至较小患者也可轻松进出诊疗椅。毫无疑问，获得诊疗舒适度的患者才会更有安全感，才会对您的牙科诊所保持忠诚度。



多关节头枕

迅速调节适应各种诊疗状况
及不同体型的患者。

高档饰面

优质饰面材料甚至可在长时间
诊疗期间确保舒适度。

**靠背与座椅同步移动，
实现良好的患者定位**

靠背倾斜度与患者脊柱移动相一致，
预防拉伸和压缩效应。

扶手

患者可放松双臂。左边的扶手用于
在入座或离开时提供支撑；
右边的扶手被移开。



升降系统

独一无二的座椅提升驱动装置，
将患者轻柔移至适当位置。

Vario 脚垫

Vario 脚垫采用豪华型饰面，可轻松
延展，为体型高大的患者进行人体
工程学定位。

理想的操作视野

在优秀的牙科诊所，定制设置可增添用户舒适度。用户可精确配置Intego，从而优化诊疗工作流程。灵活性也至关重要 — 用户可为Intego配备技术选项及接口，满足未来应用需求。

多种型号

两种头枕可选

平头枕可实现灵活迅速调节。另外，用户也可选择多关节头枕，定位更便捷，且提供理想可视度，甚至可深入难以看清的区域。



平头枕



多关节头枕

标配LEDlight手术灯，提供充足照明

LEDlight手术灯可根据个人需求调节亮度级别，同时具有感应开关，随椅位可自动开闭，实现理想的无手化感控操作。


LEDlight 手术灯

电压 24V，功率 15W



LEDlight 手术灯

内置数字化网口，为您的未来做好充足准备



远程故障诊断

您的个性化选择



标准气动脚控开关



C+ 电动脚控开关



四向脚踏



Paul 医生椅



Paul 护士椅



儿童椅垫



旋转式托盘



小助手单元



NEW: LEDview plus 手术灯



网络口



杭州四方光固化机（瑞士设计）



22" 显示器，安装在灯杆上

时尚缤纷的设计

口腔综合治疗台是牙科诊所的灵魂。Intego是精美外观与功能性的完美结合，确保用户在更佳的工作环境中舒适工作。Intego综合治疗台拥有协调设计、协同配件和多种配色方案，充分体现人体工程学设计理念并达到严格标准。Intego满足用户牙科诊所对风格和审美的需求。

配色方案

优雅型

经典永恒的配色，呈现高级外观。

炭黑 Carbon	茄紫 Aubergine	铂金 Platinum	太平洋蓝 Pacific
--------------	-----------------	----------------	-----------------

自然型

柔和温暖的渐变色打造和谐诊疗空间。

玄武岩黑 Basalt	玫瑰木棕 Rosewood	樱桃红 Cherry	蓝宝石色 Sapphire
----------------	------------------	---------------	------------------

活力型

通过鲜艳明亮的色彩打造现代、活泼的诊疗空间。

翠绿色 Spring	日落橙 Sunset	淡紫色 Orchid	湖蓝色 Lagoon
---------------	---------------	---------------	---------------



获奖设计

登士柏西诺德产品已获得多个著名设计大奖，包括红点设计奖、iF产品设计奖、iF通讯设计奖和优良设计奖。

请登录登士柏西诺德网站：SIRONA.COM/INTEGO，使用色彩配置工具查看不同颜色选择和设计。

