







Kompatible Materialien für den CEREC SpeedFire ≥ 5.2

Hersteller	Material	Verarbeitung	Indikation	Nass / Trocken	Lüfter	DS Universal Spray Glaze	DS Universal Stain & Glaze System	CEREC SpeedPaste für den Glasurprozess	SpeedFire Glasur Support	DS Brennvlies & Wabenträger
	inCoris ZI meso	1,2,3	F	SN,FN,FT	an	nein	nein	nein	nein	nein
	inCoris TZI, TZI C	1,2,3,5,6,7	A,B,C,D,E	SN,FN,FT	an	ja	ja	ja	ja	nein
	CEREC Zirconia Meso	1,2,3,5,6,7	F	SN,FN,FT	an	ja	ja	ja	ja	nein
	CEREC Blocs, CEREC Blocs C	5,6,7	A,B,C,D	SN	aus	ja	ja	ja	ja	nein
	CEREC Blocs C PC, CEREC Blocs PC	5,6,7	A,B,C,D	SN	aus	ja	ja	ja	ja	nein
	CEREC Blocs C In	5,6,7	D	SN	aus	ja	ja	ja	ja	nein
	Celtra Duo	5,6,7	A,B,C,D	SN	an	ja	ja	nein	nein*	ja
	CEREC Tessera	5,6,7	A,B,C,D	SN	an	ja	ja	nein	nein*	ja
	CEREC Zirconia+	1,2,3,5,6,7	D,E	FN,FT	an	ja	ja	ja	ja	nein
	CEREC MTL Zirconia	1,2,3,5,6,8	A,B,C,D,E	FN**,FT	an	ja	ja	ja	ja	nein
	KATANA Zirconia (ST) (STML)	1,2,3,5,6,7	D,E	FN,FT	an	nein	nein	ja	ja	nein
	VITA Mark II	5,6,7	A,B,C,D	SN	aus	nein	nein	ja	ja	nein
	VITA SUPRINITY PC	4,5,6,7,8	A,B,C,D	SN	aus	nein	nein	ja	ja	nein
	VITA SUPRINITY IS	4,5,6,7,8	F	SN	aus	nein	nein	ja	ja	nein
	VITA RealLife	5,6,7	D	SN	aus	nein	nein	ja	ja	nein
	VITA TriLuxe, VITA TriLuxe forte	5,6,7	A,B,C,D	SN	aus	nein	nein	ja	ja	nein
	VITA YZ HT	1,2,3,5,6,7	A,B,C,D,E	SN,FN,FT	an	nein	nein	ja	ja	nein
	Chairside Zirconia	1,2,3,5,6,7	D,E	FN,FT	an	nein	nein	ja	ja	nein
	IPS e.max CAD LT, MT, HT	4,5,6,7,8	A,B,C,D,E	SN	aus	nein	nein	nein	ja	nein
	IPS e.max CAD MO, Impulse	4,5,6,7,8	A,B,C,D,E	SN	aus	nein	nein	nein	ja	nein
	IPS e.max CAD Abutment LT, MO	4,5,6,7,8	F	SN	aus	nein	nein	nein	ja	nein
	IPS e.max ZirCAD LT, MT	1,2,3,5,6,7	D,E	SN,FN,FT	an	nein	nein	ja	ja	nein
	Initial LiSi Block	4,5,6,7,8	A,B,C,D	SN	aus	nein	nein	ja	ja	nein

1	Trocknen	4	Kristallisieren	7	Glasieren 3	A	Inlays	D	Kronen	SN	Schleifen Nass
2	Trocknen und Sintern	5	Glasieren 1	8	Kristallisieren/Glasieren	B	Onlays	E	Brücken	FN	Fräsen Nass
3	Sintern	6	Glasieren 2			C	Teilkronen	F	Abutments	FT	Fräsen Trocken

* kompatible Pins: 5365490111 Einbettmasse-Pin, Nachfüllpackung, 6er-Pack (4 groß; 2 klein)

** ab CEREC SW 5.2.2.