

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™



Neu: Deckenmodell LEDview Plus

Besser sehen,  
mehr entdecken.

Natürliches Licht perfektioniert.

[dentsplysirona.com](http://dentsplysirona.com)



# Neu: LEDview Plus Deckenleuchte und Deckenkombination mit Heliodent Plus



## Eine gute Kombination

Das Deckenmodell ist als reine Deckenleuchte und als Deckenkombination mit Heliodent Plus erhältlich. Diese ermöglicht Ihnen nicht nur optimale Sichtverhältnisse sondern auch die Anfertigung intraoraler Aufnahmen direkt an ihrer Behandlungseinheit. Dies unterstützt optimal den Workflow, besonders bei Endodontiebehandlungen und Implantationen. Verfügbar für Raumhöhen 2,5 m und 2,5-3,4 m.

## Intuitive Bedienung

Das Deckenmodell verfügt über eine integrierte Tastatur, über die alle Funktionen unabhängig von einer Behandlungseinheit bedienbar sind. Ein-/Ausschalten und Composite Modus können zusätzlich über einen integrierten Sensor berührungslos aktiviert werden.

## LEDview Plus

# Optimales Licht für jede Behandlung

Die LEDview Plus steht für das perfekte Zusammenspiel von Lichtstärke, Lichtfarbe und Lichtfeldgröße. Sie vereint neueste LED-Technologie mit modernem, ergonomisch optimiertem Design. Bringen Sie natürliches Licht in Ihre Praxis und sehen Sie immer alles im besten Licht.

## Höchste Lichtqualität

- Natürliches Licht durch integrierte mehrfarbige LED's
- Ideale Arbeitsbedingungen durch individuell einstellbare Helligkeit und Farbtemperatur, passend für jede Behandlung
- Composite Modus zum Verarbeiten von Füllmaterialien ohne frühzeitiges Aushärten

## Optimale Sichtverhältnisse

- Perfekte und gleichmäßige Ausleuchtung der gesamten Mundhöhle durch ein ca. 200x100 mm großes Lichtfeld
- Keine Schattenbildung und Blendung durch ideale Anordnung der Lichtcluster

## Einfache Handhabung und perfekte Hygiene

- Maximale Flexibilität in der Positionierung durch drei bewegliche Gelenke
- Glatte Oberflächen und abnehmbare Griffe für eine schnelle und sichere Hygiene



Mehr Informationen unter: [LEDviewplus.com](http://LEDviewplus.com)