

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Sinius

Mehr Effizienz

dentsplysirona.com





Mit mehr Effizienz zu mehr Balance im Praxisalltag

Zeit ist eines der kostbarsten Güter, das wir haben. Gut, dass es Sinus gibt. Die Entwicklung effizienter Lösungen ermöglicht es, Ihre Zeit optimal zu nutzen. Sinus ist nicht nur kompakt und platzsparend, sondern bedeutet für Sie auch effektiven Zeitgewinn und mehr Behandlungsfreiraum. Dafür sorgen nicht zuletzt die intuitive Bedienung mit neuester Touchscreen-Technologie und zahlreiche integrierte Funktionen.



Mehr Behandlungsfreiraum durch reibungslose Abläufe

Die Sinus-Behandlungseinheit sorgt mit ihrem unkomplizierten Workflow für mehr Effizienz. Mit integrierbaren Therapiefunktionen, der benutzerfreundlichen Bedienoberfläche EasyTouch und der optimalen Raumnutzung erlaubt Sinus praktische Arbeitsabläufe mit weniger Arbeitsschritten. Für Sie bedeutet das effektiven Zeitgewinn und mehr Behandlungsfreiraum.

Effizient

- Integrierbare Therapiepakete für Implantologie und Endodontie
- Integrierte Hygienefunktion
- Individuelle Preis-Leistungs-Verhältnisse

Intuitiv

- Benutzerfreundliche Bedienoberfläche EasyTouch
- Auswahl zwischen drei Behandlungskonzepten, passend zu Ihrer persönlichen Arbeitsweise

Kompakt

- Optimale Raumnutzung
- Einzigartiges Stuhlhubsystem
- Flexibel positionierbares Arzt- und Assistenzelement

Sinius TS – das Schwebetischkonzept

- Ergonomische Positionierung durch unabhängig voneinander bewegbares Arztelement und Tray-System
- Funktionales Tray-System mit abnehmbarem und sehr flexibel positionierbarem Tray-Tablett
- Große Ablageflächen auf Arztelement und Tray-Tablett



Perfekt auf Ihre persönliche Arbeitsweise abgestimmt

Mit drei Behandlungskonzepten bietet Dentsply Sirona für jede Arbeitsweise die richtige Behandlungseinheit.

Sinius – das Verschiebebahnkonzep

- Einzigartiges, ergonomisches Behandlungskonzept
- Manuell leicht vor- und zurückbewegbares Arztelement
- Optimale Greifwege durch Einschwenken des Arztelements



Sinius CS – das Schwingbügelkonzep

- Optimale Positionierung des Arztelements durch mögliche Drehung um bis zu 240 Grad
- Maximale Reichweite der Instrumente von 90 cm
- Ideal für unterschiedlichste Behandlungssituationen in Allein- oder Teambehandlung



Mehr Ergonomie für perfekte Resultate

Jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Ergonomie ist die Basis des Ergonomie-Programms von Dentsply Sirona. Es zeichnet sich aus durch eine umfassende Sicht auf den Zusammenhang von Ergonomie und Workflow im Praxisalltag. Als Innovationstreiber im Bereich der Verbindung von digitalen Technologien mit Systemlösungen denken wir dieses Programm stets weiter.



1 Intuitives Sitzen

- **Mehr Bewegungsfreiheit**
Funkfußschalter, manuelle Verschiebebahn, Schwingbügel oder Schwebetisch
- **Optimierte Greifwege**
Perfektes Zusammenspiel und flexible Positionierung von Arzt- und Assistentenelement, Arztelement und Tray unabhängig voneinander verstellbar bei Sinus und Sinus TS
- **Intelligente Arbeitsstühle**
Hugo, Carl

2 Komfortables Lagern

- **Perfekte Einstellung der Behandlungseinheit**
Flexible Höhenverstellung, optimale Arbeitshöhe durch vertikale Mundpunktpositionierung
- **Beste Unterstützung der Wirbelsäule**
ErgoMotion, Lordosefunktion
- **Hoher Patientenkomfort**
Sanfter Hubantrieb, Klima-Premium-Polster, Lounge-Polster

3 Optimales Sehen

- **Beste Ausleuchtung**
LEDview Plus, LED-Instrumentenlicht
- **Flexible Kopfstütze**
Motorische Kopfstütze oder Doppelgelenk-Kopfstütze
- **Perfekte Intraoralaufnahmen**
Autofokuskamera SiroCam AF/AF+

4 Integrierter Workflow

- **Integrierbare Tischgerätefunktionen**
Implantologie, Endodontie mit ApexLocator-Anzeige auf Sivation-Monitor*
- **Intuitive Bedienung**
EasyTouch-Bedienoberfläche mit individualisierbarem Bedienkonzept
- **Moderne Ausstattung**
Innovative Instrumente, modernes Patientenkommunikationssystem Sivation, USB- und Ethernetschnittstelle

Perfekte Ergebnisse

- Klinisch perfekt
- Ästhetisch perfekt
- Perfekt für Ihren Praxiserfolg

*Mit Sidexis 4 verfügbar



Effizient implantiert

Mit der integrierbaren Implantologiefunktion vereinfachen Sie Ihren Praxis-Workflow und bieten Ihren Patienten einen bequemeren Behandlungsablauf und viele Vorteile. Die integrierbare Implantologiefunktion wird übersichtlich auf dem Touchscreen angezeigt. Die Bedienung ist einfach, erfordert keine Vorkenntnisse und keinen zusätzlichen Fußschalter. Darüber hinaus sparen Sie Zeit, weil das Umrüsten entfällt und der Reinigungsaufwand verringert wird.



Integrierte Implantologie

Bei der integrierbaren Implantologiefunktion können Sie Drehzahl, Drehmoment und Durchflussmenge der sterilen Kühlflüssigkeit jeweils individuell auf Ihre gewohnten Arbeitsschritte einstellen.



Motor BL Implant

Der schlanke, leichte und kollektorlose Implantologiemotor leistet ein maximales Drehmoment von 5 Ncm ohne Luftaustritt an der Präparationsstelle und verfügt über interne Kühlung.



Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung

Die integrierte Kochsalzpumpe ist an den Fußschalter gekoppelt und vervollständigt Ihr System. Die benötigte Menge der sterilen Kühlflüssigkeit können Sie für jeden Implantologieschritt individuell einstellen.




Winkelstück Implant 20:1

Mit bis zu 70 Ncm bietet das Winkelstück Implant 20:1 die nötige Durchzugskraft für alle Fräs- und Bohrarbeiten. Für hochpräzise Ergebnisse in der Implantologie und Chirurgie.

Effizient bis an die Wurzel

Die neue, optimierte Endodontiefunktion garantiert Ihnen bessere Arbeitsabläufe und damit einen höheren Behandlungserfolg. Sie haben den gesamten Workflow perfekt im Blick und arbeiten absolut hygienisch, sicher und effizient.



Integrierbare Endodontie

Die integrierbare Endodontiefunktion macht Tischgeräte überflüssig und bietet neben der exakten Drehmomentsteuerung optional auch einen ApexLocator für höchste klinische Sicherheit.

ApexLocator-Anzeige am Monitor

Auch am Monitor können nun die Entfernung zum Wurzelkanalende und die ausgewählte Feile betrachtet werden.



Heliodent Plus-Gerätemodell

Schnell und sicher intraoral röntgen mit dem Heliodent Plus-Gerätemodell. Das langlebige Röntgengerät bietet Ihnen maximale Flexibilität bei bester Bildqualität.



Winkelstück T1 Line Endo 6 L mit Licht

Durch bessere Sicht während der Endodontiebehandlungen wird der Behandlungserfolg erhöht.

Erweiterung der reziproken Feilensysteme

Behandlungseinheiten von Dentsply Sirona integrieren reziproke Feilensysteme von Dentsply Mailefer und VDW. So wird Ihnen die einfache und schnelle Verwendung der gängigen Feilensysteme ermöglicht. Die Feilenbibliothek lässt sich problemlos durch weitere Feilensysteme ergänzen.

WaveOne®

WaveOne® Gold
Reciprocating Files

Reciproc®
One file endo

Effizient für Ihre Arbeitsweise

Sinius sorgt auch nach langen Arbeitstagen für ermüdungsfreies Behandeln und beste klinische Ergebnisse. Egal welche individuelle Haltung und Arbeitsweise Sie bevorzugen und welche physischen Voraussetzungen Sie oder Ihre Patienten mitbringen: Sinius sorgt für gesunde Bewegungsabläufe und hohen Komfort.



Motorische Kopfstütze

Bringt den Patientenkopf automatisch, sanft und ohne Kraftaufwand in die gewünschte Behandlungsposition.



Innovativer Funkfußschalter

Für uneingeschränkte Bewegungsabläufe dank freier Positionierbarkeit ohne Kabel.



Manuelle Verschiebebahn

Das Arztelement lässt sich ohne großen Aufwand manuell in die richtige Position bringen.



LEDview Plus

Mit optimaler Lichtstärke, Lichtfarbe und Lichtfeldgröße erzeugt LEDview Plus immer das richtige Licht und perfekte Sichtverhältnisse. Auch verfügbar als Deckenleuchte oder Deckenkombination mit Heliodont Plus.



Hugo

Der intelligente Arbeitsstuhl, der Sie intuitiv die richtige Körperhaltung einnehmen lässt.



Sidexis 4

Dank Sidexis 4 auf dem Sivation-Monitor können Sie Röntgenbilder, Intraoralaufnahmen und Planungsansichten direkt in der Behandlungssituation erklären.

Sinius ermöglicht optimierte Greifwege

Flexibel positionierbares Arzt- und Assistenzelement und vom Arztelement unabhängige Positionierung des Trays.



Perfekt auf die Bedürfnisse Ihrer Patienten abgestimmt

Durch umfassenden Komfort und neueste Multimedia-Technologie für die Beratung sorgen Sie mit Sinius bestens für Ihre Patienten. Besonders bei langen Behandlungen kommt der Patientenkomfort von Sinius zum Tragen. So bleiben Ihre Patienten entspannt und Sie können sich ganz auf die Behandlung konzentrieren. Mit der SiroCam AF/AF+ und dem 22"-Monitor erweitern Sie nicht nur Ihr eigenes Behandler-sichtfeld, sondern erleichtern Ihren Patienten auch das Verständnis und die Entscheidung für eine Behandlung.



Lounge-Polster

Perfekter Liegekomfort durch weiches, angenehmes Oberflächenmaterial und bequeme Füllung. Konturierte Liegefläche für perfekten Halt.



Modernste Ausstattung

Die Autofokuskamera SiroCam AF/AF+ verbindet beste Bildqualität mit einfacher Bedienung.



Klima-Premium-Polster

Reduziert die Stauwärme im Sitz- und Rückenbereich und sorgt durch diesen Kühleffekt für mehr Entspannung.



Maximale Absenkung

Sinius kann bis auf 36 cm abgesenkt werden, um älteren Patienten und Kindern den Einstieg zu erleichtern.



Multimedia-Beratung mit 22"-Monitor

Röntgenbilder, Intraoralaufnahmen und Planungsansichten steuern Sie ganz einfach über die Easy-Touch-Bedienoberfläche an.



Lordosefunktion

Die Rückenlehne kann individuell an die Wirbelsäule jedes einzelnen Patienten angepasst werden.

Mehr Effizienz für Ihr Team

Höchste Hygienestandards erreichen Sie bei Sinius mit wenig Zeitaufwand. Denn von pflegeleichten, glatten Oberflächen über leicht abnehmbare Funktionsteile bis hin zum integrierten Sanieradapter ist alles auf maximale Keimreduzierung bei minimalem Zeitaufwand ausgelegt.



Integrierter Sanieradapter

Zum regelmäßigen Durchspülen der Wasserwege und für die monatliche Sanierung können Sie Ihre Instrumentenschläuche einfach in die integrierten Sanieradapter einführen und haben auf Knopfdruck die optimale Wasserqualität.



Effiziente Saugschlauchreinigung

Auch die Saugschläuche lassen sich automatisch reinigen – einfach und schnell.



Automatische Dosierung

Auf Wunsch kann die Saugschlauchreinigung zusätzlich mit automatischer Zudosierung von Chemikalien aus der Dentsply Sirona Pflege und Desinfektionsmittelliste erfolgen.



Abnehmbares Mundspülbecken

Das ein- und ausschwenkbare Mundspülbecken lässt sich für eine leichte Reinigung einfach abnehmen.



Thermodesinfizierbare Elemente

Sinius zeichnet sich durch glatte, leicht zu reinigende Oberflächen aus. Alle hygienekritischen Elemente sind abnehmbar und können sterilisiert bzw. thermodesinfiziert werden.



Die DGKH (Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene) bestätigt Dentsply Sirona die Einhaltung höchster hygienischer Sicherheitsstandards gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Weitere Informationen: www.krankenhaushygiene.de

Design trifft auf Funktion

Renommierte Design-Preise wie der IF communication award und der red dot design award belegen das herausragende Design der Dentsply Sirona Behandlungseinheiten. Mit den drei Farbwelten bietet Ihnen Sinius vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Praxis. Lassen Sie sich inspirieren und stellen Sie sich Ihre Wunschkombination zusammen.

Individuelle Konfiguration

Wie soll Ihre Behandlungseinheit aussehen? Mit unserer App holen Sie sich Sinius schon vorab in Ihre Praxis und können direkt vor Ort Ihre gewünschte Polsterfarbe und Ausstattung konfigurieren.

www.dentsplysirona.com/treatmentcenter-app

Die elegante Welt

Klassische, zeitlose Kombinationen für einen besonders edlen Look.

Polsterfarben	Carbon*	Rioja	Platin	Pazifik*
Lackfarben	Neutralweiß	Weinrot	Platinsilber	Polarblau



Die natürliche Welt

Sanfte, warme Farbtöne für ein beruhigendes Behandlungsklima.

Polsterfarben	Basalt*	Mokka*	Cherry	Saphir
Lackfarben	Platinsilber	Metallicbeige	Signalrot	Polarblau



Die vitale Welt

Farbenfrohe, frische Töne für eine moderne, lebendige Atmosphäre.

Polsterfarben	Spring	Sunset	Orchidee*	Lagune
Lackfarben	Maigrün	Tieforange	Pink	Türkisblau



*Farben auch für Lounge-Polster erhältlich

Individuelle Konfiguration

Sie können Ihre Behandlungseinheit wunschgenau zusammenstellen und später systematisch erweitern. So zahlen Sie nur das, was Sie brauchen.



Weitere Infos unter:
dentsplysirona.com/1plus1-vorteil
oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Basisgerät

Sinius
Mit Verschiebebahn



Sinius CS
Mit Schwingbügeln



Sinius TS
Mit Schwebetisch



Anwenderpaket



Start

- Sprayvit M im Arztelement
- 1 Motor BL ISO E
- LEDview Plus



Advance

- Sprayvit M im Arztelement
- 1 Motor BL (Aufpreis für BL ISO C)
- SiroSonic TL
- LEDview Plus
- Funkfußschalter



Innovation

- Sprayvit M im Arzt- und Assistenzelement
- 2x Motor BL (Aufpreis für BL ISO C)
- SiroSonic TL
- LEDview Plus
- Funkfußschalter

Funktionale Ergänzung der Grundausstattung, Pakete nicht kombinierbar.

Optionspakete



Endo

- Endodontiefunktion
- ApexLocator
- Halterung für ApexLocator
- Winkelstück T1 Line Endo 6L mit Licht
- ISO-Adapter mit Licht (optional)
- Upgrade auf Motor BL oder BL ISO C (nur erforderlich in Verbindung mit dem Paket Start)
- Zusatzoption: reziproke Feilensysteme



Implant

- Implantologiefunktion
- Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung
- Elektromotor BL Implant
- Winkelstück Implant 20:1



Comfort

- 1. Arbeitsstuhl (Variante frei wählbar)
- 2. Arbeitsstuhl zum Paketpreis
- Motorische Kopfstütze
- Lordosefunktion
- Klima-Premium-Polster
- Optional mit Lounge-Polster erhältlich (statt Klima-Premium-Polster)



Sivision

- 22"-Monitor
- Monitorposition frei wählbar
- SiroCam AF oder optional SiroCam AF+
- Kameravorbereitung im Arztelement

Alle Optionspakete sind frei miteinander kombinierbar.

Ihre Einzeloptionen

Hier finden Sie die komplette Liste aller Einzeloptionen und Sie sehen, welche Ausstattung zu den Basisgeräten gehört.

Basisgerät Ausstattungsoptionen

VB CS TS

Optionen Stuhl	VB	CS	TS
Doppelgelenk-Kopfstütze	■	■	■
Motorische Kopfstütze	□	□	□
Premium-Polster	■	■	■
Klima-Premium-Polster	□	□	□
Lounge-Polster	□	□	□
Lordosefunktion	□	□	□
Armlehne, rechts oder links schwenkbar	□	□	□
Kreuzfußschalter	■	■	■
Fußschalter, Kabelversion	■	■	■
Funkfußschalter	□	□	□
Fremdgeräteanschluss	□	□	□
Sitzauflage für kleine Patienten (Sitzkissen C)	□	□	□
Montageplatte zum Ausgleich unebener Böden	□	□	□

Optionen Arztelement

(5 Positionen, Griffe und Instrumentenablage abnehmbar)

Optionen Arztelement	VB	CS	TS
Spritze Sprayvit M mit Licht	□	□	□
1. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	■	■	■
2. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	■	■	■
3. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	□	□	□
Elektromotor BL	□	□	□
Elektromotor BL ISO C	□	□	□
Elektromotor BL ISO E	□	□	□
Elektromotor BL Implant	□	□	□
Winkelstück Implant 20:1	□	□	□
Turbinenschlauch	□	□	□
Ultraschallhandstück SiroSonic TL	□	□	□
Handfreie Bedienung mit Cursorsteuerung	■	■	■
Implantologiefunktion	□	□	□
Pumpe für Kochsalzlösung	□	□	□
Endodontiefunktion	□	□	□
Winkelstück T1 Line Endo 6L	□	□	□
Funktion reziproke Feilensysteme	□	□	□
Funktion ApexLocator mit Anzeige auf Sivation-Monitor	□	□	□
Schwenkbarer Tray-Halter für 1 oder 2 Normtrays		□	□
Panorama-Röntgenbildbetrachter			□

Optionen Assistenzelement

(4 Positionen, abnehmbare Ablage und Silikonmatte)

Optionen Assistenzelement	VB	CS	TS
Polylicht Satelec mini L.E.D.	□	□	□
Chirurgische Absaugung	□	□	□
2. großer Sauger	□	□	□
Spritze Sprayvit M mit Licht	□	□	□
Absaugvorrichtung	■	■	■
Speichelzieher	■	■	■

Basisgerät Ausstattungsoptionen

VB CS TS

Optionen Wassereinheit	VB	CS	TS
Desinfektionsanlage mit Dauerentkeimung und Sanierfunktion	■	■	■
Saugschlauchreinigung H ₂ O	■	■	■
Saugschlauchreinigung, chemisch	□	□	□
Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung	■	■	■
Separierautomatik	□	□	□
Amalgamabscheider	□	□	□
Mundspülbecken, schwenkbar	■	■	■
Ohne Mundspülbecken	□	□	□
Tray mit anklippbarem Tablett und Griff	□		

Optionen Sivation digital

Optionen Sivation digital	VB	CS	TS
SiroCam AF	□	□	□
SiroCam AF+	□	□	□
Monitor, 22", am Tray inkl. Tray	□		
Monitor, 22", an der Leuchtaufbaustange	□	□	□
Zusatzablage für Kamera	□		
Kameraversorgung im Arztelement		□	□
Kameraversorgung im Assistenzelement			□
Einbausatz Sivation ready mit USB-Schnittstelle	□	□	□
Kabelsatz PC-Anbindung	□	□	□

Arbeitsstuhl Hugo

(lange oder kurze Gasfeder wählbar)

Arbeitsstuhl Hugo	VB	CS	TS
Hugo Freehand (mit Fußauslösung)	□	□	□
Hugo Manual (mit Handauslösung)	□	□	□
Hugo Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	□	□	□

Arbeitsstuhl Carl

(lange oder kurze Gasfeder wählbar)

Arbeitsstuhl Carl	VB	CS	TS
Carl Manual (mit Handauslösung)	□	□	□
Carl Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	□	□	□

Behandlungsleuchte

Behandlungsleuchte	VB	CS	TS
Behandlungsleuchte LEDview Plus (3 Gelenkachsen, mit Sensor)	□	□	□
Deckenleuchte LEDview Plus	□	□	□
Adapter für Heliodent Plus Deckenkombination	□	□	□
Adapter für Heliodent Plus Gerätemodell	□	□	□

VB Sinus (Verschiebebahrversion)
 CS Sinus CS (Schwingbügelversion)
 TS Sinus TS (Schwebetischversion)
 ■ Im Basisgerät enthalten
 □ Optional



Hugo Freehand



Hugo Manual



Monitor, 22", am Tray



Monitor, 22", an der Leuchtaufbaustange



Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung



Heliodent Plus-Gerätemodell




Armlehnen



Chirurgische Absaugung



Lounge Polster



Sitzauflage für kleine Patienten



Fremdgeräteanschluss



USB-Schnittstelle im Arztelement



SiroCam AF+ in der Zusatzablage



Polylicht Satelec mini LED



Carl Manual



Carl Manual Plus



Zusatzablage Assistenzelement (Silikonauflage)



Schwenkbares Tray (bei Sinus TS)



Schwenkbarer Tray-Halter (bei Sinus CS)



Dentsply Sirona Tray (bei Sinus)

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Deutschland
dentsplysirona.com

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technologies

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments