

Marktübersicht

Wasseraufbereitungssysteme

	NitraDem Direct Connect	Destillo 2	MELAdem 40	Multidem C27
Hersteller	Dentsply Sirona	Aquadent	MELAG	W&H
Durchflussleistung [l/h]	40	50	120	60
Reinwasserqualität [µS/cm]	0,1 - 12	0,1 - 20	1 - 5	0,1 - 20
Elektrischer Anschluss	100V - 240 V 50-60 Hz	220 V 50 Hz	n.a. n.a.	n.a. n.a.
Maße (H x B x T) [cm]	26,5 x 30 x 12	Ø 11,5 x 54	35 x 32 x 15	47,6 x 12,4 x 12,3
Gewicht [kg]	6,3	2,5	2,4	3,9
Kapazität / 10° dH / [Liter]	430	320	210	375
Leitwertmessung	ja	ja	nein	nein
Festanschluss	ja	nein	ja	ja
DIN EN 1717 konform für Direktanschluss	ja	nein	ja	nein

Informationen lt. Herstellerangaben (März 2017)

Wasseraufbereitungssystem	Ref.
NitraDem Direct Connect, inkl. Installationskit, NitraDem-Filter, Kontrollpanel	62 59 852

Zubehör und Filter	Ref.
Wasserpistole	62 59 084
NitraDem-Filter	61 98 431