

T2 S-Line - Technische Daten im Überblick:

Typen		Über-/Untersetzung	Drehzahlen	Kopfdurchmesser	Kopfhöhe	Ausstattung	REF.
T2 S-Line AS 200 L	✳️ ●	1:5	Bis ca. 200.000	ca. 8,7 mm	ca. 14,6 mm	Ø 1,6 FG	65 76 065
T2 S-Line AS 40 L	✳️ ●	1:1	Bis ca. 40.000	ca. 8,7 mm	ca. 12,4 mm	Ø 2,35WB	65 76 073
T2 S-Line AS 6 L	✳️ ●	6:1	Bis ca. 6.000	ca. 8,7 mm	ca. 12,4 mm	Ø 2,35WB	65 76 081

Winkelstück, rot 1:5 Standard mit 4-Düsen-Spray, Winkelstücke, blau 1:1 und grün 6:1 mit 1-Düsen-Spray


THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 **Dentsply
Sirona**

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Best.-Nr. A91100-M45-C015
Printed in Germany, Dispo-Nr. 04603-G1, OEW17 WS 0117VO

Für den kleinen Helden in uns.





Man muss nicht groß sein, um Großes zu leisten.

Hervorragende Ergonomie für höchste Präzision. Dafür steht das neue Winkelstück-Sortiment von Dentsply Sirona. Die Instrumentenserie T2 S-Line erfüllt diesen Anspruch und lässt Sie ausgezeichnete Ergonomie erleben: Durch die kurze Gesamtlänge, das schlanke Design und das reduzierte Gesamtgewicht liegt das Instrument spürbar ausgewogen in der Hand. Dabei ist das Instrument ideal ausbalanciert und ermöglicht Ihnen entspanntes und ermüdungsfreies Arbeiten, selbst bei längeren Behandlungen.

T2 S-Line - Wir machen's kurz: Sie haben's leicht.

- Deutlich kürzer, dadurch verbesserte Ergonomie
- Spürbar leichter dank kompakter Größe
- Für ermüdungsfreies Arbeiten
- Kleinster Kopfdurchmesser mit \varnothing 8,7 mm
- Mit universeller ISO-Schnittstelle für Motoren mit kurzer Kupplungsnase
- Angenehme Griffbarkeit durch Titanhülse
- Unglaublich leises 4-Düsen-Spray
- Beste Sicht dank kleiner Kopfabmessungen
- Optimales Spray-System
- Hygienisch perfekt:
sterilisierbar, thermodesinfizierbar
- 2 Jahre Garantie
- Adaptierbar für Motoren mit Licht dank ISOslider®
- Optimale Ausleuchtung für hervorragende Sicht während der Behandlung



Ermüdungsfreies Arbeiten durch ergonomisches Design.