

Technische Daten im Überblick

Produkte

Typen		Ausführungen	Ref.
SiroSonic ¹		Ohne Licht, inkl. Spitzen Nr. 3L und Nr. 4L	59 13 517
SiroSonic L ¹		Mit Licht, inkl. Spitzen Nr. 3L und Nr. 4L	59 13 509
Set SiroSonic L ¹		Mit Licht, 2 Stück	65 62 834
SiroSonic TL ²		Mit Licht, inkl. Spitzen Nr. 3L und Nr. 4L	62 12 216
Set SiroSonic TL ²		Mit Licht, 2 Stück	65 62 842
PerioSonic		Mit Licht und Signalring	60 30 410

¹ Geeignet für Intego und Intego Pro

² Geeignet für Behandlungseinheiten Teneo und Sinius

Zubehör für Scaler

Zubehör		Verwendung	Ref.
Sprayadapter L		Für SiroSon L und SiroSonic/ SiroSonic L zur Anwendung von extern zugeführten speziellen Spülflüssigkeiten	60 02 286
Sprayadapter PerioSonic		Für SiroSonic TL und PerioSonic zur Anwendung von extern zugeführten speziellen Spülflüssigkeiten	61 41 852
Drehmoment- schlüssel		Zum sicheren Fixieren der Spitze auf dem Handstück	60 06 196

Technische Daten

Technische Daten	PerioSonic SiroSonic SiroSonic L SiroSonic TL
Antriebskraft	Piezoelektrisch
Schwingungsform	Linear
Schwingfrequenz [kHz]	~ 25-32
Ringbeleuchtung*	LED
Ø Handstück [mm]	max. 18
Ø im Griffbereich [mm]	~ 12 / ~ 18
Handstücklänge [mm] (ohne Instrumentenspitze)	~ 96 / ~ 101
Gewicht [g]	~ 47 / ~ 50

* Nicht bei SiroSonic.

Parodontologie

Zum Entfernen von Konkrementen im subgingivalen Einsatz auch in tiefen Zahnfleischtaschen. Mit SiroPerio haben Sie in allen Bereichen den bestmöglichen Zugang, um Konkremente effizient zu entfernen. Maximaler Komfort durch gute Zugänglichkeit selbst in Bifurkationen.

Zubehör		Verwendung	Ref.
SiroPerio PE1* Gerade filigran		Zur Spülung und Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen	60 44 825
SiroPerio PE2* Rechts gebogen		Zur Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich	60 44 833
SiroPerio PE3* Links gebogen		Zur Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich	60 44 841
SiroPerio 4 PS* Gerade		Zur Detektion und Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen mit PerioScan	61 77 005
SiroPerio PE5* Rechts gebogen		Zur Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich	63 43 078
SiroPerio PE6* Links gebogen		Zur Wurzelsäuberung in tiefen Zahnfleischtaschen im Seitenzahnbereich	63 43 086

Endodontie

Zum Spülen von Wurzelkanälen, in die zuvor Natriumhypochlorid appliziert wurde. Die Ultraschallschwingung verstärkt die Wirkungsweise der Spülflüssigkeit und bewirkt ihr Vordringen auch in Kapillare.

Zubehör		Verwendung	Ref.
Endospitze Nr. 5 nur für SiroSon L, SiroSonic L/ TL und PerioSonic		Zum Spülen von Wurzelkanälen mit NaOCl	60 02 310

Füllungstherapie

Zum schonenden und sicheren Einsetzen von Inlays.

Zubehör		Verwendung	Ref.
CEM-Set Nr. 6L* (1 CEM Spitze Nr. 6L, 2 Kontaktaufsätze für Inlays)		Zum Einsetzen von Keramik-Inlays (z.B. CEREC) mit thixotropen Composites	18 94 307
Kontaktaufsatz		Für CEM-Spitze Nr. 6L, 10 Stück für Inlays	18 94 372

Mikropräparation

Selektiv diamantierte Spitzen mit Randabschrägung von 20° für die minimal-invasive Präparation und adhäsive Versorgung von kleinen approximalen Kavitäten. Kühlsprayaustritt erfolgt direkt im Präparationsbereich. Kontrabiegung ermöglicht universellen Zugang zu allen Quadranten mit nur 2 Spitzen/Größe.

Zubehör		Verwendung	Ref.
SiroPrep M1* klein		Mesial	59 04 276
SiroPrep D1* klein		Distal	59 47 309
SiroPrep M2* Standard		Mesial	59 47 358
SiroPrep D2* Standard		Distal	59 47 366

* Inklusive Drehmomentschlüssel.

Retrograde Wurzelbehandlung

Selektiv diamantierte Spitzen zur retrograden Wurzelspitzenresektion. Um einen einfacheren Zugang zur Präparationsstelle zu erreichen, sind die Spitzen um ca. 20° (rechts bzw. links) abgewinkelt.

Zubehör		Verwendung	Ref.
SiroRetro KR* Kurz, rechts abgewinkelt		Für den linken Unterkiefer bzw. rechten Oberkiefer	54 57 895
SiroRetro KL* Kurz, links abgewinkelt		Für den rechten Unterkiefer bzw. linken Oberkiefer	54 57 887
SiroRetro GR* Groß, rechts abgewinkelt		Für den linken Unterkiefer bzw. rechten Oberkiefer	54 57 911
SiroRetro GL* Groß, links abgewinkelt		Für den rechten Unterkiefer bzw. linken Oberkiefer	54 57 903

Implantologie

Optimales Biofilmmangement und sanfte Reinigung von Implantaten sowie metallischen und keramischen Restaurationen. Die Kunststoffbeschichtung des Reinigungseinsatzes arbeitet sanft auf den empfindlichen Oberflächen und sorgt für eine optimale und schonende Reinigung.

Zubehör		Verwendung	Ref.
SiroImplant IP1 nur für SiroSon L, SiroSonic/L/ TL und PerioSonic		Reinigung von Implantaten sowie metallischen und keramischen Restaurationen	63 43 052
Einsatz IP1 für SiroImplant IP1		Lieferumfang: 5 Stück	63 43 094

Scaling

Vielfältige Spitzenvarianten für alle Schritte der supragingivalen Zahnsteinentfernung.

Zubehör		Verwendung	Ref.
Spitze Nr. 1L*		Für grobe Reinigung, lingual und bukkal	89 24 250
Spitze Nr. 2L*		Vielseitig, lingual, bukkal und approximal	89 24 268
Spitze Nr. 3L*		Universell beidseitig, subgingival und interdental	18 94 455
Set Nr. 3L* (2 Stk)		s. Spitze Nr. 3L	64 12 451
Set Nr. 3L* (6 Stk)		s. Spitze Nr. 3L	65 41 044
Spitze Nr. 4L*		Universell, besonders geeignet für supra- und subgingivale Zahnflächen sowie für den interdentalen Bereich	18 94 463
Set Nr. 4L* (2 Stk)		s. Spitze Nr. 4L	64 12 469
Set Nr. 4L* (6 Stk)		s. Spitze Nr. 4L	65 41 051

* Inklusive Drehmomentschlüssel.