

Technische Daten im Überblick

Vorteile gegenüber konventionellen Methoden

System	Sensitivität		Spezifität	
	Studie*	Studie**	Studie*	Studie**
SiroInspect mit FACE®-Technologie	94 %	100 %	83 %	91 %
Taktile Sonde	76 %	89 %	65 %	77 %
Karies Detektor	65 %	78 %	17 %	27 %

* Lennon, Residual Caries Detection Using Visible Fluorescence, 2002. ** Buchalla, Luminescence Assisted Caries Excavation, 2004.

Alles drin für Sie – Lieferumfang

Lieferumfang	Ref.
SiroInspect (inkl. Zubehör: Ladestation mit Netzteil und zwei Akkus, Sonde und zwei Lichtleiter 90°, 2 Aufsteckfilter, klinischer Leitfaden)	63 25 174
SiroInspect GB	64 08 749
SiroInspect USA, CA	64 08 756
SiroInspect AUS	64 08 764

Alles drin für Sie – Zubehör*

Zubehör	Ref.
Ladestation	63 75 435
Sonde komplett (Grundkörper, Lichtleiter 90°, Akku, 2 Aufsteckfilter)	63 75 534
Grundkörper (ohne Lichtleiter, ohne Akku)	63 75 401
Lichtleiter 90°	63 75 419
Lichtleiter 90° (3er-Pack)	63 75 484
Lichtleiter 140°	63 75 542
Lichtleiter 140° (3er-Pack)	63 75 559
Diagnosebrille (orange)	63 75 518
Akku	63 75 443
Aufsteckfilter (2er-Pack)	64 30 057

* Diesem Produkt liegt standardmäßig keine Gebrauchsanweisung in Papierversion bei.
Sie können die elektronische Gebrauchsanweisung ganz einfach unter www.td.sirona.com als PDF im Internet herunterladen.