

Übersicht Motoren

Name	Abbildung	REF (inkl. Schlauch)	Preis ohne MwSt	REF (exkl. Schlauch)	Preis ohne MwSt	Schnittstelle	Schlauch REF. / Farbe Dichtung (motorseitig)	Sanier- adapter	Sterilisierbar*	Kollektorlos	Drehzahl (min ⁻¹)	Drehmoment	Goldkontakt für ApexLocator Funktion	Rücksaugstopp	Garantie (in Jahren)	Reparaturaustausch verfügbar	in Verbindung mit
Elektromotor SL		Schlauch mit LED: 6321231 M1/M1+/C1/C1+/C2/C2+/C4/C4+/C5+ 6321249 C3/C3+/C6 6320928 C8+	1.809 € 1.835 € 1.500 €	4176710	1.254 €	Passend für System T1 Classic mit Sirona- Schnittstelle	Mit LED:  6319607 M1/M1+/C1/C1+/C2/C2+/C4/C4+/C5+ 6319623 C3/C3+/C6 6319631 C8 / 6319649 C8+	4705732 6342377 (grün)	-	-	200 - 40.000	- 2,4	-	-	2	+	M1/M1+ / C/C+ Serie
Elektromotor BL mit LED		6320332	2.456 €	6319714	2.017 €	Passend für System T1 Classic mit Sirona- Schnittstelle	6283118 (blau) 	4705732 6342377 (grün)	+	+	90 - 40.000	- 2,4	+	+	2	+	Teneo / Sinius
Elektromotor BL E mit LED		6557388	1.970 €	6546225	1.525 €	Passend für System T1 Classic mit Sirona- Schnittstelle	6336700 (grün) 	4705732 6342377 (grün)	+	+	1.200 - 40.000 100 - 40.000 in Verbindung mit eControl	- 2,4	+	+	2	+	Intego / Intego Pro
Elektromotor BL ISO C mit LED		6354356	2.611 €	6337518	2.102 €	Passend für System T1/T2/T3/T4 Line, S-Line und andere H&W mit ISO 3964 Schnittstelle oder INTRAMatic® LUX	6336700 (grün) 	5862920 6342385 (blau)	+	+	90 - 40.000	- 3,0	+	+	2	+	Teneo / Sinius
Elektromotor BL ISO E mit LED		Schlauch ohne ApexLocator Funktion: 6496447 (Sinius) 6445840 (inkl. Elektronik) (Intego / Intego Pro)	1.812 € 2.091 €	6445899	1.621 €	Passend für System T1/T2/T3/T4 Line, S-Line und andere H&W mit ISO 3964 Schnittstelle oder INTRAMatic® LUX	Schlauch ohne ApexLocator Funktion: 6336718 (grün) 	5862920 6342385 (blau)	+	+	2.000 - 40.000 (Sinius) 1.200 - 40.000 (Intego) 100 - 40.000 (Intego Pro)	- 3,0	+	+	2	+	Sinius / Intego / Intego Pro
Elektromotor BL Implant ohne Licht und Spray, ohne Luftaustritt		6208198	2.011 €	6212208	1.631 €	Passend für Implant 20:1 (ISO 3964 Schnittstelle)	6212182 (gelb) 	5862920 6342385 (blau)	+	+	90 - 40.000	- 5,0	+	-	2	+	Teneo
Luftmotor T4 BM/BO		n.a.	n.a.	BM 6439884 BO 6439892	270 €	Passend für System T4 Line und andere H&W mit ISO 3964 Schnittstelle	Midwest 4-Loch/ Borden 2-Loch	5862920 6342385 (blau)	+	+	90 - 18.000	-	-	-	-	-	Borden / Midwest Schnittstelle

* Gültig für Motoren

Übersicht Motoren

Name	Abbildung	REF (inkl. Schlauch)	Preis ohne MwSt	REF (exkl. Schlauch)	Preis ohne MwSt	Schnittstelle	Schlauch REF. / Farbe Dichtung (motorseitig)	Sanier- adapter	Sterilisierbar*	Kollektorlos	Drehzahl (min ⁻¹)	Drehmoment	Goldkontakt für ApexLocator Funktion	Rücksaugstopp	Garantie (in Jahren)	Reparaturaustausch verfügbar	in Verbindung mit
Adapter Basic Apex mit Licht ohne Spray		n.a.	n.a.	5983072	365 €	ISO 3964 oder INTRAMatic* LUX Schnittstellenadapter passend für z.B. Endo 6 L am Motor SL oder Motor BL für die ApexLocator Funktion	n.a.	5862920 6342385 (blau)	+	n.a.	n.a.	n.a.	+	n.a.	2	n.a.	Motor BL / Motor SL
Adapter ISO mit Licht und Spray		n.a.	n.a.	6000793	747 €	ISO 3964 oder INTRAMatic* LUX Schnittstellenadapter passend für z.B. T1 Line oder Endo 6 L am Motor BL oder Motor SL (nicht passend für die ApexLocator Funktion)	n.a.	5862920 6342385 (blau)	+	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	n.a.	Motor BL / Motor SL

* Gültig für Motoren

Motoren sortiert nach Behandlungseinheiten

für Teneo																		
Elektromotor BL mit LED		6320332	2.456 €	6319714	2.017 €	Passend für System T1 Classic mit Sirona- Schnittstelle	6283118 (blau)			4705732 6342377 (grün)	+	+	90-40.000	- 2,4	+	+	2	+
Elektromotor BL ISO C mit LED		6354356	2.611 €	6337518	2.102 €	Passend für System T1/ T2/T3/T4 Line, S-Line und andere H&W mit ISO 3964 Schnittstelle oder INTRAMatic* LUX	6336700 (grün)			5862920 6342385 (blau)	+	+	90-40.000	- 3,0	+	+	2	+
Elektromotor BL Implant ohne Licht und Spray, ohne Luftaustritt		6208198	2.011 €	6212208	1.631 €	Passend für Implant 20:1 (ISO 3964 Schnittstelle)	6212182 (gelb)			5862920 6342385 (blau)	+	+	90-40.000	- 5,0	+	-	2	+
für Sinius																		
Elektromotor BL mit LED		6320332	2.456 €	6319714	2.017 €	Passend für System T1 Classic mit Sirona- Schnittstelle	6283118 (blau)			4705732 6342377 (grün)	+	+	90-40.000	- 2,4	+	+	2	+
Elektromotor BL ISO C mit LED		6354356	2.611 €	6337518	2.102 €	Passend für System T1/T2/T3/T4 Line, S-Line und andere H&W mit ISO 3964 Schnittstelle oder INTRAMatic* LUX	6336700 (grün)			5862920 6342385 (blau)	+	+	90-40.000	- 3,0	+	+	2	+
Elektromotor BL ISO E mit LED		Schlauch ohne ApexLocator Funktion: 6496447	1.812 €	6445899	1.621 €	Passend für System T1/T2/T3/T4 Line, S-Line und andere H&W mit ISO 3964 Schnittstelle oder INTRAMatic* LUX	6336718 (grün)			5862920 6342385 (blau)	+	+	2.000- 40.000	- 2,4	+	+	2	+

Übersicht Motoren

Name	Abbildung	REF (inkl. Schlauch)	Preis ohne MwSt	REF (exkl. Schlauch)	Preis ohne MwSt	Schnittstelle	Schlauch REF. / Farbe Dichtung (motorseitig)	Sanier- adapter	Sterilisierbar*	Kollektorlos	Drehzahl (min ⁻¹)	Drehmoment	Goldkontakt für ApexLocator Funktion	Rücksaugstopp	Garantie (in Jahren)	Reparaturaustausch verfügbar	
für Intego/Intego Pro																	
Elektromotor BL ISO E mit LED		Schlauch ohne ApexLocator Funktion 6445840 (inkl. Elektronik)	2.091 €	6445899	1.621 €	Passend für System T1/T2/T3/T4 Line, S-Line und andere H&W mit ISO 3964 Schnittstelle oder INTRAMatic® LUX	Schlauch ohne ApexLocator Funktion 6336718 (grün)		5862920 6342385 (blau)	+	+	1.200- 40.000 100 - 40.000 (Intego Pro)	- 3,0	+	+	2	+
	Schlauch mit ApexLocator 6445857	2.120 €															
Elektromotor BL E mit LED		6557388	1.970 €	6546225	1.525 €	Passend für System T1 Classic mit Sirona- Schnittstelle	6336700 (grün)		4705732 6342377 (grün)	+	+	1.200 - 40.000 100 - 40.000 in Verbindung mit eControl	- 2,4	+	+	2	+
für Midwest oder Borden Anschluss																	
Luftmotor T4 BM/BO		n.a.	n.a.	BM 6439884 BO 6439892	270 €	Passend für System T4 Line und andere H&W mit ISO 3964 Schnittstelle	Midwest 4-Loch/ Borden 2-Loch	5862920 6342385 (blau)	+	+	90-18.000	-	-	-	-	-	
Weitere																	
Adapter Basic Apex mit Licht ohne Spray		n.a.	n.a.	5983072	365 €	ISO 3964 oder INTRAMatic® LUX Schnittstellenadapter passend für z.B. Endo 6 L am Motor SL oder Motor BL für die ApexLocator Funktion	n.a.	5862920 6342385 (blau)	+	n.a.	n.a.	n.a.	+	n.a.	2	n.a.	
Adapter ISO mit Licht und Spray		n.a.	n.a.	6000793	746 €	ISO 3964 oder INTRAMatic® LUX Schnittstellenadapter passend für z.B. T1 Line oder Endo 6 L am Motor BL oder Motor SL (nicht passend für die ApexLocator Funktion)	n.a.	5862920 6342385 (blau)	+	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2	n.a.	

* Gültig für Motoren