

Procedural Solutions

Preventive
Restorative
Orthodontics
Endodontics
Implants
Prosthetics

Enabling Technology

CAD/CAM
Imaging
Treatment Centers
Instruments

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Allemagne
dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 **Dentsply
Sirona**

Sous réserve de changements techniques et d'erreurs. N° de commande A91100-N43-C213-01-7700,
N° d'expédition 04605, OEW19 0219

6709641/AE-Nr. 0000000

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 **Dentsply
Sirona**


CEREC

Votre restauration en une seule séance

www.uneseulevisite.fr



Votre restauration en une seule séance



1

Après la consultation, la caméra CEREC Primescan ou CEREC Omnicam enregistre la zone à traiter.



2

Puis, la restauration est créée sous forme de modèle 3D sur l'ordinateur.



3

La restauration est ensuite rapidement usinée par fraisage à partir d'un bloc directement dans le cabinet.



4

Ensuite, la restauration définitive est placée dans votre bouche.



Vos avantages avec le CEREC

+ Un confort pour vous grâce à un traitement réalisé en une séance

Le CEREC permet à votre dentiste de vous fabriquer des restaurations esthétiques au cours d'une seule séance sans rendez-vous de suivi.

+ Prise d'empreinte optique intrabuccale agréable sans l'inconfort des matériaux d'empreinte

Dites adieu aux empreintes traditionnelles en mordant sur le matériau pendant plusieurs minutes, aux réflexes nauséux et aux mâchoires douloureuses. Votre dentiste dispose désormais d'une caméra capable d'enregistrer l'intégralité de votre dentition en quelques secondes, puis de transférer les données sur un ordinateur.

+ Votre restauration est définitive, sans prothèse provisoire

Les restaurations provisoires portent bien leur nom : elles sont temporaires. Avec le CEREC, la restauration définitive est conçue, fabriquée et placée dans votre bouche directement, sans compromis.

+ Stabilité à long terme

Bien plus qu'une simple théorie : Avec le CEREC vous pouvez vous fier à une qualité éprouvée des millions de fois. Vous conserverez votre sourire pendant de nombreuses années !

Prenez rendez-vous dès maintenant pour votre restauration en une seule séance !