

## Tus opciones individuales.

Esta es la lista de equipamientos completa de las unidades básicas, así como de todas las funciones opcionales.

Sillón del paciente	
Posiciones de sillón específicas para cada paciente*	■
Reposacabezas motorizado con ajustes automáticos específicos para cada paciente*	■
Luz ambiental	■
Tapicería premium Thermo	■
Tapicería Lounge, con costuras de color previa solicitud	□
Soporte lumbar / función de masaje	■
Reposabrazos giratorio, derecho	□
Reposabrazos, izquierdo	□
Conmutador de pedal de cuatro vías	■
Smart Control	■
Juego de válvulas para dispositivos externos	□
Cojín elevador para pacientes pequeños	□
ErgoMotion	■
Velocidad de desplazamiento ajustable	■

  

Elemento del dentista (con Smart Touch, 6 posiciones, mangos extraíbles y soporte de instrumentos)	
Sprayvit con luz	□
1.er accionamiento (para motor o turbina)	■
2.o accionamiento (para motor o turbina)	■
3.er accionamiento (para motor o turbina)	■
4.o accionamiento (para motor o turbina)	□
Motor eléctrico BL E	□
Motor eléctrico BL ISO F	□
Tubo de turbina	■
Mango ultrasónico SiroSonic TL	□
Función FACE (detección de caries asistida por fluorescencia)	□
Función de implantología	□
Bomba integrada de suero fisiológico	□
Motor eléctrico BL Implant E	□
Contra-ángulo Implant 20:1	□
Función endodoncia (incluye sistemas de limas recíprocantes)	□
ApexLocator que se visualiza en el monitor Sivision	□
Contra-ángulo T1 Line Endo 6 L con luz	□
Interfaz USB	■
Manejo sin manos con control del cursor	■
Soporte de dispositivo inteligente para tableta	□
Visor de radiografías panorámicas	□

  

Elemento del auxiliar (con pantalla táctil, 4 posiciones, soporte extraíble)	
Sprayvit con luz	□
Dispositivo de succión	■
Eyector de saliva	■
Dispositivo quirúrgico de succión	□
2.º kit HVE	□
Bandeja almacenamiento para lámpara de fotocurado SmartLite Pro	□
Conexión de 12 V para uso médico	□

  

Unidad de agua	
Dispositivo de desinfección con función de desinfección y saneamiento permanente	■
Limpieza química del tubo de succión y la escupidera	■
Válvula de escupidera para sistema de succión húmeda	■
Separador automático	□
Separador de amalgama	□
Bol de escupidera de cristal giratorio, motorizado y extraíble	■
Sistema de higiene con módulos de limpieza extraíbles y función autopurga	■
Función agua (suministro de agua independiente)	■

  

Comunicación con los pacientes	
SiroCam AF+	□
Monitor Sivision de 22", sobre bandeja, incluye bandeja	□
Monitor Sivision de 22" sobre columna de soporte de lámpara	□
Fuente de alimentación de la cámara en el elemento del dentista	□
Conjunto de cables para conexión a ordenador	□

  

Taburetes de trabajo (muelle de gas corto o largo opcional)	
Hugo Freehand (con pedal)	□
Hugo Manual (con control manual)	□
Hugo Manual Plus (con control manual y anillo para pies)	□
Carl Manual (con control manual)	□
Carl Manual Plus (con control manual y anillo para pies)	□
Theo con asiento tipo silla de montar	□

  

Opciones adicionales	
Bandeja Sirona	□
LEDview Plus, modelo para unidad	■
LEDview Plus, modelo de techo	■
Adaptador para Heliodent Plus / LEDview Plus (combinación de techo)	□
Adaptador para Heliodent Plus, modelo para unidad	□
Espejo para pacientes	□
Soporte de cámara en la lámpara	□

■ Incluido en la unidad o en el paquete básicos

□ Opcional

\*Disponible con Sidexis 4.