



2021  
RÉV. JUILLET

CATALOGUE  
**OMNIPRATIQUE**

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires.

 Dentsply  
Sirona

# Sommaire

**HYGIÈNE** ..... 03

**RADIOLOGIE** ..... 09

**ANESTHÉSIE** ..... 17

**FRAISES** ..... 21

**PROPHYLAXIE** ..... 37

**ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE** ..... 43


**RESTAURATION** ..... 45

**ENDODONTIE** ..... 67

**RECONSTITUTION** ..... 89

**PROTHÈSE** ..... 93

**INSTRUMENTS** ..... 113





01

# HYGIÈNE

PRACTICE PROTECT

ASSURE PLUS

MASQUES

SANI-TIP

FASTIPS

SANI-SHIELD

DISPOSA-SHIELD

PUREVAC HVE

# Pour instruments et surfaces

## Practice Protect™



PracticeProtect™ Liquide de nettoyage et de désinfection des instruments à base de glucoprotamine: Désinfectant détergent sans aldéhydes pour instruments.

PRACTICE PROTECT	LIQUIDE DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION DES INSTRUMENTS À BASE DE GLUCOPROTAMINE Conditionnement : 2 L	<b>EX21522FG</b>	<b>76,52€</b>
------------------	---	------------------	---------------



PracticeProtect™ Spray moussant de désinfection de surfaces au peroxyde d'hydrogène (1,5%) : Spray moussant prêt à l'emploi, à action rapide, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces.

PRACTICE PROTECT	SPRAY MOUSSANT DE DÉSINFECTION DE SURFACES AU PEROXYDE D'HYDROGÈNE (1.5%) Conditionnement : 750 ml	<b>EX75160FG</b>	<b>24,00€</b>
------------------	---	------------------	---------------



PracticeProtect™ Spray de désinfection de surfaces à base d'alcool (60%) : Spray à base d'alcool prêt à l'emploi, à action rapide, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces.

PRACTICE PROTECT	SPRAY MOUSSANT DE DÉSINFECTION DE SURFACES À BASE L'ALCOOL (60%) Conditionnement : 1 L	<b>EX75157FG</b>	<b>25,68€</b>
------------------	---	------------------	---------------



PracticeProtect™ Lingettes de désinfection de surfaces au peroxyde d'hydrogène (1,0%). Lingettes prêtes à l'emploi, à action rapide, pour le nettoyage et la désinfection des surfaces.

PRACTICE PROTECT	LINGETTES DE DÉSINFECTION DE SURFACES AU PEROXYDE D'HYDROGÈNE (1.0%) Conditionnement : 100 lingettes	<b>EX75165FG</b>	<b>9,50€</b>
------------------	---	------------------	--------------



## Assure Plus®

Utilisables avec des systèmes de stérilisation à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène. Indicateurs de stérilisation à la vapeur de classe 4 conforme à la norme ISO 11140-1. Deux indicateurs de stérilisation : interne (bande indicatrice détachable) et externe (sur le sachet). Papier médical blanc de 60 gr/m<sup>2</sup> avec des emplacements dédiés à l'ajout d'information. Film CPP/PET stratifié coloré en bleu pour une meilleure détection des accidents de stérilisation.

ASSURE PLUS 254MM X 406MM	BOITE DE 200	<b>83020</b>	<b>77,71€</b>
ASSURE PLUS 279MM X 406MM	BOITE DE 100	<b>83080</b>	<b>53,98€</b>
ASSURE PLUS 305 MM X 457 MM	BOITE DE 100	<b>83025</b>	<b>59,80€</b>
ASSURE PLUS 70 MM X 254 MM	BOITE DE 200	<b>83003</b>	<b>18,88€</b>
ASSURE PLUS 89 MM X 165 MM	BOITE DE 200	<b>83000</b>	<b>20,72€</b>
ASSURE PLUS 89MM X 254MM	BOITE DE 200	<b>83005</b>	<b>22,73€</b>
ASSURE PLUS 133MM X 191MM	BOITE DE 100	<b>83075</b>	<b>34,85€</b>
ASSURE PLUS 133MM X 279MM	BOITE DE 200	<b>83015</b>	<b>43,90€</b>
ASSURE PLUS 140 MM X 280 MM	BOITE DE 200	<b>83010</b>	<b>36,11€</b>

## Com-Fit™



### Com-fit™ Super High Filtration (bleu)

Masques chirurgicaux EN 14683 II  
 Conçus pour une grande filtration des particules et des fluides  
 Hypoallergéniques et sans latex  
 Barrette nasale anti-buée  
 Protection contre les fluides : 80mm/Hg (ASTM F1862)  
 Efficacité de filtration : 99% à 0,1 µm  
 Respirabilité (Delta P) : 2,7 mm H2O/cm²

### Com-fit™ Fluid Resistant (bleu ou rose)

Masques chirurgicaux EN 14683 IIR  
 Masques pré imprimés avec barrette nasale anti-buée  
 Protection contre les fluides jusqu'à 160mm/Hg (ASTM F1862)  
 Efficacité de filtration : 99,6% à 0,1 µm  
 Respirabilité (Delta P) : 3,9 mm H2O/cm²

### Com-fit™ Super High Filtration

Masques chirurgicaux EN 14683 II  
 Performances identiques à la ref. 20326 avec visière de protection supplémentaire et conditionnement par 25

### Com-fit™ Super Sensitive

Masques chirurgicaux EN 14683 II  
 Conçus pour les peaux sensibles  
 Hypoallergéniques, sans latex, parfums, encres ou pigments  
 Attaches souples faciles à retirer  
 Barrette nasale préformée pour plus de confort  
 Efficacité de filtration : 99% à 0,1 µm  
 Respirabilité (Delta P) : 2,2 mm H2O/cm²  
 ASTM F2100 = 1

### Com-fit™ Groovy

Masques pré imprimés avec barrette nasale anti-buée  
 Protection contre les fluides jusqu'à 160mm/Hg (ASTM F1862)  
 Efficacité de filtration : 99,6% à 0,1 µm  
 Respirabilité (Delta P) : 3,9 mm H2O/cm²

COM-FIT™ FLUID RESISTANT BLEU	BOITE DE 50 MASQUES	<b>20324</b>	<b>11,21€</b>
COM-FIT™ FLUID RESISTANT ROSE	BOITE DE 50 MASQUES	<b>20325</b>	<b>10,20€</b>
COM-FIT™ SUPER HIGH FILTRATION BLEU	BOITE DE 40 MASQUES	<b>20326</b>	<b>19,00€</b>
COM-FIT™ SUPER HIGH FILTRATION	BOITE DE 25 MASQUES	<b>20328</b>	<b>59,39€</b>
COM-FIT™ SUPER SENSITIVE	BOITE DE 50 MASQUES	<b>20346</b>	<b>19,56€</b>
COM-FIT™ GROOVY	BOITE DE 40 MASQUES	<b>20350</b>	<b>18,47€</b>

# Accessoires embouts seringue air-eau

## Sani-Tip®

Embouts de seringue air - eau jetables.  
Disponibles en deux tailles.  
Embouts standards : 75 mm.  
Embouts courts : 57 mm.

SANI-TIP STANDARD 75MM	SACHET DE 250	<b>122211</b>	<b>103,90€</b>
SANI-TIP MINI 57MM	SACHET DE 250	<b>122214</b>	<b>103,90€</b>



## Sani-Tip® Adaptateurs

Adaptateurs pour seringue air-eau.  
Plusieurs marques et modèles de seringue disponibles.



modèle présenté : 122220N


SANI-TIP ADAPT - A1 ADEC	A L'UNITE	<b>122220N</b>	<b>57,92€</b>
SANI-TIP ADAPT - AN1 ANTHOS	A L'UNITE	<b>122400N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - B1 BELMONT TAKARA	A L'UNITE	<b>122290N</b>	<b>57,92€</b>
SANI-TIP ADAPT - C1 CASTELLINI	A L'UNITE	<b>122370N</b>	<b>57,92€</b>
SANI-TIP ADAPT - C3 CASTELLINI	A L'UNITE	<b>122372N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - D1 DEN-TAL-EZ	A L'UNITE	<b>122240N</b>	<b>57,92€</b>
SANI-TIP ADAPT - E1 ENGLE / MARCO	A L'UNITE	<b>122230N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - F1 FARO	A L'UNITE	<b>122260N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - F3 FARO	A L'UNITE	<b>122263N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - F4 FARO	A L'UNITE	<b>122264N</b>	<b>93,18€</b>

SANI-TIP ADAPT - K3 KAVO	A L'UNITE	<b>122275N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - K4 KAVO	A L'UNITE	<b>122276N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - L1 LUZZANI MINILIGHT	A L'UNITE	<b>122320N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - L2 LUZZANI MINIMATIC	A L'UNITE	<b>122325N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - L3 LUZZANI MINIMATE	A L'UNITE	<b>122326N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - M1 MORITA WS10	A L'UNITE	<b>122330N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - M2 MORITA WS	A L'UNITE	<b>122336N</b>	<b>87,64€</b>
SANI-TIP ADAPT - P1 PRESS RING DCI	A L'UNITE	<b>122280N</b>	<b>57,92€</b>
SANI-TIP ADAPT - S1 SIEMENS	A L'UNITE	<b>122250N</b>	<b>57,92€</b>
SANI-TIP ADAPT - SL2 SIEMENS	A L'UNITE	<b>122251N</b>	<b>87,64€</b>

## FASTips®

Embouts de seringue air - eau jetables.  
Sans adaptateur.  
Pour les seringues A-DEC® et Press Ring uniquement.

FASTIPS	1 SACHET DE 250	<b>122503</b>	<b>77,90€</b>
---------	-----------------	---------------	---------------



# Usage unique et multiple



## Sani-Shield®

Protection de seringue air - eau.  
Dimensions : longueur 22 cm / Ø3,5 cm.

SANI-SHIELD - PROTECTIONS JETABLES	SACHET DE 250	<b>130010</b>	<b>17,10€</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

## Disposa-Shield™

Protection des équipements.  
N°1 : feuilles adhésives dimensions 10 x 15 cm.  
N°2 : gaines longueur 45 cm / Ø3,5 cm.  
N°3 : gaines longueur 45 cm / Ø2,8 cm.  
N°4 : têtes à soufflets dimensions 23 x 32 x 6 cm.  
N°5 : gaines longueur 19 cm / Ø2,5 cm.



DISPOSA-SHIELD N°1 - POUR CLAVIERS, POIGNEES	BOITE DE 1000	<b>65090001</b>	<b>44,48€</b>
DISPOSA-SHIELD N°2 - POUR ASPIRATIONS	BOITE DE 250	<b>65090002</b>	<b>42,67€</b>
DISPOSA-SHIELD N°3 - POUR PIECES A MAIN	BOITE DE 250	<b>65090003</b>	<b>42,67€</b>
DISPOSA-SHIELD N°4 - POUR TETIERES	BOITE DE 250	<b>65090004</b>	<b>42,67€</b>
DISPOSA-SHIELD n°5 - POUR TURBINES ET EMBOÛTS LUMINEUX	BOITE DE 500	<b>A88006</b>	<b>41,11</b>



### ● FS Rhodium

Revêtement en rhodium, métal précieux résistant aux produits chimiques et aux acides.

## Purevac® HVE

Canule d'aspiration à haut débit avec miroir  
Pour l'évacuation de débris et salive, visualisation, rétraction des muqueuses et l'éclairage indirect pendant les soins dentaires. Usage multiple. Stérilisable 100 cycles à l'autoclave.

Purevac® HVE 6 FS Rhodium	<b>CD2006</b>	<b>76,69€</b>
Purevac® HVE 12 FS Rhodium	<b>CD2012</b>	<b>153,41€</b>



02

## RADIOLOGIE

XCP-DS-FIT™

XCP-ORA

EEZEE-GRIP

UNI-GRIP

GAINES RINN


XCP

ENDORAY II

SANAP-A-RAY XTRA

XCP-PSP FIT™

# Radiologie numérique



## COFFRET HYGIENE

COFFRET HYGIENE	<b>559900</b>	<b>288,72€</b>
-----------------	---------------	----------------

Contient :

- 1 bras indicateur XCP-ORA
- 1 anneau de visée XCP-ORA
- 2 porte-capturs XCP-DS FIT pour antérieur,
- 2 porte-capturs XCP-DS FIT pour postérieur,
- 4 porte-capturs XCP-DS FIT pour bitewing (2 verticaux et 2 horizontaux)

## XCP-DS FIT™

Porte-captur universel pour radiologie numérique.

XCP-DS FIT™ : porte-captur universel pour capteurs intra-oraux de tailles 1 (24x40 mm) et 2 (31x41 mm).

XCP-ORA® : bras et anneau de visée pour le positionnement et l'alignement des radiographies intra-orales en antérieur (bleu), postérieur (jaune) et bitewing (rouge).

## COFFRET ENDODONTIE

COFFRET ENDODONTIE	<b>559908</b>	<b>101,14€</b>
--------------------	---------------	----------------

Contient :

- 1 bras indicateur XCP pour endodontie
- 1 anneau de visée vert XCP pour endodontie
- 2 porte-capturs XCP-DS FIT pour endodontie

## COFFRET COMPLET

COFFRET COMPLET	<b>559909</b>	<b>341,57€</b>
-----------------	---------------	----------------


Contient :

- Coffret hygiène + coffret endodontie

## XCP-DS FIT™ Porte-capturs

Autoclavables.

Disponibles pour antérieur (bleu), postérieur (jaune), endodontie (vert) et bitewing (rouge, avec 1 modèle horizontal et un modèle vertical).



XCP-DS FIT PORTE-CAPTEUR ANTERIEUR (BLEU)	LOT DE 2	<b>559901</b>	<b>51,16€</b>
XCP-DS FIT PORTE-CAPTEUR POSTERIEUR (JAUNE)	LOT DE 2	<b>559902</b>	<b>51,16€</b>
XCP-DS FIT PORTE-CAPTEUR BITEWING HOR (ROUGE)	LOT DE 2	<b>559903</b>	<b>51,16€</b>
XCP-DS FIT PORTE-CAPTEUR BITEWING VERT (ROUGE)	LOT DE 2	<b>559904</b>	<b>51,16€</b>
XCP-DS FIT PORTE-CAPTEUR ENDODONTIE (VERT)	LOT DE 2	<b>559905</b>	<b>51,16€</b>

## XCP-ORA®

Bras indicateur et anneau de visée.  
Autoclavables.  
Disponibles pour antérieur (bleu), postérieur (jaune) et bitewing (rouge).

XCP-ORA BRAS ET ANNEAU	A L'UNITE	550771	206,40€
XCP-ORA BRAS ET ANNEAU	LOT DE 2	550772	319,76€
XCP ANNEAU ENDODONTIE (VERT)	A L'UNITE	550598	10,33€
XCP BRAS ENDODONTIE (VERT)	A L'UNITE	550597	70,04€
ELASTIQUE COURT	LOT DE 6	559913	39,66€
ELASTIQUE LONG	LOT DE 6	559914	39,66€



## Uni-Grip® 360

Porte-captur jetable pour radiologie numérique.  
Technique de la parallèle.  
Usage unique.  
Quatre languettes adhésives de maintien.  
Vendu avec 50 protections.



UNI-GRIP 360	50 + 50 PROTECTIONS	550052	88,93€
--------------	---------------------	--------	--------

## Uni-Grip®

Bras et anneau de visée.



UNI-GRIP ANNEAU DE VISEE + BRAS	A L'UNITE	550100	69,71€
SUPPORT UNI-GRIP DE RINN (RADIOGRAPHIES ANTERIEURES, POSTERIEURES ET BITEWINGS)	A L'UNITE	550252	151,74€

## Gaines Rinn®


Gaines de protection pour capteurs numériques tailles 1 et 2  
(18 cm x 3,8 cm).



GAINES RINN	SACHET DE 500	550500	60,41€
-------------	---------------	--------	--------


## Eezee-Grip®

Porte-captur pour radiologie numérique.  
Technique de la bissectrice.  
Autoclavable.  
Ni bras, ni anneau de visée nécessaires.



EEZEE-GRIP	LOT DE 3	550294	83,96€
------------	----------	--------	--------

# Radiologie argentique



## Kits Rinn® XCP®

Angulateurs pour radio argentique.

### COFFRET COMPLET


COFFRET COMPLET	542001	187,90€
-----------------	--------	---------

Contient :  
 4 bras indicateurs (2 postérieurs, 1 antérieur, 1 bitewing)  
 4 anneaux de visée (2 postérieurs, 1 bitewing, 1 antérieur)  
 17 porte-films (8 postérieurs, 4 antérieurs, 5 bitewings : soit  
 2 x H2 ;  
 1 x V2; 1x H0/1 et 1 x V1)  
 1 guide illustré

### XCP ENDO KIT

XCP ENDO KIT	542045	60,25€
--------------	--------	--------

Contient :  
 XCP® bras indicateurs Endo (1)  
 XCP® anneaux de visée Endo (1)  
 XCP® Porte-capturs Endo (3)



## XCP Porte-films

Autoclavables.  
 Disponibles pour antérieur (bleu), postérieur (jaune),  
 endodontie (vert) et bitewing (rouge, avec 1 modèle  
 horizontal et un modèle vertical).

### XCP Porte-films Antérieur et postérieur

ANTERIEUR (BLEU)	LOT DE 25	540861	31,40€
POSTERIEUR (JAUNE)	LOT DE 25	540862	33,95€

### XCP Porte-films Bitewing

HORIZONTAL N°2	LOT DE 6	540929	18,80€
----------------	----------	--------	--------

### XCP Porte-films Endodontie

ENDODONTIE	LOT DE 3	540935	22,91€
------------	----------	--------	--------

## XCP Anneaux de visée

Autoclavables.

Disponibles pour antérieur (bleu), postérieur (jaune), bitewing (rouge) et endodontie (vert).

ANTERIEUR (BLEU)	A L'UNITE	540865	11,44€
POSTERIEUR (JAUNE)	A L'UNITE	540860	11,42€
BITEWING (ROUGE)	A L'UNITE	540934	11,42€
ENDODONTIE (VERT)	A L'UNITE	550598	10,33€



## XCP Bras indicateurs

Autoclavables.

Disponibles pour antérieur (bleu), postérieur (jaune), bitewing (rouge) et endodontie (vert).

ANTERIEUR (BLEU)	A L'UNITE	540857	48,10€
POSTERIEUR (JAUNE)	A L'UNITE	540858	51,37€
BITEWING (ROUGE)	A L'UNITE	540927	49,40€
ENDODONTIE (VERT)	A L'UNITE	550597	70,04€



## XCP Disposable Bite Block

A utiliser avec le système Rinn® XCP®

Pour des films taille 0, 1 ou 2

Partie avant pour utilisation en pédodontisterie

Usage unique

XCP DISPOSABLE BITE BLOCK	LOT DE 100	540870	48,77€
---------------------------	------------	--------	--------



## EndoRay® II

Angulateur pour radio argentique.

Technique de la parallèle.

Autoclavable.

Pour la prise de radio avec les limes en place.

ENDORAY II	LOT DE 2	540303	108,20€
------------	----------	--------	---------



## Snap-A-Ray® Xtra

Angulateur pour radio argentique (film) et numérique (plaque phosphore).


Technique de la bissectrice.

Autoclavable.

SNAP-A-RAY XTRA	LOT DE 1	540501	23,41€
SNAP-A-RAY XTRA	LOT DE 3	540503	49,14€



# Radiologie numérique par plaque phosphore



## Rinn® XCP-PSP Fit™

Système de stabilisation pour plaques phosphore avec enveloppes.



ENVELOPPES POUR PLAQUES AU PHOSPHORE, TAILLE N°0	LOT DE 100	<b>552710</b>	<b>43,21€</b>
ENVELOPPES POUR PLAQUES AU PHOSPHORE, TAILLE N°1	LOT DE 100	<b>552711</b>	<b>43,21€</b>
ENVELOPPES POUR PLAQUES AU PHOSPHORE, TAILLE N°2	LOT DE 200	<b>552712</b>	<b>69,61€</b>
ENVELOPPES POUR PLAQUES AU PHOSPHORE, TAILLE N°2	LOT DE 100	<b>552714</b>	<b>43,21€</b>
ENVELOPPES POUR PLAQUES AU PHOSPHORE, TAILLE N°3	LOT DE 100	<b>552713</b>	<b>50,40€</b>

## Rinn® XCP-PSP Fit™ Porte-capturs



RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR ÉPAIS (BLEU)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 1	LOT DE 2	<b>552730</b>	<b>24,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR ÉPAIS (BLEU)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 2	LOT DE 2	<b>552731</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR FIN (BLEU)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 0	LOT DE 4	<b>552740</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR FIN (BLEU)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 1	LOT DE 4	<b>552741</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR FIN (BLEU)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 2	LOT DE 4	<b>552742</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR FIN (BLEU)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 2	LOT DE 10	<b>552743</b>	<b>60,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ POSTÉRIEUR (JAUNE)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 0	LOT DE 4	<b>552750</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ POSTÉRIEUR (JAUNE)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 1	LOT DE 4	<b>552751</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ POSTÉRIEUR (JAUNE)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 2	LOT DE 4	<b>552752</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ POSTÉRIEUR (JAUNE)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 2	LOT DE 10	<b>552753</b>	<b>60,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR ÉPAIS INTERPROXIMAL HORIZONTAL (ROUGE)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 0	LOT DE 4	<b>552760</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR ÉPAIS INTERPROXIMAL HORIZONTAL (ROUGE)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 1	LOT DE 4	<b>552761</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR ÉPAIS INTERPROXIMAL HORIZONTAL (ROUGE)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 2	LOT DE 4	<b>552762</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR ÉPAIS INTERPROXIMAL HORIZONTAL (ROUGE)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 2	LOT DE 10	<b>552763</b>	<b>60,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR ÉPAIS INTERPROXIMAL HORIZONTAL (ROUGE)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 3	LOT DE 4	<b>552764</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ANTÉRIEUR ÉPAIS INTERPROXIMAL VERTICAL (ROUGE)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 2	LOT DE 4	<b>552770</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ENDODONTIE HORIZONTAL (VERT)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 2	LOT DE 4	<b>552781</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ENDODONTIE VERTICAL (VERT)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 1	LOT DE 4	<b>552790</b>	<b>30,00€</b>
RINN® XCP-PSP FIT™ ENDODONTIE VERTICAL (VERT)	PLAQUES PHOSPHORE TAILLE 2	LOT DE 4	<b>552791</b>	<b>30,00€</b>

# Radiologie numérique par plaque phosphore

## Rinn® XCP-PSP Fit™

Kits de stabilisation pour systèmes de plaques phosphore.



### KIT DE SOLUTION COMPLÈTE TAILLE 0

KIT DE SOLUTION COMPLÈTE TAILLE 0	<b>552700</b>	<b>282,30€</b>
-----------------------------------	---------------	----------------

Contient :  
Enveloppes n°0 (100), Porte-capturs Antérieur Fin n°0 (4), Postérieur n°0 (4), Interproximal Hor. n°0 (4), ORA Anneau & Bras (1)

### KIT DE SOLUTION COMPLÈTE TAILLE 2

KIT DE SOLUTION COMPLÈTE TAILLE 2	<b>552702</b>	<b>355,76€</b>
-----------------------------------	---------------	----------------

Contient :  
Enveloppes n°2 (100), Porte-capturs Antérieur Épais n°2 (2), Antérieur Fin n°2 (8), Postérieur n°2 (8), Interproximal Hor. n°2 (8), ORA Anneau & Bras (1)

### KIT DE SOLUTION COMPLÈTE TAILLE 1

KIT DE SOLUTION COMPLÈTE TAILLE 1	<b>552701</b>	<b>292,74€</b>
-----------------------------------	---------------	----------------

Contient :  
Enveloppes n°1 (100), Porte-capturs Antérieur Épais n°1 (2), Antérieur Fin n°1 (4), Postérieur n°1 (4), Interproximal Hor. n°1 (4), ORA Anneau & Bras (1)

## Rinn® XCP-PSP Fit™ Système de porte-plaque phosphore pour Endo



### KIT COMPLET ENDO

KIT COMPLET ENDO	<b>552703</b>	<b>249,13€</b>
------------------	---------------	----------------

Contient :  
Enveloppes n°1 (100), Enveloppes n°2 (100), Endo Vert. n°2 (4), Endo Hor. n°2 (4), Endo Vert. n°1 (4), XCP Endo Bras (1), XCP Endo Anneau (1)





03

## ANESTHÉSIE

ALPHACAINE N

ALPHACAINE SP

ARTICADENT 1/200000

ARTICADENT 1/100000

ORAQIX

ASPIJECT

PAROJECT

STÉRINJECT

# Anesthésiques locaux



## Alphacaïne® N

Solution injectable à usage dentaire.  
40 mg/ml de chlorhydrate d'articaine adrénalinée au 1/200 000, contient des sulfites.  
Médicament autorisé N°3400932412013 - Liste I.

ALPHACAÏNE® N	S001200	101,02€
---------------	---------	---------

Contient :  
100 cartouches de 1,8 ml



## Alphacaïne® SP

Solution injectable à usage dentaire.  
40 mg/ml de chlorhydrate d'articaine adrénalinée au 1/100 000, contient des sulfites.  
Médicament autorisé N°3400932550777 - Liste I.

ALPHACAÏNE® SP	S001210	101,02€
----------------	---------	---------

Contient :  
100 cartouches de 1,8 ml



## Articaident® 1/200 000

Solution injectable à usage dentaire.  
40 mg/ml de chlorhydrate d'articaine et 0,005 mg/ml d'adrénaline (sous forme de tartrate d'adrénaline), contient des sulfites.  
Médicament autorisé N° 3400956201440 - Liste I

ARTICADENT® 1/200 000	P200ARTI	101,02€
-----------------------	----------	---------

Contient :  
100 cartouches de 1,8 ml



## Articaident® 1/100 000

Solution injectable à usage dentaire.  
40 mg/ml de chlorhydrate d'articaine et 0,01 mg/ml d'adrénaline (sous forme de tartrate d'adrénaline), contient des sulfites.  
Médicament autorisé N°3400956201389 - Liste I

ARTICADENT® 1/100 000	P100ARTI	101,02€
-----------------------	----------	---------

Contient :  
100 cartouches de 1,8 ml



## Oraqix®

Gel périodontal.  
Médicament autorisé N°3400936788145 - Liste II.

ORAQIX®	66312020FR	175,89€
---------	------------	---------

Contient :  
20 cartouches de 1,7 g

# Seringues, aiguilles et accessoires

## Aspiject®

Seringue auto-aspirante.  
Stérilisable par autoclave (134°C pendant 18 minutes).  
Double dispositif d'aspiration.  
Acier inoxydable. Poids 50 g.  
Pour cartouche de 1,8 ml.

ASPIJECT®	S005146	226,51€
-----------	---------	---------



## Paroject®

Seringue intra-ligamentaire.  
Stérilisable par autoclave (134°C pendant 18 minutes).  
0,06 ml par pression.  
Acier inoxydable. Longueur 115 mm, diamètre 11 mm. Poids 60g.  
Pour cartouche de 1,8 ml.

PAROJECT®	S005130	574,88€
-----------	---------	---------




## Stérinject™

Aiguilles stériles bi-pointe triple biseau.

25G35 - 50/100 - ROUGE	35MM	BOITE DE 100	S00F535	23,77€
27G8 - 40/100 - GRIS	8MM	BOITE DE 100	S00F408	23,77€
27G16 - 40/100 - GRIS	16MM	BOITE DE 100	S00F416	23,77€
27G21 - 40/100 - GRIS	21MM	BOITE DE 100	S00F421	23,77€
30G12 - 30/100 - JAUNE	12MM	BOITE DE 100	S00F313	23,77€
30G16 - 30/100 - JAUNE	16MM	BOITE DE 100	S00F316	23,77€
30G21 - 30/100 - JAUNE	21MM	BOITE DE 100	S00F321	23,77€





04

## FRAISES

FRAISES DIAMANT MIDWEST

FRAISES FINITION 12 LAMES  
MIDWEST

FRAISES FINITION 30 LAMES  
MIDWEST

FRAISES MULTIPREP  
MIDWEST

FRAISES TUNGSTÈNE  
MIDWEST

FRAISES TUNGSTÈNE  
MIDWEST POUR PIÈCE À  
MAIN

FRAISES TUNGSTÈNE  
MIDWEST CCC

FRAISES TUNSTÈNE  
MIDWEST FCC

# Fraises diamant Midwest®

## Aiguille

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471249	858	14	8	—	très fin	30,02€
471250	858	14	8	—	fin	30,02€
471251	858	14	8	—	standard	30,02€
471253	858	14	8	—	gros	30,02€
471255	858	14	8	—	super gros	30,02€
471256	858	14	8	FGSS	standard	30,02€
471257	858	14	8	FGSS	gros	30,02€
471252	858	16	8	—	standard	30,02€
471254	858	16	8	—	gros	30,02€
471515	859	12	11	—	fin	30,02€
471512	859	24	10	—	gros	30,02€
471513	859	24	10	—	fin	30,02€
471514	859	24	10	—	très fin	30,02€
471516	860	12	11	—	gros	30,02€

## Boule

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471008	801	9	0,9	—	standard	30,02€
471017	801	9	0,9	—	gros	30,02€
471009	801	10	1	—	standard	30,02€
471018	801	10	1	—	gros	30,02€
471010	801	12	1,2	—	standard	30,02€
471019	801	12	1,2	—	gros	30,02€
471011	801	14	1,4	—	standard	30,02€
471020	801	14	1,4	—	gros	30,02€
471012	801	16	1,6	—	standard	30,02€
471021	801	16	1,6	—	gros	30,02€
471025	801	16	1,6	—	super gros	30,02€
471013	801	18	1,8	—	standard	30,02€
471022	801	18	1,8	—	gros	30,02€
471026	801	18	1,8	—	super gros	30,02€
471510	801	21	2,1	—	standard	30,02€
471014	801	23	2,3	—	standard	30,02€
471023	801	23	2,3	—	gros	30,02€
471027	801	23	2,3	—	super gros	30,02€

## Boule allongée

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471029	801L	16	1,6	—	standard	30,02€
471030	801L	16	1,6	—	gros	30,02€

# Fraises diamant Midwest®

Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471032	802	10	2,9	—	standard	30,02€
471038	802	10	2,9	—	gros	30,02€
471033	802	12	2,9	—	standard	30,02€
471039	802	12	2,9	—	gros	30,02€
471034	802	14	2,9	—	standard	30,02€
471040	802	14	2,9	—	gros	30,02€
471035	802	16	2,9	—	standard	30,02€

## Boule à extension

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471043	805	10	1,1	—	standard	30,02€
471044	805	12	1,4	—	standard	30,02€
471050	805	12	1,4	—	gros	30,02€
471053	805	12	1,4	FGSS	standard	30,02€
471045	805	14	1,5	—	standard	30,02€
471051	805	14	1,5	—	gros	30,02€
471046	805	16	1,5	—	standard	30,02€
471047	805	18	1,6	—	standard	30,02€
471048	805	23	2,4	—	standard	30,02€

## Cône renversé

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471054	807	12	3,5	—	standard	30,02€
471055	807	16	4	—	standard	30,02€

## Cône renversé à extension

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471124	847	14	8	—	standard	30,02€
471128	847	14	8	—	gros	30,02€
471132	847	14	8	—	super gros	30,02€
471136	847	14	8	FGSS	gros	30,02€
471140	847	14	8	FGSS	super gros	30,02€
471125	847	16	8	—	standard	30,02€
471129	847	16	8	—	gros	30,02€
471133	847	16	8	—	super gros	30,02€
471137	847	16	8	FGSS	gros	30,02€
471141	847	16	8	FGSS	super gros	30,02€

## Conique à bout plat

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471153	848	14	10	—	standard	30,02€
471157	848	14	10	—	gros	30,02€
471154	848	16	10	—	standard	30,02€
471158	848	16	10	—	gros	30,02€
471161	848	16	10	—	super gros	30,02€
471163	848	16	10	FGSS	gros	30,02€
471164	848	16	10	FGSS	super gros	30,02€
471155	848	18	10	—	standard	30,02€
471159	848	18	10	—	gros	30,02€
471162	848	18	10	—	super gros	30,02€

## Conique à bout plat allongée

POCHETTE DE 5 FRAISES



# Fraises diamant Midwest®

## Conique à bout rond

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471196	856	12	8	—	fin	30,02€
471201	856	12	8	—	standard	30,02€
471207	856	12	8	—	gros	30,02€
471213	856	12	8	—	super gros	30,02€
471197	856	14	8	—	fin	30,02€
471202	856	14	8	—	standard	30,02€
471208	856	14	8	—	gros	30,02€
471214	856	14	8	—	super gros	30,02€
471198	856	16	8	—	fin	30,02€
471203	856	16	8	—	standard	30,02€
471209	856	16	8	—	gros	30,02€
471215	856	16	8	—	super gros	30,02€
471199	856	18	8	—	fin	30,02€
471204	856	18	8	—	standard	30,02€
471210	856	18	8	—	gros	30,02€
471216	856	18	8	—	super gros	30,02€
471200	856	21	8	—	fin	30,02€
471205	856	21	8	—	standard	30,02€
471211	856	21	8	—	gros	30,02€
471217	856	21	8	—	super gros	30,02€
471206	856	25	8	—	standard	30,02€
471212	856	25	8	—	gros	30,02€
471218	856	25	8	—	super gros	30,02€

## Conique à bout rond allongée

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471166	850	12	10	—	fin	30,02€
471169	850	12	10	—	standard	30,02€
471178	850	12	10	—	super gros	30,02€
471167	850	14	10	—	fin	30,02€
471170	850	14	10	—	standard	30,02€
471174	850	14	10	—	gros	30,02€
471181	850	14	10	FGSS	gros	30,02€
471168	850	16	10	—	fin	30,02€
471171	850	16	10	—	standard	30,02€
471175	850	16	10	—	gros	30,02€
471179	850	16	10	—	super gros	30,02€
471182	850	16	10	FGSS	super gros	30,02€
471172	850	18	10	—	standard	30,02€
471176	850	18	10	—	gros	30,02€
471180	850	18	10	—	super gros	30,02€
471173	850	23	10	—	standard	30,02€
471177	850	23	10	—	gros	30,02€

## Cylindrique à bout plat 835

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471493	835	8	3	—	standard	30,02€
471494	835	9	3	—	standard	30,02€
471495	835	10	4	—	standard	30,02€
471496	835	12	4	—	standard	30,02€
471497	835	14	4	—	standard	30,02€
471498	835	16	4	—	standard	30,02€

# Fraises diamant Midwest®

Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471070	836	12	6	—	fin	30,02€
471071	836	12	6	—	standard	30,02€
471075	836	12	6	—	gros	30,02€
471079	836	12	6	FGSS	standard	30,02€
471072	836	14	6	—	fin	30,02€
471076	836	14	6	—	gros	30,02€
471073	836	18	6	—	fin	30,02€
471077	836	18	6	—	gros	30,02€

## Cylindrique à bout plat 836

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471084	837	12	8	—	fin	30,02€
471086	837	12	8	—	standard	30,02€
471089	837	12	8	—	gros	30,02€
471085	837	14	8	—	fin	30,02€
471087	837	14	8	—	standard	30,02€
471090	837	14	8	—	gros	30,02€
471088	837	16	8	—	standard	30,02€
471091	837	16	8	—	gros	30,02€

## Cylindrique à bout plat allongée

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471262	862	10	8	—	fin	30,02€
471266	862	10	8	—	standard	30,02€
471260	862	12	8	—	très fin	30,02€
471263	862	12	8	—	fin	30,02€
471267	862	12	8	—	standard	30,02€
471271	862	12	8	—	gros	30,02€
471275	862	12	8	—	super gros	30,02€
471278	862	12	8	FGSS	fin	30,02€
471279	862	12	8	FGSS	standard	30,02€
471280	862	12	8	FGSS	gros	30,02€
471264	862	14	8	—	fin	30,02€
471268	862	14	8	—	standard	30,02€
471272	862	14	8	—	gros	30,02€
471276	862	14	8	—	super gros	30,02€
471261	862	16	8	—	très fin	30,02€
471265	862	16	8	—	fin	30,02€
471269	862	16	8	—	standard	30,02€
471273	862	16	8	—	gros	30,02€
471277	862	16	8	—	super gros	30,02€
471270	862	21	8	—	standard	30,02€
471274	862	21	8	—	gros	30,02€
471517	863	14	10	—	gros	30,02€
471520	864	12	10	—	très fin	30,02€
471519	865	12	10	—	fin	30,02€
471518	866	12	10	—	gros	30,02€

## Flamme

POCHETTE DE 5 FRAISES



# Fraises diamant Midwest®

## Diabolo

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471064	813	10	1,6	—	standard	30,02€
471065	813	14	1,6	—	standard	30,02€
471066	813	16	2	—	standard	30,02€
471069	813	18	2,2	—	standard	30,02€

## Football

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471408	368	16	3,25	—	très fin	30,02€
471409	368	16	3,25	—	fin	30,02€
471410	368	16	3,25	—	standard	30,02€
471411	368	16	3,25	—	gros	30,02€
471412	368	16	3,25	—	super gros	30,02€
471414	368	23	5,2	—	très fin	30,02€
471415	368	23	5,2	—	fin	30,02€
471416	368	23	5,2	—	standard	30,02€
471417	368	23	5,2	—	gros	30,02€
471418	368	23	5,2	—	super gros	30,02€

## Interproximale

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471447	392	16	5	—	très fin	30,02€
471448	392	16	5	—	fin	30,02€
471449	392A	16	3,5	—	fin	30,02€

## Ovoïde

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471398	379	23	4,25	—	extra fin	30,02€
471399	379	23	4,25	—	très fin	30,02€
471400	379	23	4,25	—	fin	30,02€
471427	379	23	4,25	—	standard	30,02€
471428	379	23	4,25	—	gros	30,02€
471429	379	23	4,25	—	super gros	30,02€

## Roue

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471379	909	40	1,4	—	standard	30,02€
471383	909	40	1,4	—	gros	30,02€
471380	909	50	1,5	—	standard	30,02€
471381	909	55	2,5	—	standard	30,02€

# Fraises diamant Midwest®

Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471058	811	33	4,2	—	standard	30,02€
471060	811	33	4,2	—	gros	30,02€
471062	811	33	4,2	—	super gros	30,02€
471059	811	37	7,5	—	standard	30,02€

## Tonneau

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471286	877K	12	6	—	standard	30,02€
471290	877K	12	6	—	gros	30,02€
471287	877K	14	6	—	standard	30,02€
471291	877K	14	6	—	gros	30,02€
471296	877K	14	6	FGSS	gros	30,02€
471288	877K	16	6	—	standard	30,02€
471292	877K	16	6	—	gros	30,02€
471297	877K	16	6	FGSS	gros	30,02€
471289	877K	18	6	—	standard	30,02€
471293	877K	18	6	—	gros	30,02€

## Torpille modifiée 877K

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471319	878K	12	8	—	standard	30,02€
471324	878K	12	8	—	gros	30,02€
471330	878K	12	8	—	super gros	30,02€
471340	878K	12	8	FGSS	gros	30,02€
471320	878K	14	8	—	standard	30,02€
471325	878K	14	8	—	gros	30,02€
471331	878K	14	8	—	super gros	30,02€
471341	878K	14	8	FGSS	gros	30,02€
471321	878K	16	8	—	standard	30,02€
471326	878K	16	8	—	gros	30,02€
471332	878K	16	8	—	super gros	30,02€
471342	878K	16	8	FGSS	gros	30,02€
471344	878K	16	8	FGSS	super gros	30,02€
471322	878K	18	8	—	standard	30,02€
471327	878K	18	8	—	gros	30,02€
471333	878K	18	8	—	super gros	30,02€

## Torpille modifiée 878K

POCHETTE DE 5 FRAISES



Réf.	ISO	Diam.	Long.	Spéc.	Grain	Prix TTC
471364	889	9	3,5	—	fin	30,02€
471366	889	9	3,5	—	standard	30,02€
471367	889	9	3,5	—	gros	30,02€
471365	889	10	4	—	fin	30,02€
471368	889	10	4	—	gros	30,02€

## Touati

POCHETTE DE 5 FRAISES



# Fraises Midwest® finition 12 lames

## Boule

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389501	001	7002	10	–	94,69€
389502	001	7003	12	–	94,69€
389503	001	7004	14	–	94,69€
389504	001	7006	18	–	94,69€
389505	001	7008	23	–	94,69€
389506	001	7009	25	–	94,69€

## Chanfrein

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389545	128	7345	15	4,2	94,69€

## Cône

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389528	168	7702	10	4,9	94,69€
389529	168	7713	12	4,9	94,69€

## Cône à bout plat

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389516	184	7204	14	8,5	94,69€*
389517	184	7205	16	8,5	94,69€
389518	184	7206	18	8,5	94,69€

\* Existe en pochette de 2 fraises sous la réf. 389516

## Cône long & extra-long

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389536	197	7642	10	5,7	94,69€
389537	198	7664	15	8,6	94,69€

## Cône renversé

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389519	238	7303	12	4,1	94,69€
389520	238	7304	14	4,1	94,69€

## Cône série T

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389901	181	7114 T-1	9	2,9	94,69€
389902	217	7214 T-2	10	5,1	94,69€
389903	184	7714 T-3	14	8,6	94,69€

# Fraises Midwest® finition 12 lames

Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389525</b>	109	7572	10	5	<b>94,69€</b>

## Cylindrique

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389513</b>	254	7104	14	3,2	<b>94,69€</b>
<b>389514</b>	254	7106	18	3,6	<b>94,69€</b>
<b>389515</b>	254	7108	23	4,4	<b>94,69€</b>

## Flamme

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389546</b>	465	7103	12	3,2	<b>94,69€</b>

## Interproximale

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389507</b>	499	7801	9	2,7	<b>94,69€</b>
<b>389508</b>	499	7802	10	2,8	<b>94,69€</b>
<b>389509</b>	499	7803	12	2,9	<b>94,69€</b>

## Ogive sur cône

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389510</b>	246	7901	9	3,2	<b>94,69€</b>
<b>389511</b>	246	7902	10	3,4	<b>94,69€</b>
<b>389512</b>	247	7903	12	3,7	<b>94,69€</b>

## Ogive sur cylindre

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389522</b>	277	7404	14	3	<b>94,69€</b>
<b>389523</b>	277	7406	18	3,4	<b>94,69€</b>
<b>389524</b>	277	7408	23	3,6	<b>94,69€</b>

## Ovoïde

POCHETTE DE 10 FRAISES



# Fraises Midwest® finition 30 lames

## Boule

POCHETTE DE 2 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>388591</b>	001	9004	14	–	<b>20,82€</b>
<b>388592</b>	001	9006	18	–	<b>20,82€</b>
<b>388593</b>	001	9008	23	–	<b>20,82€</b>

## Cône

POCHETTE DE 2 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>388596</b>	182	9713	12	4,9	<b>20,82€</b>

## Cône long et extra-long

POCHETTE DE 2 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>388585</b>	197	9642	10	5,7	<b>20,82€</b>

## Cône série T

POCHETTE DE 2 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>388583</b>	182	9214 T-2	12	5,1	<b>20,82€</b>

## Cylindrique bout rond

POCHETTE DE 2 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>388594</b>	137	9561	9	3,2	<b>20,82€</b>
<b>388595</b>	137	9572	10	3,7	<b>20,82€</b>

## Interproximale

POCHETTE DE 2 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>388581</b>	465	9103	12	3,2	<b>20,82€</b>

## Ogive sur cône

POCHETTE DE 2 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>388599</b>	499	9803	12	2,9	<b>20,82€</b>

## Ogive sur cylindre

POCHETTE DE 2 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>388597</b>	247	9903	12	3,8	<b>20,82€</b>
<b>388598</b>	247	9904	14	5,2	<b>20,82€</b>

# Fraises Multiprep® Midwest®

Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
399204	001	2	10	–	52,04€
399205	001	4	14	–	52,04€
399206	001	6	18	–	52,04€
399207	001	8	23	–	52,04€

## Boule

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
399210	010	34	8	0,6	52,04€
399211	010	35	10	0,7	52,04€
399213	010	37	14	0,8	52,04€

## Cône renversé

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
399231	168	699	9	3,2	52,04€
399232	168	700	10	3,7	52,04€
399233	168	701	12	3,7	52,04€
399234	168	702	16	4,1	52,04€

## Conique bout plat

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
399282	194	1700	10	3,7	52,04€
399284	194	1701	12	3,7	52,04€

## Conique bout rond

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
399226	107	556	9	3,2	52,04€
399227	107	557	10	3,7	52,04€
399228	107	558	12	3,7	52,04€

## Cylindrique bout plat

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
399258	137	1556	9	3,2	52,04€
399259	137	1557	10	3,7	52,04€
399260	137	1558	12	3,7	52,04€
399555	137	1558-L	12	4,9	52,04€

## Cylindrique bout rond

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
399369	237	329	6	1,6	52,04€
399261	237	330	8	1,6	52,04€
399262	237	331	10	1,6	52,04€
399263	237	332	12	1,6	52,04€

## Poire

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
399371	233	245	9	2,7	52,04€
399372	233	246	12	3,7	52,04€

## Poire allongée

POCHETTE DE 10 FRAISES



# Fraises tungstène Midwest®

## Amalgame

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389371	233	245	9	2,7	34,69€
389372	233	246	12	3,7	34,69€

## Boule

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389201	001	1/4	5	—	34,69€
389202	001	1/2	6	—	34,69€
389203	001	1	8	—	34,69€
389204	001	2	10	—	34,69€
389268	001	3	12	—	34,69€
389205	001	4	14	—	34,69€
389269	001	5	16	—	34,69€
389206	001	6	18	—	34,69€
389274	001	7	21	—	34,69€
389207	001	8	23	—	34,69€

## Cône renversé

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389209	010	33 1/2	6	0,4	34,69€
389210	010	34	8	0,6	34,69€
389211	010	35	10	0,7	34,69€
389212	010	36	12	0,8	34,69€
389213	010	37	14	0,8	34,69€
389215	010	39	18	1,3	34,69€

## Conique bout plat

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389221	168	169	9	3,2	34,69€
389222	168	170	10	3,7	34,69€
389223	168	171	12	3,7	34,69€
389245	171	169-L	9	4,9	34,69€
389246	171	170-L	10	4,9	34,69€
389247	171	171-L	12	4,9	34,69€

# Fraises tungstène Midwest®

Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389231	168	699	9	3,2	34,69€
389232	168	700	10	3,7	34,69€
389233	168	701	12	3,7	34,69€
389234	168	702	16	4,1	34,69€
389235	168	703	21	4,5	34,69€
389248	168	699-L	9	4,9	34,69€
389249	171	700-L	10	4,9	34,69€
389250	171	701-L	12	4,9	34,69€

## Conique bout plat surtaillée

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389271	194	1169	9	3,2	34,69€
389272	194	1170	10	3,7	34,69€
389273	194	1171	12	3,7	34,69€
389242	196	1169-L	9	4,9	34,69€
389243	196	1170-L	10	4,9	34,69€
389244	196	1171-L	12	4,9	34,69€

## Conique bout rond

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389282	194	1700	10	3,7	34,69€
389284	194	1701	12	3,7	34,69€

## Conique bout rond surtaillée

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389217	107	57	10	3,7	34,69€
389218	107	58	12	3,7	34,69€
389240	110	57-L	10	4,9	34,69€

## Cylindrique bout plat

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
389227	107	557	10	3,7	34,69€
389228	107	558	12	3,7	34,69€
389291	110	557-L	10	4,9	34,69€
389292	110	558-L	12	4,9	34,69€

## Cylindrique bout plat surtaillée

POCHETTE DE 10 FRAISES



# Fraises tungstène Midwest®

## Cylindrique bout rond

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389256</b>	137	1157	10	3,7	<b>34,69€</b>
<b>389257</b>	137	1158	12	3,7	<b>34,69€</b>

## Cylindrique bout rond surtaillée

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389259</b>	137	1557	10	3,7	<b>34,69€</b>
<b>389260</b>	137	1558	12	3,7	<b>34,69€</b>

## Finition de préparation

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389278</b>	150	957	10	3,7	<b>34,69€</b>

## Poire

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389369</b>	237	329	6	1,6	<b>34,69€</b>
<b>389261</b>	237	330	8	1,6	<b>34,69€</b>
<b>389262</b>	237	331	10	1,6	<b>34,69€</b>
<b>389263</b>	237	332	12	1,6	<b>34,69€</b>
<b>389264</b>	238	331-L	10	4,1	<b>34,69€</b>
<b>389265</b>	238	332-L	12	4,1	<b>34,69€</b>

## Préparation inlay

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389373</b>	203	271	12	2,7	<b>34,69€</b>

## Universelle

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389287</b>	146	256	9	2,7	<b>34,69€</b>
<b>389288</b>	146	257	10	3,7	<b>34,69€</b>

# Fraises tungstène Midwest®

Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389367</b>	171	703-L	21	5,7	<b>34,69€</b>

Fraises pour pièce à main

Conique bout plat  
surtaillée

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389380</b>	196	1702 - L	16	4,9	<b>34,69€</b>
<b>389385</b>	194	1703	21	4,5	<b>34,69€</b>
<b>389376</b>	197	1703 - L	21	5,7	<b>34,69€</b>

Fraises pour pièce à main

Conique bout rond  
surtaillée

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389328</b>	107	558	12	3,7	<b>34,69€</b>
<b>389330</b>	107	560	16	4,1	<b>34,69€</b>

Fraises pour pièce à main

Cylindrique bout plat  
surtaillée

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389564</b>	194	2170	10	3,7	<b>94,69€</b>
<b>389565</b>	194	2171	12	3,7	<b>94,69€</b>

Fraises CCC (Criss-Cross Cut) : denture croisée

Conique bout rond  
CCC

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389563</b>	137	2157	10	3,7	<b>94,69€</b>
<b>389562</b>	137	2158	12	3,7	<b>94,69€</b>

Fraises CCC (Criss-Cross Cut) : denture croisée

Cylindrique bout rond  
CCC

POCHETTE DE 10 FRAISES



# Fraises tungstène Midwest®

## Conique bout plat FCC

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389568</b>	168	2069	9	3,2	<b>94,69€</b>

Fraise FCC (Fine Cross-Cut) : denture fine surtaillée

## Conique bout rond FCC

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389561</b>	194	1970	10	3,7	<b>94,69€</b>
<b>389572</b>	194	1971	12	3,7	<b>94,69€</b>

Fraises FCC (Fine Cross-Cut) : denture fine surtaillée

## Cylindrique bout plat FCC

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389560</b>	107	2057	10	3,7	<b>94,69€</b>

Fraise FCC (Fine Cross-Cut) : denture fine surtaillée

## Cylindrique bout rond FCC

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389556</b>	137	1956	9	3,2	<b>94,69€</b>
<b>389557</b>	137	1957-D	10	3,7	<b>94,69€</b>
<b>389558</b>	137	1958	12	3,7	<b>94,69€</b>
<b>389555</b>	137	1958-L	12	4,9	<b>94,69€</b>

Fraises FCC (Fine Cross-Cut) : denture fine surtaillée

## Poire FCC

POCHETTE DE 10 FRAISES



Réf.	ISO	Forme US	Diam.	Long.	Prix TTC
<b>389559</b>	237	1931	10	1,6	<b>94,69€</b>
<b>389552</b>	237	1932	12	1,6	<b>94,69€</b>

Fraise FCC (Fine Cross-Cut) : denture fine surtaillée



05

# PROPHYLAXIE

DYRACT SEAL

POUDRE PROPHY-JET

NUPRO

NUPRO SENSODYNE

ZIRCATE

GAMME CAVITRON

INSERTS CAVITRON

ACCESSOIRES

# Scellement et détartrage

## Dyract® Seal

Composé fluide pour le scellement des puits et fissures.  
Disponible en deux teintes : clair translucide et opaque.

DYRACT SEAL - OPAQUE	3 SERINGUES 1.5G	61504706	96,91€
DYRACT SEAL - CLAIR	3 SERINGUES 1.5G	61504705	99,50€
DYRACT SEAL - AIGUILLES D'APPLICATION	BOITE DE 25	61504707	9,98€



## Poudre Propy-Jet

Poudre pour aéropolisseurs Cavitron®.  
Bicarbonate de sodium.  
Arôme menthe.

POUDRE PROPHY-JET	1 FLACON 364G	130002	45,41€
-------------------	---------------	--------	--------



# Pâtes prophylactiques

## Nupro®

Pâte prophylactique sans fluor.  
 Disponible en trois granulométries.  
 Parfum orange.

NUPRO GROS - ROUGE	200 CUPULES 2G	801210	89,81€
NUPRO MOYEN - BLEU	200 CUPULES 2G	801220	89,81€
NUPRO FIN - JAUNE	200 CUPULES 2G	801230	89,81€



## Nupro® Sensodyne®

Contient de la Novamin®, technologie brevetée à base de phosphosilicate de calcium et de sodium.  
 Deux granulométries : élimination des colorations et polissage.  
 Pour les patients sujets à l'hypersensibilité dentinaire.  
 Disponible en parfums menthe et orange.  
 Conditionnement en cupules de 2 grammes ou pot de 340 grammes.



CUPULES			
NUPRO SENSODYNE - MENTHE - POLISSAGE	175 CUPULES 2G	801524	89,81€
NUPRO SENSODYNE - MENTHE - COLORATION	175 CUPULES 2G	801525	89,81€
NUPRO SENSODYNE - ORANGE - POLISSAGE	175 CUPULES 2G	801528	89,81€
NUPRO SENSODYNE - ORANGE - COLORATION	175 CUPULES 2G	801529	89,81€
POTS			
NUPRO SENSODYNE - MENTHE - POLISSAGE	POT DE 340G	801536	73,51€
NUPRO SENSODYNE - MENTHE - COLORATION	POT DE 340G	801537	73,51€
NUPRO SENSODYNE - ORANGE - POLISSAGE	POT DE 340G	801540	73,51€
NUPRO SENSODYNE - ORANGE - COLORATION	POT DE 340G	801541	73,51€

## Zircate®

Pâte prophylactique sans fluor.  
 A base de silicate de zirconium.  
 Parfum menthe.



ZIRCATE	TUBE 170G	677001	49,10€
---------	-----------	--------	--------

# Détartreurs ultrasonores



## Cavitron® Jet Plus®

Détartreur ultrasonore 30 KHZ et aéropolisseur.  
Zone basses fréquences «Blue Zone».  
Pédale sans fil à 360° Tap On™.  
Poids : 2 kg.  
Hauteur : 15,24 cm / Largeur : 24,13 cm.  
Profondeur : 20,32 cm.

CAVITRON® JET PLUS®	8187502	6028,98€
---------------------	---------	----------

Livré avec :  
1 insert FSI® Slimline® 1000

## Cavitron® Plus®

Détartreur ultrasonore 30 KHZ.  
Zone basses fréquences «Blue Zone».  
Pédale sans fil à 360° Tap On™.  
Poids : 1,5 kg.  
Hauteur : 15,24 cm / Largeur : 24,13 cm.  
Profondeur : 20,32 cm.

CAVITRON® PLUS®	8184002	4266,53€
-----------------	---------	----------

Livré avec :  
1 insert FSI® Slimline® 1000



## Dual Select™

Distributeur de liquide équipé de deux flacons de 480 ml.  
Poids : 1,9 kg.  
Hauteur : 26 cm / Largeur : 20,30 cm.  
Profondeur : 22,90 cm.

DUAL SELECT™	80528	1319,68€
--------------	-------	----------

## Prophy-jet®

Aéropolisseur.  
Pédale sans fil à 360° Tap On™.  
Poids : 5,4 kg.  
Hauteur : 10,2 cm / Largeur : 18,7 cm.  
Profondeur : 24,1 cm.

PROPHY-JET®	8195002	4097,66€
-------------	---------	----------

Livré avec :  
1 insert buse




## Inserts FSI® Powerline®

Inserts pour détartrage supra-gingival.

Sortie de l'irrigation à la pointe de l'insert.

Disponibles en 25K et 30K avec 3 formes d'inserts :

- FSI 100 : tartre léger à modéré, toutes zones.
- FSI 1000 : tartre modéré à tenace, toutes zones.
- FSI 3 : colorations tenaces, surface linguale antérieure.
- FSI 10 : insert universel.




INSERT 25K FSI POWERLINE 3	A L'UNITE	<b>80794</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 25K FSI POWERLINE 100	A L'UNITE	<b>80795</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 25K FSI POWERLINE 1000	A L'UNITE	<b>80796</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 30K FSI POWERLINE 3	A L'UNITE	<b>80797</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 30K FSI POWERLINE 100	A L'UNITE	<b>80798</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 30K FSI POWERLINE 1000	A L'UNITE	<b>80799</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 25K FSI POWERLINE 10	A L'UNITE	<b>80293</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 30K FSI POWERLINE 10	A L'UNITE	<b>80294</b>	<b>219,19€</b>

## Inserts FSI® Slimline®

Inserts pour détartrage sous-gingival.

Disponibles en 25K et 30K avec 4 formes d'inserts :

- FSI Slimline 10 S droit.
- FSI Slimline 10 R courbé droit.
- FSI Slimline 10 L courbé gauche.
- FSI Slimline 1000 triple courbure et bord biseauté.



INSERT 25K FSI SLIMLINE 10 S	A L'UNITE	<b>80392</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 25K FSI SLIMLINE 10 L	A L'UNITE	<b>80393</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 25K FSI SLIMLINE 10 R	A L'UNITE	<b>80394</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 25K FSI SLIMLINE - KIT DE 3 ASSORTIS	A L'UNITE	<b>80398</b>	<b>594,73€</b>
INSERT 25K FSI SLIMLINE 1000	A L'UNITE	<b>81569</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 30K FSI SLIMLINE 10S	A L'UNITE	<b>80395</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 30K FSI SLIMLINE 10L	A L'UNITE	<b>80396</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 30K FSI SLIMLINE 10R	A L'UNITE	<b>80397</b>	<b>219,19€</b>
INSERT 30K FSI SLIMLINE 10 - KIT DE 3 ASSORTIS	A L'UNITE	<b>80399</b>	<b>594,73€</b>
INSERT 30K FSI SLIMLINE 1000	A L'UNITE	<b>81570</b>	<b>219,19€</b>

## Thinsert™

Insert parodontie.

Disponible en 30K uniquement.

Recommandé pour les zones difficiles d'accès et inter-proximales.



INSERT 30K THINSERT	A L'UNITE	<b>81551</b>	<b>219,19€</b>
---------------------	-----------	--------------	----------------

## SofTip™

Insert implantologie.

Disponible en 30K uniquement.


Recommandé pour le détartrage doux des implants et points d'ancrage à l'aide de petits capuchons bleus à usage unique. A utiliser à faible puissance «Blue Zone».



INSERT 30K SOFTIP IMPLANT	A L'UNITE	<b>90411</b>	<b>218,09€</b>
SOFTIP KIT 100 EMBOUTS	A L'UNITE	<b>380059</b>	<b>213,36€</b>

## Cavitron® Accessoires

BUSE POUR CAVITRON JET PLUS ET PROPHY JET	A L'UNITE	<b>63740</b>	<b>368,40€</b>
PIECE A MAIN - CAVITRON PLUS 30K	A L'UNITE	<b>78688</b>	<b>279,54€</b>
PIECE A MAIN - CAVITRON JET PLUS 30K	A L'UNITE	<b>8170201</b>	<b>322,19€</b>





06

# ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE

ILLUMINÉ HOME 10%

ILLUMINÉ HOME 15%

# Eclaircissement dentaire



## Illuminé™ home 10%

Gel à 10% de peroxyde de carbamide (environ 3,6% de libération de  $H_2O_2$ ). Pour le traitement ambulatoire. Goût mentholé. Application sous gouttières.

### TROUSSE

TROUSSE	61501606	85,12€
---------	----------	--------

Contient :  
3 seringues de 3 ml  
3 embouts applicateurs  
1 boîte pour gouttière  
1 protocole

### RECHARGE

RECHARGE	61501608	229,66€
----------	----------	---------

Contient :  
5 boîtes de 2 seringues de 3 ml



## Illuminé™ home 15%

Gel à 15% de peroxyde de carbamide enrichi en fluorure de sodium (environ 5,4% de libération de  $H_2O_2$ ). Pour le traitement ambulatoire. Goût mentholé. Application sous gouttières.

### TROUSSE

TROUSSE	61501605	85,12€
---------	----------	--------

Contient :  
3 seringues de 3 ml  
3 embouts applicateurs  
1 boîte pour gouttière  
1 protocole

### RECHARGE

RECHARGE	61501607	229,66€
----------	----------	---------

Contient :  
5 boîtes de 2 seringues de 3 ml





07

## RESTAURATION

PRIME&BOND ACTIVE

PRIME&BOND XP

PRIME&BOND NT

SELF CURE ACTIVATOR

DETREY CONDITIONER 36

CERAM.X SPECTRA ST

CERAM.X DUO

ESTHET-X HD

SDR FLOW+

QUIXFIL

SPECTRUM TPH3

DYRACT EXTRA

CHEMFIL ROCK

SMARTLITE PRO

SMARTLITE FOCUS

ACCESSOIRES LAMPES

ENHANCE

ENHANCE POGO

ENHANCE MINI

PRISMA GLOSS

PALODENT V3

PALODENT 360

AUTOMATRIX

# Adhésif Universel

## Prime&Bond® Active



Adhésif universel

Technique avec mordantage, automordançante ou mordantage sélectif. Collage des restaurations directes en matériaux photopolymérisables à base de résine et des restaurations indirectes avec Calibra® Ceram sans Self Cure Activator. Collage des restaurations indirectes en association avec Self Cure Activator pour tout autre colle.

Solvant isopropanol et eau.



PRIME&BOND ACTIVE RECHARGE STANDARD	1 FLACON 4ML	<b>60667341</b>	<b>116,69€</b>
PRIME&BOND ACTIVE ECO RECHARGE	3 FLACONS 4ML	<b>60667342</b>	<b>293,16€</b>

### PRIME&BOND ACTIVE KIT INTRO

PRIME&BOND ACTIVE KIT INTRO		<b>60667347</b>	<b>128,08€</b>
-----------------------------	--	-----------------	----------------

Contient :  
1 flacon 4ml  
1 godet de mélange  
50 embouts applicateurs



### ECO RECHARGE ACTIVE UNIDOSES

ECO RECHARGE ACTIVE UNIDOSES		<b>60667345</b>	<b>519,42€</b>
------------------------------	--	-----------------	----------------

Contient :  
240 unidoses  
100 embouts applicateurs



### RECHARGE STANDARD PRIME&BOND ACTIVE UNIDOSES

RECHARGE STANDARD PRIME&BOND ACTIVE UNIDOSES		<b>60667343</b>	<b>206,35€</b>
CLIXDISH - GODET DE MELANGE	x 3 La Boite	<b>60667346</b>	<b>21,34€</b>

Contient :  
80 unidoses  
50 embouts applicateurs

# Adhésifs avec mordançage

## Prime&Bond® XP

Adhésif monocomposant avec mordançage.  
Collage des restaurations directes en matériaux photopolymérisables à base de résine.  
Collage des restaurations indirectes en association avec le Self Cure Activator.  
Solvant tert-butanol et eau.



PRIME & BOND XP RECHARGE	1 FLACON 5ML	<b>60667281</b>	<b>154,07€</b>
PRIME & BOND XP RECHARGE ECO	3 FLACONS 5ML	<b>60667401</b>	<b>441,29€</b>
PRIME & BOND XP UNIDOSES	100 UNIDOSES	<b>693002</b>	<b>246,01€</b>

### RECHARGE PRIME&BOND XP

RECHARGE PRIME&BOND XP	<b>60667281</b>	<b>154,07€</b>
------------------------	-----------------	----------------

Contient :  
1 flacon de 5 ml  
1 godet de mélange  
50 embouts applicateurs

### RECHARGE ECO PRIME&BOND XP

RECHARGE ECO PRIME&BOND XP	<b>60667401</b>	<b>441,29€</b>
----------------------------	-----------------	----------------

Contient :  
3 flacons de 5 ml  
2 godets de mélange  
100 embouts applicateurs

Disponible également en doses unitaires.

### UNIDOSES RECHARGE PRIME&BOND XP

UNIDOSES RECHARGE PRIME&BOND XP	<b>693002</b>	<b>246,01€</b>
---------------------------------	---------------	----------------

Contient :  
100 unidoses de 0,12 ml  
100 embouts applicateurs



## Embouts applicateurs



Pour l'application des adhésifs ou du gel de mordançage.

Embouts applicateurs	BOITE DE 100	<b>60667198</b>	<b>26,98€</b>
----------------------	--------------	-----------------	---------------

# Adhésifs avec mordançage

## Prime&Bond® NT



Adhésif avec mordançage.  
Collage des restaurations directes et indirectes en matériaux photopolymérisables à base de résine, autopolymérisables.  
Polymérisation duale avec le Self Cure Activator.  
Solvant acétone.  
Disponible également en doses unitaires.

PRIME & BOND NT RECHARGE	2 FLACONS 4,5ML	<b>60667240</b>	<b>235,72€</b>
PRIME & BOND NT UNIDOSES	80 UNIDOSES	<b>634356</b>	<b>261,92€</b>

### RECHARGE PRIME&BOND NT

RECHARGE PRIME&BOND NT	<b>60667240</b>	<b>235,72€</b>
------------------------	-----------------	----------------

Contient :  
2 flacons de 4,5 ml

### UNIDOSES RECHARGE PRIME&BOND NT

UNIDOSES RECHARGE PRIME&BOND NT	<b>634356</b>	<b>261,92€</b>
---------------------------------	---------------	----------------

Contient :  
80 unidoses de 0,12 ml  
1 support  
100 embouts applicateurs



## Self Cure Activator

Activateur d'autopolymérisation.  
Compatible avec Prime&Bond NT, Prime&Bond XP et Prime&Bond Active.  
Pour le collage des restaurations indirectes avec tout type de ciment-résine.

SELF CURE ACTIVATOR	1 FLACON 4,5ML	<b>634354K</b>	<b>137,38€</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------

## DeTrey® Conditioner 36



Gel de mordançage.  
Teinte bleue.  
Contient de l'acide phosphorique à 36%.

DETREY CONDITIONER 36 RECHARGE	2 SERINGUES 3ML + 25 EMBOUTS	<b>60615208</b>	<b>42,00€</b>
DETREY CONDITIONER 36 ECO RECHARGE	10 SERINGUES 3ML + 50 EMBOUTS	<b>60615209</b>	<b>106,94€</b>
DETREY CONDITIONER 36 EMBOUTS	BOITE DE 25 EMBOUTS	<b>60615204</b>	<b>8,12€</b>

## Ceram.x Spectra ST - HV (Haute Viscosité)

Composite universel. Technologie SphereTEC™.  
Pour les restaurations directes antérieures et postérieures.  
Utilisation en une seule teinte et une seule opacité.

### KIT INTRO COMPULES CERAM.X SPECTRA ST - HV

KIT INTRO COMPULES CERAM.X SPECTRA ST - HV **60701570N** **144,24€**

Contient :  
24 compules (4 x A1, A2, A3.5, A4, 8 x A3)  
3 autocollants guide des teintes  
1 mode d'emploi  
1 mode d'emploi illustré  
1 pistolet à compules



#### RECHARGES COMPULES

CERAM.X® Spectra ST - HV A1 ( A1, B1, C1 )	16 COMPULES 0.25G	<b>60701571N</b>	<b>93,19€</b>
CERAM.X® Spectra ST - HV A2 ( A2, B2, D2 )	16 COMPULES 0.25G	<b>60701572N</b>	<b>93,19€</b>
CERAM.X® Spectra ST - HV A3 (A3, C2, D3, D4)	16 COMPULES 0.25G	<b>60701573N</b>	<b>93,19€</b>
CERAM.X® Spectra ST - HV A3,5 (A3.5, B3, B4, C3)	16 COMPULES 0.25G	<b>60701575N</b>	<b>93,19€</b>
CERAM.X® Spectra ST - HV A4 (A4, C4)	16 COMPULES 0.25G	<b>60701574N</b>	<b>93,19€</b>
CERAM.X® Spectra ST - HV BW (éclaircissement)	16 COMPULES 0.25G	<b>60701576N</b>	<b>93,19€</b>

#### ECO RECHARGES COMPULES

CERAM.X® Spectra ST - HV A2 (A2, B2, D2)	52 COMPULES 0.25G	<b>60701582N</b>	<b>275,17€</b>
CERAM.X® Spectra ST - HV A3 (A3, C2, D3, D4)	52 COMPULES 0.25G	<b>60701583N</b>	<b>275,17€</b>

### KIT INTRO SERINGUES CERAM.X SPECTRA ST - HV

KIT INTRO SERINGUES CERAM.X SPECTRA ST - HV **60701570N** **144,24€**

Contient :  
5 seringues (1 x A1, A2, A3, A3.5, A4,)  
1 flacon de 2.5 ml de Prime&Bond Active  
1 CliXdish  
50 applicateurs  
3 autocollants guide des teintes  
1 mode d'emploi  
1 mode d'emploi illustré



#### RECHARGES SERINGUES

CERAM.X® SPECTRA ST - HV A1 (A1, B1, C1)	1 SERINGUE 3G	<b>60701551N</b>	<b>69,90€</b>
CERAM.X® SPECTRA ST - HV A2 (A2, B2, D2)	1 SERINGUE 3G	<b>60701552N</b>	<b>69,90€</b>
CERAM.X® SPECTRA ST - HV A3 (A3, C2, D3, D4)	1 SERINGUE 3G	<b>60701553N</b>	<b>69,90€</b>
CERAM.X® SPECTRA ST - HV A3,5 (A3.5, B3, B4, C3)	1 SERINGUE 3G	<b>60701555N</b>	<b>69,90€</b>
CERAM.X® SPECTRA ST - HV A4 (A4, C4)	1 SERINGUE 3G	<b>60701554N</b>	<b>69,90€</b>
TEINTIER CERAM.X® SPECTRA ST	1 TEINTIER	<b>60701561N</b>	<b>76,52€</b>

## Ceram.x Spectra™ ST- LV (Low Viscosity / Faible Viscosité)



Composite universel. Technologie SphereTEC™.  
Pour les restaurations directes antérieures et postérieures.  
Utilisation en une seule teinte et une seule opacité.

### KIT INTRO COMPULES CERAMX SPECTRA - LV

KIT INTRO COMPULES CERAMX SPECTRA - LV	<b>60701690</b>	<b>143,70€</b>
--	-----------------	----------------

Contient :  
24 Compules (4 x A1, 4 x A2, 8 x A3, 4 x A3.5, 4 x A4)  
1 Pistolet à compules

### RECHARGES COMPULES

CERAM.X® Spectra ST - LV A1 ( A1, B1, C1 )	16 COMPULES 0.25G	<b>60701691</b>	<b>92,89€</b>
CERAM.X® Spectra ST - LV A2 ( A2, B2, D2 )	16 COMPULES 0.25G	<b>60701692</b>	<b>92,89€</b>
CERAM.X® Spectra ST - LV A3 (A3, C2, D3, D4)	16 COMPULES 0.25G	<b>60701693</b>	<b>92,89€</b>
CERAM.X® Spectra ST - LV A3,5 (A3.5, B3, B4, C3)	16 COMPULES 0.25G	<b>60701695</b>	<b>92,89€</b>
CERAM.X® Spectra ST - LV A4 (A4, C4)	16 COMPULES 0.25G	<b>60701694</b>	<b>92,89€</b>
CERAM.X® Spectra ST - LV BW (éclaircissement)	16 COMPULES 0.25G	<b>60701696</b>	<b>92,89€</b>



### ECO RECHARGES COMPULES

CERAM.X® Spectra ST - LV A2 (A2, B2, D2)	52 COMPULES 0.25G	<b>60701672</b>	<b>274,42€</b>
CERAM.X® Spectra ST - LV A3 (A3, C2, D3, D4)	52 COMPULES 0.25G	<b>60701673</b>	<b>274,42€</b>



### KIT INTRO SERINGUES CERAM.X SPECTRA ST - LV

KIT INTRO SERINGUES CERAM.X SPECTRA ST - LV	<b>60701680</b>	<b>313,81€</b>
---	-----------------	----------------

Contient :  
5 seringues LV (1 x A1, 1 x A2, 1 x A3, 1 x A3.5, 1 x A4)  
1 flacon Prime & Bond Active Adhésif universel (2.5 mL)  
50 applicateurs  
1 godet de mélange Clix-dish

### RECHARGES SERINGUES

CERAM.X® SPECTRA ST - LV A1 (A1, B1, C1)	1 SERINGUE 3G	<b>60701681</b>	<b>69,67€</b>
CERAM.X® SPECTRA ST - LV A2 (A2, B2, D2)	1 SERINGUE 3G	<b>60701682</b>	<b>69,67€</b>
CERAM.X® SPECTRA ST - LV A3 (A3, C2, D3, D4)	1 SERINGUE 3G	<b>60701683</b>	<b>69,67€</b>
CERAM.X® SPECTRA ST - LV A3,5 (A3.5, B3, B4, C3)	1 SERINGUE 3G	<b>60701685</b>	<b>69,67€</b>
CERAM.X® SPECTRA ST - LV A4 (A4, C4)	1 SERINGUE 3G	<b>60701684</b>	<b>69,67€</b>



## Ceram.x Spectra™ ST Effects

Composite universel de restauration. Technologie SphereTEC™. Restauration directe de toutes les classes de caries des dents antérieures et postérieures. Fabrication indirecte d'inlays, d'onlays et de facettes.

2 teintes opaques dentines et 1 teinte émail translucide en consistance HV.



### KIT INTRO COMPULES CERAMX SPECTRA - EFFECTS

KIT INTRO COMPULES CERAMX SPECTRA - EFFECTS	<b>60701710</b>	<b>143,82€</b>
---	-----------------	----------------

Contient :

24 Compules HV de 0,25g chacune (12xD1, 8xD3, 4xE1)

### RECHARGES

CERAM.X® Spectra ST - Effects D1	16 COMPULES 0.25G	<b>60701718</b>	<b>93,01€</b>
CERAM.X® Spectra ST - Effects D3	16 COMPULES 0.25G	<b>60701719</b>	<b>93,01€</b>
CERAM.X® Spectra ST - Effects E1	16 COMPULES 0.25G	<b>60701717</b>	<b>93,01€</b>
CERAM.X® SPECTRA ST - Effects D1	1 SERINGUE	<b>60701708</b>	<b>69,67€</b>
CERAM.X® SPECTRA ST - Effects D3	1 SERINGUE	<b>60701709</b>	<b>69,67€</b>
CERAM.X® SPECTRA ST - Effects E1	1 SERINGUE	<b>60701707</b>	<b>69,67€</b>



## Ceram.x Spectra ST Flow - Seringues

Composite fluide de restauration. Technologie SphereTEC™. Pour des restaurations directes de cavités (à l'exception des cavités de classe II soumises à des contraintes occlusales).

### RECHARGES SERINGUES

CERAM.X SPECTRA ST FLOW SYRINGE INTRO KIT	5 SERINGUES DE 1,8 G CHACUNE TEINTE CLOUD™ : A1, A2, A3, A3.5, A4 50 EMBOUTS APPLICATEURS, 1 AUTOCOLLANT DE CORRESPONDANCE I-SHADE	<b>60701820</b>	<b>198,50€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW SYRINGE REFILL A1	2 SERINGUES DE 1,8 G + 25 EMBOUTS APPLICATEURS A1 TEINTES VITA A1; B1; C1	<b>60701821</b>	<b>83,65€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW SYRINGE REFILL A2	2 SERINGUES DE 1,8 G + 25 EMBOUTS APPLICATEURS A2 TEINTES VITA A2, B2, D2	<b>60701822</b>	<b>83,65€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW SYRINGE REFILL A3	2 SERINGUES DE 1,8 G + 25 EMBOUTS APPLICATEURS A3 TEINTES VITA A3; C2; D3; D4	<b>60701823</b>	<b>83,65€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW SYRINGE REFILL A3,5	2 SERINGUES DE 1,8 G + 25 EMBOUTS APPLICATEURS A3.5 TEINTES VITA A3.5; B3; B4; C3	<b>60701825</b>	<b>83,65€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW SYRINGE REFILL A4	2 SERINGUES DE 1,8 G + 25 EMBOUTS APPLICATEURS A4 TEINTES VITA A4; C4	<b>60701824</b>	<b>83,65€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW SYRINGE REFILL BW	2 SERINGUES DE 1,8 G + 25 EMBOUTS APPLICATEURS BW TEINTE BLEACH WHITE	<b>60701826</b>	<b>83,65€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW SYRINGE REFILL D1	2 SERINGUES DE 1,8 G + 25 EMBOUTS APPLICATEURS D1 TEINTE DENTINE OPAQUE	<b>60701827</b>	<b>83,65€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW SYRINGE REFILL D3	2 SERINGUES DE 1,8 G + 25 EMBOUTS APPLICATEURS D3 TEINTE DENTINE OPAQUE	<b>60701828</b>	<b>83,65€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW SYRINGE REFILL E1	2 SERINGUES DE 1,8 G + 25 EMBOUTS APPLICATEURS E1 TEINTE ÉMAIL TRANSLUCIDE	<b>60701829</b>	<b>83,65€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW SYRINGE TIPS REFILL	50 EMBOUTS APPLICATEURS	<b>60701819</b>	<b>25,72€</b>

## Ceram.x Spectra ST Flow - Compules



### KIT INTRO COMPULES CERAM.X SPECTRA ST - FLOW

KIT INTRO COMPULES CERAM.X SPECTRA ST - FLOW      **60701800**      **132,34€**

Contient :

24 compules de 0,25 g chacune

Teinte CLOUD™ : 4 x A1, 4 x A2, 8 x A3, 4 x A3.5, 4 x A4

1 pistolet à compules

1 autocollant de correspondance i-shade

#### RECHARGES COMPULES

CERAM.X SPECTRA ST FLOW COMPULA REFILL A1	16 COMPULES DE 0,25 G A1 TEINTES VITA A1; B1; C1	<b>60701801</b>	<b>93,01€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW COMPULA REFILL A2	16 COMPULES DE 0,25 G A2 TEINTES VITA A2; B2; D2	<b>60701802</b>	<b>93,01€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW COMPULA REFILL A3	16 COMPULES DE 0,25 G A3 TEINTES VITA A3; C2; D3; D4	<b>60701803</b>	<b>93,01€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW COMPULA REFILL A3,5	16 COMPULES DE 0,25 G A3.5 TEINTES VITA A3.5; B3; B4; C3	<b>60701805</b>	<b>93,01€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW COMPULA REFILL A4	16 COMPULES DE 0,25 G A4 TEINTES VITA A4; C4	<b>60701804</b>	<b>93,01€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW COMPULA REFILL BW	16 COMPULES DE 0,25 G BW TEINTE BLEACH WHITE	<b>60701806</b>	<b>93,01€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW COMPULA REFILL D1	16 COMPULES DE 0,25 G D1 TEINTE DENTINE OPAQUE	<b>60701807</b>	<b>93,01€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW COMPULA REFILL D3	16 COMPULES DE 0,25 G D3 TEINTE DENTINE OPAQUE	<b>60701808</b>	<b>93,01€</b>
CERAM.X SPECTRA ST FLOW COMPULA REFILL E1	16 COMPULES DE 0,25 G E1 TEINTE ÉMAIL TRANSLUCIDE	<b>60701809</b>	<b>93,01€</b>

## ceram.x duo SphereTEC™

Composite universel. Technologie SphereTEC™.  
Pour les restaurations directes antérieures et postérieures.  
Utilisation en deux teintes et deux opacités : une teinte dentine avec une teinte émail.

### CERAM.X DUO KIT INTRO

CERAM.X DUO KIT INTRO	<b>60701316A</b>	<b>242,26€</b>
-----------------------	------------------	----------------

Contient :  
42 x 0.25 g compules de ceram.x duo  
(9 x teintes D2, D3, E2, 6 x teintes E3, 3 x teintes D1, D4, E1)  
1 x pistolet à compules  
50 x applicateurs  
1 x CliXdish  
1 x étiquette i-shade  
1 x mode d'emploi  
1 x guide technique illustré

### RECHARGES COMPULES

CERAM.X DUO DENTINE - D1	16 COMPULES 0.25G	<b>60701301A</b>	<b>95,04€</b>
CERAM.X DUO DENTINE - D2	16 COMPULES 0.25G	<b>60701302A</b>	<b>95,04€</b>
CERAM.X DUO DENTINE - D3	16 COMPULES 0.25G	<b>60701303A</b>	<b>95,04€</b>
CERAM.X DUO DENTINE - D4	16 COMPULES 0.25G	<b>60701304A</b>	<b>95,04€</b>
CERAM.X DUO DENTINE - DB	16 COMPULES 0.25G	<b>60701305A</b>	<b>95,04€</b>
CERAM.X DUO EMAIL - E1	16 COMPULES 0.25G	<b>60701307A</b>	<b>95,04€</b>
CERAM.X DUO EMAIL - E2	16 COMPULES 0.25G	<b>60701308A</b>	<b>95,04€</b>
CERAM.X DUO EMAIL - E3	16 COMPULES 0.25G	<b>60701309A</b>	<b>95,04€</b>



### COFFRET SERINGUES CERAM.X DUO

COFFRET SERINGUES CERAM.X DUO	<b>60701350A</b>	<b>432,98€</b>
-------------------------------	------------------	----------------

Contient :  
7 seringues (D1, D2, D3, D4, E1, E2, E3)  
2 autocollants guide des teintes  
1 teintier Ceram.X® Duo  
1 mode d'emploi  
50 applicateurs  
1 godet

### RECHARGES SERINGUES

CERAM.X DUO DENTINE - D1 (A1/B1)	1 SERINGUE 3G	<b>60701351A</b>	<b>71,28€</b>
CERAM.X DUO DENTINE - D2 (A2/B2/C1/D2)	1 SERINGUE 3G	<b>60701352A</b>	<b>71,28€</b>
CERAM.X DUO DENTINE - D3 (A3, A3,5/B3-4/C2-3/D3-4)	1 SERINGUE 3G	<b>60701353A</b>	<b>71,28€</b>
CERAM.X DUO DENTINE - D4 (A4/C4)	1 SERINGUE 3G	<b>60701354A</b>	<b>71,28€</b>
CERAM.X DUO DENTINE - DB Bleach	1 SERINGUE 3G	<b>60701355A</b>	<b>71,28€</b>
CERAM.X DUO EMAIL - E1 (B1-2/C2/D4)	1 SERINGUE 3G	<b>60701357A</b>	<b>71,28€</b>
CERAM.X DUO EMAIL - E2 (A1/A2/A3/C1/C3-4/D2-3)	1 SERINGUE 3G	<b>60701358A</b>	<b>71,28€</b>
CERAM.X DUO EMAIL - E3 (A3,5/A4/B3-4)	1 SERINGUE 3G	<b>60701359A</b>	<b>71,28€</b>



### TEINTIER CERAM.X DUO

TEINTIER CERAM.X DUO	<b>60701565</b>	<b>56,44€</b>
----------------------	-----------------	---------------

# Composites

## Esthet.X® HD

Composite universel. Technologie H.D.N. (Haute Densité à Nano-particules).

Pour les restaurations directes antérieures et postérieures. 7 teintes opaques, 19 teintes dentine et 5 teintes émail.

Utilisation modulable avec 3 niveaux d'opacité selon les besoins :

- Restaurations courantes : 1 seule opacité (teinte dentine)
- Restaurations hautement esthétiques : technique de stratification combinant 2 à 3 niveaux d'opacité.

## Esthet.X® HD Recharges compules

### TEINTES DENTINE

A1	20 COMPULES 0.25G	<b>630617</b>	<b>142,60€</b>
A2	20 COMPULES 0.25G	<b>630618</b>	<b>142,60€</b>
A3	20 COMPULES 0.25G	<b>630619</b>	<b>142,60€</b>
A3.5	20 COMPULES 0.25G	<b>630620</b>	<b>142,60€</b>
A4	10 COMPULES 0.25G	<b>630621</b>	<b>72,35€</b>
B1	20 COMPULES 0.25G	<b>630622</b>	<b>142,60€</b>
B2	20 COMPULES 0.25G	<b>630623</b>	<b>142,60€</b>
B3	10 COMPULES 0.25G	<b>630624</b>	<b>72,35€</b>
B5 / DY	10 COMPULES 0.25G	<b>630625</b>	<b>72,35€</b>
C1	10 COMPULES 0.25G	<b>630626</b>	<b>72,35€</b>
C2	20 COMPULES 0.25G	<b>630627</b>	<b>142,60€</b>
C3	10 COMPULES 0.25G	<b>630628</b>	<b>72,35€</b>
C4	10 COMPULES 0.25G	<b>630629</b>	<b>72,35€</b>
C5 / XGB	10 COMPULES 0.25G	<b>630630</b>	<b>72,35€</b>
D2	10 COMPULES 0.25G	<b>630631</b>	<b>72,35€</b>
D3	10 COMPULES 0.25G	<b>630632</b>	<b>72,35€</b>
UNIVERSEL (U)	20 COMPULES 0.25G	<b>630633</b>	<b>142,60€</b>
BLANC (W)	20 COMPULES 0.25G	<b>630615</b>	<b>142,60€</b>
XL	10 COMPULES 0.25G	<b>630616</b>	<b>72,35€</b>

### TEINTES OPAQUES

OPAQUE (WO)	10 COMPULES 0.25G	<b>630634</b>	<b>72,35€</b>
A2 OPAQUE (A2-O)	10 COMPULES 0.25G	<b>630635</b>	<b>72,35€</b>
A4 OPAQUE (A4-O)	10 COMPULES 0.25G	<b>630636</b>	<b>72,35€</b>
B2 OPAQUE (B2-O)	10 COMPULES 0.25G	<b>630637</b>	<b>72,35€</b>
C1 OPAQUE (C1-O)	10 COMPULES 0.25G	<b>630638</b>	<b>72,35€</b>
C4 OPAQUE (C4-O)	10 COMPULES 0.25G	<b>630639</b>	<b>72,35€</b>
D3 OPAQUE (D3-O)	10 COMPULES 0.25G	<b>630640</b>	<b>72,35€</b>

### TEINTES EMAIL

CLAIR EMAIL (CE)	10 COMPULES 0.25G	<b>630610</b>	<b>72,35€</b>
BLANC EMAIL (WE)	10 COMPULES 0.25G	<b>630611</b>	<b>72,35€</b>
JAUNE EMAIL (YE)	10 COMPULES 0.25G	<b>630612</b>	<b>72,35€</b>
AMBRE EMAIL (AE)	10 COMPULES 0.25G	<b>630613</b>	<b>72,35€</b>
GRIS EMAIL (GE)	10 COMPULES 0.25G	<b>630614</b>	<b>72,35€</b>



## Esthet.X® HD Recharges seringues

TEINTES DENTINE			
A1	1 SERINGUE 3G	<b>630657</b>	<b>75,59€</b>
A2	1 SERINGUE 3G	<b>630658</b>	<b>75,59€</b>
A3	1 SERINGUE 3G	<b>630659</b>	<b>75,59€</b>
A3.5	1 SERINGUE 3G	<b>630660</b>	<b>75,59€</b>
A4	1 SERINGUE 3G	<b>630661</b>	<b>75,59€</b>
B1	1 SERINGUE 3G	<b>630662</b>	<b>75,59€</b>
B2	1 SERINGUE 3G	<b>630663</b>	<b>75,59€</b>
B3	1 SERINGUE 3G	<b>630664</b>	<b>75,59€</b>
B5 / DY	1 SERINGUE 3G	<b>630665</b>	<b>75,59€</b>
C1	1 SERINGUE 3G	<b>630666</b>	<b>75,59€</b>
C2	1 SERINGUE 3G	<b>630667</b>	<b>75,59€</b>
C3	1 SERINGUE 3G	<b>630668</b>	<b>75,59€</b>
C4	1 SERINGUE 3G	<b>630669</b>	<b>75,59€</b>
C5 / XGB	1 SERINGUE 3G	<b>630670</b>	<b>75,59€</b>
D2	1 SERINGUE 3G	<b>630671</b>	<b>75,59€</b>
D3	1 SERINGUE 3G	<b>630672</b>	<b>75,59€</b>
UNIVERSEL (U)	1 SERINGUE 3G	<b>630673</b>	<b>75,59€</b>
BLANC (W)	1 SERINGUE 3G	<b>630655</b>	<b>75,59€</b>
XL	1 SERINGUE 3G	<b>630656</b>	<b>75,59€</b>

### TEINTES OPAQUES

OPAQUE (WO)	1 SERINGUE 3G	<b>630674</b>	<b>75,59€</b>
A2 OPAQUE (A2-O)	1 SERINGUE 3G	<b>630675</b>	<b>75,59€</b>
A4 OPAQUE (A4-O)	1 SERINGUE 3G	<b>630676</b>	<b>75,59€</b>
B2 OPAQUE (B2-O)	1 SERINGUE 3G	<b>630677</b>	<b>75,59€</b>
C1 OPAQUE (C1-O)	1 SERINGUE 3G	<b>630678</b>	<b>75,59€</b>
C4 OPAQUE (C4-O)	1 SERINGUE 3G	<b>630679</b>	<b>75,59€</b>
D3 OPAQUE (D3-O)	1 SERINGUE 3G	<b>630680</b>	<b>75,59€</b>

### TEINTES EMAIL

CLAIR EMAIL (CE)	1 SERINGUE 3G	<b>630650</b>	<b>75,59€</b>
BLANC EMAIL (WE)	1 SERINGUE 3G	<b>630651</b>	<b>75,59€</b>
JAUNE EMAIL (YE)	1 SERINGUE 3G	<b>630652</b>	<b>75,59€</b>
AMBRE EMAIL (AE)	1 SERINGUE 3G	<b>630653</b>	<b>75,59€</b>
GRIS EMAIL (GE)	1 SERINGUE 3G	<b>630654</b>	<b>75,59€</b>



## Pistolet à compules

Pour matériaux de restauration.



PISTOLET A COMPULES	A L'UNITE	<b>60665900</b>	<b>37,57€</b>
---------------------	-----------	-----------------	---------------

# Composites

## SDR® flow+

Composite de placement en bloc ou en masse.



EMBOUS APPLICATEURS	EMBOUS	x 60 La Boîte	<b>61C11G</b>	<b>30,47€</b>
---------------------	--------	---------------	---------------	---------------



SERINGUE ECO RECHARGE TEINTE UNIVERSELLE	SERINGUES 1G + EMBOUTS	x 10/60 La Boîte	<b>60603050</b>	<b>213,07€</b>
---	---------------------------	------------------	-----------------	----------------

SERINGUE RECHARGE TEINTE UNIVERSELLE	SERINGUES 1G + EMBOUTS	x 2/15 La Boîte	<b>61C130G</b>	<b>47,60€</b>
---	---------------------------	-----------------	----------------	---------------

COLLECTORS EDITION	COFFRET	x 1 La Boîte	<b>60603034</b>	<b>428,74€</b>
--------------------	---------	--------------	-----------------	----------------

INTRO P&B ACTIVE	COFFRET	x 1 La Boîte	<b>60603032</b>	<b>304,57€</b>
------------------	---------	--------------	-----------------	----------------

SDR FLOW+ INTRO P&B ACTIVE	45 x 0.25 g SDR flow+ compules, teinte Universelle 1 flacon de 2.5 ml Prime&Bond active 1 godet de mélange CliXdish 1 pistolet à compules
-------------------------------	---



COMPULE ECO REFILL TEINTE UNIVERSELLE	COMPULES 0.25G	x50 La Boîte	<b>60603033</b>	<b>262,98€</b>
COMPULE REFILL TEINTE UNIVERSELLE	COMPULES 0.25G	x15 La Boîte	<b>60603040</b>	<b>89,20€</b>
COMPULE REFILL TEINTE A1	COMPULES 0.25G	x15 La Boîte	<b>60603041</b>	<b>89,20€</b>
COMPULE REFILL TEINTE A2	COMPULES 0.25G	x15 La Boîte	<b>60603042</b>	<b>89,20€</b>
COMPULE REFILL TEINTE A3	COMPULES 0.25G	x15 La Boîte	<b>60603043</b>	<b>89,20€</b>



## QuiXfil™

Composite postérieur monocouche.

Teinte universelle.

Restaurations postérieures (classe I et II).

Reconstitution de faux moignons.

QUIXFIL	20 COMPULES 0.28G	<b>60605606</b>	<b>83,71€</b>
QUIXFIL RECHARGE ECO	100 COMPULES 0.28G	<b>60605670</b>	<b>398,36€</b>

## SureFil One

Composite-Bulk fill\* auto-adhésif à prise duale.

\*Matériau d'obturation en masse.

### SUREFIL ONE INTRO KIT

SUREFIL ONE INTRO KIT	<b>60300200</b>	<b>330,00€</b>
-----------------------	-----------------	----------------

Contient :

20x A2, 20x A3, 5x A1, 5 Bleach White, 1 extrudeur

### SUREFIL ONE™ RECHARGES

SUREFIL ONE RECHARGE A1	16 COMPULES 0.3G	<b>60300211</b>	<b>105,60€</b>
SUREFIL ONE RECHARGE A2	16 COMPULES 0.3G	<b>60300212</b>	<b>105,60€</b>
SUREFIL ONE RECHARGE A3	16 COMPULES 0.3G	<b>60300213</b>	<b>105,60€</b>
SUREFIL ONE RECHARGE A3.5	16 COMPULES 0.3G	<b>60300215</b>	<b>105,60€</b>
SUREFIL ONE RECHARGE BLEACH WHITE	16 COMPULES 0.3G	<b>60300216</b>	<b>105,60€</b>



### SUREFIL ONE™ ECO

SUREFIL ONE ECO RECHARGE A2	50 CAPSULES	<b>60300302</b>	<b>297,00€</b>
SUREFIL ONE ECO RECHARGE A3	50 CAPSULES	<b>60300303</b>	<b>297,00€</b>
1 EXTRUDEUR		<b>60606596</b>	<b>108,53€</b>

## Promix One

### PROMIX ONE CAPSULE MIXER

PROMIX ONE CAPSULE MIXER	<b>2770000000</b>	<b>408,00€</b>
--------------------------	-------------------	----------------

Vibreux pour matériau de restauration dentaire.

Temps de mélange unique : 12 secs.

Puissance : 4500 tr/min.

Dimensions (lxhxp) : 185x170x175 mm

Poids 2,4 kg



## Spectrum® TPH® 3

Composite universel. Microhybride. Système de teintes VITA®.\*

### RECHARGES SERINGUES

SPECTRUM TPH 3 - A1	1 SERINGUE 4.5G	<b>60605301</b>	<b>94,62€</b>
SPECTRUM TPH 3 - A2	1 SERINGUE 4.5G	<b>60605302</b>	<b>94,62€</b>
SPECTRUM TPH 3 - A3	1 SERINGUE 4.5G	<b>60605303</b>	<b>94,62€</b>
SPECTRUM TPH 3 - A3.5	1 SERINGUE 4.5G	<b>60605304</b>	<b>94,62€</b>
SPECTRUM TPH 3 - B1	1 SERINGUE 4.5G	<b>60605306</b>	<b>94,62€</b>
SPECTRUM TPH 3 - B2	1 SERINGUE 4.5G	<b>60605307</b>	<b>94,62€</b>
SPECTRUM TPH 3 - O-A2	1 SERINGUE 4.5G	<b>60605323</b>	<b>94,62€</b>
SPECTRUM TPH 3 - O-A3.5	1 SERINGUE 4.5G	<b>60605321</b>	<b>94,62€</b>



### RECHARGES COMPULES

SPECTRUM TPH 3 - A1	20 COMPULES 0.25G	<b>60605201</b>	<b>103,66€</b>
SPECTRUM TPH 3 - A2	20 COMPULES 0.25G	<b>60605202</b>	<b>103,66€</b>
SPECTRUM TPH 3 - A3	20 COMPULES 0.25G	<b>60605203</b>	<b>103,66€</b>
SPECTRUM TPH 3 - A3.5	20 COMPULES 0.25G	<b>60605204</b>	<b>103,66€</b>
SPECTRUM TPH 3 - A4	10 COMPULES 0.25G	<b>60605205</b>	<b>55,81€</b>
SPECTRUM TPH 3 - B1	20 COMPULES 0.25G	<b>60605206</b>	<b>103,66€</b>
SPECTRUM TPH 3 - B2	20 COMPULES 0.25G	<b>60605207</b>	<b>103,66€</b>
SPECTRUM TPH 3 - B3	20 COMPULES 0.25G	<b>60605208</b>	<b>103,66€</b>
SPECTRUM TPH 3 - C2	20 COMPULES 0.25G	<b>60605211</b>	<b>103,66€</b>
SPECTRUM TPH 3 - C3	20 COMPULES 0.25G	<b>60605212</b>	<b>103,66€</b>
SPECTRUM TPH 3 - O-A2	10 COMPULES 0.25G	<b>60605220</b>	<b>55,81€</b>
SPECTRUM TPH 3 - O-A3.5	10 COMPULES 0.25G	<b>60605221</b>	<b>55,81€</b>

\*VITA® n'est pas une marque déposée de DENTSPLY International Inc.

# Autres matériaux de restauration



## Dyract® eXtra®

Compomère.

### RECHARGES COMPULES

DYRACT EXTRA - A2	20 COMPULES 0.25G	<b>60604901</b>	<b>96,58€</b>
DYRACT EXTRA - A3	20 COMPULES 0.25G	<b>60604902</b>	<b>96,58€</b>
DYRACT EXTRA - A3,5	20 COMPULES 0.25G	<b>60604903</b>	<b>96,58€</b>
DYRACT EXTRA - A4	20 COMPULES 0.25G	<b>60604904</b>	<b>96,58€</b>
DYRACT EXTRA - B1	20 COMPULES 0.25G	<b>60604905</b>	<b>96,58€</b>
DYRACT EXTRA - B3	20 COMPULES 0.25G	<b>60604906</b>	<b>96,58€</b>
DYRACT EXTRA - C2	20 COMPULES 0.25G	<b>60604907</b>	<b>96,58€</b>
DYRACT EXTRA - C3	20 COMPULES 0.25G	<b>60604908</b>	<b>96,58€</b>
DYRACT EXTRA - O-A2	20 COMPULES 0.25G	<b>60604909</b>	<b>96,58€</b>
DYRACT EXTRA - O-B3	20 COMPULES 0.25G	<b>60604910</b>	<b>96,58€</b>

## ChemFil® Rock

Verre inomère de restauration.  
Renforcé au zinc.



### COFFRET INTRO CHEMFIL ROCK

COFFRET INTRO CHEMFIL ROCK	<b>60606590</b>	<b>203,71€</b>
----------------------------	-----------------	----------------

Contient :  
40 capsules : 10 capsules de A1, A2, A3 et Blanc de contraste  
1 extrudeur

### RECHARGES CAPSULES

CHEMFIL ROCK - A1	50 CAPSULES	<b>60606591</b>	<b>167,56€</b>
CHEMFIL ROCK - A2	50 CAPSULES	<b>60606592</b>	<b>167,56€</b>
CHEMFIL ROCK - A3	50 CAPSULES	<b>60606593</b>	<b>167,56€</b>
CHEMFIL ROCK - A4-O	50 CAPSULES	<b>60606594</b>	<b>167,56€</b>
CHEMFIL ROCK - BLANC	50 CAPSULES	<b>60606595</b>	<b>167,56€</b>

### ACCESSOIRE

CHEMFIL ROCK EXTRUDEUR	A L'UNITE	<b>60606596</b>	<b>108,53€</b>
------------------------	-----------	-----------------	----------------

## SmartLite® Pro

Lampe LED à photopolymériser multifonctionnelle sans fil.  
 Acier inoxydable  
 Cycles de 10 secondes.  
 Embouts Cure et PolyCure : 4 LED de 3 W  
 Embout de transillumination : Puissance - 8-10 mW et 20-24 mW  
 Embouts rotatif à 360°  
 Puissance lumineuse : ~ 1.200 mW/cm<sup>2</sup>  
 2 batteries amovibles en lithium LiFePO4

Temps de chargement : environ 2 heures.  
 Base de chargement avec radiomètre intégré et des emplacements pour des embouts supplémentaires  
 Poids de la pièce à main avec le bloc-batterie 120g

Conception modulaire avec :

- Embout Cure\* (dans le Basic KIT et KIT INTRODUCTION)
- Embout PoyCure\*\* (en option)
- Embout de transillumination (dans le KIT INTRODUCTION)



### SMARTLITE PRO BASIC KIT

SMARTLITE PRO BASIC KIT	644409	1589,98€
-------------------------	--------	----------

Livrée avec :  
 1 pièce à main  
 1 embout de photopolymérisation CURE\*  
 2 batteries  
 1 base de chargement  
 Accessoires



### KIT INTRO SMARTLITE PRO

KIT INTRO SMARTLITE PRO	644400	1712,38€
-------------------------	--------	----------

Livrée avec :  
 1 pièce à main  
 1 embout de photopolymérisation CURE\*  
 1 embout de transillumination  
 2 batteries  
 1 base de chargement  
 Accessoires

### ACCESSOIRES SMARTLITE PRO


SMARTLITE PRO - BATTERIE	A L'UNITE	644401	223,99€
SMARTLITE PRO - GAINES DE PROTECTION	BOITE DE 100	644402	24,05€
SMARTLITE PRO - PROTECTIONS OCULAIRES	BOITE DE 5	644403	72,34€
SMARTLITE PRO - CABLE D'ALIMENTATION	A L'UNITE	644404	104,71€
SMARTLITE PRO - EMBOUT DE TRANSILLUMINATION	A L'UNITE	644405	562,43€
SMARTLITE PRO - EMBOUT POLYCURE**	A L'UNITE	644406	562,43€
SMARTLITE PRO - EMBOUT CURE*	A L'UNITE	644407	562,43€
SMARTLITE PRO - JOINTS TORIQUE	BOITE DE 3	644408	20,81€

\*Longueur d'onde entre 450 nm et 480 nm (intensité maximale autour de 465 nm).

\*\*Longueur d'onde entre 405 nm et 480 nm (intensités maximales autour de 420 et 465 nm).

# Lampes à polymériser - LED

## SmartLite® Focus



Lampe LED à photopolymériser sans câble.  
Batterie amovible type NiMH.  
Programme de 20 secondes.  
Poids 90g. Dimensions 240mm x 31mm.  
LED 3 watts. Puissance : environ 1000 mW/cm<sup>2</sup>.  
Longueur d'onde entre 460 nm et 490 nm.  
Temps de charge d'environ 3 heures.  
Garantie de 2 ans sur tous les composants à l'exception de la batterie. La batterie est garantie 1 an.

### LAMPE SMARTLITE FOCUS

LAMPE SMARTLITE FOCUS	64450020	1279,26€
-----------------------	----------	----------

Livrée avec :  
1 base de chargement  
1 batterie  
5 protections oculaires  
300 gaines de protection  
1 connecteur d'alimentation

## Lampes à polymériser Accessoires

### ACCESSOIRES SMARTLITE FOCUS

SMARTLITE FOCUS - GAINES DE PROTECTION	BOITE DE 300	64450030	55,51€
SMARTLITE FOCUS - PROTECTIONS OCULAIRES	BOITE DE 5	64450040	77,76€
SMARTLITE FOCUS - BASE DE CHARGEMENT	A L'UNITE	64450070	155,54€
SMARTLITE FOCUS - BATTERIE	A L'UNITE	64450021	155,54€
SMARTLITE FOCUS - CONNECTEURS ET ADAPTATEURS	KIT	64450050	96,30€

### FIBRES OPTIQUES AUTOCLAVABLES

EMBOUT LAMPE - DIAM. 8MM - COURBE 60°	A L'UNITE	644712	376,55€
---------------------------------------	-----------	--------	---------

## Enhance®

Système de finition :

Instruments de finition pour préparer le contour et finaliser la forme des restaurations en composite et compomère.

Trois formes disponibles : pointe, cupule et disque.

Usage unique.



### SYSTÈME DE FINITION

ENHANCE KIT complet	COFFRET Enhance (10xdisques, 10xcupules, 10xpointes), Enhance PoGo (10xdisques, 10xcupules, 10xpointes)	<b>662020</b>	<b>196,06€</b>
ENHANCE - DISQUE A FINIR	BOITE DE 40	<b>624045</b>	<b>104,78€</b>
ENHANCE - CUPULE A FINIR	BOITE DE 40	<b>624055</b>	<b>104,78€</b>
ENHANCE - POINTE A FINIR	BOITE DE 40	<b>624065</b>	<b>104,78€</b>
ENHANCE - CUPULE MOUSSE A POLIR	BOITE DE 100 + MANDRIN	<b>624020</b>	<b>130,28€</b>
ENHANCE - MANDRINS	LOT DE 3	<b>624025</b>	<b>34,66€</b>

## Enhance® mini

Système de finition : Instrument de finition pour préparer le contour et finaliser la forme des restaurations en composite et compomère.

Trois formes disponibles : mini-pointes, mini-cupules et mini-disques.

Usage unique.



### ENHANCE MINI

ENHANCE MINI INTRO KIT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ENHANCE MINI INSTRUMENT DE FINITION: 20 DE CHAQUE FORME: DISQUES, CUPULES, POINTES</li> <li>• ENHANCE POGO INSTRUMENTS DE POLISSAGE: 3 DE CHAQUE FORME: DISQUES, CUPULES, POINTES</li> </ul>	<b>624385</b>	<b>178,24€</b>
ENHANCE MINI DISC REFILL	40 DISQUES DE FINITION	<b>624345</b>	<b>102,73€</b>
ENHANCE MINI CUP REFILL	40 CUPULES DE FINITION	<b>624355</b>	<b>102,73€</b>
ENHANCE MINI POINT REFILL	40 POINTES DE FINITION	<b>624365</b>	<b>102,73€</b>

## Enhance® System Kit



ENHANCE® SYSTEM KIT	624075	198,38€
---------------------	--------	---------

Instruments à usage unique.

Trois formes disponibles : pointe, cupule et disque.

Une cupule mousse pour le polissage.

Contient :

20 Enhance Finishing disques

10 Enhance Finishing pointes

10 Enhance Finishing cupules

25 Enhance Polishing cupules

1 mandrin en métal

1 Prisma Gloss pâte de polissage (seringue 4g)

1 Prisma Gloss pâte de polissage Extra fine (seringue 4g)

## Prisma® Gloss™

Pâte à polir.

A base d'alumine.

Existe en deux granulométries.



PRISMA GLOSS FINE	SERINGUE DE 4G	631400	65,94€
PRISMA GLOSS EXTRA FINE	SERINGUE DE 4G	631450	65,94€

## Enhance® PoGo®



**Système de polissage :** Instruments de polissage Enhance PoGo pour le polissage final des restaurations en résine composite ou compomère, après modelage et finition.

Trois formes disponibles : pointe, cupule et disque.


Usage unique.

### SYSTÈME DE POLISSAGE

ENHANCE POGO - DISQUES A POLIR	BOITE DE 40	662010	162,67€
ENHANCE POGO - POINTES A POLIR	BOITE DE 40	662022	162,67€
ENHANCE POGO - CUPULES A POLIR	BOITE DE 40	662023	162,67€

## Palodent® V3

Système complet de matrices sectorielles.



### COFFRET INTRO PALODENT V3

COFFRET INTRO PALODENT V3	659700V	561,25€
---------------------------	---------	---------

Contient :

- 100 matrices (25 de chaque taille : 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm)
- 75 coins anatomiques (25 petits, 25 moyens, 25 grands)
- 30 coins anatomiques WedgeGuard (10 petits, 10 moyens, 10 grands)
- 1 anneau universel
- 1 anneau étroit
- 1 pince porte-anneaux
- 1 précelle à clavette

### KIT ESSAI PALODENT V3

KIT ESSAI PALODENT V3	62500005	421,07€
-----------------------	----------	---------

Contient :

- 20 matrices (15 x 5.5mm, 5 x 4.5mm)
- 15 coins anatomiques (5 petits, 5 moyens, 5 grands)
- 5 coins anatomiques WedgeGuard taille moyenne
- 2 anneaux universels
- 1 pince porte-anneaux
- 1 précelle à clavette

## Palodent® V3 Anneaux

En Ni-Ti.

Disponibles en deux tailles :

- Universelle pour les molaires ;
- Etroite pour les pré-molaires.



Universel

Etroit

PALODENT V3 - ANNEAU UNIVERSEL	LOT DE 2	659760V	233,70€
PALODENT V3 - ANNEAU UNIVERSEL	LOT DE 1	659900V	153,59€
PALODENT V3 - ANNEAU ETROIT	LOT DE 2	659770V	233,56€

# Matrices sectorielles

## Palodent® V3 Matrices sectorielles



Languette perforée. Disponibles en 4 tailles.

Prémolaires :

- 3,5 mm : en pédodontie et pour les préparations conservatrices.
- 4,5 mm : préparations de taille moyenne.

Molaires :

- 5,5 mm : taille la plus fréquente pour des cavités de classe II.
- 6,5 mm : préparations larges et profondes, ainsi que perte de cuspide.

Disponibles avec un enduit de polytétrafluoroéthylène (téflon) : EZ Coat.



### MATRICES SECTORIELLES

PALODENT V3 - MATRICES 3,5MM	BOITE DE 50	<b>659710V</b>	<b>63,07€</b>
PALODENT V3 - MATRICES 4,5MM	BOITE DE 50	<b>659720V</b>	<b>63,07€</b>
PALODENT V3 - MATRICES 5,5MM	BOITE DE 50	<b>659730V</b>	<b>63,07€</b>
PALODENT V3 - MATRICES 5,5MM	BOITE DE 100	<b>659740V</b>	<b>112,81€</b>
PALODENT V3 - MATRICES 6,5MM	BOITE DE 50	<b>659750V</b>	<b>63,07€</b>
PALODENT V3 - MATRICES 7,5MM	BOITE DE 50	<b>659860V</b>	<b>63,07€</b>

### MATRICES SECTORIELLES ENDUITES EZ COAT

PALODENT V3 - EZ COAT - MATRICES 3,5MM	BOITE DE 50	<b>659610V</b>	<b>73,69€</b>
PALODENT V3 - EZ COAT - MATRICES 4,5MM	BOITE DE 50	<b>659620V</b>	<b>73,69€</b>
PALODENT V3 - EZ COAT - MATRICES 5,5MM	BOITE DE 50	<b>659630V</b>	<b>73,69€</b>
PALODENT V3 - EZ COAT - MATRICES 5,5MM	BOITE DE 90	<b>659640V</b>	<b>125,54€</b>
PALODENT V3 - EZ COAT - MATRICES 6,5MM	BOITE DE 50	<b>659650V</b>	<b>73,69€</b>
PALODENT V3 - EZ COAT - MATRICES 7,5MM	BOITE DE 50	<b>659660V</b>	<b>73,69€</b>

## Palodent® V3 Coins anatomiques

Disponibles en trois tailles et en deux modèles, avec ou sans bouclier.

### COINS ANATOMIQUES STANDARD

PALODENT V3 - COINS ANATOMIQUES - PETIT	BOITE DE 100	<b>659780V</b>	<b>48,14€</b>
PALODENT V3 - COINS ANATOMIQUES - MOYEN	BOITE DE 100	<b>659790V</b>	<b>48,14€</b>
PALODENT V3 - COINS ANATOMIQUES - GRAND	BOITE DE 100	<b>659800V</b>	<b>48,14€</b>

### COINS ANATOMIQUES WEDGEGUARD AVEC BOUCLIER

PALODENT V3 - WEDGEGUARD - PETIT	BOITE DE 50	<b>659830V</b>	<b>73,75€</b>
PALODENT V3 - WEDGEGUARD - MOYEN	BOITE DE 50	<b>659840V</b>	<b>73,75€</b>
PALODENT V3 - WEDGEGUARD - GRAND	BOITE DE 50	<b>659850V</b>	<b>73,75€</b>



# Matrices sectorielles

## Palodent® V3 Instruments

PALODENT V3 - PINCE	A L'UNITE	659810V	93,22€
PALODENT V3 - PRECELLE	A L'UNITE	659820V	93,22€



## Palodent®

Système de matrices sectorielles.  
Pince Palodent® vendue séparément.



### RECHARGES MATRICES

PALODENT MATRICE STANDARD	BOITE DE 100	659010	101,54€
PALODENT MATRICE STANDARD	BOITE DE 50	659015	68,39€
PALODENT MATRICE MINI	BOITE DE 50	659020	68,39€
ANNEAUX			
PALODENT ANNEAUX RONDS	LOT DE 4	659040	68,39€

# Matrices circonférentielles

## Palodent® 360

Système de matrices circonférentielles



## SYSTÈME COMPLET - KIT INTRO

SYSTÈME COMPLET - KIT INTRO	<b>659600v</b>	<b>593,50€</b>
-----------------------------	----------------	----------------

Contient :

- 100 Palodent® V3 Matrices - 25 de chaque taille : 3.5mm, 4.5mm, 5.5mm, 6.5mm
- 75 Palodent® V3 Wedges (Coins) - 25 de chaque taille : petit, moyen, grand
- 30 Palodent® V3 WedgeGuards - 10 de chaque taille : petit, moyen, grand
- 1 Palodent® V3 Anneau universel
- 1 Palodent® V3 Anneau étroit
- 1 Palodent® V3 Pince
- 1 Palodent® V3 Précelle à clavette
- 24 Palodent® 360 Matrices - 5.5mm

## RECHARGES MATRICES CIRCONFÉRENTIELLE

PALODENT 360 INTRO KIT		<b>659607</b>	<b>75,52€</b>
PALODENT® 360 - MATRICES 4.5MM	BOITE DE 48 MATRICES ASSORTIES*	<b>659601</b>	<b>75,52€</b>
PALODENT® 360 - MATRICES 5.5MM	BOITE DE 48 MATRICES ASSORTIES*	<b>659602</b>	<b>75,52€</b>
PALODENT® 360 - MATRICES 6.5MM	BOITE DE 48 MATRICES ASSORTIES*	<b>659603</b>	<b>75,52€</b>

\*8 MATRICES DE 4,5MM 24 MATRICES DE 5,5MM 16 MATRICES DE 6,5MM

## AutoMatrix®

Système de matrices circonférentielles.  
Disponibles en 4 tailles.

Pour les prémolaires et les molaires :

- Fine moyenne : hauteur 6,35mm / épaisseur 0,038mm
- Standard moyenne : hauteur 6,35mm / épaisseur 0,05mm

Pour les molaires avec hauteur coronaire importante :

- Standard large : hauteur 7,94mm / épaisseur 0,05mm

Pour les prémolaires à faible hauteur coronaire et molaires :

- Standard étroite : hauteur 4,76mm / épaisseur 0,05mm.

Instruments vendus aussi séparément.



## COFFRET AUTOMATRIX

COFFRET AUTOMATRIX	<b>62422501</b>	<b>555,41€</b>
--------------------	-----------------	----------------

Contient :

- 96 matrices assorties
- 1 instrument de serrage
- 1 pince coupante


## RECHARGES MATRICES

AUTOMATRIX - FINE MOYENNE	BOITE DE 72	<b>62422510</b>	<b>70,39€</b>
AUTOMATRIX - STANDARD ETROITE	BOITE DE 72	<b>62422511</b>	<b>70,39€</b>
AUTOMATRIX - STANDARD MOYENNE	BOITE DE 72	<b>62422512</b>	<b>70,39€</b>
AUTOMATRIX - STANDARD LARGE	BOITE DE 72	<b>62422513</b>	<b>70,39€</b>

## AutoMatrix® Instruments

Pour le retrait des bandes AutoMatrix®

AUTOMATRIX - PINCE COUPANTE	A L'UNITE	<b>62422601</b>	<b>218,29€</b>
AUTOMATRIX - RESERVOIRS	BOITE DE 10	<b>62422605</b>	<b>44,57€</b>
AUTOMATRIX - INSTRUMENT DE SERRAGE	A L'UNITE	<b>62422602</b>	<b>368,34€</b>
AUTOMATRIX - POINTE DE SERRAGE	A L'UNITE	<b>62422603</b>	<b>138,24€</b>





08

# ENDODONTIE

EQUIPEMENT

INSTRUMENTS MANUELS

CARTHÉTÉRISME

ACCÈS CANALAIRE & INSTRUMENTATION MÉCANISÉE

GAMME RECIPROC

GAMME MTWO

GAMME FLEXMASTER

PRODUITS DE NETTOYAGE & ACCESSOIRES

SÉCHAGE CANALAIRE

OBTURATION CANALAIRE

## RAYPEX® 6

Localisateur d'apex à écran tactile.  
Fonction zoom apical.  
Signaux sonores et visuels indiquant la progression de la lime dans le canal.  
Alerte en cas de dépassement apical.  
Appareil pliable.  
Dimensions : L 101mm x l 110mm x h 27mm.  
Poids : 350 gr.  
Garantie : 12 mois à partir de la date de livraison.

KIT COMPLET	<b>V041113000000</b>	<b>1312,50€</b>
-------------	----------------------	-----------------

Contient :  
1 localisateur Raypex® 6  
1 câble de mesure  
2 clips labiaux  
2 clips instrumentaux  
1 fourche  
1 chargeur  
1 testeur

### ACCESSOIRES

RAYPEX 5 & 6 - CLIPS LABIAUX	LOT DE 5	<b>V040141000514</b>	<b>100,76€</b>
RAYPEX 5 & 6 - CLIPS INSTRUMENTAUX	LOT DE 2	<b>V040141000515</b>	<b>100,76€</b>
RAYPEX 5 & 6 - FOURCHES	LOT DE 2	<b>V040141000518</b>	<b>34,27€</b>
RAYPEX 4 CABLE		<b>V040141000516</b>	<b>83,47€</b>
RAYPEX 6 CABLE		<b>V041119000506</b>	<b>103,10€</b>
RAYPEX 6 CHARGEUR		<b>V041119000501</b>	<b>61,34€</b>
RAYPEX 6 BATTERIE		<b>V041119000507</b>	<b>60,29€</b>



## VDW.SILVER® RECIPROC®

Moteur d'endodontie utilisable en mode Réciprocité® et en mode rotation continue.  
 15 programmes libres pour des paramétrages personnalisés en rotation continue.  
 Pré-enregistrement des réglages spécifiques aux instruments RECIPROC®.  
 Fonctionne sur batterie et peut être utilisé également pendant la charge.  
 Fourni avec son contre-angle.  
 Garantie moteur : 3 ans à partir de la date de livraison.  
 (1 an pour le contre-angle).



### VDW SILVER RECIPROC

VDW SILVER RECIPROC	<b>VO41163025611</b>	<b>2354,18€</b>
---------------------	----------------------	-----------------

Contient :

- 1 blister de 6 instruments RECIPROC® R25
- 1 blister de 6 instruments RECIPROC® R40 et R50 assortis
- 1 modèle d'entraînement
- 1 boîte de 144 pointes papier RECIPROC® assorties
- 1 boîte de 60 pointes de Guttapercha RECIPROC® assorties

### ACCESSOIRES

/DW - CA SIRONA 6:1 - POUR GOLD & SILVER	A L'UNITE	<b>V041079000000</b>	<b>760,20€</b>
/DW - CHARGEUR - GOLD & SILVER	A L'UNITE	<b>V041107000517</b>	<b>112,14€</b>
/DW - PEDALE - GOLD & SILVER	A L'UNITE	<b>V041107000510</b>	<b>86,34€</b>

## VDW.GOLD® RECIPROC®

Moteur d'endodontie bi-motion avec localisateur d'apex intégré.  
 Appareil 2 en 1 : le localisateur d'apex peut être utilisé en mode manuel ou dual.  
 Contacteur du localisateur d'apex intégré dans le contre-angle.  
 Bibliothèque de limes pré-programmée :  
 Mode Réciprocité® : RECIPROC®, RECIPROC® BLUE ou WAVEONE®, WAVEONE® GOLD  
 Mode rotation continue : Mtwo®, FlexMaster®, ProTaper® Universal, ProFile®, Hero®, K3™, Race™, Lentulo, Gates et DR's Choice  
 Affichage "Zoom apical".  
 Fonction "Apex stop".  
 Fonctions "Automatic Stop Reverse" en rotation continue et "RECIPROC® Reverse" avec RECIPROC®.  
 Garantie moteur : 3 ans à partir de la date de livraison.



### VDW GOLD RECIPROC

VDW GOLD RECIPROC	<b>VO41173025611</b>	<b>3280,96€</b>
-------------------	----------------------	-----------------

Contient :

- 1 blister de 6 instruments RECIPROC® R25
- 1 blister de 6 instruments RECIPROC® R40 et R50 assortis
- 1 modèle d'entraînement
- 1 boîte de 144 pointes papier RECIPROC® assorties
- 1 boîte de 60 pointes de Guttapercha RECIPROC® assorties

### ACCESSOIRES


VDW - GOLD - CLIPS LABIAUX	LOT DE 5	<b>V041107000514</b>	<b>102,55€</b>
VDW - GOLD - CLIPS INSTRUMENTS	LOT DE 2	<b>V041107000515</b>	<b>102,55€</b>
VDW - GOLD - CABLE CLIPS LABIAUX	A L'UNITE	<b>V041177000516</b>	<b>63,73€</b>
VDW - GOLD - CABLE CLIPS INSTRUMENTS	A L'UNITE	<b>V041107000519</b>	<b>60,90€</b>
VDW - GOLD - PROTECTION SILICONE	LOT DE 5	<b>V041107000512</b>	<b>32,99€</b>
VDW - CA SIRONA 6:1 - POUR GOLD & SILVER	A L'UNITE	<b>V041079000000</b>	<b>760,20€</b>
VDW - CHARGEUR - GOLD & SILVER	A L'UNITE	<b>V041107000517</b>	<b>112,14€</b>
VDW - PEDALE - GOLD & SILVER	A L'UNITE	<b>V041107000510</b>	<b>86,34€</b>

### VDW GOLD RECIPROC

VDW GOLD RECIPROC	<b>VO41173000000</b>	<b>3097,32€</b>
-------------------	----------------------	-----------------

Contient :

- Moteur VDW GOLD RECIPROC
- Contre angle 6:1



## RECIPROC® Direct

Contre-angle d'endodontie destiné à la préparation par machine du canal radiculaire sur un patient avec utilisation d'instruments pour canal radiculaire à mouvement de va-et-vient.

Contient

- 1 contre-angle Reciproc® Direct
- 2 blisters d'instruments Reciproc® Blue R25
- 1 blister d'instruments Reciproc® Blue R40
- 1 blister d'instruments Reciproc® Blue R50

RECIPROC DIRECT BLUE STARTER KIT	V041095025000	1284,96€
----------------------------------	---------------	----------

## RECIPROC® Guttafusion

Obturateurs 100% gutta.

Longueur 25mm.

Disponibles en R25, R40, R50 et en assortis.

STARTER KIT

STARTER KIT	V041535000000	916,36€
-------------	---------------	---------

Contient :

- 1 four Guttafusion
- 3 blisters de 6 obturateurs Guttafusion pour RECIPROC R25
- 1 blister de 6 obturateurs Guttafusion pour RECIPROC R40
- 1 blister de 6 obturateurs Guttafusion pour RECIPROC R50
- 1 modèle d'entraînement
- 1 boîte de 144 pointes de papier stériles RECIPROC assorties

FOUR GUTTAFUSION	A L'UNITE	V041500000000	655,55€
------------------	-----------	---------------	---------




## BeeFill® 2en1

Système complet pour l'obturation canalaire à chaud.  
 Pour des obturations canalaires tridimensionnelles à la gutta chaude.  
 Micromoteur contrôlant le débit d'extrusion de la gutta.  
 Réglages personnalisables de la température et du débit d'extrusion.  
 Garanti 1 an.  
**KIT BEEFILL 2EN1**

KIT BEEFILL 2EN1 **V040545000500** **3359,92€**

Contient :

- 1 unité d'obturation avec ses deux pièces à main
- 1 câble d'alimentation
- 1 plugger standard
- 10 cartouches 0,45mm
- 10 cartouches 0,8mm
- 1 plugger Dr. Machtou1-2
- 1 plugger Dr. Machtou 3-4
- 1 boîte de 2 Seal EasymiX (AH Plus® Jet™)
- 1 courbe cartouche
- 1 brosse de nettoyage
- 1 écrou de cartouche
- 1 protection thermique



### BEEFILL 2EN1 - CARTOUCHES DE GUTTA

BEEFILL 2EN1 - CARTOUCHES - 0.6MM	BLISTER DE 10	<b>V040532053060</b>	<b>68,02€</b>
BEEFILL 2EN1 - CARTOUCHES - 0.8MM	BLISTER DE 10	<b>V040532053080</b>	<b>68,02€</b>

### BEEFILL 2EN1 - PLUGGERS

BEEFILL 2EN1 - PLUGGER MEDIUM - JAUNE	A L'UNITE	<b>V040546000050</b>	<b>126,79€</b>
BEEFILL 2EN1 - PLUGGER LARGE - BLEU	A L'UNITE	<b>V040546000060</b>	<b>126,79€</b>
BEEFILL 2EN1 - PLUGGER STANDARD - NOIR	A L'UNITE	<b>V040547000040</b>	<b>126,79€</b>
BEEFILL 2EN1 - PLUGGER - DR MACHTOU N° 0	A L'UNITE	<b>V041063000040</b>	<b>42,08€</b>
BEEFILL 2EN1 - PLUGGER - DR MACHTOU N° 1 - 2	A L'UNITE	<b>V041063001002</b>	<b>42,08€</b>
BEEFILL 2EN1 - PLUGGER - DR MACHTOU N° 3 - 4	A L'UNITE	<b>V041063003004</b>	<b>42,08€</b>
BEEFILL 2EN1 - TESTEUR THERMIQUE	A L'UNITE	<b>V040548000000</b>	<b>126,79€</b>

### BEEFILL 2EN1 - ACCESSOIRES

BEEFILL 2EN1 - COURBE CARTOUCHE	A L'UNITE	<b>V040539000901</b>	<b>11,64€</b>
BEEFILL 2EN1 - ECRU DE CARTOUCHE	A L'UNITE	<b>V040539000903</b>	<b>33,23€</b>
BEEFILL 2EN1 - PROTECTION THERMIQUE	A L'UNITE	<b>V040539000904</b>	<b>15,61€</b>
BEEFILL 2EN1 - BROSSA DE NETTOYAGE	A L'UNITE	<b>V040539000902</b>	<b>11,64€</b>

# Equipement - Instruments manuels



## Tire nerfs stériles



Acier inoxydable.  
Blister stérile de 10 instruments.

### TIRE NERFS STERILES

TIRE NERFS STERILES XXXXF ■	15 BLISTERS DE 10	V040333021410	131,87€
TIRE NERFS STERILES XXXF □	15 BLISTERS DE 10	V040333021420	131,87€
TIRE NERFS STERILES XXF ■	15 BLISTERS DE 10	V040333021430	131,87€
TIRE NERFS STERILES XF ■	15 BLISTERS DE 10	V040333021440	131,87€

TIRE NERFS STERILES F ■	15 BLISTERS DE 10	V040333021450	131,87€
TIRE NERFS STERILES M ■	15 BLISTERS DE 10	V040333021460	131,87€
TIRE NERFS STERILES C ■	15 BLISTERS DE 10	V040333021470	131,87€



## Limes K stériles



Limes de cathétérisme. Section carrée de diamètre 6 à 25 et section triangulaire de diamètre 30 à 40.  
Embout non actif.  
Repères radio-opaques.  
Disponibles en longueurs 21mm, 25mm et 31mm.

### LIMES K STERILES - 21MM

LIMES K STERILES - 21MM - 006 ■	BLISTER DE 6	V040363021006	18,06€
LIMES K STERILES - 21MM - 008 ■	BLISTER DE 6	V040363021008	18,06€
LIMES K STERILES - 21MM - 010 ■	BLISTER DE 6	V040363021010	18,06€
LIMES K STERILES - 21MM - 015 □	BLISTER DE 6	V040363021015	16,87€
LIMES K STERILES - 21MM - 020 ■	BLISTER DE 6	V040363021020	16,87€
LIMES K STERILES - 21MM - 025 ■	BLISTER DE 6	V040363021025	16,87€
LIMES K STERILES - 21MM - 030 ■	BLISTER DE 6	V040363021030	16,87€
LIMES K STERILES - 21MM - 035 ■	BLISTER DE 6	V040363021035	16,87€
LIMES K STERILES - 21MM - 040 ■	BLISTER DE 6	V040363021040	16,87€

### LIMES K STERILES - 25MM

LIMES K STERILES - 25MM - 006 ■	BLISTER DE 6	V040363025006	18,06€
LIMES K STERILES - 25MM - 008 ■	BLISTER DE 6	V040363025008	18,06€
LIMES K STERILES - 25MM - 010 ■	BLISTER DE 6	V040363025010	18,06€
LIMES K STERILES - 25MM - 015 □	BLISTER DE 6	V040363025015	16,87€
LIMES K STERILES - 25MM - 020 ■	BLISTER DE 6	V040363025020	16,87€
LIMES K STERILES - 25MM - 025 ■	BLISTER DE 6	V040363025025	16,87€
LIMES K STERILES - 25MM - 030 ■	BLISTER DE 6	V040363025030	16,87€
LIMES K STERILES - 25MM - 035 ■	BLISTER DE 6	V040363025035	16,87€
LIMES K STERILES - 25MM - 040 ■	BLISTER DE 6	V040363025040	16,87€

### LIMES K STERILES - 31MM

LIMES K STERILES - 31MM - 006 ■	BLISTER DE 6	V040363031006	18,06€
LIMES K STERILES - 31MM - 008 ■	BLISTER DE 6	V040363031008	18,06€
LIMES K STERILES - 31MM - 010 ■	BLISTER DE 6	V040363031010	18,06€
LIMES K STERILES - 31MM - 015 □	BLISTER DE 6	V040363031015	16,87€
LIMES K STERILES - 31MM - 020 ■	BLISTER DE 6	V040363031020	16,87€
LIMES K STERILES - 31MM - 025 ■	BLISTER DE 6	V040363031025	16,87€
LIMES K STERILES - 31MM - 030 ■	BLISTER DE 6	V040363031030	16,87€
LIMES K STERILES - 31MM - 035 ■	BLISTER DE 6	V040363031035	16,87€
LIMES K STERILES - 31MM - 040 ■	BLISTER DE 6	V040363031040	16,87€

## Racleurs / Limes H stériles



Racleurs pour l'alésage.  
 Stop radio-opaque.  
 Embout non actif.  
 Disponibles du diamètre 8 au 40.  
 Blister stérile de 6 instruments.

### RACLEURS H STERILES - 21MM

RACLEURS / LIMES H STERILES - 21MM - 008 ■	BLISTER DE 6	V040373021008	17,23€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 21MM - 010 ■	BLISTER DE 6	V040373021010	17,23€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 21MM - 015 □	BLISTER DE 6	V040373021015	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 21MM - 020 ■	BLISTER DE 6	V040373021020	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 21MM - 025 ■	BLISTER DE 6	V040373021025	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 21MM - 030 ■	BLISTER DE 6	V040373021030	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 21MM - 035 ■	BLISTER DE 6	V040373021035	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 21MM - 040 ■	BLISTER DE 6	V040373021040	16,09€

### RACLEURS H STERILES - 25MM

RACLEURS / LIMES H STERILES - 25MM - 008 ■	BLISTER DE 6	V040373025008	17,23€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 25MM - 010 ■	BLISTER DE 6	V040373025010	17,23€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 25MM - 015 □	BLISTER DE 6	V040373025015	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 25MM - 020 ■	BLISTER DE 6	V040373025020	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 25MM - 025 ■	BLISTER DE 6	V040373025025	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 25MM - 030 ■	BLISTER DE 6	V040373025030	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 25MM - 035 ■	BLISTER DE 6	V040373025035	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 25MM - 040 ■	BLISTER DE 6	V040373025040	16,09€

### RACLEURS H STERILES - 31MM

RACLEURS / LIMES H STERILES - 31MM - 008 ■	BLISTER DE 6	V040373031008	17,23€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 31MM - 010 ■	BLISTER DE 6	V040373031010	17,23€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 31MM - 015 □	BLISTER DE 6	V040373031015	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 31MM - 020 ■	BLISTER DE 6	V040373031020	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 31MM - 025 ■	BLISTER DE 6	V040373031025	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 31MM - 030 ■	BLISTER DE 6	V040373031030	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 31MM - 035 ■	BLISTER DE 6	V040373031035	16,09€
RACLEURS / LIMES H STERILES - 31MM - 040 ■	BLISTER DE 6	V040373031040	16,09€



## Limes C-Pilot®

Limes de cathétérisme. Recommandées pour les canaux courbes ou calcifiés.  
 Embout non actif.  
 Section carrée.  
 Repères radio-opaques.  
 Disponibles en longueurs 19mm, 21mm et 25mm.

### LIMES C PILOT STERILES - 21MM

LIMES - C PILOT STERILES - 21MM 006 ■	BLISTER DE 6	V040368021006	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 21MM 008 ■	BLISTER DE 6	V040368021008	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 21MM 010 ■	BLISTER DE 6	V040368021010	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 21MM 12,5 ■	BLISTER DE 6	V040368021012	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 21MM 015 □	BLISTER DE 6	V040368021015	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 21MM ASST 006 - 010	BLISTER DE 6	V040368021210	17,94€

### LIMES C PILOT STERILES - 19MM

LIMES - C PILOT STERILES - 19MM 006 ■	BLISTER DE 6	V040368019006	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 19MM 008 ■	BLISTER DE 6	V040368019008	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 19MM 010 ■	BLISTER DE 6	V040368019010	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 19MM 12,5 ■	BLISTER DE 6	V040368019012	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 19MM 015 □	BLISTER DE 6	V040368019015	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 19MM ASST 006 - 010	BLISTER DE 6	V040368019210	17,94€

### LIMES C PILOT STERILES - 25MM

LIMES - C PILOT STERILES - 25MM 006 ■	BLISTER DE 6	V040368025006	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 25MM 008 ■	BLISTER DE 6	V040368025008	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 25MM 010 ■	BLISTER DE 6	V040368025010	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 25MM 12,5 ■	BLISTER DE 6	V040368025012	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 25MM 015 □	BLISTER DE 6	V040368025015	17,94€
LIMES - C PILOT STERILES - 25MM ASST 006 - 010	BLISTER DE 6	V040368025210	17,94€




## R-PILOT™

Lime de cathétérisme mécanisé R-PILOT™ en Réciprocité®  
 Un seul instrument  
 3 longueurs de travail : 21 mm, 25 mm et 31 mm  
 Matériau : M-wire  
 Conicité constante : 4%  
 Usage unique

### R-PILOT

R-PILOT, 6X, STERILE	21 MM	BLISTER DE 6	V040217021012	107,52€
R-PILOT, 6X, STERILE	25 MM	BLISTER DE 6	V040217025012	107,52€
R-PILOT, 6X, STERILE	31 MM	BLISTER DE 6	V040217031012	107,52€



## Racleurs H/Giro®

Racleurs mécanisés pour contre-angle 1/4 de tour.  
Embout non actif.  
Rotation alternée entre 450 et 800 mouvements/min.  
Disponibles en longueurs 21mm et 25mm.



### RACLEURS H GIRO 21MM

RACLEURS H GIRO - 21MM - 010 ■	BLISTER DE 6	V020078021010	17,32€
RACLEURS H GIRO - 21MM - 015 □	BLISTER DE 6	V020078021015	17,32€
RACLEURS H GIRO - 21MM - 020 ■	BLISTER DE 6	V020078021020	17,32€
RACLEURS H GIRO - 21MM - 025 ■	BLISTER DE 6	V020078021025	17,32€
RACLEURS H GIRO - 21MM - 030 ■	BLISTER DE 6	V020078021030	17,32€
RACLEURS H GIRO - 21MM - 035 ■	BLISTER DE 6	V020078021035	17,32€
RACLEURS H GIRO - 21MM - 040 ■	BLISTER DE 6	V020078021040	17,32€

### RACLEURS H GIRO 25MM

RACLEURS H GIRO - 25MM - 010 ■	BLISTER DE 6	V020078025010	17,32€
RACLEURS H GIRO - 25MM - 015 □	BLISTER DE 6	V020078025015	17,32€
RACLEURS H GIRO - 25MM - 020 ■	BLISTER DE 6	V020078025020	17,32€
RACLEURS H GIRO - 25MM - 025 ■	BLISTER DE 6	V020078025025	17,32€
RACLEURS H GIRO - 25MM - 030 ■	BLISTER DE 6	V020078025030	17,32€
RACLEURS H GIRO - 25MM - 035 ■	BLISTER DE 6	V020078025035	17,32€
RACLEURS H GIRO - 25MM - 040 ■	BLISTER DE 6	V020078025040	17,32€

## Forets de Gates stériles



Elargisseurs courts du tiers coronaire. Acier inoxydable.  
Pointe non active avec guide. Vitesse recommandée :  
800 à 1200 t/min.



### FORETS DE GATES STERILES

FORET DE GATES STERILES - CA - N°1	BLISTER DE 6	V040380019001	27,46€
FORET DE GATES STERILES - CA - N°2	BLISTER DE 6	V040380019002	27,46€
FORET DE GATES STERILES - CA - N°3	BLISTER DE 6	V040380019003	27,46€
FORET DE GATES STERILES - CA - N°4	BLISTER DE 6	V040380019004	27,46€
FORET DE GATES STERILES - CA - N°5	BLISTER DE 6	V040380019005	27,46€
FORET DE GATES STERILES - CA - N°6	BLISTER DE 6	V040380019006	27,46€
FORET DE GATES STERILES - CA - ASSORTIS	BLISTER DE 6	V040380019300	27,46€

## IntroFile®



Lime d'élargissement coronaire.  
Conicité 11%. Diamètre 22. Longueur 19mm.  
Pointe active 9mm.



### INTROFILE

INTROFILE	V040357019000	73,38€
-----------	---------------	--------

Contient :  
Blister stérile de 6 instruments

## Forets de Peeso


Elargisseurs longs du tiers coronaire. Acier inoxydable.  
Pointe non active avec guide. Vitesse recommandée :  
800 à 1200 t/min.

### FORETS DE PEESO

FORET DE PEESO - CA - N°1	BLISTER DE 6	V020183019001	26,33€
FORET DE PEESO - CA - N°2	BLISTER DE 6	V020183019002	26,33€
FORET DE PEESO - CA - N°3	BLISTER DE 6	V020183019003	26,33€
FORET DE PEESO - CA - N°4	BLISTER DE 6	V020183019004	26,33€
FORET DE PEESO - CA - N°5	BLISTER DE 6	V020183019005	26,33€
FORET DE PEESO - CA - N°6	BLISTER DE 6	V020183019006	26,33€
FORET DE PEESO - CA - ASSORTIS	BLISTER DE 6	V020183019300	26,33€



# Gamme RECIPROC



## RECIPROC® Blue



Le RECIPROC® blue conserve les avantages du Reciproc® :

- Instruments à usage unique et sous blister stérile.
- Le protocole, les tailles instrumentales et les paramétrages moteurs restent identiques au Reciproc®.

Le traitement thermique spécifique le « blue treatment »

- Il est indiqué pour le traitement et le retraitement canalair.
- Système complet avec pointes papier, pointes de gutta-percha et Guttafusion® pour Reciproc® blue.

### RECIPROC BLUE - INSTRUMENTS - 21MM

RECIPROC BLUE - INSTRUMENT - 21MM N°25 ■	BLISTER DE 6	V040252021025	125,33€
RECIPROC BLUE - INSTRUMENT - 21MM N°40 ■	BLISTER DE 6	V040252021040	125,33€
RECIPROC BLUE - INSTRUMENT - 21MM N°50 ■	BLISTER DE 6	V040252021050	125,33€

### RECIPROC BLUE- INSTRUMENTS - 25MM

RECIPROC BLUE - INSTRUMENT - 25MM N°25 ■	BLISTER DE 6	V040252025025	125,33€
RECIPROC BLUE - INSTRUMENT - 25MM N°40 ■	BLISTER DE 6	V040252025040	125,33€
RECIPROC BLUE - INSTRUMENT - 25MM N°50 ■	BLISTER DE 6	V040252025050	125,33€

### RECIPROC BLUE- INSTRUMENTS - 31MM

RECIPROC BLUE - INSTRUMENT - 31MM N°25 ■	BLISTER DE 6	V040252031025	125,33€
RECIPROC BLUE - INSTRUMENT - 31MM N°40 ■	BLISTER DE 6	V040252031040	125,33€
RECIPROC BLUE - INSTRUMENT - 31MM N°50 ■	BLISTER DE 6	V040252031050	125,33€

### RECIPROC BLUE - POINTES PAPIER

RECIPROC BLUE - POINTES PAPIER - N° 25	V040259029025	30,04€
RECIPROC BLUE - POINTES PAPIER - N° 40	V040259029040	30,04€
RECIPROC BLUE - POINTES PAPIER - N° 50	V040259029050	30,04€
RECIPROC BLUE - POINTES PAPIER - ASST BOITE DE 180 x 1	V040259029237	30,04€

### RECIPROC BLUE - POINTES DE GUTTA

RECIPROC BLUE - POINTES DE GUTTA - N° 25	V040258028025	21,84€
RECIPROC BLUE - POINTES DE GUTTA - N° 40	V040258028040	21,84€
RECIPROC BLUE - POINTES DE GUTTA - N° 50	V040258028050	21,84€
RECIPROC BLUE - POINTES DE GUTTA - ASST BOITE DE 60 x 1	V040258028237	21,84€

### RECIPROC BLUE - GUTTAFUSION POUR RECIPROC BLUE

GUTTAFUSION POUR RECIPROC BLUE - OBTURATOR R25	BOITE DE 30	V041552000025	172,24€
GUTTAFUSION POUR RECIPROC BLUE - OBTURATOR R40	BOITE DE 30	V041552000040	172,24€
GUTTAFUSION POUR RECIPROC BLUE - OBTURATOR R50	BOITE DE 30	V041552000050	172,24€
GUTTAFUSION POUR RECIPROC BLUE - OBTURATOR R25	BLISTER DE 6	V041551000025	38,83€
GUTTAFUSION POUR RECIPROC BLUE - OBTURATOR R40	BLISTER DE 6	V041551000040	38,83€
GUTTAFUSION POUR RECIPROC BLUE - OBTURATOR R50	BLISTER DE 6	V041551000050	38,83€

## RECIPROC® Instruments



Instruments pour traitements et retraitements endodontiques.

Fonctionnent en mode Reciprocité® uniquement.

Alliage Mwire® à base de nickel titane.

Instruments à usage unique, conditionnés sous blisters stériles.

Disponibles en R25, R40, R50 et en trois longueurs (21mm, 25mm et 31mm) et assortis



### RECIPROC - INSTRUMENTS - 21MM

RECIPROC - INSTRUMENT - 21MM N°25 ■	BLISTER DE 6	V040212021025	126,58€
RECIPROC - INSTRUMENT - 21MM N°40 ■	BLISTER DE 6	V040212021040	126,58€
RECIPROC - INSTRUMENT - 21MM N°50 ■	BLISTER DE 6	V040212021050	126,58€
RECIPROC - INSTRUMENT - 21MM ASST	BLISTER DE 6	V040212021233	126,58€

### RECIPROC - INSTRUMENTS - 25MM

RECIPROC - INSTRUMENT - 25MM N°25 ■	BLISTER DE 6	V040212025025	126,58€
RECIPROC - INSTRUMENT - 25MM N°40 ■	BLISTER DE 6	V040212025040	126,58€
RECIPROC - INSTRUMENT - 25MM N°50 ■	BLISTER DE 6	V040212025050	126,58€
RECIPROC - INSTRUMENT - 25MM ASST	BLISTER DE 6	V040212025233	126,58€

### RECIPROC - INSTRUMENTS - 31MM

RECIPROC - INSTRUMENT - 31MM N°25 ■	BLISTER DE 6	V040212031025	126,58€
RECIPROC - INSTRUMENT - 31MM N°40 ■	BLISTER DE 6	V040212031040	126,58€
RECIPROC - INSTRUMENT - 31MM N°50 ■	BLISTER DE 6	V040212031050	126,58€
RECIPROC - INSTRUMENT - 31MM ASST	BLISTER DE 6	V040212031233	126,58€

## RECIPROC® Pointes papier



Pré-calibrées pour convenir à la mise en forme des instruments RECIPROC®.

Conditionnées sous blisters stériles.

Longueur 29mm.

Disponibles en R25, R40, R50 et en assortis.

### RECIPROC - POINTES PAPIER

RECIPROC - POINTES PAPIER - N°25 ■	BOITE DE 144	V040216029025	27,18€
RECIPROC - POINTES PAPIER - N°40 ■	BOITE DE 144	V040216029040	27,18€
RECIPROC - POINTES PAPIER - N°50 ■	BOITE DE 144	V040216029050	27,18€
RECIPROC - POINTES PAPIER - ASST	BOITE DE 144	V040216029237	27,18€



## RECIPROC® Pointes de gutta

Pré-calibrées pour convenir à la mise en forme des instruments RECIPROC®.

Disponibles en R25, R40, R50 et en assortis.

### RECIPROC - POINTES DE GUTTA

RECIPROC - POINTES DE GUTTA - N°25 ■	BOITE DE 60	V040214028025	21,67€
RECIPROC - POINTES DE GUTTA - N°40 ■	BOITE DE 60	V040214028040	21,67€
RECIPROC - POINTES DE GUTTA - N°50 ■	BOITE DE 60	V040214028050	21,67€
RECIPROC - POINTES DE GUTTA - ASST	BOITE DE 60	V040214028237	21,67€




## RECIPROC® Guttafusion Pink

### RECIPROC - GUTTAFUSION PINK

GUTTAFUSION PINK RECIPROC OBT. R25, 6X	BLISTER DE 6	V041531000025	38,83
GUTTAFUSION PINK RECIPROC OBT. R40, 6X	BLISTER DE 6	V041531000040	38,83
GUTTAFUSION PINK RECIPROC OBT. R50, 6X050	BLISTER DE 6	V041531000050	38,83
GUTTAFUSION PINK RECIPROC OBT. R25 30X	BLISTER DE 30	V041532000025	172,24
GUTTAFUSION PINK RECIPROC OBT. R40 30X	BLISTER DE 30	V041532000040	172,24
GUTTAFUSION PINK RECIPROC OBT. R50 30X	BLISTER DE 30	V041532000050	172,24

# Gamme MTWO



## LIMES MTWO - 21MM

MTWO - 21MM - 10 /04	BLISTER DE 6	V040234021010	75,02€
MTWO - 21MM - 15 /05	BLISTER DE 6	V040235021015	75,02€
MTWO - 21MM - 20 /06	BLISTER DE 6	V040236021020	75,02€
MTWO - 21MM - 25 /06	BLISTER DE 6	V040236021025	75,02€
MTWO - 21MM - 30 /06	BLISTER DE 6	V040236021030	75,02€
MTWO - 21MM - 35 /06	BLISTER DE 6	V040236021035	75,02€
MTWO - 21MM - 40 /06	BLISTER DE 6	V040236021040	75,02€
MTWO - 21MM - 30 /05	BLISTER DE 6	V040235021030	75,02€
MTWO - 21MM - 35 /04	BLISTER DE 6	V040234021035	75,02€
MTWO - 21MM - 40 /04	BLISTER DE 6	V040234021040	75,02€
MTWO - 21MM - ASS. 4.5.6	BLISTER DE 6	V040230021456	75,02€
MTWO - 21MM - ASS. 4.5.7	BLISTER DE 6	V040230021457	75,02€

## LIMES MTWO - 25MM

MTWO - 25MM - 10 /04 Partie active 16mm	BLISTER DE 6	V040234025010	75,02€
MTWO - 25MM - 15 /05 Partie active 16mm	BLISTER DE 6	V040235025015	75,02€
MTWO - 25MM - 20 /06 Partie active 16mm	BLISTER DE 6	V040236025020	75,02€
MTWO - 25MM - 25 /06 Partie active 16mm	BLISTER DE 6	V040236025025	75,02€
MTWO - 25MM - 30 /06 Partie active 16mm	BLISTER DE 6	V040236025030	75,02€
MTWO - 25MM - 35 /06 Partie active 16mm	BLISTER DE 6	V040236025035	75,02€
MTWO - 25MM - 40 /06 Partie active 16mm	BLISTER DE 6	V040236025040	75,02€
MTWO - 25MM - 30 /05 Partie active 16mm	BLISTER DE 6	V040235025030	75,02€
MTWO - 25MM - 35 /04 Partie active 16mm	BLISTER DE 6	V040234025035	75,02€
MTWO - 25MM - 40 /04 Partie active 16mm	BLISTER DE 6	V040234025040	75,02€
MTWO - 25MM - 10 /04 Partie active 21mm	BLISTER DE 6	V041234025010	75,02€
MTWO - 25MM - 15 /05 Partie active 21mm	BLISTER DE 6	V041235025015	75,02€
MTWO - 25MM - 20 /06 Partie active 21mm	BLISTER DE 6	V041236025020	75,02€
MTWO - 25MM - 25 /06 Partie active 21mm	BLISTER DE 6	V041236025025	75,02€
MTWO - 25MM - ASS. 4.5.6 - Partie active 21mm	BLISTER DE 6	V041230025456	75,02€
MTWO - 25MM - ASS. 4.5.6 - Partie active 16mm	BLISTER DE 6	V040230025456	75,02€
MTWO - 25MM - ASS. 4.5.7	BLISTER DE 6	V041230025457	75,02€

## Mtwo® Limes

Lime Mtwo® pour les traitements et retraitements endodontiques.

Blisters stériles de 6 instruments.

SÉQUENCE DE BASE : 10/.04 - 15/.05 - 20/.06 - 25/.06

Séquence disponible en :

Longueur 21mm - partie active 16mm

Longueur 25mm - parties actives 16mm et 21mm

Longueur 31mm - partie active 21mm

OBTURATION À CHAUD : 30/.06 - 35/.06 - 40/.06

Conicité apicale de 6% adaptée aux techniques de compactage de la gutta-percha.

Séquence disponible en :

Longueur 21mm - partie active 16mm

Longueur 25mm - partie active 16mm

Longueur 31mm - partie active 21mm

ELARGISSEMENT APICAL : 30/.05 - 35/.04 - 40/.04

Conicité apicale minorée pour limiter le délabrement canalaire.

Séquence disponible en :

Longueur 21mm - partie active 16mm

Longueur 25mm - partie active 16mm

Longueur 31mm - partie active 21mm

RETRAITEMENT :

Séquence disponible en :

15/.05 - Longueur 21mm - pointe active

25/.05 - Longueur 21mm - pointe active

25/.07 - Longueurs 21mm et 25mm - pointes non actives

Partie active 16mm pour toute la séquence.

Assortis disponibles pour les différentes séquences, sauf en longueur 31mm.

## LIMES MTWO - 31MM

MTWO - 31MM - 10 /04	BLISTER DE 6	V041234031010	75,02€
MTWO - 31MM - 15 /05	BLISTER DE 6	V041235031015	75,02€
MTWO - 31MM - 20 /06	BLISTER DE 6	V041236031020	75,02€
MTWO - 31MM - 25 /06	BLISTER DE 6	V041236031025	75,02€
MTWO - 31MM - 30 /06	BLISTER DE 6	V041236031030	75,02€
MTWO - 31MM - 35 /06	BLISTER DE 6	V041236031035	75,02€
MTWO - 31MM - 40 /06	BLISTER DE 6	V041236031040	75,02€
MTWO - 31MM - 30 /05	BLISTER DE 6	V041235031030	75,02€
MTWO - 31MM - 35 /04	BLISTER DE 6	V041234031035	75,02€
MTWO - 31MM - 40 /04	BLISTER DE 6	V041234031040	75,02€

## MTWO RETRAITEMENT

MTWO - 21MM - 25 /07	BLISTER DE 6	V040237021025	75,02€
MTWO - 25MM - 25 /07	BLISTER DE 6	V040237025025	75,02€
MTWO RETRAITEMENT - 15 /05	BLISTER DE 6	V040232021015	75,02€
MTWO RETRAITEMENT - 25 /05	BLISTER DE 6	V040232021025	75,02€
MTWO RETRAITEMENT - ASST 15 /05 ; 25 /05	BLISTER DE 6	V040232021202	75,02€

## Mtwo® Pointes papier

Pointes papier stériles et pré-calibrées pour le séchage des canaux préparés à l'aide des limes Mtwo®.

Longueur 29 mm. Conditionnées sous blisters stériles.

Boîte de 144 pointes papier, 4 pointes par compartiment.



### MTWO - POINTES PAPIER

MTWO - POINTES PAPIER - 25 /06 ■	BOITE DE 144	V040225629025	27,31€
MTWO - POINTES PAPIER - 30 /05 ■	BOITE DE 144	V040225529030	27,31€
MTWO - POINTES PAPIER - 35 /04 ■	BOITE DE 144	V040225429035	27,31€
MTWO - POINTES PAPIER - 40 /04 ■	BOITE DE 144	V040225429040	27,31€
MTWO - POINTES PAPIER - 25 /07 ■	BOITE DE 144	V040225729025	27,31€
MTWO - POINTES PAPIER - ASS. 48X25/06, 24X30/05, 24x35/04, 24x40/04, 24x25/07	BOITE DE 144	V040225029457	27,31€

## Mtwo® Guttapercha

Pointes de guttapercha pré-calibrées pour convenir à la mise en forme des instruments Mtwo®.

Disponibles en 25/.06, 30/.05, 35/.04, 40/.04, 25/.07 et en assorties.



### MTWO - POINTES GUTTAPERCHA

MTWO - POINTES GUTTA - 25 /06 ■	BOITE DE 60	V040220628025	24,56€
MTWO - POINTES GUTTA - 30 /05 ■	BOITE DE 60	V040220528030	24,56€
MTWO - POINTES GUTTA - 35 /04 ■	BOITE DE 60	V040220428035	24,56€
MTWO - POINTES GUTTA - 40 /04 ■	BOITE DE 60	V040220428040	24,56€
MTWO - POINTES GUTTA - 25 /07 ■	BOITE DE 60	V040220728025	24,56€
MTWO - POINTES GUTTA - ASSORTIES	BOITE DE 60	V040220028457	24,56€

## Mtwo® Accessoires

### MTWO - MODULE DE RANGEMENT ET DE STÉRILISATION

MTWO - ORGANISEUR BOX	A L'UNITE	V040239000000	80,14€
-----------------------	-----------	---------------	--------

### MTWO - PAPIER AUTOCLAVE (permet de valider le processus de stérilisation)

MTWO - INDICATEUR BOX	A L'UNITE	V040191	62,44€
-----------------------	-----------	---------	--------





# Gamme VDW.ROTATE

## VDW.ROTATE


VDW.ROTATE™ offre une gamme de limes pour maîtriser au mieux l'anatomie des canaux, des plus simples aux plus complexes. Commencez par une séquence de base intuitive de 3 limes, puis, laissez-vous impressionner par notre grande variété de limes. Choisissez celles qui composeront votre séquence favorite et poursuivez par la suite avec votre propre approche thérapeutique.


**LA SÉQUENCE DE BASE**  
CHOISISSEZ LA CONICITÉ EN FONCTION DE L'ANATOMIE DU CANAL.


15.04  Lime Glide path


20.05 

Choisissez la conicité .06 pour la majorité des cas cliniques


25.06 



Lime Glide path  15.04




 20.05

Choisissez la conicité .04 pour les canaux étroits et/ou à forte courbure, y compris pour la courbure apicale!

 25.04




VDW.ROTATE™ séquence de base









Blisters de 6 instruments	21 mm	25 mm	31 mm	P.U.
15.04	<b>MSTVROT621415</b>	<b>MSTVROT625415</b>	<b>MSTVROT631415</b>	<b>66,72€</b>
 20.05	<b>MSTVROT621520</b>	<b>MSTVROT625520</b>	<b>MSTVROT631520</b>	<b>66,72€</b>
Conicité .06 pour la majorité des cas				
 25.06	<b>MSTVROT621625</b>	<b>MSTVROT625625</b>	<b>MSTVROT631625</b>	<b>66,72€</b>
Conicité .04 pour canaux étroits et très courbés, y compris courbure apicale				
 25.04	<b>MSTVROT621425</b>	<b>MSTVROT625425</b>	<b>MSTVROT631425</b>	<b>66,72€</b>

VDW.ROTATE™ séquence de base - assortiment

Emballage blister de 3 instruments	21 mm	25 mm	31 mm	P.U.
15.04, 20.05, 25.06	<b>MSTVROT321AST</b>	<b>MSTVROT325AST</b>	<b>MSTVROT331AST</b>	<b>33,54€</b>



VDW.ROTATE™ Mise en forme de canaux plus larges

Blisters de 6 instruments	21 mm	25 mm	31 mm	P.U.
 30.04	<b>MSTVROT621430</b>	<b>MSTVROT625430</b>	<b>MSTVROT631430</b>	<b>66,72€</b>
 35.04	<b>MSTVROT621435</b>	<b>MSTVROT625435</b>	<b>MSTVROT631435</b>	<b>66,72€</b>
 40.04	<b>MSTVROT621440</b>	<b>MSTVROT625440</b>	<b>MSTVROT631440</b>	<b>66,72€</b>
 50.04	<b>MSTVROT621450</b>	<b>MSTVROT625450</b>	<b>MSTVROT631450</b>	<b>66,72€</b>
 60.04	<b>MSTVROT621460</b>	<b>MSTVROT625460</b>	<b>MSTVROT631460</b>	<b>66,72€</b>
 30.06	<b>MSTVROT621630</b>	<b>MSTVROT625630</b>	<b>MSTVROT631630</b>	<b>66,72€</b>
 35.06	<b>MSTVROT621635</b>	<b>MSTVROT625635</b>	<b>MSTVROT631635</b>	<b>66,72€</b>
 40.06	<b>MSTVROT621640</b>	<b>MSTVROT625640</b>	<b>MSTVROT631640</b>	<b>66,72€</b>


# Gamme VDW.ROTATE

## VDW.ROTATE™ Kit système 30

VDW.ROTATE™ KIT SYSTÈME 30 **MKTVROT025000** **342,49€**

Contient :

- 24 instruments VDW.ROTATE™ (25 mm), stériles, 6x15.04, 6x20.05, 6x25.06, 6x25.04
- 6 limes de retraitement VDW.ROTATE™ (21 mm), stériles, 25.05
- 180 pointes de papier VDW.ROTATE™, assortis, stériles, 60x25.06, 60x30.04, 30x35.04, 30x25.04
- 60 cônes de Gutta-Percha VDW.ROTATE™, assortis, 24x25.06, 12x30.04, 12x35.04, 12x25.04
- 1 dent d'entraînement à la mise en forme endodontique, avec cavité d'accès préparée
- Carte d'explication étape par étape, mode d'emploi



VDW.ROTATE™ Lime de retraitement



	Blister de 6 instruments	21 mm	P.U.
	25.05	<b>MSTVROT621525</b>	<b>66,72€</b>

VDW.ROTATE™ Gutta-Percha  
60 unités



	Taille/Cône	28 mm	P.U.
	25.04	<b>M00VRGPF00425</b>	<b>20,10€</b>
	30.04	<b>M00VRGPF00430</b>	<b>20,10€</b>
	35.04	<b>M00VRGPF00435</b>	<b>20,10€</b>
	40.04	<b>M00VRGPF00440</b>	<b>20,10€</b>
	50.04	<b>M00VRGPF00450</b>	<b>20,10€</b>
	25.06	<b>M00VRGPF00625</b>	<b>20,10€</b>
	30.06	<b>M00VRGPF00630</b>	<b>20,10€</b>
	35.06	<b>M00VRGPF00635</b>	<b>20,10€</b>
	40.06	<b>M00VRGPF00640</b>	<b>20,10€</b>
	24 x 25.06 12 x 30.04 12 x 35.04 12 x 25.04	<b>M00VRGPF00AST</b>	<b>20,10€</b>

VDW.ROTATE™ Pointe papier  
180 unités



	Taille/Cône	29 mm	P.U.
	25.04	<b>MSTVRPPO00425</b>	<b>28,09€</b>
	30.04	<b>MSTVRPPO00430</b>	<b>28,09€</b>
	35.04	<b>MSTVRPPO00435</b>	<b>28,09€</b>
	40.04	<b>MSTVRPPO00440</b>	<b>28,09€</b>
	50.04	<b>MSTVRPPO00450</b>	<b>28,09€</b>
	60.04	<b>MSTVRPPO00460</b>	<b>28,09€</b>
	25.06	<b>MSTVRPPO00625</b>	<b>28,09€</b>
	30.06	<b>MSTVRPPO00630</b>	<b>28,09€</b>
	35.06	<b>MSTVRPPO00635</b>	<b>28,09€</b>
	40.06	<b>MSTVRPPO00640</b>	<b>28,09€</b>
	60 x 25.06 60 x 30.04 30 x 35.04 30 x 25.04	<b>MSTVRPPO00AST</b>	<b>28,09€</b>

Obturbateur GUTTA-FUSION®  
Emballage blister de 6 obturbateurs



	Taille	1 blister	P.U.
	20	<b>V041541000020</b>	<b>39,65€</b>
	25	<b>V041541000025</b>	<b>39,65€</b>
	30	<b>V041541000030</b>	<b>39,65€</b>
	35	<b>V041541000035</b>	<b>39,65€</b>
	40	<b>V041541000040</b>	<b>39,65€</b>
	45	<b>V041541000045</b>	<b>39,65€</b>
	50	<b>V041541000050</b>	<b>39,65€</b>
	55	<b>V041541000055</b>	<b>39,65€</b>
	Taille	5 blisters	P.U.
	20	<b>V041542000020</b>	<b>178,61€</b>
	25	<b>V041542000025</b>	<b>178,61€</b>
	30	<b>V041542000030</b>	<b>178,61€</b>
	35	<b>V041542000035</b>	<b>178,61€</b>
	40	<b>V041542000040</b>	<b>178,61€</b>

Vérificateurs de taille GUTTA-FUSION®  
Emballage blister de 6 vérificateurs de taille



	Taille	1 blister	P.U.
	20	<b>V041508000020</b>	<b>31,54€</b>
	25	<b>V041508000025</b>	<b>31,54€</b>
	30	<b>V041508000030</b>	<b>31,54€</b>
	35	<b>V041508000035</b>	<b>31,54€</b>
	40	<b>V041508000040</b>	<b>31,54€</b>
	45	<b>V041508000045</b>	<b>31,54€</b>
	50	<b>V041508000050</b>	<b>31,54€</b>
	55	<b>V041508000055</b>	<b>31,54€</b>
	2x25,2x30,2x35	<b>V041508000305</b>	<b>31,54€</b>

# Gamme FLEXMASTER



## FLEXMASTER 2%

FLEXMASTER - 2% - 21MM - 020	BLISTER DE 6	V040341021020	75,38€
FLEXMASTER - 2% - 21MM - 025	BLISTER DE 6	V040341021025	75,38€
FLEXMASTER - 2% - 21MM - 030	BLISTER DE 6	V040341021030	75,38€
FLEXMASTER - 2% - 21MM - 035	BLISTER DE 6	V040341021035	75,38€
FLEXMASTER - 2% - 21MM - 040	BLISTER DE 6	V040341021040	75,38€
FLEXMASTER - 2% - 21MM - 045	BLISTER DE 6	V040341021045	75,38€
FLEXMASTER - 2% - 25MM - 020	BLISTER DE 6	V040341025020	75,38€
FLEXMASTER - 2% - 25MM - 025	BLISTER DE 6	V040341025025	75,38€
FLEXMASTER - 2% - 25MM - 030	BLISTER DE 6	V040341025030	75,38€
FLEXMASTER - 2% - 25MM - 035	BLISTER DE 6	V040341025035	75,38€
FLEXMASTER - 2% - 25MM - 040	BLISTER DE 6	V040341025040	75,38€
FLEXMASTER - 2% - 25MM - 045	BLISTER DE 6	V040341025045	75,38€

## Flexmaster®

Système de mise en forme canalaire. Conicités 2%, 4% et 6%. Longueurs 21mm et 25mm.

### FLEXMASTER 4%

FLEXMASTER - 4% - 21MM - 020	BLISTER DE 6	V040342021020	75,38€
FLEXMASTER - 4% - 21MM - 025	BLISTER DE 6	V040342021025	75,38€
FLEXMASTER - 4% - 21MM - 030	BLISTER DE 6	V040342021030	75,38€
FLEXMASTER - 4% - 25MM - 020	BLISTER DE 6	V040342025020	75,38€
FLEXMASTER - 4% - 25MM - 025	BLISTER DE 6	V040342025025	75,38€
FLEXMASTER - 4% - 25MM - 030	BLISTER DE 6	V040342025030	75,38€

### FLEXMASTER 6%

FLEXMASTER - 6% - 21MM - 020	BLISTER DE 6	V040343021020	75,38€
FLEXMASTER - 6% - 21MM - 025	BLISTER DE 6	V040343021025	75,38€
FLEXMASTER - 6% - 21MM - 030	BLISTER DE 6	V040343021030	75,38€
FLEXMASTER - 6% - 21MM - 035	BLISTER DE 6	V040343021035	75,38€
FLEXMASTER - 6% - 25MM - 020	BLISTER DE 6	V040343025020	75,38€
FLEXMASTER - 6% - 25MM - 025	BLISTER DE 6	V040343025025	75,38€
FLEXMASTER - 6% - 25MM - 030	BLISTER DE 6	V040343025030	75,38€
FLEXMASTER - 6% - 25MM - 035	BLISTER DE 6	V040343025035	75,38€

### FLEXMASTER ASSORTIS

FLEXMASTER - ASSORTIS - 25MM - 020-025-030	BLISTER DE 6	V040344025232	75,38€
--	--------------	---------------	--------



## ORGANISEUR FLEXMASTER

ORGANISEUR FLEXMASTER	V040340	105,06€
-----------------------	---------	---------

## LavEndo®

Cassette pour le nettoyage et l'entretien des instruments endodontiques.

LAVENDO	A L'UNITE	V040479	61,22€
MINIBOX PERFOREE + MINI MODULE	LE LOT	V040471	70,61€




# Nettoyage, accessoires & irrigation

## MINIFIX

Réglette de réglage.

Système de mesure de la longueur de travail des instruments endodontiques, des pointes de guttapercha et des pointes papier.  
Stérilisable.



MINIFIX	A L'UNITE	V040179	22,15€
---------	-----------	---------	--------

## Interim Stand

Stockage des instruments endodontiques.  
Convient pour le nettoyage rapide des instruments en cours d'utilisation.  
Stérilisable.



INTERIM STAND - BOITE	A L'UNITE	V040495	27,86€
INTERIM STAND - RECHARGE MOUSSE	BOITE DE 55	V040496	21,91€

## FileCare® EDTA

Gel chélatant à usage endodontique.  
Lubrification des instruments.



FILECARE EDTA	2 SERINGUES DE 3ML	V04101000002	56,77€
FILECARE EDTA	5 SERINGUES DE 3ML	V04101000005	126,13€

## EDDY

Insert d'endo-irrigation stérile en polyamide.

EDDY		V04144100000	60,32€
EDDY STARTER KIT (MULTIFLEX-KUPPLUNG)		V04144300000	1698,01€
EDDY STARTER KIT (SIRONA-KUPPLUNG)		V04144400000	1698,01€
EDDY 100 PLUS KIT		V04603400000	603,31€



# Séchage canalaire & Obturation canalaire



## Pointes papier stériles sous blister

Conicité 2%.  
Longueur 29mm. Diamètres 15 à 40 et 80.  
Conditionnement sous blister stérile avec compartiments de 5 pointes.

### POINTES PAPIER STERILES SOUS BLISTER - CONICITE 2%

POINTES PAPIER - 2% - N° 015 □	36 BLISTERS DE 5	V020560029015	16,28€
POINTES PAPIER - 2% - N° 020 ■	36 BLISTERS DE 5	V020560029020	16,28€
POINTES PAPIER - 2% - N° 025 ■	36 BLISTERS DE 5	V020560029025	16,28€
POINTES PAPIER - 2% - N° 030 ■	36 BLISTERS DE 5	V020560029030	16,28€
POINTES PAPIER - 2% - N° 035 ■	36 BLISTERS DE 5	V020560029035	16,28€
POINTES PAPIER - 2% - N° 040 ■	36 BLISTERS DE 5	V020560029040	16,28€
POINTES PAPIER - 2% - N° 080 ■	36 BLISTERS DE 5	V020560029080	16,28€
POINTES PAPIER - 2% - ASSORTIES 15-40	36 BLISTERS DE 5	V020560029230	16,28€

## Bourre Pâte VDW®

Instrument endodontique.  
Mandrin métallique.  
Forme conique.  
Diamètres 25 à 40. Longueurs 21mm et 25mm.



### BOURRE PATE LONGUEUR 21MM Lot de 4

BOURRE PATE VDW - CA - 21MM - 025 ■	V020093021025	16,14€
BOURRE PATE VDW - CA - 21MM - 030 ■	V020093021030	16,14€
BOURRE PATE VDW - CA - 21MM - 035 ■	V020093021035	16,14€
BOURRE PATE VDW - CA - 21MM - 040 ■	V020093021040	16,14€

### BOURRE PATE LONGUEUR 25MM Lot de 4

BOURRE PATE VDW - CA - 25MM - 025 ■	V020093025025	16,14€
BOURRE PATE VDW - CA - 25MM - 030 ■	V020093025030	16,14€
BOURRE PATE VDW - CA - 25MM - 035 ■	V020093025035	16,14€
BOURRE PATE VDW - CA - 25MM - 040 ■	V020093025040	16,14€

## AH Temp®

Solution aqueuse à base d'hydroxyde de calcium pour pansement canalaire temporaire, en inter-séance.

### AH TEMP KIT

AH TEMP KIT	60620123	82,54€
-------------	----------	--------

Contient :  
4 seringues de 0,75ml chacune  
20 canules  
1 finger grip

### RECHARGES

AH TEMP - CANULES	LOT DE 20	60620124	31,98€
-------------------	-----------	----------	--------




## AH Plus®

Ciment de scellement canalaire.

### AH PLUS

AH PLUS	60620110	145,97€
---------	----------	---------



## AH Plus® Cleaner

Liquide destiné à retirer les excès non pris de ciment de scellement canalaire AH Plus®.  
Flacon de 5 ml.

### AH PLUS CLEANER

AH PLUS CLEANER	61104277	23,18€
-----------------	----------	--------



# Obturation canalaire



## AH Plus® Jet™

Ciment de scellement canalaire. Conditionnement en seringue auto-mélangeuse avec embouts mélangeurs extra-fins.

### AH PLUS JET COFFRET

AH PLUS JET COFFRET	60620115	134,95€
---------------------	----------	---------

### RECHARGES

AH PLUS JET - EMBOUTS	LOT DE 40	60620116	58,31€
AH PLUS JET - RECHARGE SERINGUE	LOT DE 2	60620118	200,47€

## Bâtonnets GuttaPercha DeTrey®

Pointes endodontiques.  
Coloris blanc.  
Diamètre 4mm.  
Boîte de 10 bâtonnets de 28,4 g.



### BATONNETS GUTTAPERCHA DETREY

BATONNETS GUTTAPERCHA DETREY	61145006	36,83€
------------------------------	----------	--------

## Pointes de gutta ISO rose

Pointes endodontiques.

Conicités 2%, 4% et 6%.

Longueurs 30mm pour les 2% et 28mm pour les 4% et 6%.

Diamètres 15 à 40.

### POINTES GUTTA ISO ROSE - CONICITE 2% - LONGUEUR 30 MM

POINTES GUTTA ISO ROSE 2% - N° 015 □	BOITE DE 100	60627215	22,69€
POINTES GUTTA ISO ROSE 2% - N° 020 ■	BOITE DE 100	60627220	22,69€
POINTES GUTTA ISO ROSE 2% - N° 025 ■	BOITE DE 100	60627225	22,69€
POINTES GUTTA ISO ROSE 2% - N° 030 ■	BOITE DE 100	60627230	22,69€
POINTES GUTTA ISO ROSE 2% - N° 035 ■	BOITE DE 100	60627235	22,69€
POINTES GUTTA ISO ROSE 2% - N° 040 ■	BOITE DE 100	60627240	22,69€

### POINTES GUTTA ISO ROSE - CONICITE 4% - LONGUEUR 28 MM

POINTES GUTTA ISO ROSE 4% - N° 015 □	BOITE DE 60	V020528028015	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 4% - N° 020 ■	BOITE DE 60	V020528028020	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 4% - N° 025 ■	BOITE DE 60	V020528028025	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 4% - N° 030 ■	BOITE DE 60	V020528028030	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 4% - N° 035 ■	BOITE DE 60	V020528028035	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 4% - N° 040 ■	BOITE DE 60	V020528028040	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 4% - ASSORTIES 15-40	BOITE DE 60	V020528028230	19,58€

### POINTES GUTTA ISO ROSE - CONICITE 6% - LONGUEUR 28 MM

POINTES GUTTA ISO ROSE 6% - N° 015 □	BOITE DE 60	V020529028015	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 6% - N° 020 ■	BOITE DE 60	V020529028020	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 6% - N° 025 ■	BOITE DE 60	V020529028025	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 6% - N° 030 ■	BOITE DE 60	V020529028030	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 6% - N° 035 ■	BOITE DE 60	V020529028035	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 6% - N° 040 ■	BOITE DE 60	V020529028040	19,58€
POINTES GUTTA ISO ROSE 6% - ASSORTIES 15-40	BOITE DE 60	V020529028230	19,58€





09

# RECONSTITUTION

X-POST

FORETS

CORE&POST SOLUTION AVEC  
PRIME&BOND XP

CORE&POST SOLUTION AVEC  
PRIME&BOND ACTIVE

CORE.X FLOW

ABSOLU RECONSTITUTION

# Gamme X-POST

## X-POST

Tenon endodontique fibré pour la reconstitution corono-radulaire adhésive en technique directe.



X-POST SIZE 1 REFILL	BLISTER DE 5	<b>60667332</b>	<b>88,21€</b>
X-POST SIZE 2 REFILL	BLISTER DE 5	<b>60667333</b>	<b>88,21€</b>
X-POST SIZE 3 REFILL	BLISTER DE 5	<b>60667334</b>	<b>88,21€</b>
X-POST SIZE 4 REFILL	BLISTER DE 5	<b>60667335</b>	<b>88,21€</b>

## EASYPOST Precision Drill

Forets pour tenons X Post.




EASYPOST PRECISION DRILL 1	BLISTER DE 3	<b>C060100000100</b>	<b>28,56€</b>
EASYPOST PRECISION DRILL 2	BLISTER DE 3	<b>C060100000200</b>	<b>28,56€</b>
EASYPOST PRECISION DRILL 3	BLISTER DE 3	<b>C060100000300</b>	<b>28,56€</b>
EASYPOST PRECISION DRILL 4	BLISTER DE 3	<b>C060100000400</b>	<b>28,56€</b>
EASYPOST PRECISION DRILL 5	BLISTER DE 3	<b>C060100000500</b>	<b>28,56€</b>
EASYPOST PRECISION DRILL 6	BLISTER DE 3	<b>C060100000600</b>	<b>28,56€</b>

## DT light

Tenons en fibres de quartz.  
Double conicité.

DT LIGHT SIZE #0	2 BLISTERS DE 5	<b>MR1DTLI008125</b>	<b>141,30€</b>
DT LIGHT SIZE #1	2 BLISTERS DE 5	<b>MR1DTLI09150</b>	<b>141,30€</b>
DT LIGHT SIZE #2	2 BLISTERS DE 5	<b>MR1DTLI210180</b>	<b>141,30€</b>
DT LIGHT SIZE #3	2 BLISTERS DE 5	<b>MR1DTLI312220</b>	<b>141,30€</b>



Forets pour tenons DT

Alésoirs pour la préparation du logement canalaire.  
S'utilisent avec tous les tenons de la gamme DT.

DT UNIVERSAL DRILL SIZE #0	1 PIECE	<b>MR1DTR10000</b>	<b>23,10 €</b>
DT FINISHING DRILL SIZE #1	1 PIECE	<b>MR1DTR100001</b>	<b>26,26 €</b>
DT FINISHING DRILL SIZE #2	1 PIECE	<b>MR1DTR100002</b>	<b>26,26 €</b>
DT FINISHING DRILL SIZE #3	1 PIECE	<b>MR1DTR100003</b>	<b>26,26 €</b>



## Core&Post Solution avec Prime&Bond® active

Solution complète pour la reconstitution corono-radulaire en technique adhésive.



### CORE&POST SOLUTION AVEC PRIME&BOND ACTIVE

CORE&POST SOLUTION AVEC PRIME&BOND ACTIVE	<b>60667501</b>	<b>555,14€</b>
---	-----------------	----------------

Contient :

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1 Maillefer Largo Peeso Reamer No. 1 | 2 X-post No. 4  |
| 1 Maillefer Largo Peeso Reamer No. 2 | 30 pointes de papier  |
| 1 Maillefer Precision Drill No. 1    | 1 Prime&Bond active (4 ml)  |
| 1 Maillefer Precision Drill No. 2    | 1 Self-Cure Activator (4,5 ml)                                    |
| 1 Maillefer Precision Drill No. 3    | 1 CliXdish  |
| 1 Maillefer Precision Drill No. 4    | 50 applicateurs spécifiques pour reconstitution corono-radulaires |
| 5 X-post No. 1,                      | 2 seringues core-X flow (4,75 g)                                  |
| 5 X-post No. 2,                      | 10 x applicateur de mélange pour core.X flow                      |
| 3 X-post No. 3,                      | 1 x bloc de mélange   |

# Reconstitution

## Core.X™ Flow



Composite de reconstitution.  
 Polymérisation duale.  
 Recommandé pour le collage des tenons fibrés et la reconstitution de moignons.  
 Disponible en recharge de 4 seringues auto-mélangeuses de 4,75g, teinte universelle, avec 20 embouts mélangeurs.  
 Compatible avec les embouts intra-oraux AH Plus® Jet™.

CORE . X FLOW - RECHARGE	4 SERINGUES 4.75G	<b>60667330</b>	<b>171,61€</b>
CORE . X FLOW - EMOBOTS	LOT DE 40	<b>60620116</b>	<b>58,31€</b>

## Absolu Reconstitution

Composite de reconstitution auto-polymérisant micro-charge pour les restaurations antérieures.  
 Rapport de mélange 1:1.

### ABSOLU RECONSTITUTION

ABSOLU RECONSTITUTION	<b>S003170</b>	<b>207,35€</b>
-----------------------	----------------	----------------

Contient :  
 1 pot de 12g de base  
 1 pot de 12g de catalyseur



## Applicateurs spécifiques pour reconstitution

ROOT CANAL APPLICATOR TIP 50 APPLICATEURS	<b>60667197</b>	<b>11,35€</b>
---	-----------------	---------------



10

# PROTHÈSE

GAMME AQUASIL

GAMME EUROGUM

AQUASIL BITE

REGISIL PB

ZELGAN +

SPADALGIN / ORTHO

PORTES EMPREINTES

FIX ADHÉSIF & SOLVANT

DYCAL

KALSOGEN PLUS  
IRM

VISCO-GEL

GAMME INTEGRITY

EASYCEM

GAMME CELTRA

GAMME CALIBRA

AQUASEM

POLY-F PLUS

CROWN&BRIDGE

# Gamme Aquasil

## Duomix II



Machine de mélange automatique.  
Plusieurs vitesses porte-empreinte et 1 vitesse seringue.  
Poids vide : 7 Kg. Dimensions : H 33cm x l 19cm X L 38cm.  
Garantie 3 ans.

DUOMIX II	2761000000	1524,66€
DUOMIX WALL MOUNT ACCESSORY	2760000100	151,24€

## Aquasil Ultra+ Soft Putty 380 ml

Silicone par addition. Disponible en prise normale.  
Prise normale (Regular) : TTE 02'00 / TPT 05'00

AQUASIL ULTRA+ MACHINE MIX SOFT PUTTY 380ML REGULAR SET	2 CYLINDRES + 10 EMBOUTS MÉLANGEURS, 1 BAGUE DE SERRAGE	678622	233,72€
---	---	--------	---------

### ACCESSOIRES

AQUASIL ULTRA+ Soft Putty DECA - EMBOUTS MÉLANGEURS	LOT DE 40 + 1 bague	60578340	68,72€
AQUASIL ULTRA+ Soft Putty DECA - BAGUE DE SERRAGE	LOT DE 2 + 1 bague	60578342	12,42



## Embouts mélangeurs & bagues

AQUASIL ULTRA+ MONOPHASE/MEDIUM /HEAVY (BLEU)	40 X EMBOUTS MÉLANGEURS 1 X BAGUES DE SERRAGE	60578400	72,55€
AQUASIL ULTRA+ SOFT PUTTY DECA (JAUNE)	40 X EMBOUTS MÉLANGEURS 1 X BAGUES DE SERRAGE	60578340	68,72€



## DECA Bagues de serrage

### DECA BAGUES DE SERRAGE

AQUASIL ULTRA+ MONOPHASE/MEDIUM/HEAVY (BLEU)	2 X BAGUES DE SERRAGE	60578401	13,12€
AQUASIL ULTRA+ SOFT PUTTY DECA (JAUNE)	2 X BAGUES DE SERRAGE	60578342	12,42€



## Aquasil Ultra+ MEDIUM 380 ml

Silicone par addition. Disponible en prise rapide et prise normale.

Prise rapide (Fast) : TTI 00'35/ TTE 01'00 / TPT 02'30

Prise normale (Regular) : TTI 01'10 / TTE 02'15 / TPT 05'00



AQUASIL ULTRA+ MEDIUM 380ML FAST SET	2 CYLINDRES + 20 EMBOUTS MÉLANGEURS, 1 BAGUE DE SERRAGE	<b>678697</b>	<b>286,80€</b>
AQUASIL ULTRA+ MEDIUM 380ML REGULAR SET	2 CYLINDRES + 20 EMBOUTS MÉLANGEURS, 1 BAGUE DE SERRAGE	<b>678682</b>	<b>286,80€</b>

## Aquasil Ultra+ HEAVY 380 ml

Silicone par addition. Disponible en prise rapide, prise normale et prise longue.

Prise rapide (Fast) : TTI 00'35/ TTE 01'00 / TPT 02'30

Prise normale (Regular) : TTI 01'10 / TTE 02'15 / TPT 05'00

Prise longue (Extended) : TTI 01'45 / TTE 02'15 / TPT 05'30



AQUASIL ULTRA+ HEAVY 380 ML			
AQUASIL ULTRA+ HEAVY 380ML FAST SET	2 CYLINDRES + 20 EMBOUTS MÉLANGEURS, 1 BAGUE DE SERRAGE	<b>678684</b>	<b>286,80€</b>
AQUASIL ULTRA+ HEAVY 380ML REGULAR SET	2 CYLINDRES + 20 EMBOUTS MÉLANGEURS, 1 BAGUE DE SERRAGE	<b>678686</b>	<b>286,80€</b>
AQUASIL ULTRA+ HEAVY 380ML EXTENDED SET	2 CYLINDRES + 20 EMBOUTS MÉLANGEURS, 1 BAGUE DE SERRAGE	<b>678704</b>	<b>286,80€</b>

# Gamme Aquasil



## Aquasil Ultra+ LV 50 ml

Silicone par addition. Disponible en prise rapide et prise normale.

Prise rapide (Fast) : TTI 00'35/ TTE 01'00 / TPT 02'30

Prise normale (Regular) : TTI 01'10 / TTE 02'15 / TPT 05'00

### AQUASIL ULTRA+ LV 50 ML

AQUASIL ULTRA+ LV 50ML FAST SET	4 CARTOUCHES 50 ML +12 EMBOUTS MÉLANGEURS; 12 EMBOUTS INTRAORAUX	<b>678672</b>	<b>154,66€</b>
AQUASIL ULTRA+ LV 50ML REGULAR SET	4 CARTOUCHES 50 ML +12 EMBOUTS MÉLANGEURS; 12 EMBOUTS INTRAORAUX	<b>678671</b>	<b>154,66€</b>

### ACCESSOIRES

EMBOUTS MELANGEURS	LOT DE 48	<b>678212</b>	<b>86,26€</b>
EMBOUTS INTRA ORAUX	LOT DE 100	<b>626382</b>	<b>80,99€</b>



## Aquasil Ultra+ XLV 50 ml

Silicone par addition. Disponible en prise rapide, prise normale et prise longue.

Prise rapide (Fast) : TTI 00'35/ TTE 01'00 / TPT 02'30

Prise normale (Regular) : TTI 01'10 / TTE 02'15 / TPT 05'00

Prise longue (Extended) : TTI 01'45 / TTE 02'15 / TPT 05'30


Silicone par addition. Disponible en prise longue, prise normale et prise rapide.

### AQUASIL ULTRA+ XLV 50 ML

AQUASIL ULTRA+ XLV 50ML FAST SET	4 CARTOUCHES 50 ML +12 EMBOUTS MÉLANGEURS; 12 EMBOUTS INTRAORAUX	<b>678670</b>	<b>154,66€</b>
AQUASIL ULTRA+ XLV 50ML REGULAR SET	4 CARTOUCHES 50 ML +12 EMBOUTS MÉLANGEURS; 12 EMBOUTS INTRAORAUX	<b>678668</b>	<b>154,66€</b>
AQUASIL ULTRA+ XLV 50ML EXTENDED SET	4 CARTOUCHES 50 ML +12 EMBOUTS MÉLANGEURS; 12 EMBOUTS INTRAORAUX	<b>678701</b>	<b>154,66€</b>


### ACCESSOIRES

EMBOUTS MELANGEURS	LOT DE 48	<b>678212</b>	<b>86,26€</b>
EMBOUTS INTRA ORAUX	LOT DE 100	<b>626382</b>	<b>80,99€</b>



### ACCESSOIRES

EMBOUTS MELANGEURS pour LV/XLV	LOT DE 40	<b>60578121</b>	<b>49,81€</b>
EMBOUTS INTRA ORAUX pour LV/XLV	LOT DE 60	<b>60578122</b>	<b>38,77€</b>



## Aquasil Ultra+ MEDIUM 50 ml



Silicone par addition. Disponible en prise rapide et prise normale.

Prise rapide (Fast) : TTI 00'35/ TTE 01'00 / TPT 02'30

Prise normale (Regular) : TTI 01'10 / TTE 02'15 / TPT 05'00

### AQUASIL ULTRA+ MEDIUM 50 ML

AQUASIL ULTRA+ MEDIUM 50ML FAST SET	4 CARTOUCHES 50 ML +12 EMBOUTS MÉLANGEURS; 12 EMBOUTS INTRAORAUX	LA BOÎTE X 1	<b>678674</b>	<b>143,46€</b>
AQUASIL ULTRA+ MEDIUM 50ML REGULAR SET	4 CARTOUCHES 50 ML +12 EMBOUTS MÉLANGEURS; 12 EMBOUTS INTRAORAUX	LA BOÎTE X 1	<b>678673</b>	<b>143,46€</b>

### ACCESSOIRES

EMBOUTS MELANGEURS	LOT DE 48	<b>678212</b>	<b>86,26€</b>
EMBOUTS INTRA ORAUX	LOT DE 100	<b>626382</b>	<b>80,99€</b>

## Aquasil Ultra+ HEAVY 50 ml

Silicone par addition. Disponible en prise rapide, prise normale et prise longue.

Prise rapide (Fast) : TTI 00'35/ TTE 01'00 / TPT 02'30

Prise normale (Regular) : TTI 01'10 / TTE 02'15 / TPT 05'00

Prise longue (Extended) : TTI 01'45 / TTE 02'15 / TPT 05'30

TTI = temps de travail intra-oral (37°C) - TTE = temps de travail extra-oral (22°C) - TPT = temps de prise total




### AQUASIL ULTRA+ HEAVY 50 ML


AQUASIL ULTRA+ HEAVY 50ML FAST SET	4 CARTOUCHES 50 ML +12 EMBOUTS MÉLANGEURS; 12 EMBOUTS INTRAORAUX	<b>678676</b>	<b>143,46€</b>
AQUASIL ULTRA+ HEAVY 50ML REGULAR SET	4 CARTOUCHES 50 ML +12 EMBOUTS MÉLANGEURS; 12 EMBOUTS INTRAORAUX	<b>678675</b>	<b>143,46€</b>
AQUASIL ULTRA+ HEAVY 50ML EXTENDED SET	4 CARTOUCHES 50 ML +12 EMBOUTS MÉLANGEURS; 12 EMBOUTS INTRAORAUX	<b>678703</b>	<b>143,46€</b>

## Aquasil® Ultra LV / XLV Accessoires

PISTOLET AUTOMIX - POUR CART 50 ML	A L'UNITE	<b>60578399</b>	<b>83,26€</b>
EMBOUTS MELANGEURS	LOT DE 48	<b>678212</b>	<b>86,26€</b>
EMBOUTS INTRA ORAUX	LOT DE 100	<b>626382</b>	<b>80,99€</b>
EMBOUTS MELANGEURS pour LV/XLV	LOT DE 40	<b>60578121</b>	<b>49,81€</b>
EMBOUTS INTRA ORAUX pour LV/XLV	LOT DE 60	<b>60578122</b>	<b>38,77</b>



60578122



60578121



678212



626382

# Gamme Aquasil

## Aquasil Ultra+ XLV cartouches pour digit Power®

Silicone par addition. Disponible en prise rapide, prise normale et prise longue.

Prise rapide (Fast) : TTI 00'35/ TTE 01'00 / TPT 02'30

Prise normale (Regular) : TTI 01'10 / TTE 02'15 / TPT 05'00

Prise longue (Extended) : TTI 01'45 / TTE 02'15 / TPT 05'30



### DIGIT POWER ET ACCESSOIRES

AQUASIL ULTRA+ XLV DIGIT POWER CARTRIDGE FAST SET	50 CARTOUCHES 1.7ML	<b>678698</b>	<b>208,63€</b>
AQUASIL ULTRA+ XLV DIGIT POWER CARTRIDGE REGULAR SET	50 CARTOUCHES 1.7ML	<b>678693</b>	<b>208,63€</b>
AQUASIL ULTRA+ XLV DIGIT POWER CARTRIDGE EXTENDED SET	50 CARTOUCHES 1.7ML	<b>678702</b>	<b>208,63€</b>

## Aquasil Ultra+ LV cartouches pour digit Power®

Silicone par addition. Disponible en prise rapide et prise normale.

Prise rapide (Fast) : TTI 00'35/ TTE 01'00 / TPT 02'30

Prise normale (Regular) : TTI 01'10 / TTE 02'15 / TPT 05'00



### DIGIT POWER ET ACCESSOIRES

AQUASIL ULTRA+ LV DIGIT POWER CARTRIDGE FAST SET	50 CARTOUCHES 1.7ML	<b>678694</b>	<b>208,63€</b>
AQUASIL ULTRA+ LV DIGIT POWER CARTRIDGE REGULAR SET	50 CARTOUCHES 1.7ML	<b>678696</b>	<b>208,63€</b>

## Accessoires pour digit Power®



### ACCESSOIRES

MANCHONS DE PROTECTION À USAGE UNIQUE	LOT 50	<b>678536</b>	<b>18,08€</b>
CAPUCHONS DE LOGEMENT DE CARTOUCHE (RECHARGE DE 3)	A L'UNITE	<b>678538</b>	<b>40,33€</b>
EMBOUTS MÉLANGEURS DIGIT INTRASULCULAIRES	LOT 25	<b>678008</b>	<b>55,57€</b>
EMBOUTS MÉLANGEURS INTRAORAUX DIGIT STANDARDS	LOT 25	<b>678007</b>	<b>55,57€</b>

## Aquasil® Putty Soft

Silicone par addition. Prise normale.

Temps de travail : 1min. 30s. Temps de prise total : 4min. 30s.

AQUASIL PUTTY SOFT	60578320	176,95€
--------------------	----------	---------

Contient : 1 pot 450 ml base + 1 pot 450 ml catalyseur

AQUASIL PUTTY SOFT ECO	60578321	612,80€
------------------------	----------	---------

Contient : 4 pots 450 ml base + 4 pots 450 ml catalyseur



## Aquasil® Putty Hard

Silicone par addition. Prise rapide.

Temps de travail : 1min. 15s. Temps de prise total : 3min. 15s.

AQUASIL PUTTY HARD	60578332	176,95€
--------------------	----------	---------

Contient : 1 pot 450 ml base + 1 pot 450 ml catalyseur

AQUASIL PUTTY HARD ECO	60578333	612,80€
------------------------	----------	---------

Contient : 4 pots 450 ml base + 4 pots 450 ml catalyseur



## Aquasil Ultra+ Soft Putty 450 ml

Silicone par addition. Disponible en prise rapide.

Prise rapide (Fast) : TTE 01'30 / TPT 03'00.



AQUASIL ULTRA+ HAND MIX SOFT PUTTY 450ML FAST SET	BASE 450ML +CATALYSEUR	678620	168,01€
--	---------------------------	--------	---------

## Aquasil Ultra+ Hard Putty 450 ml

Silicone par addition. Disponible en prise normale.

Prise normale (Regular) : TTE 02'00 / TPT 05'00.



AQUASIL ULTRA+ HAND MIX PUTTY 450ML REGULAR SET	BASE 450ML +CATALYSEUR	678621	168,01€
--	---------------------------	--------	---------



## Aquasil® Bite

Silicone par addition. Prise normale.

Temps de travail : 30s.

Temps de prise total : 60s.

AQUASIL BITE	60578334	73,70€
--------------	----------	--------

Contient : 2 cartouches 50 ml

### ACCESSOIRES

EMBOUTS MELANGEURS	LOT DE 48	678212	86,26€
--------------------	-----------	--------	--------



## Regisil PB™

Silicone par addition. Prise normale.

Temps de travail : 30-60s.

Temps de prise total : 1min. 30s.

REGISIL PB	619510	238,51€
------------	--------	---------

Contient : 4 cartouches 50 ml

### ACCESSOIRES

EMBOUTS MELANGEURS	LOT DE 48	678212	86,26€
--------------------	-----------	--------	--------

## Eurogum

Silicone par addition.  
Prise normale et prise rapide.  
Disponible en Putty Soft et Hard, Heavy, Monophase,  
Light et Super Light.



### EUROGUM PUTTY

EUROGUM HP-0-PUTTY SOFT	BASE 450ML+CATALYSEUR	S004410	164,63€
EUROGUM HP-00-PUTTY HARD	BASE 450ML+CATALYSEUR	S004400	164,63€
EUROGUM HP-00R-PUTTY HARD PRISE RAPIDE	BASE 450ML+CATALYSEUR	S004420	164,63€

### EUROGUM HEAVY

EUROGUM HP-1-HEAVY	4 CARTOUCHES 75ML	S004411	199,69€
--------------------	-------------------	---------	---------

### EUROGUM MONOPHASE

EUROGUM HP-2-MONOPHASE	4 CARTOUCHES 75ML	S004412	199,69€
------------------------	-------------------	---------	---------

### EUROGUM LIGHT

EUROGUM HP-3-LIGHT	4 CARTOUCHES 25ML	S004413	103,79€
EUROGUM HP-3R-LIGHT PRISE RAPIDE	4 CARTOUCHES 25ML	S004423	103,79€
EUROGUM HP-4-SUPER LIGHT	4 CARTOUCHES 25ML	S004414	103,79€

### ACCESSOIRES

EMBOUTS POUR CARTOUCHES 25 ML	LOT DE 50	S004415	55,04€
EMBOUTS POUR CARTOUCHES 75 ML	LOT DE 50	S004417	64,76€
PISTOLET POUR CARTOUCHES 25 ML	A L'UNITE	S0PIS08	112,86€
PISTOLET POUR CARTOUCHES 75 ML	A L'UNITE	S0PIS04	112,86€



# Alginate

## Zelgan®+

Alginate parfum menthe.  
 Temps de travail : max. 1min. 30s.  
 Temps de prise en bouche : minimum 1 min.



ZELGAN+ SACHET DE 500G	A L'UNITE	60524011S1	18,60€
1 DOSETTE MESURE ET 1 CUIILLÈRE		60501998	7,50€
PACK ZELGAN+		60524011	342,82€

Contient :  
 20 sachets de 500 g  
 1 boîte de mélange et stockage  
 1 dosette mesure  
 1 cuillère

## Spadalgin

Alginate parfum chlorophylle.  
 Temps de travail : 1min. 10s.  
 Temps de prise en bouche : 1min.  
 Temps de prise total : 2min. 10s.

SPADALGIN		S004681	26,22€
-----------	--	---------	--------

Contient :  
 1 sachet de 500 g

### ACCESSOIRE

DOSETTE TRIPLE ALGINATE	A L'UNITE	S004684	5,69€
-------------------------	-----------	---------	-------



## Spadalgin Ortho

Alginate pour orthodontie.  
 Parfum vanille.  
 Temps de travail : 1 min. 05s.  
 Temps de prise en bouche : 45s.  
 Temps de prise total : 1 min. 50s.



SPADALGIN ORTHO		S004686	26,22€
-----------------	--	---------	--------

Contient :  
 1 sachet de 500 g

### ACCESSOIRE

DOSETTE TRIPLE ALGINATE	A L'UNITE	S004684	5,69€
-------------------------	-----------	---------	-------

# Accessoires pour la prise d'empreintes

## Porte empreintes du Dr. Jouvin

Démontable.  
Stérilisable.  
Disponible en trois tailles.

PORTE EMPREINTES DU DR JOUVIN - BAS N°1	A L'UNITÉ	<b>S004551</b>	<b>13,27€</b>
PORTE EMPREINTES DU DR JOUVIN - BAS N°2	A L'UNITÉ	<b>S004552</b>	<b>13,27€</b>
PORTE EMPREINTES DU DR JOUVIN - BAS N°3	A L'UNITÉ	<b>S004553</b>	<b>13,27€</b>
PORTE EMPREINTES DU DR JOUVIN - HAUT N°3	A L'UNITÉ	<b>S004563</b>	<b>13,27€</b>



## Porte-empreintes Polytray

Porte-empreintes transparents.  
Usage unique.  
Disponible en trois tailles.

Porte-empreintes Polytray - BAS N°0 VERT	X25	<b>62455000</b>	<b>25,52€</b>
Porte-empreintes Polytray - HAUT N°0 VERT	X25	<b>62455100</b>	<b>25,52€</b>
Porte-empreintes Polytray - BAS N°1 BLEU	X25	<b>62455001</b>	<b>25,52€</b>
Porte-empreintes Polytray - HAUT N°1 BLEU	X25	<b>62455101</b>	<b>25,52€</b>
Porte-empreintes Polytray - BAS N°2 JAUNE	X25	<b>62455002</b>	<b>25,52€</b>
Porte-empreintes Polytray - HAUT N°2 JAUNE	X25	<b>62455102</b>	<b>25,52€</b>
Assortiment	X24	<b>62455103</b>	<b>25,52€</b>
Manches métalliques	X25	<b>62455105</b>	<b>25,52€</b>



## Fix Adhésif

Adhésif en spray pour les empreintes en alginate.

FIX ADHESIF	AEROSOL 88G	<b>61601001</b>	<b>24,91€</b>
-------------	-------------	-----------------	---------------



## Fix Solvant

Solvant en spray pour éliminer les traces d'adhésif des porte-empreintes.

FIX SOLVANT	AEROSOL 109G	X1	<b>61601101</b>	<b>17,69€</b>
-------------	--------------	----	-----------------	---------------



# Obturation temporaire

## Dycal®



A base d'hydroxyde de calcium.  
Pour protection pulpaire / fond de cavité.  
Teinte ivoire.

DYCAL	61105501	36,36€
-------	----------	--------

Contient :  
1 tube de 13 g de base + 1 tube de 11 g de catalyseur



## Kalsogen® Plus

Oxyde de zinc / eugénol. Pour protection pulpaire / fond de cavité.  
Contre-indiqué sous les composites.

KALSOGEN PLUS	POUDRE 30G	61115200	71,34€
KALSOGEN PLUS	LIQUIDE 15ML	61115201	71,34€



## IRM®

Ciment d'obturation temporaire à base d'oxyde de zinc/  
eugénol renforcé en résine. Teinte ivoire. Disponible  
également en capsules.  
Temps de travail : 3min. 30s.  
Temps de prise : 5 min.

COFFRET IRM	60661500	66,65€
-------------	----------	--------

Contient :  
15 ml de liquide + 40 g de poudre

IRM CAPSULES : 50 capsules, temps de trituration 8 à 12s. selon amalgamateur

IRM CAPSULES	BOITE DE 50	610200	116,40€
--------------	-------------	--------	---------



## Ciprospad

Ciment d'obturation temporaire fluoré.  
Sans eugénol.  
Temps de travail : 3 à 4min. / Temps de prise : 7 à 10 min.

CIPROSPAD	6 POTS DE 28G	S002920	105,14€
-----------	---------------	---------	---------

## Visco-Gel

Rebasage pour prothèse amovible complète. Revêtement souple. Adhésion à la plupart des prothèses dentaires à base de matériaux résineux.

VISCO-GEL	<b>61605002</b>	<b>152,65€</b>
-----------	-----------------	----------------

Contient :  
120 g de poudre + 90 ml de liquide + 15ml de lubrifiant



## Integrity™

Confection de couronnes, bridges, inlays, onlays et facettes temporaires. Disponible en trois teintes.  
Temps de prise en bouche : 45s. Temps de prise total : 2-3 min.  
Cartouches livrées avec 16 embouts mélangeurs.

INTEGRITY - A1	CARTOUCHE 76G	<b>60578345</b>	<b>177,20€</b>
INTEGRITY - A2	CARTOUCHE 76G	<b>60578346</b>	<b>177,20€</b>
INTEGRITY - A3,5	CARTOUCHE 76G	<b>60578347</b>	<b>177,20€</b>
INTEGRITY PISTOLET POUR CARTOUCHE 76G	A L'UNITE	<b>666260</b>	<b>82,90€</b>
INTEGRITY EMBOUTS MELANGEURS	LOT DE 50	<b>60578349</b>	<b>62,69€</b>



## Integrity™ MultiCure

Résine pour prothèse provisoire prête à l'emploi pour la fabrication de couronnes, bridges, inlays, onlays et facettes temporaires.

Temps de travail : 45 sec  
Temps de prise : 2 à 3 min ou 20 secondes avec une lampe à photopolymériser pour Integrity MultiCure. Disponibles en quatre teintes.

INTEGRITY MULTICURE REFILL A1	CARTOUCHE 76 G + 15 EMBOUTS	<b>666600</b>	<b>130,97€</b>
INTEGRITY MULTICURE REFILL A2	CARTOUCHE 76 G + 15 EMBOUTS	<b>666610</b>	<b>130,97€</b>
INTEGRITY MULTICURE REFILL A3	CARTOUCHE 76 G + 15 EMBOUTS	<b>666670</b>	<b>130,97€</b>
INTEGRITY MULTICURE REFIL A3.5	CARTOUCHE 76 G + 15 EMBOUTS	<b>666620</b>	<b>130,97€</b>



# Prothèse temporaire

## Integrity™ TempGrip

Ciment de scellement provisoire à base d'oxyde de zinc, sans Eugenol

Temps de travail : 1 min minimum

Temps de prise : 2 à 3 min.



INTEGRITY TEMPGRIP SYRINGE	2 X 9 G INTEGRITY TEMPGRIP SERINGUE 20 X EMBOUTS MÉLANGEURS, MARRON	666450	94,14€
INTEGRITY TEMPGRIP MIXING TIP	50 X EMBOUTS MÉLANGEURS, MARRON	666460	66,14€



## EasyCem®

Ciment de scellement temporaire à base d'oxyde de zinc, sans eugéno.

Présentation en mini-seringue auto-mélangeuse.

Temps de travail : 1min. 30s.

Temps de prise : 2 à 3 min.

COFFRET EASYCEM	S004505	66,74€
-----------------	---------	--------

Contient :  
2 mini-seringues de 5 ml + 10 mini-embouts mélangeurs

### ACCESSOIRE

EASYCEM - EMBOUTS MELANGEURS	LOT DE 50	S004506	70,10€
------------------------------	-----------	---------	--------

## Celtra® Stain & Glaze

Maquillants et glazure pour la personnalisation des restaurations.

KIT DE MAQUILLANTS CELTRA	<b>D601590</b>	<b>905,35€</b>
---------------------------	----------------	----------------

### RECHARGES

CELTRA UNIVERSAL GLAZE	POT 5G	<b>D601322</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN & GLAZE LIQUID	FLACON 15ML	<b>D601315</b>	<b>30,40€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN & GLAZE LIQUID	FLACON 50ML	<b>D601350</b>	<b>33,04€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - SHADE 0	POT 5G	<b>D601500</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - SHADE 1	POT 5G	<b>D601501</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - SHADE 2	POT 5G	<b>D601502</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - SHADE 3	POT 5G	<b>D601503</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - SHADE 4	POT 5G	<b>D601504</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - SHADE I1	POT 5G	<b>D601511</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - SHADE I2	POT 5G	<b>D601512</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - WHITE	POT 5G	<b>D601520</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - CREAM	POT 5G	<b>D601521</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - SUNSET	POT 5G	<b>D601522</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - COPPER	POT 5G	<b>D601523</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - KHAKI	POT 5G	<b>D601524</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - OLIVE	POT 5G	<b>D601525</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - MAHOGANY	POT 5G	<b>D601526</b>	<b>43,92€</b>
CELTRA UNIVERSAL STAIN - PURPLE	POT 5G	<b>D601505</b>	<b>43,92€</b>

Contient :

- 1 flacon de stain&glaze liquide 15 ml
- 1 pot de glazure 5 g
- 15 stains maquillants universels
- 1 pinceau de maquillage
- 1 ouate de cuisson
- 1 jeu de support-tige de cuisson



### ACCESSOIRES

TEINTIER POUR MAQUILLANTS UNIVERSELS	A L'UNITE	<b>D601591</b>	<b>107,52€</b>
PÂTE DE CUISSON SUPERPEG II	1 SERINGUE 20G	<b>D4961403</b>	<b>22,64€</b>

## Celtra® Duo

Céramique à phase vitreuse renforcée 10% zircone. Silicate de lithium livré à l'état entièrement cristallisé pour les indications CFAO suivantes : restaurations unitaires pour les secteurs postérieurs et le secteur antérieur (couronnes entières tout céramique, inlays, onlays et facettes).



### RECHARGES

CELTRA DUO S, HT A1, C14 , 4ST	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411205</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO S, HT A2, C14 , 4ST	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411215</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO S, HT A3, C14 , 4ST	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411225</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO S, LT A1, C14 , 4ST	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411005</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO S, LT A2, C14 , 4ST	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411015</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO S, LT A3, C14 , 4ST	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411025</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO S, LT A3,5, C14 , 4ST	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411035</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO S, LT B2, C14 , 4ST	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411065</b>	<b>104,30€</b>

HT : Haute translucidité

LT : Faible translucidité

CELTRA DUO, LT B1, C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411055</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, LT BL2 C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411175</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, LT BL3 C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411185</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, LT C1, C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411095</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, LT C2, C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411105</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, LT D2, C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411135</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, LT D3, C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411145</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, HT BL2 C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411375</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, HT BL3 C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411385</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, HT B1, C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411255</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, HT C1, C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411295</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, HT C2, C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411305</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, HT D2, C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411335</b>	<b>104,30€</b>
CELTRA DUO, HT D3, C14	LOT DE 4 BLOCS	<b>5365411345</b>	<b>104,30€</b>

# Collage définitif

## Calibra® Universal

Composite de collage auto-adhésif à polymérisation duale sous forme de seringue auto-mélangeuse.  
Livré avec 20 embouts mélangeurs.  
5 teintes : translucide, clair, moyen, blanc et opaque

### CALIBRA UNIVERSAL INTRO KIT

CALIBRA UNIVERSAL INTRO KIT	607400	324,78€
-----------------------------	--------	---------

Contient :  
5 seringues de 4,5 g de  
chaque teinte : Light, Medium,  
Translucent, Opaque, Bleach  
10 embouts mélangeurs



### CALIBRA UNIVERSAL

CALIBRA UNIVERSAL LIGHT	2 SERINGUES DE 4.5G	607402	158,56€
CALIBRA UNIVERSAL MED	2 SERINGUES DE 4.5G	607403	158,56€
CALIBRA UNIVERSAL TRANS	2 SERINGUES DE 4.5G	607405	158,56€
CALIBRA UNIVERSAL OPAQUE	2 SERINGUES DE 4.5G	607406	158,56€
CALIBRA UNIVERSAL BLEACH	2 SERINGUES DE 4.5G	607407	158,56€

## Calibra® Ceram

Composite de collage, sans potentiel adhésif (le potentiel adhésif est réalisé avec prime & bond active), à polymérisation duale sous forme de seringue auto-mélangeuse.  
Livré avec 20 embouts mélangeurs.  
5 teintes : translucide, clair, moyen, blanc et opaque

### CALIBRA CERAM COMBO KIT

CALIBRA CERAM COMBO KIT	60667380	138,80€
-------------------------	----------	---------

Contient :  
1 seringue auto-mélangeuse teinte translucide (4,5 g)  
10 embouts mélangeurs  
1 flacon d'adhésif Prime&Bond active™ (2,5 ml)  
50 embouts applicateurs  
1 godet de mélange CliXdish™



### CALIBRA CERAM

CALIBRA CERAM LIGHT REFILL	SERINGUE 4,5G	x1 La Boîte	607191K	109,91€
CALIBRA CERAM MED REFILL	SERINGUE 4,5G	x1 La Boîte	607192K	109,91€
CALIBRA CERAM TRANS REFILL	SERINGUE 4,5G	x1 La Boîte	607194K	109,91€
CALIBRA CERAM OPAQUE REFILL	SERINGUE 4,5G	x1 La Boîte	607195K	109,91€
CALIBRA CERAM BLEACH REFILL	SERINGUE 4,5G	x1 La Boîte	607196K	109,91€

## Calibra® Veneer

Composite de collage esthétique pour facettes photopolymérisable.

5 teintes : translucide, clair, moyen, blanc et opaque

### CALIBRA VENEER KIT

CALIBRA VENEER KIT	607500	639,38€
--------------------	--------	---------

Contient :

- 5 seringues photopolymérisables (2 g chacune)
- 1 de chaque teinte : Light, Medium, Translucent, Opaque, Bleach
- 5 seringues de pâtes d'essai (1,8 g chacune)
- 1 de chaque teinte : Light, Medium, Translucent, Opaque, Bleach
- 1 flacon d'adhésif Prime&Bond® XP (2,5 ml)
- 1 seringue d'agent de silanisation Calibra® (3 ml)
- 1 seringue de gel de mordançage Caulk® Conditioner 34% (3 ml)
- 25 embouts d'application
- 50 applicateurs
- 1 godet mélangeur CliXdish™
- 1 godet de mélange CliXdish™



### CALIBRA CERAM

CALIBRA VENEER 1-SYRINGE REFILL, LIGHT	SERINGUE 2G	607201	52,39€
CALIBRA VENEER 1-SYRINGE REFILL, MEDIUM	SERINGUE 2G	607202	52,39€
CALIBRA VENEER 1-SYRINGE REFILL, TRANSLUCENT	SERINGUE 2G	607204	52,39€
CALIBRA VENEER 1-SYRINGE REFILL, OPAQUE	SERINGUE 2G	607205	52,39€
CALIBRA VENEER 1-SYRINGE REFILL, BLEACH	SERINGUE 2G	607206	52,39€
CALIBRA VENEER 5-SYRINGES TRY-IN ACCESSORY PACK	SERINGUE 2G	607300	211,82€

## Calibra® Try-In

Pâtes d'essai pour le choix de la teinte de la restauration. Non polymérisable.

5 teintes : translucide, clair, moyen, blanc et opaque (teinte identique aux résines composite de collage Calibra).

### CALIBRA CERAM

CALIBRA TRY-IN 2-SYRINGES REFILL, LIGHT	2 SERINGUES DE 1.8G	607301	87,10€
CALIBRA TRY-IN 2-SYRINGES REFILL, MEDIUM	2 SERINGUES DE 1.8G	607302	87,10€
CALIBRA TRY-IN 2-SYRINGES REFILL, TRANSLUCENT	2 SERINGUES DE 1.8G	607304	87,10€
CALIBRA TRY-IN 2-SYRINGES REFILL, OPAQUE	2 SERINGUES DE 1.8G	607305	87,10€
CALIBRA TRY-IN 2-SYRINGES REFILL, BLEACH	2 SERINGUES DE 1.8G	607306	87,10€



## Calibra® Silane

Agent de couplage se liant d'un côté à la céramique contenant de la silice et à la colle composite de l'autre. Pour les porcelaines feldspathiques, les céramiques renforcées à la leucite, les céramiques au disilicate de lithium ou les silicates de lithium renforcés en zircon. Pour les restaurations unitaires pour les secteurs postérieurs et le secteur antérieur (couronnes entières tout céramique, inlays, onlays et facettes).



CALIBRA - SILANE - SERINGUE 3ML	SERINGUE 3ML	607080	41,82€
CALIBRA BASE REFLIGHT		607061	54,06€
CALIBRA BASE REF.MEDIUM		607062	54,06€
CALIBRA BASE REF.DARK		607063	54,06€
CALIBRA BASE REF.TRANSLUCENT		607064	54,06€
CALIBRA BASE REF.OPAQUE		607065	54,06€
CALIBRA CAT.REF.REGULAR		607068	54,06€

CALIBRA CAT.REF.HIGH		607069	54,06€
CALIBRA AUTOMIX LIGHT		607081	122,08€
CALIBRA AUTOMIX MEDIUM		607082	122,08€
CALIBRA AUTOMIX DARK		607083	122,08€
CALIBRA AUTOMIX TRANSLUCENT		607084	122,08€
CALIBRA AUTOMIX OPAQUE		607085	122,08€
CALIBRA AUTOMIX REF. MIXTIPS		607086	94,25€

# Scellement définitif



## AquaCem®

Ciment verre-ionomère.  
Poudre à mélanger à de l'eau distillée.  
Teinte jaune clair.  
Temps de travail : 2 min. 30s.  
Temps de prise : 3 min. 30s. à 5min.

AQUACEM	61119000	105,58€
---------	----------	---------

Contient :  
30 g de poudre + flacon eau distillée



## Poly-F® Plus

Ciment au polycarboxylate de zinc.  
Poudre à mélanger à de l'eau distillée.  
Temps de travail : 2 min. à 2 min. 30s.  
Temps de prise : 5 à 7 min.  
Utilisé également pour l'obturation provisoire.

POLY-F PLUS	61118000	90,02€
-------------	----------	--------

Contient :  
30 g de poudre + flacon eau distillée



## DeTrey® Zinc Crown&Bridge

Ciment oxyphosphate de zinc.  
Temps de mélange : 1min. 30s.  
Temps de travail : 2min. 30s.  
Temps de prise : 5 à 8min.  
Utilisé également pour les fonds de cavité.

CROWN & BRIDGE	LIQUIDE 39ML	61113003	41,99€
CROWN & BRIDGE	POUDRE 90G	61113206	68,81€



11

# INSTRUMENTS

CONTRE ANGLE T1

TURBINE T1

CONTRE ANGLE T2

TURBINE T2





T1 CLASSIC ET T2 S-LINE

CONTRE-ANGLES SPÉCIAUX


SIROSONIC

INSERT




## Contres angles T1 Line

Types		Rapport de vitesse/ démultiplication	Vitesses	Diamètre de la tête (mm)	Hauteur de la tête (mm)	Caractéristiques	Indication	Réf.	Prix
T1 LINE C 200 L		1:5	JUSQU'À ENV. 200 000	ENV. 8,7	ENV. 14,6	DIA. 1,6 FG	Préparation de cavités et de couronnes	<b>3328452</b>	<b>1872,00€</b>
T1 LINE C 40 L		1:1	JUSQU'À ENV. 40 000	ENV. 8,7	ENV. 12,4	DIA. 2,35 WB	Finition	<b>3328437</b>	<b>1162,80€</b>
T1 LINE C 6 L		6:1	JUSQU'À ENV. 6 000	ENV. 8,7	ENV. 12,4	DIA. 2,35 WB	Excavation	<b>3328429</b>	<b>1218,00€</b>
T1 LINE H 40 L		1:1	JUSQU'À ENV. 40 000	-	-	DIA. 2,35 HB/WB	Préparation	<b>6031277</b>	<b>1027,20€</b>

Pièce à main à contre-angle, rouge 1 : 5 pièces à main à contre-angle avec spray à 4 buses, bleu 1 : 1 et vert 6 : 1 ou 24 : 1 avec spray à 1 buse, pièce à main, bleu 1 : 1 avec spray à 1 buse.







## Turbines T1

Types		Puissance (W)	Diamètre de la tête (mm)	Hauteur de la tête (mm)	Poids (g)	Marche au ralenti (tr/min)	Indication
T1 CONTROL		JUSQU'À 22	ENV. 11,9	ENV. 13,0	ENV. 44	ENV. 250 000	Préparation de cavités
T1 BOOST		JUSQU'À 26	ENV. 11,4	ENV. 12,4	ENV. 44	ENV. 370 000	Préparation de cavités
T1 MINI		JUSQU'À 21	ENV. 9,7	ENV. 12,4	ENV. 43	ENV. 410 000	Préparation de cavités

Types/Réf.	Connexion Dentsply Sirona	Prix	Connexion KaVo	Prix
T1 CONTROL	<b>6689348</b>	<b>1872,00€</b>	<b>6689363</b>	<b>1872,00€</b>
T1 BOOST	<b>6689389</b>	<b>1872,00€</b>	<b>6689405</b>	<b>1872,00€</b>
T1 MINI	<b>6689421</b>	<b>1872,00€</b>	<b>6689462</b>	<b>1872,00€</b>

Raccord rapide Dentsply Sirona/Réf.	R, avec écoulement de l'air de retour	Prix	R (LED), avec écoulement de l'air de retour	Prix	F, sans écoulement de l'air de retour	Prix
Interface standard à 4 trous avec éclairage, régulation du spray et arrêt de réaspiration	<b>1894588</b>	<b>468,00€</b>	<b>6319706</b>	<b>523,20€</b>	<b>4174467</b>	<b>453,60€</b>




## Contres angles T2 Line

Types		Rapport de vitesse/démultiplication	Vitesses	Diamètre de la tête (mm)	Hauteur de la tête (mm)	Caractéristiques	Indication	Réf.	Prix
T2 LINE A 200 L		1:5	JUSQU'À ENV. 200 000	ENV. 8,7	ENV. 14,6	DIA 1,6 FG	Préparation de cavités et de couronnes	<b>6376177</b>	<b>1308,00€</b>
T2 LINE A 40 L		1:1	JUSQU'À ENV. 40 000	ENV. 8,7	ENV. 12,4	DIA 2,35 WB	Finition	<b>6376185</b>	<b>967,20€</b>
T2 LINE A 6 L		6:1	JUSQU'À ENV. 6 000	ENV. 8,7	ENV. 12,4	DIA 2,35 WB	Excavation	<b>6376193</b>	<b>1040,40€</b>
T2 LINE AH 40 L		1:1	JUSQU'À ENV. 40 000	-	-	DIA 2,35 HB/WB	Préparation	<b>6376201</b>	<b>771,60€</b>

Pièce à main à contre-angle, rouge 1:5 pièces à main à contre-angle avec spray à 4 buses, bleu 1:1 et vert 6:1 avec spray à 1 buse, pièce à main, bleu 1:1 avec spray à 1 buse.



## Turbines T2

Types		Puissance (W)	Diamètre de la tête (mm)	Hauteur de la tête (mm)	Poids (g)	Marche au ralenti (tr/min)	Indication
T2 CONTROL		JUSQU'À 22	ENV. 11,9	ENV. 13,0	ENV. 54	ENV. 250 000	Préparation de cavités
T2 BOOST		JUSQU'À 26	ENV. 11,4	ENV. 12,7	ENV. 54	ENV. 370 000	Préparation de cavités
T2 MINI		JUSQU'À 21	ENV. 9,7	ENV. 12,7	ENV. 53	ENV. 410 000	Préparation de cavités

Types/Réf.	Connexion Dentsply Sirona	Prix	Connexion KaVo	Prix	Connexion W&H	Prix	Connexion NSK	Prix
T2 CONTROL	<b>6689520</b>	<b>1524,00€</b>	<b>6689546</b>	<b>1524,00€</b>	<b>6689561</b>	<b>1524,00€</b>	<b>6689603</b>	<b>1524,00€</b>
T2 BOOST	<b>6689629</b>	<b>1524,00€</b>	<b>6689637</b>	<b>1524,00€</b>	<b>6689652</b>	<b>1524,00€</b>	<b>6689678</b>	<b>1524,00€</b>
T2 MINI	<b>6689702</b>	<b>1524,00€</b>	<b>6689744</b>	<b>1524,00€</b>	<b>6689769</b>	<b>1524,00€</b>	<b>6689785</b>	<b>1524,00€</b>

Raccord rapide Dentsply Sirona/Réf.	R, avec écoulement de l'air de retour	Prix	R (LED), avec écoulement de l'air de retour	Prix	F, sans écoulement de l'air de retour	Prix
Interface standard à 4 trous avec éclairage, régulation du spray et arrêt de réaspiration	<b>1894588</b>	<b>468,00€</b>	<b>6319706</b>	<b>523,20€</b>	<b>4174467</b>	<b>453,60€</b>

# T1 Classic et T2 S-Line



## Contre-angles : T1 Classic

Types		Rapport de vitesse/démultiplication	Réf.	Prix
T1 CLASSIC S 200L	☀	1:5	5898866	2124,00€
T1 CLASSIC S 40L	☀	1:1	5898874	1464,00€
T1 CLASSIC S 6L	☀	6:1	5898882	1548,00€
T1 CLASSIC SH 40H	☀	1:1	6031400	1200,00€

## Contre-angles : T2 S-Line

Types		Rapport de vitesse/démultiplication	Vitesses	Diamètre de la tête (mm)	Hauteur de la tête (mm)	Caractéristiques	Indication	Réf.	Prix
T2 S-LINE AS 200 L	☀ ●	1:5	JUSQU'À ENV. 200 000	env. 8,7	env. 14,6	Dia. 1,6 FG	Préparation de cavités et de couronnes	6576065	1278,00€
T2 S LINE AS 40 L	☀ ●	1:1	JUSQU'À ENV. 40 000	env. 8,7	env. 12,6	Dia 2,35 WB	Finition	6576073	967,20€
T2 S LINE AS 6 L	☀ ●	6:1	JUSQU'À ENV. 6 000	env. 8,7	env. 12,6	Dia 2,35 WB	Finition	6576081	1040,40€

Pièce à main à contre-angle, rouge 1:5 pièces à main à contre-angle avec spray à 4 buses, bleu 1:1 et vert 6:1 avec spray à 1 buse



## T1 Spray

Huile écologique pour nettoyage et entretien

T1 SPRAY	6 X 250 ML	5901665	76,52€
----------	------------	---------	--------

# Contre-angles spéciaux

## ENDO 6:1

Types	Démultipliqueur	Équipement	Description/ équipement	Réf.	Prix
ENDO 6:1	6:1	DIA 2,35 WB	CONTRE-ANGLE POUR SIROENDO ET SIROENDO POCKET ET INTEGRO AVEC FONCTION ENDODONTIE APPROPRIÉ POUR LA MESURE DE L'APEX SANS CÂBLE	5994277	783,60
ENDO 6L	6:1	DIA 2,35 WB	AVEC LE CONTRE-ANGLE ENDO 6 L, ASSOCIÉ À L'APEXLOCATOR, IL EST POSSIBLE DE LOCALISER L'APEX SANS PINCE-LIME. LA TAILLE EXTRÊMEMENT RÉDUITE DE LA TÊTE OFFRE UNE VISIBILITÉ OPTIMALE SUR LE CANAL RADICULAIRE	6527191	1344,00



# Contre-angles spéciaux



## SiroNiTi Apex/SiroNiTi Air Plus Apex



Types	Démultiplicateur	Vitesse de rotation max (tr/min)	Mouvement de rotation	Niveaux de couple	Equipement	Limes Niti
SIRONITI APEX	115:1	350	360°	5	2,35 WB	TOUS LES SYSTÈMES DE LIMES COURANTS
SIRONITI AIR PLUS APEX	66:1	600	360°	5	2,35 WB	TOUS LES SYSTÈMES DE LIMES COURANTS

Types	Description/ équipement	Réf.	Prix
SIRONITI AIR PLUS APEX	POUR LE TRAITEMENT CANALAIRE. EN ASSOCIATION AVEC LE CLIP DORÉ: POUR LE RACCORDEMENT D'UN LOCALISATEUR. INSTRUMENT AVEC TÊTE DE TRAITEMENT POUR LIMES NITI (Ø 2,35 MM), FIXATION BOUTON-POUSOIR, 1 JEU DE TORQUE CARDS	6324615	1308,00
SIRONITI APEX	POUR LE TRAITEMENT CANALAIRE. EN ASSOCIATION AVEC LE CLIP DORÉ: POUR LE RACCORDEMENT D'UN LOCALISATEUR. INSTRUMENT AVEC TÊTE DE TRAITEMENT POUR LIMES NITI (Ø 2,35 MM), FIXATION BOUTON-POUSOIR, 1 JEU DE TORQUE CARDS	6174234	1308,00
CLIP Ø 2 MM (DORÉ)	PAR EXEMPLE POUR PROPEX ET PROPEX II - DENTSPLY SIRONA RAYPEX 4 ET RAYPEX 5 - VDW ROOT ZX - MORITA APEX POINTER - MICROMEGA IPEX - NSK MINI APEX-LOCATOR - SYBRON ENDO	6345230	41,52
CLIP Ø 1,5 MM (DORÉ)	PAR EXEMPLE POUR APEXMASTER - EMS	6345248	45,12
MANCHON ISOLANT	PAR EXEMPLE POUR APEXMASTER - EMS	6345248	45,12

## Sirosonic



Types	Moteur	Forme des oscillations	Fréquence d'oscillation	Ø pièce à main [mm]	Poids (g)	Longueur de la pièce à main (mm) (sans insert)
SIROSONIC/ SIROSONIC L/ SIROSONIC TL	PIÉZOÉLECTRIQUE	LINÉAIRE	28-32	MAX. 18	47/ 50	96 / 101

Types	Versions	Réf.	Prix
SIROSONIC	PIECE A MAIN ULTRASONS SANS LUMIÈRE, INCLUS INSERTS NO 3L ET NO 4L	5913517	681,60
SIROSONIC L	PIECE A MAIN ULTRASONS AVEC LUMIÈRE, INCLUS INSERTS NO 3L ET NO 4L	5913509	945,60
SIROSONIC TL	PIECE A MAIN ULTRASONS AVEC LUMIÈRE, INCLUS INSERTS NO 3L ET NO 4L	6212216	945,60

Accessoires	Utilisation	Réf.	Prix
ADAPTATEUR DE SPRAY L	SIROSON /L, SIROSONIC/L POUR L'UTILISATION DE LIQUIDES DE RINÇAGE SPÉCIAUX EXTERNES	6002286	272,40
ADAPTATEUR DE SPRAY DE SIROSONIC TL	POUR L'UTILISATION DE LIQUIDES DE RINÇAGE SPÉCIAUX EXTERNES	6141852	295,20
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE	POUR UNE FIXATION SÛRE DE L'INSERT SUR LA PIÈCE À MAIN	6006196	35,40

## PerioSonic/SiroSon S/L, SiroSonic/L/TL - les inserts adaptés :

### Pour détartrage

Une large gamme d'inserts pour toutes les étapes de l'élimination du tartre sus-gingival.

Accessoires	Utilisation	Réf.	Prix
INSERT N° 1L*	POUR UN NETTOYAGE LINGUAL ET BUCCAL GROSSIER	8924250	129,60
INSERT N° 2L*	UTILISATION BILATÉRALE UNIVERSELLE, SOUS-GINGIVALE ET INTERPROXIMALE	8924268	129,60
INSERT N° 3L*	UTILISATION BILATÉRALE UNIVERSELLE, SOUS-GINGIVALE ET INTERPROXIMALE	1894455	121,20
INSERT N° 4L*	UNIVERSEL, IDÉAL POUR LES SURFACES SUS-GINGIVALES ET SOUS-GINGIVALES AINSI QUE POUR LA ZONE INTERPROXIMALE	1894463	132,00

### Pour micropréparation

Sélection d'inserts diamantés avec un chanfrein de 20 ° pour une préparation peu invasive et un traitement adhésif des petites cavités proximales. Le spray de refroidissement s'écoule directement dans la zone de préparation. La forme du contre-angle garantit un accès universel à tous les quadrants avec seulement deux inserts par taille.

Accessoires	Utilisation	Réf.	Prix
SIROPREP M1* PETIT	MÉSIAL	5904276	160,80
SIROPREP D1* PETIT	DISTAL	5947309	160,80
SIROPREP M2* STANDARD	MÉSIAL	5947358	160,80
SIROPREP D2* STANDARD	DISTAL	5947366	160,80

### Pour obturation

Accessoires	Utilisation	Réf.	Prix
KIT CEM N° 6L*, COMPRENANT : 1 INSERT CEM N° 6L, 2 EMBOUTS DE CONTACT POUR INLAYS	POUR LA MISE EN PLACE D'INLAYS EN CÉRAMIQUE (P. EX. CEREC) AVEC COMPOSITES THIXOTROPES	1894307	132,00

### Pour implantologie

Accessoires	Utilisation	Réf.	Prix
SIROIPLANT IP1 UNIQUEMENT POUR SIROSON L, SIROSONIC/L/TL ET PERIOSONIC	NETTOYAGE D'IMPLANTS AINSI QUE DE RESTAURATIONS MÉTALLIQUES ET CÉRAMIQUES	6343052	268,80
INSERT IP1 POUR SIROIPLANT IP1	LIVRAISON : 5 UNITÉS	6343094	136,80

## Pour parodontologie

Pour l'élimination de concrétions en utilisation sous-gingivale, également dans des poches gingivales profondes. SiroPerio permet un accès optimal à toutes les zones pour une élimination efficace et en douceur des concrétions. Une utilisation extrêmement aisée grâce à la bonne accessibilité des zones à traiter, même dans les bifurcations

Accessoires	Utilisation	Réf.	Prix
SIROPERIO PE1* DROIT, FILIGRANE	POUR LE RINÇAGE ET LE NETTOYAGE DES RACINES DANS DES POCHES GINGIVALES PROFONDES	6044825	160,80
SIROPERIO PE2* COURBÉ À DROITE	POUR LE NETTOYAGE DES RACINES DANS LES POCHES GINGIVALES PRO- FONDES DANS LA ZONE LATÉRALE	6044833	160,80
SIROPERIO 4 PS* DROIT POUR UTILISATION AVEC PERIOSCAN	POUR LA DÉTECTION ET LE NETTOYAGE DES RACINES DANS DES POCHES GINGIVALES PROFONDES AVEC PERIOSCAN	6177005	160,80
SIROPERIO PE5* COURBÉ À DROITE	POUR LE NETTOYAGE DES RACINES DANS LES POCHES GINGIVALES PRO- FONDES DANS LA ZONE LATÉRALE	6343078	160,80
SIROPERIO PE6* COURBÉ À GAUCHE	POUR LE NETTOYAGE DES RACINES DANS LES POCHES GINGIVALES PRO- FONDES DANS LA ZONE LATÉRALE	6343086	160,80

## Pour le traitement endodontique retrograde

Inserts diamantes spécialement sélectionnés pour la résection apicale rétrograde. Afin de faciliter l'accès à la zone de la préparation, les inserts sont coudés selon un angle d'environ 20° (à droite et à gauche).

Accessoires	Utilisation	Réf.	Prix
SIRORETRO KR* COURT, COUDÉ, À DROITE	POUR LE MAXILLAIRE INFÉRIEUR GAUCHE ET LE MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DROIT	5457895	129,60
SIRORETRO KL* COURT, COUDÉ À GAUCHE	POUR LE MAXILLAIRE INFÉRIEUR DROIT ET LE MAXILLAIRE SUPÉRIEUR GAUCHE	5457887	129,60
SIRORETRO GR* GRAND, COUDÉ À DROITE	POUR LE MAXILLAIRE INFÉRIEUR GAUCHE ET LE MAXILLAIRE SUPÉRIEUR DROIT	5457911	129,60
SIRORETRO GL* GRAND, COUDÉ À GAUCHE	POUR LE MAXILLAIRE INFÉRIEUR DROIT ET LE MAXILLAIRE SUPÉRIEUR GAUCHE	5457903	129,60,80

\* cle dynamométrique incluse

## Garantie : instruments et appareils de table

Produits	Garantie pour les pièces neuves			Garantie pour réparation individuelles ISC
	1 an	2 ans	3 ans	6 mois
<b>Pièce à mains et contre-angles</b>				
T1 CLASSIC			•	•
T1 LINE			•	•
T2 LINE		•		•
T2 S-LINE		•		•
T3 LINE	•			•
T3 S-LINE	•			•
T4 LINE		en fonction des distributeurs		
SIRONITI APEX/AIR PLUS APEX		•		•
ENDO 6:1		•		•
IMPLANT 20:1		•		•
<b>Turbines</b>				
T1		•		•
T2		•		•
T3				•
T4		en fonction des distributeurs		
<b>Instruments soniques et ultrasoniques / Srayvit</b>				
SIROSONIC L/TL	•			
PERIOSONIC (PIÈCE À MAIN POUR PERIOSCAN)	•			
SPRAYVIT E / L / M	•			
<b>Appareils de table</b>				
SIROLASER ADVANCE / XTEND / BLUE / ADVANCE PLUS		•		•
SIROENDO POCKET				•
<b>Moteurs &amp; adaptateurs</b>				
MOTEUR SL / BL / BL E		•		•
MOTEUR BL ISO / ISO C / ISO E		•		•
MOTEUR BL IMPLANT		•		•
ADAPTATEUR ISO POUR MOTEUR SL / BL		•		•
ADAPTATEUR BASIC POUR APEX		•		•
<b>Pièces de rechange</b>				
PIÈCES DE RECHANGE ET PIÈCES SUJETTES A L'USURE CAHOUTCHOUC, CÂBLES, JOINS, TUYAUX, REMBOUR- RAGES				•
ROTORS DE RECHANGE POUR T1 CONTROL / T2 CONTROL	•			
ROTORS DE RECHANGE LES AUTRES TURBINES				•

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE APPLICABLES A COMPTER DU 25 NOVEMBRE 2019

### 1. Définitions

Dans le cadre des présentes conditions générales de vente, les termes utilisés ci-après ont les significations suivantes, qu'ils soient utilisés au singulier ou au pluriel :

- « **DSF** » : désigne la société DENTSPLY SIRONA FRANCE, société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 53.611.248,00 euros, dont le siège social est situé 7 ter rue de la Porte de Buc - 78000 Versailles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 331 432 831 ;
- « **Clients** » : désigne les clients professionnels (personnes physiques ou morales) agissant dans le cadre de leur activité professionnelle auxquels DSF propose et vend les Produits. Il peut s'agir notamment de chirurgiens-dentistes, de médecins généralistes ou de spécialistes, de laboratoires de prothèses, de pharmacies, d'hôpitaux, de cliniques privées et de structures professionnelles de la médecine bucco-dentaire ou de distributeurs. S'agissant des Produits de la gamme Wellspect HealthCare, il peut également s'agir de patients finaux ;
- « **CG V** » : désigne les présentes conditions générales de vente régissant les conditions et les modalités de vente et de fourniture des Produits par DSF aux Clients ;
- « **Consommables** » : désigne les consommables dentaires et médicaux ainsi que le petit matériel à destination des Clients dont la liste exhaustive se trouve dans le catalogue DSF disponible sur demande auprès de DSF et à l'exclusion des Implants ;
- « **Equipements** » : désigne les équipements dentaires dont la liste exhaustive se trouve dans la liste des prix équipements DSF disponible sur demande auprès de DSF ;
- « **Implants** » : désigne les systèmes implantaires et les solutions de régénération dont la liste exhaustive se trouve dans le catalogue DSF disponible sur demande auprès de DSF ;
- « **Médicaments** » : désigne les médicaments bénéficiant d'une AMM (autorisation de mise sur le marché) proposés par DSF ;
- « **Parties** » : désigne conjointement DSF et le Client ;
- « **Produits** » : désigne conjointement les Consommables, les Equipements, les Médicaments et les Implants.

### 2. Objet – Opposabilité

2.1. Les CGV ont pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles DSF assure la vente et la fourniture des Produits aux Clients. Les ventes sont exclusivement régies par les CGV à l'exclusion de tous autres documents tels que notices, prospectus, catalogues, documentations émanant de DSF, qui ne sont donnés qu'à titre d'information et n'ont qu'une valeur indicative.

2.2. Les CGV sont systématiquement remises à chaque Client pour leur permettre de passer commande. Sauf convention spéciale définie d'un commun accord et par écrit entre DSF et les Clients, toute vente de Produits conclue et toute commande de Produits acceptée par DSF au moyen d'un accusé de réception de commande, implique l'acceptation des CGV et la renonciation par les Clients à toute clause contraire issue de leurs propres documents. En particulier, les CGV prévalent sur toutes dispositions contraires figurant notamment sur des conditions d'achat, bons de commandes, lettres, accusés de réception ou autres documents émanant du Client, sauf si lesdites dispositions ont été préalablement acceptées par écrit par DSF.

2.3. Nonobstant ce qui précède, les Clients ne sont pas tenus au respect de l'article 8 des CGV s'appliquant exclusivement et de manière dérogatoire aux établissements publics de santé. Ces derniers seront tenus au respect de l'ensemble des CGV sauf dans l'hypothèse où l'article 8 prévoit des conditions de vente spécifiques dérogatoires.

2.4. Les CGV et les tarifs des Produits applicables sont ceux en vigueur au jour de la confirmation de la commande ; étant entendu que DSF se réserve le droit de modifier à tout moment les CGV, ainsi que les tarifs des Produits disponibles à la vente, sauf accord exprès contraire entre les Parties et sans préjudice des commandes passées par le Client.

### 3. Offres – Disponibilité des Produits

3.1. Les Produits proposés à la vente par DSF sont ceux figurant sur son site internet, sur ses catalogues et/ou documents commerciaux au jour de la commande. Les informations relatives aux Produits, de quelque nature qu'elles soient, fournies par DSF et visibles à travers son site internet, ses catalogues et/ou documents commerciaux, sont fournies à titre purement indicatif.

DSF fait ses meilleurs efforts pour que la représentation graphique des Produits soit la plus fidèle possible aux Produits. Toutefois, il est possible que la perception par le Client de la représentation photographique ne corresponde pas exactement à la réalité. Le cas échéant, la responsabilité de DSF ne saurait être engagée, lesdites représentations graphiques n'ayant aucune valeur contractuelle.

3.2. Les offres de Produits sont valides pendant toute la durée de validité des catalogues et des documents commerciaux sous réserve de la disponibilité des Produits au moment de la réception de la commande par DSF. Sauf indication contraire, elles sont valables pour la France métropolitaine et les DROM-COM. DSF fera ses meilleurs efforts pour mettre régulièrement à jour les offres de Produits. Sa responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'indisponibilité d'un Produit lors de la commande ou après la passation de celle-ci.

3.3. Les Produits pouvant être amenés à évoluer, DSF se réserve le droit de modifier les spécifications, les caractéristiques et le contenu des Produits, pour quelque cause que ce soit ou de retirer des Produits de ses offres. Ces modifications et/ou retraits pourront intervenir à tout moment sans préavis, y compris après la passation de la commande du Client si ces modifications résultent de l'application de normes, textes ou règlements quelques qu'ils soient applicables aux Produits sans que la responsabilité de DSF ne puisse être engagée.

### 4. Commandes – Ventes

#### 4.1. Commandes

Les commandes peuvent être passées par écrit, par téléphone (sauf pour les dispositifs médicaux de la gamme Wellspect HealthCare et les Médicaments), par fax, par email (coordonnées disponibles sur les sites internet de DSF ou sur simple demande).

Elles doivent :

- être écrites, datées et signées ;
- comporter (i) les références des Produits et leur nombre ainsi que (ii) l'adresse de livraison et toutes indications spécifiques à la livraison (jour, date, horaire, contraintes).

#### 4.2. Acceptation des commandes

Toute commande reçue ne deviendra définitive qu'après confirmation écrite de la part de DSF adressée au Client par email ou tout autre moyen, d'acceptation de la commande, et à laquelle les CGV seront jointes, notamment après vérification de la disponibilité des Produits, objets de la commande.

DSF se réserve le droit de refuser tout ou partie des commandes :

- en cas d'indisponibilité des Produits ;
- en cas d'existence d'un différend entre les Parties quant à une commande antérieure et/ou au paiement de factures ;
- si les Clients ont une activité concurrente de celle de DSF et utilisent ou auraient utilisé tout ou partie des Produits dans le seul but de développer leur activité et/ou des produits concurrents à ceux proposés par DSF ;
- si le montant des commandes est inférieur aux minimas définis à l'article 4.3.

4.3. Minimas de commandes : Toute commande doit porter sur un montant minimum de :

- pour les Produits de la gamme Wellspect HealthCare : cinq cents euros hors taxes (500€HT). A défaut de respecter ce montant minimum, le Client est expressément informé que DSF se réserve le droit de refuser la commande ou de facturer des frais de traitement d'un montant forfaitaire de trente-neuf euros hors taxe (39€HT) par commande ;

- pour tout autre Produit : cent-vingt euros hors taxe (120€HT). A défaut de respecter ce montant de minimum, le Client est expressément informé que DSF se réserve le droit de refuser la commande ou de facturer des frais de traitement d'un montant forfaitaire de dix euros hors taxes (10€HT) par commande.

4.4. Modifications, annulations et/ou reports d'une commande Toute commande acceptée ne peut être modifiée. Toutefois, une commande additionnelle pourra être intégrée à la commande en cours, entraînant, le cas échéant, la facturation de frais réels de reconditionnement si elle a été confirmée après l'emballage final des Produits commandés en premier lieu. Sauf accord exprès contraire entre les Parties, aucune commande ne pourra être annulée et/ou reportée par le Client. En revanche, le Client reconnaît et accepte que DSF puisse annuler et/ou reporter et/ou modifier l'exécution de toute commande en cas de survenance de tout événement postérieur à la conclusion de la commande empêchant son exécution dans des conditions normales, notamment en cas d'évolution des normes, textes et/ou règlements quels qu'ils soient, applicables à tout ou partie des Produits et/ou dans l'hypothèse d'un cas de force majeure tel que défini à l'article 17 des CGV.

## 5. Prix

Les prix des Produits sont des prix emballés, nets, toutes taxes comprises et sont ceux en vigueur à la date de la confirmation de commande communiquée par écrit au Client. Les prix peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis par DSF. Les frais de transport et d'assurance afférents aux Produits seront calculés conformément à l'Incoterm choisi par les Parties. A défaut d'indication, l'Incoterm CIP sera appliqué (port payé, assurance comprise). Tout impôt, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français, ou ceux d'un pays importateur ou d'un pays de transit, seront à la charge du Client.

## 6. Facturation - Modalités de paiement

6.1. Facturation : Les factures sont envoyées par DSF le jour suivant l'expédition des Produits. Toute contestation relative à une facture devra être adressée à DSF dans les deux (2) semaines suivant la date de facture, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec copie de la facture et du bon de livraison correspondants. A défaut d'une contestation effectuée dans les délais et formes requis, la facture sera réputée définitivement acceptée. En tout état de cause, et nonobstant le fait pour le Client de contester en tout ou partie le montant porté sur une facture, il paiera à DSF l'intégralité du montant de cette facture, taxes incluses, dans les conditions prévues ci-après.

### 6.2. Modalités de paiement

Les factures sont payables dans un délai maximal de trente (30) jours à compter de la date d'émission de la facture, par chèque sur une banque française, virement bancaire, carte bancaire (Carte Bleue, Visa, Mastercard) ou LCR. Nonobstant ce qui précède DSF pourra demander aux Clients pour lesquels elle a déjà enregistré des incidents de paiement lors d'une précédente commande, le paiement anticipé avant l'expédition ou la livraison des Produits. DSF sera en outre bien fondée à exiger, en sus du paiement anticipé des commandes à venir, le règlement de l'intégralité des sommes dues en principal et en intérêts. Aucun escompte ne sera accordé pour tout règlement anticipé, sauf accord particulier rappelé sur le recto des factures.

Des pénalités de retard seront dues à défaut de règlement dans le délai susvisé. Le taux d'intérêt de ces pénalités de retard sera de trois (3) fois le taux de l'intérêt légal. En outre, il sera facturé au Client une indemnité forfaitaire minimale de quarante (40) euros pour frais de recouvrement.

L'attribution définitive de certaines primes ou remises négociées entre DSF et les Clients est soumise au paiement à bonne date des factures. En conséquence, tout retard de paiement des factures éligibles aux primes et remises entraînera de plein droit la non-attribution ou la reprise de celles-ci.

## 7. Livraison / Délais / Transfert des risques

7.1. Livraison : Les Produits sont vendus CIP. Ils seront livrés sur le lieu renseigné lors de la commande en France métropolitaine et DROM-COM exclusivement sauf accord des Parties pour une livraison hors de France. Pour les Produits de la gamme Wellspect HealthCare, toute livraison demandée pour le samedi donnera lieu à la facturation de frais de traitement d'un montant forfaitaire de trente-neuf euros hors taxe (39 Euros H.T.).

Dans l'hypothèse où le Client refuse une livraison sans l'accord préalable et exprès de DSF, il devra s'acquitter de tous les frais ou pertes résultant de ce refus, y compris les coûts d'entreposage, jusqu'à acceptation de la livraison. DSF se réserve le droit de faire des livraisons partielles, ce que le Client accepte sans réserve.

7.2. Délais : DSF fait ses meilleurs efforts pour livrer les Produits dans les délais indiqués lors de la commande.

Cependant, les Clients sont informés que tout délai de livraison communiqué par DSF n'a qu'une valeur purement indicative et son dépassement, quelle qu'en soit la cause, ne saurait engager la responsabilité de DSF et/ou donner lieu à pénalités de retard, retenues, dommages-intérêts, ni entraîner l'annulation de la commande et/ou le refus de livraison des Produits.

7.3. Transfert des risques : Nonobstant les dispositions de l'article 10, le transfert des risques, notamment, risques de perte et/ou de détérioration des Produits vendus, ainsi que les dommages qu'ils pourraient occasionnés, a lieu lors de la remise des Produits commandés par le Client au transporteur.

## 8. Dispositions spécifiques applicables aux établissements publics de santé

8.1. Commandes et avances : Les commandes seront effectuées par les établissements publics de santé dans le cadre de l'acceptation d'un marché public et aux prix et conditions tarifaires prévus par celui-ci.

Une avance systématique de paiement, correspondant à un pourcentage légalement défini applicable sur l'intégralité du montant de la commande prévu par le marché public, sera effectuée par l'établissement public de santé au moment de la conclusion du marché public.

8.2. Livraison et acceptation des Produits : Les Produits livrés feront l'objet de la signature du bon de livraison par la personne responsable du marché et par l'envoi d'un accusé de réception à DSF. A défaut de l'émission de cet accusé de réception, les Produits seront réputés être réceptionnés par l'établissement public de santé dans un délai de quinze (15) jours suivant la livraison, ou à l'expiration du délai dérogatoire prévu dans un document contractuel de valeur supérieure applicable au marché public en cause.

8.3. Facturation et paiement : DSF émettra la facture du solde dès réception des Produits, expresse ou tacite, et ce, de manière dérogatoire à l'article 6 des CGV.

De manière dérogatoire à l'article 6 des CGV, les factures seront payables par l'établissement public par tout moyen, au siège de DSF, net

et sans escompte dans le délai maximum légal autorisé soit cinquante (50) jours à compter de la réception de la facture. Le défaut de paiement dans ce délai fera courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice de DSF, calculés sur le montant payé en retard toutes taxes comprises et une indemnité forfaitaire d'un montant de quarante (40) euros pour frais de recouvrement. Les intérêts moratoires courront à partir du jour suivant l'expiration du délai global jusqu'à la mise en paiement au principal incluse. Le taux des intérêts moratoires applicable est égal au taux directeur de la Banque Centrale Européenne en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé de courir augmenté de huit (8) points.

Le défaut de mandatement par l'établissement public de santé de tout ou partie des intérêts moratoires dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter du jour suivant la date de mise en paiement du principal entraînera le versement d'intérêts de retard au taux de trois (3) fois le taux de l'intérêt légal. Ces intérêts de retard seront calculés sur le montant des intérêts moratoires d'origine et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et s'appliqueront à compter du jour suivant la date de paiement du principal jusqu'à la date à laquelle l'indemnité est liquidée.

## 9. Conditions de stockage

Le maintien de la qualité des Produits nécessite un stockage dans des conditions appropriées et notamment un stockage sous abris. Les Clients sont tenus de s'assurer que leurs locaux et conditions de stockage conviennent à la bonne conservation des Produits. Aucune garantie n'est fournie à ce titre par DSF qui ne pourra donc accepter aucune réclamation ni retour pour dégradation des Produits résultant de mauvaises conditions de stockage ou autres.

## 10. Réserve de Propriété

DSF SE RESERVE LA PROPRIETE DES PRODUITS LIVRES JUSQU'A L'ENCAISSEMENT EFFECTIF DE L'INTEGRALITE DU PRIX EN PRINCIPAL, DE SES INTERETS ET DE SES ACCESSOIRES DANS LES CONDITIONS PREVUES AUX ARTICLES 2367 ET SUIVANT DU CODE CIVIL, ETANT TOUTEFOIS CONVENU, PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1599 DU CODE CIVIL, QUE (I) LE CLIENT EST AUTORISE A REVENDRE LES PRODUITS POUR LES BESOINS NORMAUX DE SON COMMERCE (SOUS RESERVE DU DROIT DE DSF, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 624-18 DU CODE DE COMMERCE, DE REVENDIQUER, AUPRES DES SOUS-ACQUEREURS DU CLIENT, LE PRIX DES PRODUITS DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LA LOI) ET QUE (II) CETTE AUTORISATION DE REVENTE SERA RESILIEE DE PLEIN DROIT, DES LORS QUE L'UNE QUELCONQUE DES FACTURES DE DSF NE LUI AURA PAS ETE REGLEE EN TOTALITE A SON ECHEANCE. LE CLIENT S'INTERDIT DE DONNER DES PRODUITS EN GARANTIE AVANT QUE LA PROPRIETE LUI EN AIT ETE TRANSFEREE.

EN CAS DE NON-PAIEMENT TOTAL OU PARTIEL DU PRIX ET DE SES ACCESSOIRES A L'ECHEANCE, POUR QUELQUE CAUSE ET A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, DSF POURRA EXIGER, DE PLEIN DROIT ET SANS LA MOINDRE MISE EN DEMEURE PREALABLE, LA REVENDICATION DES PRODUITS, AUX FRAIS ET RISQUE DU CLIENT. LES PRODUITS EN STOCK DANS LES MAGASINS ET ENTREPOTS DU CLIENT SERONT CONVENTIONNELLEMENT REPUTES AFFERENTS AUX FACTURES IMPAYEES. SI LES PRODUITS FONT L'OBJET D'UNE SAISIE OPEREE PAR DES TIERS, LE CLIENT S'ENGAGE A INFORMER L'HUISSIER INSTRUMENTAIRE DE LA RESERVE DE PROPRIETE ET A PREVENIR DSF DANS LES VINGT-QUATRE (24) HEURES A COMPTER DE CETTE SAISIE. PAR AILLEURS, LE CLIENT, SAUF A ENGAGER SA PROPRE RESPONSABILITE, S'ENGAGE A INFORMER IMMEDIATEMENT DSF DE TOUT AUTRE SAISINE EVENTUELLE DES PRODUITS OU DE TOUT FAIT LE PRIVANT DE LA DISPOSITION DES PRODUITS DANS LEUR INTEGRALITE (VOL, DEGRADATION...). EN CAS DE DECLARATION DE CESSATION DE PAIEMENT, LE CLIENT DEVRA AVISER SANS DELAI DSF, AFIN QUE DSF PUISSE REVENDIQUER LES PRODUITS AUPRES DE L'AUTORITE COMPETENTE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 624-16 DU CODE DE COMMERCE.

## 11. Assurance

Les Clients garantissent qu'ils disposent d'une assurance qui couvre les risques et dommages des Produits qu'ils détiennent en leur possession.

## 12. Retour des Produits

12.1. Retour pour non-conformité : A la réception de la livraison, les Clients doivent s'assurer de la conformité de celle-ci avec les Produits commandés, et apposer, le cas échéant, les réserves d'usage sur le bon de livraison (ex. : type de Produits, quantité, altération de l'emballage). Si les Clients estiment que la livraison n'est pas conforme, ils devront la contester auprès du transporteur dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la livraison et auprès de DSF dans les dix (10) jours qui suivent la date de livraison, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant une copie du bon de livraison correspondant et la copie de la contestation auprès du transporteur. A défaut d'une contestation effectuée dans les délais et formes requis, la livraison sera réputée conforme aux Produits commandés. Par conséquent, la réception sans réserve couvre tout vice apparent, non-conformité et/ou livraison incomplète.

Les retours ne pourront être effectués qu'avec l'accord préalable et écrit de DSF selon les modalités prévues à l'article 12.4. Les reprises acceptées par DSF donneront lieu au remplacement gratuit, dans les mêmes quantités, du Produit reconnu non conforme à la commande à l'exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts, et après vérification par DSF des Produits retournés. L'utilisation par les Clients de Produits non conformes à la commande vaut renonciation à réclamation.

Enfin, les Clients sont informés que la formulation de réserves ne suspend pas le paiement de leur commande.

12.2. Retour contre avoir : Pendant un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de facture, DSF permet, sous réserve de son autorisation préalable et expresse, le retour des Produits (à l'exception des Produits de la gamme Wellspect HealthCare et/ou des Produits ayant fait l'objet d'une offre promotionnelle au moment de leur achat) contre avoir. Pour pouvoir bénéficier d'un avoir, les Clients devront retourner les Produits selon les modalités prévues à l'article 12.4.

12.3. Retour contre échange : DSF autorise le retour des Produits (à l'exception des Produits de la gamme Wellspect HealthCare) contre échange pendant un délai de trente (30) jours à compter de la date de facture pour les Consommables et, s'agissant des Implants, sous réserve qu'à la date du retour ils aient une date de péremption supérieure à seize (16) mois.

Pour pouvoir bénéficier d'un échange, les Clients doivent adresser une demande écrite d'échange au siège social de DSF. L'échange ne pourra porter que sur un (i) produit comparable, (ii) d'une fonction d'utilisation strictement identique à celle du Produit échangé et (iii) d'une valeur au moins égale à la valeur en retour. Si la valeur du nouveau Produit est supérieure à celle du Produit échangé, le Client s'engage alors régler le solde selon les modalités prévues à l'article 6.2.

### 12.4. Modalités de retour

Pour chaque retour, pour quelle que cause que ce soit (défaut de conformité, avoir ou échange) les Clients devront obtenir l'accord exprès, préalable et écrit de DSF. Pour obtenir cet accord, les Clients devront adresser une demande écrite à DSF par email à l'adresse suivante [service.reclamations@dentsplysirona.com](mailto:service.reclamations@dentsplysirona.com).

Cette demande devra être accompagnée du formulaire de retour DSF disponible sur simple appel au service Clients au numéro suivant : 01 30 97 66 66 et de la copie de la facture des Produits concernés. Une fois que les Clients auront obtenu l'accord exprès, préalable et écrit de DSF, les Produits pourront être retournés. Les Clients s'engagent alors à ce que les Produits retournés soient en bon état,

complets (accompagnés de leurs accessoires, notices...) dans leur emballage d'origine intact, non altéré, correctement protégés et ne comportant pas d'annotation ou étiquette additionnelle. Les frais et risques de retour seront à la charge du Client. En conséquence, il est recommandé au Client de retourner les Produits au moyen d'un mode de transport présentant des garanties analogues à celles proposées pour le transport initial et dans un suremballage assurant l'intégrité des Produits lors du transport. Les Produits vendus sous forme de kits ou de sets ne pourront pas être retournés de façon dépareillée.

### 13. Service Après-Vente

Pour certains Produits, DSF assure un service après-vente. Les conditions pour bénéficier du service après-vente et la liste des Produits éligibles au service après-vente sont disponibles sur simple demande à DSF.

### 14. Pharmacovigilance/Matériovigilance/Cosmétovigilance

- Traçabilité des Produits Conformément à leurs obligations légales, les Clients s'engagent à avertir DSF ou l'autorité nationale compétente de tout cas de pharmacovigilance, matériovigilance ou cosmétovigilance porté à leur connaissance, et à garantir la traçabilité des Produits qui leur ont été livrés par DSF.

### 15. Garantie - Responsabilité

15.1. Garantie : DSF garantit les Produits contre tout défaut de fabrication pendant une durée d'une (1) année à compter de la date de facture, sauf pour les Consommables qui ne bénéficient pas d'une garantie commerciale. Le cas échéant, le retour de Produits défectueux (à la demande du Client devra avoir été expressément et préalablement autorisée par DSF. Les Produits pour lesquels DSF aura accordé une autorisation de retour devront être, si nécessaire, décontaminés et stérilisés avant d'être renvoyés et parfaitement emballés. Le cas échéant, les frais et les risques de retour seront à la charge du Client. En conséquence, il est recommandé au Client de retourner les Produits au moyen d'un mode de transport présentant des garanties analogues à celles proposées pour le transport initial et dans un suremballage assurant l'intégrité des Produits lors du transport.

DSF procédera à une expertise du Produit jugé défectueux (dans ses ateliers à réception du Produit ou chez le Client) et déterminera la réalité et l'origine de la défectuosité alléguée. Dans le cas où la défectuosité est avérée, DSF pourra, à sa seule discrétion, procéder :

- au remplacement du Produit défectueux par un même Produit ou un Produit équivalent (mêmes fonctionnalités et même prix), ou ;
- à la réparation du Produit ou des pièces jugées défectueuses;
- au remboursement du prix des Produits défectueux.

En tout état de cause, la garantie de DSF se limite au remplacement gratuit, au remboursement ou à la réparation des Produits reconnus défectueux à l'exclusion de toute autre réclamation, indemnité ou dommages et intérêts et sous réserve que le Client notifie à DSF le défaut immédiatement après sa découverte, par tout moyen écrit pendant la période de garantie visée au présent article.

Les Clients reconnaissent et acceptent que les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de la proroger.

La présente garantie ne s'applique pas en cas de défectuosité des Produits provenant d'événements extérieurs, d'accidents, de l'usure des Produits, de leur déplacement, de leur utilisation non conforme aux instructions de DSF ou de leur utilisation dans des conditions impropres à leur destination, d'un manque de surveillance des Produits, du non-respect des normes applicables, de leur défaut d'entretien et de leur réparation ou modification par une personne non agréée par DSF, d'un stockage prolongé ou effectué dans de mauvaises conditions de température ou d'humidité ou de dommages résultant d'un cas de force majeure, ou résultant de cas fortuits ou imputables à des causes naturelles. La présente garantie est exclusive de toute autre garantie sauf dispositions légales contraires.

Les Clients assurant la distribution des Produits ne sont pas autorisés à donner, au nom de DSF, des garanties incompatibles avec la présente garantie, et, dans le cas contraire, les Clients indemniseront DSF de tout préjudice, perte ou responsabilité, ainsi que de tout frais, y compris les frais de justice, résultant de toute garantie non autorisée.

15.2. Responsabilité : La responsabilité de DSF ne saurait être engagée du fait de détériorations ou accidents provenant de négligence, de défaut de surveillance ou d'entretien, d'incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, ou imputables à des causes naturelles.

Par ailleurs, DSF n'encourra aucune responsabilité à l'égard des Clients ou de tiers pour tous dommages directs ou indirects, matériels et/ou immatériels, prévisibles et/ou imprévisibles, notamment les pertes de profit (pertes de chiffre d'affaires et/ou de bénéfices ou d'économies escomptées), pertes d'exploitation, préjudice commercial ou financier, pertes de clientèle, pertes de chance, atteinte à l'image, augmentation des frais généraux et/ou autres coûts.

A SUPPOSER QUE LA RESPONSABILITE DE DSF SOIT ETABLIE, CELLE-CI SERA EN TOUT ETAT DE CAUSE LIMITEE AU MONTANT DU PRIX DES PRODUITS EFFECTIVEMENT PAYE PAR LE CLIENT AU TITRE DE LA COMMANDE CONCERNEE.

### 16. Résiliation

Tout manquement par le Client à ses obligations au titre des présentes autorisera DSF – à sa seule discrétion – soit à suspendre sans délai l'exécution de toute commande en cours ainsi que les livraisons sur simple avis adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit à résilier la ou les commande(s) aux torts exclusifs du Client, soit immédiatement, soit pour le cas où il pourrait y être remédié, à l'issue d'un délai de quinze (15) jours à compter de la réception par le Client d'une notification écrite envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception précisant le manquement reproché, s'il n'a pas été remédié dans ce délai au dit manquement. La résiliation sera alors notifiée par l'envoi d'une nouvelle lettre recommandée et prendra effet à compter de sa première date de présentation le cachet de la poste faisant foi, et ce, sans préjudice de tout dommages et intérêts. En cas de résiliation de la ou des commande(s), quel qu'en soit le motif, toutes les sommes dues à DSF seront immédiatement exigibles.

### 17. Force majeure

Les Parties n'encourent aucune responsabilité pour tout manquement dû à un cas de force majeure. De convention expresse, les événements suivants emporteront les mêmes conséquences qu'un cas de force majeure, et ce même cas où les conditions légales et jurisprudentielles de la force majeure ne seraient pas réunies : guerre, émeute, incendie, grève (y compris les grèves survenant chez les fournisseurs de DSF ou dans la chaîne de transport), catastrophe naturelle, impossibilité d'être approvisionnée, pénurie de matière première ou de source d'énergie. Le cas échéant, l'exécution de l'obligation sera retardée jusqu'à la cessation du cas de force majeure. Si la force majeure se poursuit au-delà de deux (2) mois, la commande pourra être résolue sans indemnité de part et d'autre, sur demande de l'une ou l'autre des Parties.

### 18. Déchets d'équipements électriques et électroniques

Conformément à l'article 18 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électro-

niques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements, DSF assume ses obligations de reprise et d'élimination de ses équipements électriques et électroniques. En tant que producteur, DSF est inscrit au Registre National des Producteurs tenu par l'ADEME. Il appartient aux Clients de transmettre cette information sur les modalités de recyclage mises en place par DSF jusqu'à l'utilisateur final. L'utilisateur final est tenu de transmettre ces modalités de recyclage à tout éventuel détenteur ultérieur de son matériel. Les Clients s'engagent également à mettre en place toute mesure auxquelles ils seraient soumis dans le cadre du présent article.

## 19. Confidentialité

Chaque Partie s'engage à garder confidentielle toute information technique, opérationnelle ou commerciale concernant l'autre Partie, qui peut lui être transmise à l'occasion de la vente des Produits comme étant confidentielle ou qu'elle peut obtenir d'une façon ou d'une autre en sachant qu'elle est confidentielle. Chaque Partie s'engage à faire respecter cette obligation de confidentialité à ses employés, agents et autres intermédiaires, à ne pas révéler ces informations ou les laisser à la disposition de tiers et à prendre les mêmes précautions, pour en conserver le caractère confidentiel, que celles qu'elle observe pour ses propres informations confidentielles. A cette obligation de confidentialité s'ajoute pour chacune des Parties celle de ne jamais exploiter ou utiliser pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, d'une quelconque manière, tout ou partie des informations et documents confidentiels ci-dessus définis. De plus, les Clients considéreront comme strictement confidentiels, et s'interdisent de divulguer, toute information, document, donnée ou concept, dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion du Contrat. La Partie qui aura manqué à son obligation de confidentialité engagera sa responsabilité envers l'autre. Toutefois, la présente obligation de confidentialité ne s'applique pas aux informations reçues, lorsque la Partie bénéficiaire peut valablement donner la preuve : qu'elle les a obtenues légalement et/ou qu'elles étaient dans le domaine public préalablement à leur divulgation. La présente obligation de confidentialité produira ses effets pendant toute la durée de la commande et pendant une durée de deux (2) ans après la terminaison de celle-ci.

## 20. Conformité

20.1. Contrôle des exportations : Les Produits vendus aux termes des CGV, ainsi que la technologie afférente à ces derniers, sont soumis à des restrictions quant à leur exportation vers certains pays étrangers, en application de la législation des Etats-Unis d'Amérique ou de l'Union Européenne. En conséquence, les Clients s'engagent à se conformer à cette législation et s'interdisent d'ores et déjà de réexporter ces Produits vers tout pays soumis à un embargo des Etats-Unis d'Amérique ou de l'Union Européenne. DSF interrompra toute livraison s'il s'avère que les Produits à livrer doivent faire l'objet de transactions ultérieures en violation des restrictions à l'export imposées par les Etats-Unis d'Amérique ou l'Union Européenne. Les Clients reconnaissent, par ailleurs, que, ni eux, ni leurs employés, leurs actionnaires ou leurs partenaires commerciaux, se livrent à un commerce en violation des règles mentionnées ci-dessus.

20.2. Lutte contre la corruption : les Clients, dans le cadre de l'utilisation des Produits acquis auprès de DSF, s'engagent à ne pas tenter d'obtenir ou de conserver des avantages commerciaux ou de toute autre nature, en offrant ou proposant une somme d'argent ou tout autre objet de valeur, directement ou indirectement, à toute personne (notamment toute personne investie par une autorité publique) et qui résulterait en un usage inapproprié de ses prérogatives. Les Clients s'engagent à se conformer aux dispositions interdisant les pratiques de corruption qui leur sont applicables, ainsi qu'à celles prévues par l'U.S. Foreign Corrupt Practices Act.

20.3. Devoir d'assistance : Dans le cas où DSF a des raisons sérieuses de croire que les stipulations du présent article ont été ou sont enfreintes par les Clients, ces derniers s'engagent à collaborer étroitement avec DSF afin de lui permettre d'investiguer les faits en question. Les Clients donneront notamment accès à DSF à l'ensemble des documents pertinents. DSF est autorisée, pendant la durée de ses investigations, à suspendre toute livraison sans que cela ne constitue un manquement à ses obligations.

## 21. Données personnelles

DSF réalise un traitement de données à caractère personnel concernant ses clients et leurs collaborateurs, en qualité de responsable de traitement, conformément au Règlement (UE) 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques. Ce traitement a pour finalité l'information sur DSF, sur les produits fabriqués par DSF ou encore sur les services réalisés par DSF dans le cadre de la mise en œuvre d'une commande. L'information du personnel DSF en charge de ces activités, des filiales de notre Groupe et partenaires dédiés à cette finalité en permettent l'exécution. La nature des données personnelles que nous traitons, les finalités de leur recueil et toutes les mesures prises pour leur protection sont précisées dans notre « Politique de Confidentialité » <https://www.dentsplysirona.com/fr-fr/legal/mentions-legales.html>. Ces données à caractère personnel dont la finalité est citée ci-avant, seront conservées pendant la durée de la commercialisation des produits concernés et pendant une durée supplémentaire de dix ans afin d'être en mesure d'effectuer, tout au long de la vie des produits, la diffusion des éventuelles informations de bon usage, de mesure de sécurité et les éventuels rappels de lot. Au-delà de cette durée, les données sont supprimées ou archivées sous une forme anonymisée. Dans la mesure où la diffusion de ces informations constitue une obligation réglementaire, telle que prévue aux articles R. 5212-1 et suivants du Code de la santé publique mis à la charge de DENTSPLY SIRONA FRANCE, nos clients et leurs collaborateurs ne peuvent pas s'opposer à la mise en œuvre de ce traitement, ni solliciter un droit de limitation ou d'effacement concernant leurs données à caractère personnel. Ils disposent néanmoins des droits d'accès, de rectification de leurs données, du droit de définir des directives relatives au sort de leurs données après leur décès en contactant le département conformité RGPD de DENTSPLY SIRONA France - 7 Ter Rue de la Porte de Buc - 78000 Versailles, ou à l'adresse email suivante :

versaillesFRA-Compliance@dentsplysirona.com

Ils disposent en outre du droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), sis 3, Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.

## 22. Propriété intellectuelle

La vente des Produits n'entraîne aucune cession des droits de propriété intellectuelle et industrielle de DSF aux Clients. Par conséquent, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle et industrielle attachés aux Produits, aux marques, aux documents commerciaux, aux logiciels intégrés aux Produits (ci-après dénommé les « Logiciels ») ou aux documents de toute nature (et notamment la documentation technique) de DSF et/ou des sociétés du groupe auquel elle appartient demeure la propriété exclusive de cette dernière. Le Client n'acquerra du fait des présentes aucun droit de propriété sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle de DSF.

En outre, DSF accorde, à titre personnel, au Client, le droit non exclusif et non cessible, à titre gratuit et pendant toute la durée d'utilisation des Produits, d'utiliser les Logiciels afférents aux Produits, étant précisé qu'il leur est interdit - directement ou indirectement - de copier, modifier, créer une œuvre dérivée, inverser la conception ou l'assemblage ou de toute autre manière tenter d'obtenir le code source (à l'exception des cas prévus par la loi), vendre, attribuer, sous-licencier ou transférer de quelque manière que ce soit tout droit afférent auxdits Logiciels.

Les Clients s'engagent à ne modifier en aucune manière les Logiciels et/ou à ne pas utiliser de versions modifiées de ceux-ci. En particulier, les Clients acceptent de ne pas accéder aux Logiciels par un autre moyen que les Produits.

En cas d'utilisation non-conforme ou abusive des Logiciels, DSF se réserve toute voie de droit pour faire cesser l'atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.

Enfin, les Clients s'engagent à ne pas porter directement ou indirectement atteinte aux droits de propriété intellectuelle et industrielle de

DSF. En particulier, les Clients s'engagent à ne pas altérer et/ou supprimer les marques de DSF des Produits, documents commerciaux, Logiciels ou documents de toute nature (et notamment la documentation technique).

### **23. Droit applicable et attribution de juridiction**

Les CGV, ainsi que les contrats conclus en application de celles-ci, sont régis par le droit français. TOUTE CONTESTATION POUVANT SURVENIR ENTRE DSF ET LES CLIENTS RELATIVES A LA VALIDITE, L'APPLICATION, L'INTERPRETATION DES CGV ET/OU A LA FORMATION, L'EXECUTION OU A LA RESILIATION DES CGV ET/OU DE LA COMMANDE ET/OU CELLES QUI EN SERONT LA SUITE OU LA CONSEQUENCE, SERONT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, MEME EN CAS DE PROCEDURE D'URGENCE, D'APPEL EN GARANTIE OU DE PLURALITE DE DEFENDEURS.

### **24. Divers**

24.1. Indépendance des Parties : Les Parties sont indépendantes tant juridiquement que financièrement, et la conclusion d'une commande ne peut en aucun cas être considérée comme un acte constitutif d'une relation de mandat, d'une concession de franchise et/ou d'une entité juridique quelconque.

24.2. Non-validité partielle : Si une ou plusieurs des stipulations des GV sont tenues pour non valides ou déclarées comme telle en application d'une loi, d'un règlement, ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente, les autres stipulations conserveront toute leur force et leur portée.

24.3. Renonciation : La renonciation à se prévaloir d'un manquement aux CGV ne vaut pas renonciation à se prévaloir de tout manquement ultérieur, identique ou différent. Si l'une quelconque des dispositions des CGV était déclarée nulle, elle sera réputée non écrite et n'entraînera pas la nullité des autres dispositions.

24.4. Notifications : Toute notification faite dans le cadre des CGV, doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du siège social de DSF.

24.5. Hiérarchie des normes : En cas de contradiction entre les CGV et certaines dispositions d'un éventuel contrat, notamment de distribution, conclu entre DSF et le Client, les dispositions de ce dernier document prévaudront.

24.6. Langue : Les CGV sont rédigées en langue française. Si une traduction en est effectuée, seule leur version en langue française aura valeur contractuelle.

Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2019

Pour acceptation des Conditions Générales de Vente

A

Le

Nom, Prénom, Fonction, Cachet et signature



# Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



**Dentsply Sirona France**

Immeuble Le Colbert - 7 ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex

N° Service Clients : 01 30 97 66 00 | Fax Service Clients : 01 30 97 65 82

Email : [sc-dentaire@dentsplysirona.com](mailto:sc-dentaire@dentsplysirona.com)

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires.

