

Ciment AH Plus® bioceramic

**A vos marques,
prêts, obturez!**



#EndoPassion


 Dentsply
Sirona


Ciment AH Plus® bioceramic

Pourquoi AH Plus® Bioceramic ?

La bioactivité des ciments biocéramiques est importante, mais il en faut plus pour réussir son obturation. L'obturation n'est achevée qu'après la prise du ciment.

Le ciment biocéramique AH Plus® Bioceramic a un temps de prise rapide*, le ciment dispose d'une grande résistance au lessivage* et a une radio-opacité élevée*. Tous ces éléments vous permettent de réaliser une procédure endodontique en une seule séance.






1

Prise rapide

4 heures*
suffisent



2

Stabilité dimensionnelle

Faible solubilité de 0,11 % avec une résistance élevée au lessivage* pour une obturation contrôlée du canal radiculaire pendant une période prolongée.

3

Sûr et biocompatible

Induit la guérison des tissus sans stimuler les tissus parodontaux, même en cas de contact*.

4

Radio-opaque*

présente une radio-pacité supérieure à la moyenne (7,5 mm/Al) et est conforme aux normes ISO.



5

Esthétique naturelle

Sans oxyde de bismuth, notre ciment ne décolore pas la dent et assure une esthétique naturelle*.

6

Retraitement

Le ciment peut se retirer avec une lime Niti même après la prise*.

Ciment AH Plus® bioceramic



Starter Kit	B KT AHBS 000 000	Recharge de seringue	B 00 AHBS 100 03G	Recharge de canule	B 00 AHBS 020 24G
-------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------	-------------------

ProTaper Ultimate™ Conform Fit® Pointes de Gutta-Percha

Boîte de 60 pointes de gutta-percha

F1	B NS PULG FGP OF1
F2	B NS PULG FGP OF2
F3	B NS PULG FGP OF3
FX	B NS PULG FGP OFX
FXL	B NS PULG FGP FXL
ASSORTIMENT	
F1-F3	B NS PULG FGP AST 12x-F1, 24x-F2, 24x-F3

WaveOne® Gold Conform Fit® Pointes de Gutta-Percha

Boîte de 60 pointes de gutta-percha

Small	B 00 WGGP F00 SML
Primary	B 00 WGGP F00 PRI
Medium	B 00 WGGP F00 MED
Large	B 00 WGGP F00 LRG
ASSORTIMENT	
	B 00 WGGP F00 AST

TruNatomy® Conform Fit® Pointes de Gutta-Percha

Boîte de 60 pointes de gutta-percha

Small	B 00 TNGP F00 SML
Prime	B 00 TNGP F00 PRM
Medium	B 00 TNGP F00 MED
ASSORTIMENT	
	B 00 TNGP F00 AST

*Rapport n°Q210811-1 Rev.11/2021

1. IFU
2. sur 28 cavités
3. 28 cônes aléatoires

Pour plus d'informations, contactez votre représentant Dentsply Sirona ou consultez le site internet www.dentsplysirona.com.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie, au titre de la LPP. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.

AH Plus® Bioceramic Sealer Indications : ciment de scellement canalair destiné à tous les patients nécessitant des procédures de canal radiculaire sur des dents définitives ou des dents primaires lorsqu'il n'y a pas de dent définitive pour les remplacer. Classe/Organisme certificateur : IIa/ CE0197. Fabricant : Maruchi

Conform Fit® Pointes de Gutta-Percha ProTaper Ultimate™ / Wave One Gold® / TruNatomy®. Indications : Les pointes gutta-percha sont indiquées pour le traitement d'une pathologie endodontique. Classe/Organisme certificateur : IIa/ CE2797. Fabricant : Dentsply Tulsa Dental Specialities. REV : 01/22.

Dentsply Sirona France
Immeuble Le Colbert - 7 ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex | N° Service Clients : 01 30 97 66 00 | Fax Service Clients : 01 30 97 65 82
Email : sc-dentaire@dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

 Dentsply
Sirona

Triple verrouillage de votre obturation

Le triple verrouillage en obturation c'est :

- 1 S'assurer de la bonne préparation du canal radiculaire
- 2 Obtenir le bon ajustement en sélectionnant les pointes de gutta-percha Conform Fit® qui s'adaptent à la forme du canal radiculaire.
- 3 Enfin, obturez sans difficulté avec la gutta-percha et de l'AH Plus® Bioceramic Sealer

Obturation avec un ciment biocéramique

Le ciment AH Plus® Bioceramic a un temps de prise rapide*.

C'est la dernière étape cruciale pour assurer la guérison des tissus.

Forme précise

Chaque dent est unique et c'est pour cela que nos solutions sont là. Les limes de mise en forme canalaire Dentsply Sirona assurent une préparation qui s'intègre facilement dans votre flux de travail.

Technologie Conform Fit®

Les maîtres cônes s'adaptent précisément au canal préparé par les limes de mise en forme Dentsply Sirona pour assurer une obturation adaptée.

Découvrez la solution de traitement Dentsply Sirona qui vous convient le mieux.

ProTaper Ultimate™

WaveOne® Gold

TruNatomy®


Définissez une nouvelle norme

Ciment AH Plus® bioceramic

1

Biocompatible

Le ciment ne stimule pas les tissus parodontaux et procure un environnement propice à la guérison des tissus*.



2

Finis les interstices

Notre ciment produit des cristaux d'hydroxyapatite dans les tubules dentinaires. Le ciment étant lipophile et hydrophile, une liaison sans interstices s'effectue entre la paroi du canal et la gutta-percha*.

3

Résistant au lessivage

Grâce à sa faible solubilité et à la fine épaisseur du film d'écoulement, notre ciment bioceramique obture de manière stable* le canal radulaire.

Epaisseur du film d'écoulement

AH Plus® Bioceramic Sealer

26*µm

Solubilité

AH Plus® Bioceramic Sealer

0.11%


4

Practicité

Le ciment est livré dans une seringue pré-mélangée 24 G qui peut être placée directement dans le canal¹.


Technologie Conform Fit®

100%
des cônes Conform Fit®
sont ajustés dès le
premier essai²



Ajustement des pointes
Conform Fit®
Gutta-Percha

Versus



Ajustement des pointes
gutta-percha de basse
qualité³