



Symbios® BoneShield®

Protecteur de cicatrisation. Soutien structurel.

Les membranes titane Symbios® BoneShield® font partie des solutions de régénération osseuse Dentsply Sirona Implants. Elles offrent une stabilité mécanique élevée¹ tout en permettant la diffusion des nutriments grâce à la structure microporeuse unique de la membrane².

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires


 Dentsply
Sirona

Stabilité tridimensionnelle

La rigidité et le soutien structurel apporté sur le long terme rendent la membrane titane BoneShield® particulièrement adaptée aux procédures telles que le soulèvement de sinus, l'augmentation latérale ou les reconstructions de défauts osseux importants^{1,2}.

Illustration clinique d'un soulèvement de sinus par volet latéral utilisant la membrane BoneShield®

Avec l'aimable permission du Dr. Alessandro Ponte, Suisse



Recouvrement de la fenêtre latérale avec la membrane Titane BoneShield®.

Titane Lisse^{2,3}

La surface lisse réduit l'adhérence de la plaque dentaire et de bactéries.

Flexibilité

L'épaisseur de seulement 20 µm vous permet de facilement préformer (clous de fixation), mouler et découper la membrane en titane sans perdre en stabilité mécanique.

Micropores Uniques²

La membrane permet la diffusion d'oxygène, de substances nutritives et de cellules immunitaires.

Information relative à la commande



Contactez le service client pour réserver un rendez-vous avec votre représentant commercial



Pour en savoir plus sur nos solutions régénératives Symbios, rendez-vous sur dentsplysirona.com

Référence	Forme et taille
3259 7400	Ovale, 20x15 mm
3259 7401	Triangulaire, 21x17 mm
3259 7402	Rectangulaire, 33x25 mm

Dentsply Sirona Implants propose des solutions complètes à forte valeur ajoutée pour les professionnels de la santé bucco-dentaire et permet d'obtenir des résultats de traitement implantaire prévisibles et durables améliorant ainsi la qualité de vie des patients.

Références:

1. Pinho, M.N., et al., Titanium membranes in prevention of alveolar collapse after tooth extraction. *Implant Dent*, 2006.
2. Schopper, C., et al., Long-term results after guided bone regeneration with resorbable and microporous titanium membranes. *J Oral Maxillofac Surg Clin NA*, 2001.
3. Arpak, M.N., A. Alkan, and I. Nergiz, A case of localized ridge augmentation from using a titanium membrane: A pilot study. *Journal of Oral Science*, 2000. 42(3): p. 133-138.

Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.

Symbios® BoneShield®. Indications : membrane en titane destinée à la reconstruction tridimensionnelle des défauts de l'os alvéolaire et faciliter l'augmentation avec une fixation adéquate du matériau d'augmentation. Classe/organisme certificateur : III / CE0123. Fabricant : Dentsply Implants Manufacturing GmbH - Rev 08/21.

Dentsply Sirona France

Immeuble Le Colbert - 7 ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex | N° Service Clients : 01 30 97 66 00 | Fax Service Clients : 01 30 97 65 82 | Email : sc-dentaire@dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

 Dentsply
Sirona