

Travailler sur la confiance

En dehors de votre talent et de votre formation, le matériel traditionnel que vous choisissez aura un impact déterminant sur l'issue de vos cas cliniques. Vous n'avez donc pas le droit de compter sur la chance. Élaborée sur notre campus de recherche, de conception et de fabrication dernier cri de Sarasota (Floride), notre gamme PLUS est la plus avancée que nous ayons jamais créée.

Fabriquée à l'aide des dernières avancées en robotique numérique, la gamme PLUS vient parfaire vos aptitudes en améliorant de manière exponentielle la précision, les performances et la confiance. Passez au niveau supérieur avec la technologie PLUS et découvrez les avantages de l'addition par l'innovation.

 **Dentsply
Sirona**
Orthodontics

MicroArch® PLUS par GAC



L'addition
par l'innovation

The Dental Solutions Company

Dentsply Sirona est le plus grand fabricant mondial de produits et technologies dentaires professionnels. Avec notre position de pionnier de l'industrie, nous créons des plateformes à l'avant-garde, intégrant aussi bien des consommables que des équipements, des technologies ou encore des produits spécialisés. Nous nous engageons à présenter de nouveaux produits innovants et des solutions intégrales complémentaires intégrales afin de proposer une dentisterie plus sûre et plus rapide.

Dentsply GAC Europe
1 rue des Messagers CS20115
37210 Rochecorbon, France
Tel +33 (0)2 47 40 23 30
Fax +33 (0)2 47 40 23 39
www.dentsplysirona.com

©2017 Dentsply Sirona
Tous droits réservés.

120-J72-11f 10/2017

MicroArch® PLUS par GAC



MicroArch® PLUS est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires réservés aux professionnels de santé, indiqués pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. Organisme certifié : Emergo Europe. Fabriqué par Dentsply Sirona. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice (ou sur l'étiquetage) avant toute utilisation - non remboursé par la Sécurité Sociale.

 **Dentsply
Sirona**
Orthodontics



Informations PLUS Innovation

Lorsque nous avons visualisé notre nouvelle gamme MicroArch® PLUS, nous avons réalisé que nous cherchions un niveau de précision de fabrication qui, tout simplement, n'existait pas. Plutôt que de brider notre vision créative, nous avons choisi d'investir dans notre propre installation. Cinq ans et 70 millions de dollars plus tard, nous pouvons affirmer en toute confiance que nous avons pris la bonne décision. Non seulement nous pouvons réaliser le bracket dont nous avons toujours rêvé, mais nous pouvons aussi le fabriquer à un niveau de précision qu'aucun autre mini-bracket bi-plot ne peut égaler. MicroArch® PLUS vous apporte la maniabilité que vous recherchez, le contrôle dont vous avez besoin et l'esthétique exigée par vos patients.

Informations PLUS Innovation

- Moulage par injection de métal pour une qualité maximale
- Angulation et torque ajustés pour un contrôle accru
- Procédé unique de polissage pour une finition lisse et brillante
- Soudure au robot entre la base et le corps pour apporter stabilité et conformité
- Dernières avancées en technologie de fabrication

MicroArch® PLUS par GAC

Avantages de MicroArch® PLUS



Moulée par injection de métal (Metal Injection Molded ou MIM)

Offre un torque 50 % plus précis et offset de 33 % pour une qualité constante et une précision supérieure.



Torque dans la base

Permet d'aligner la gorge et les ailettes galbées, pour un positionnement correct.



Repère de positionnement central

Offre une référence visuelle pour l'alignement avec l'axe long de la couronne clinique.



Base mesh de calibre 80

Base adaptée aux contours de la dent pour un placement anatomique plus précis.




Crochet intégré

La conception du bracket en intégrant le crochet lors de l'injection améliore sa qualité. La résistance et la malléabilité sont conservées.



Entrées de gorge à triple chanfrein

Pour faciliter l'insertion de l'arc et réduire les risques de déformation ou de sertissage de l'arc.



Tous les éléments s'ajoutent

Notre objectif n'était pas de rendre obsolètes et impraticables tout les autres brackets. Nous avions seulement envie de créer un meilleur bracket. La gamme de produits PLUS repose sur plusieurs procédés de fabrication exclusifs capables d'augmenter le torque, l'angulation et les autres dimensions essentielles. Si vous vous référez aux avantages avec lesquels nous avons commencé, vous comprenez mieux pourquoi vos cas cliniques se termineront aussi bien.

Chaque prescription de bracket orthodontique est la somme de ses parties. Seule la technologie PLUS vous apporte la con ance résultant d'une association inégalée entre avantages tangibles et intangibles. Vos brackets sont-ils à la hauteur de la technologie PLUS ?

Établissement de fabrication dédié	Oui	Membres de l'équipe R&D	70
Philosophie de conception intégrée	Oui	Lancements de nouveaux produits	30
Nombre total de brevets détenus	2,500	par an	
Programmes cliniques par an	9,572	Études cliniques en cours	50
		Pays hébergeant une infrastructure	40

Un classique amélioré

Il peut sembler impossible d'apporter une amélioration incrémentale à un bracket de la taille de MicroArch, pourtant c'est exactement ce que fait MicroArch® PLUS. Il met en avant ses meilleures éléments et se débarrasse du reste. Après tout, le leadership se définit ainsi. MicroArch® PLUS reprend tout ce que vous aimez sur la solution réputée, mais dépassée, avec un niveau de qualité supérieure. Avec le nouveau MicroArch® PLUS, vous pouvez mettre à niveau vos brackets sans bouleverser votre cabinet.

(Disponible pour les prescriptions Base*, Euro (*MBT) et Vertical Slot.)

*Notre prescription Base a des valeurs équivalentes à celles de la prescription Roth®. Nous ne faisons en aucun cas la promotion des produits mentionnés. Roth® est une marque déposée de Roth Licensing LLC. MBT est une marque déposée de 3M Unitek.