


## L'avenir de l'orthodontie est arrivé

OmniArch® PLUS est la première prescription complète à être produite dans les usines de production de pointe de Dentsply Sirona Orthodontics situées à Sarasota, en Floride. Les brackets sont moulés par injection de métal, un procédé qui permet de reproduire des éléments à la forme particulièrement complexe avec un maximum de précision. Cela signifie que tous les éléments de design et la programmation des brackets sont conçus et réalisés de la manière la plus parfaite possible.



## OmniArch® PLUS

Dentsply GAC Europe  
1 rue des Messagers CS20115  
37210 Rochecorbon, France  
Tel +33 (0)2 47 40 23 30  
Fax +33 (0)2 47 40 23 39  
www.dentsplygac.eu

©2016 DENTSPPLY GAC Intl. All Rights Reserved  
0280-MM-120-J77-01 Rev. 02 - FR 04/2018



OmniArch® PLUS est un dispositif médical de classe II pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. Organisme certificateur: Emergo Europe. Fabriqué par DENTSPPLY GAC. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice (ou sur l'étiquetage) avant toute utilisation - non remboursé par la Sécurité Sociale.




## OmniArch® PLUS

Des performances de haute précision





## Avantages d'OmniArch® PLUS



Torque dans la base

Base anatomique



Moulé par injection de métal (Metal Injection Molded ou MIM)

Offre un torque 50 % plus précis et offset de 33 % pour une qualité constante et une précision supérieure.



Repère de positionnement central

Offre une référence visuelle pour l'alignement avec l'axe long de la couronne clinique



Base de calibre 80

Base de calibre 80, adaptée aux contours de la dent pour un placement anatomique plus précis.



Crochet intégré

La conception du bracket en intégrant le crochet lors de l'injection améliore sa qualité. La résistance et la malléabilité sont conservées.



Entrées de gorge à triple chanfrein


Pour faciliter l'insertion de l'arc, et réduire les risques de déformation ou de sertissage de l'arc.

## Réinventer et améliorer un classique

Lorsqu'il est question de performances, la précision et la prévisibilité vont de pair. Fabriqué sur notre site de Sarasota (Floride, États-Unis), OmniArch® PLUS rassemble tous les avantages du système OmniArch® que vous appréciez et propulse celui-ci dans une nouvelle dimension. Repensé et amélioré à partir de zéro, OmniArch® PLUS repousse les limites de la précision pour offrir des performances optimales.

### Précision ET performances

- Taille suffisamment compacte pour répondre aux attentes esthétiques du patient conscient
- Suffisamment large pour une utilisation des plus aisées
- Crochet intégré pour une stabilité et une malléabilité supérieures
- Gorge à triple chanfrein pour une insertion facilitée de l'arc
- Base de calibre 80 pour une pose et une dépose prévisibles



Ailettes galbées à la surface adoucie

Forme en losange

Identification disto-gingivale

Bracket traditionnel de taille moyenne et à faible épaisseur

Véritable bi-plôt

## Un succès en matière d'ingénierie

Il est presque impossible d'améliorer un standard de l'industrie tel qu'Omni sans avoir une parfaite idée de ce que vous cherchez à accomplir. Chaque amélioration de la forme d'OmniArch® PLUS a été soumise à un processus exploratoire complet. Chaque idée a été testée, peaufinée, puis testée de nouveau. Rien n'a été laissé pour compte jusqu'à ce que le produit final atteigne nos normes exigeantes, voire les dépasse.

### Informations PLUS Innovation

- Moulage par injection de métal pour une qualité maximale de la production
- Offset et torque ajustés pour un contrôle accru
- Procédé unique de polissage pour une finition tout en douceur et confortable
- Base soudée pour une stabilité et une précision accrues
- Conception numérique des ailettes galbées pour une maniabilité exceptionnelle

OmniArch® PLUS

(Disponible pour les prescriptions Base Rx\*, Euro (\*MBT) Rx.)

\*Dentsply Sirona Orthodontics Base Rx has prescription values that are equivalent to the Roth prescription. Roth® is a registered trademark of Roth Licensing, LLC. All rights reserved.