

Ovation® C par GAC
Bracket céramique



The Dental Solutions Company

Dentsply Sirona est le plus grand fabricant mondial de solutions et technologies dentaires professionnelles. Avec notre position de pionnier de l'industrie, nous créons des plateformes à l'avant-garde, intégrant aussi bien des consommables que de l'équipement, de la technologie ou encore des produits spécialisés. Nous nous engageons à présenter de nouveaux produits innovants, et des solutions complémentaires intégrales afin de favoriser une dentisterie mieux adaptée, plus sûre et plus rapide.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site
www.dentsplysirona.com

Ovation® C est un dispositif médical de classe IIa pour soins dentaires réservé aux professionnels de santé, indiqué pour le déplacement des dents dans le cadre d'un traitement orthodontique. Classe : IIa. Organisme certificateur : Emergo Europe. Fabricant : DENTSPY GAC. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice (ou sur l'étiquetage) avant toute utilisation - non remboursé par la Sécurité Sociale.

Dentsply GAC Europe
1 rue des Messagers CS20115
37210 Rochecorbon, France
Tél : +33 (0) 2 47 40 23 30
gac-fr.info@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

©2016 Dentsply GAC Intl.
Tous droits réservés

Ovation® C par GAC

Céramique Esthétique Avancée



Ovation® C par GAC Bracket céramique

Mouvement Précis, Résultats Prévisibles

Le bracket Ovation C est le plus avancé de nos brackets céramiques conventionnels. Conçu pour délivrer précision et contrôle, Ovation C s'adapte esthétiquement à son environnement tout en offrant une résistance optimale aux tâches. Grâce à leur durabilité défiant toutes les autres céramiques, les brackets Ovation C sont suffisamment résistants pour être à nouveau repositionnés si besoin, le tout en délivrant les résultats escomptés, le confort patient souhaité et l'esthétique demandée. Tout ce que vous attendez d'un bracket par Dentsply Sirona Orthodontics.

Technologie Céramique Avancée

Esthétique

Céramique transparente qui se fond dans l'émail et résiste aux tâches.


Force

Durabilité qui défie les brackets céramiques conventionnels, suffisamment résistants pour être repositionné.

Performance

Base 100% mécanique pour un résultat sûr et une dépose facile.

L'esthétique sans compromis



Système d'identification du bracket

Pour une identification rapide et un placement facilité avant, pendant et après la procédure.



Dépose simplifiée

Permet un meilleur accès pour les instruments de dépose.



Ailettes galbées à la surface adoucie

Pour faciliter la mise en place des ligatures et améliorer le confort du patient.



Entrée de gorge à triple chanfrein

Pour faciliter l'insertion de l'arc, réduire les risques de déformation ou de sertissage de l'arc. La distance inter-bracket est augmentée.



Forme en losange

Pour une meilleure esthétique durant le traitement.



Base 100% Mécanique

Pour un collage, une dépose et un repositionnement sûrs.



Ligne de repère verticale

Offre une référence visuelle pour l'alignement avec l'axe de la couronne clinique.



Crochet

Extension de l'ailette distale, le crochet garantit un plus grand confort du patient et une meilleure stabilité.

