

Dentsply
Sirona

Confiance en soi visible.
Aligneurs invisibles.



SureSmile® Clear Aligners



☞ Une amélioration de la relation patients visible

En tant que dentiste, vous tissez des liens avec vos patients au fil du temps. C'est donc souvent vous qu'ils consultent en premier lorsqu'ils envisagent un traitement orthodontique. Que leur motivation soit d'ordre esthétique ou liée à un problème de santé bucco-dentaire, SureSmile® Aligners est là pour vous aider à répondre à leurs attentes et à leur offrir un sourire plus esthétique et plus sain sans qu'ils ne quittent votre fauteuil. Vous leur apportez le traitement dont ils ont besoin ainsi que le regain de confiance en eux que procurent des dents bien alignées et un beau sourire.


► Vous définissez les objectifs. Nous vous envoyons le plan de traitement.

Avec le logiciel de planification de traitement SureSmile®, télécharger des empreintes optiques, des radios et des photos de patients depuis quasiment n'importe quelle source devient un jeu d'enfant. Nos spécialistes du laboratoire digital se chargent du reste et vous envoient un plan de traitement optimisé. Ou bien, si vous préférez, vous pouvez faire vous-même la prescription selon vos préférences. Notre plateforme ouverte s'intègre totalement avec les caméras d'empreinte optique Dentsply Sirona ainsi que les caméras d'empreinte optique les plus courantes du marché.

► Vérifiez le plan à tout moment, de n'importe où.

Une fois que le Laboratoire Digital a généré le plan de traitement initial, il vous l'envoie pour que vous puissiez le vérifier et le valider. Le setup initial est bien organisé et très simple à manipuler. Le logiciel SureSmile® Aligner est intuitif et vous permet d'étudier chaque cas dans les moindres détails à l'aide d'une large palette d'outils. Notre logiciel fonctionne en ligne avec votre navigateur, vous pouvez donc vérifier vos plans de traitement où que vous soyez, au cabinet, à la maison ou en déplacement.

Choisissez l'option SureSmile® Aligner qui correspond aux besoins de votre cabinet




Forfait comprenant un nombre illimité d'aligneurs de traitement et d'ajustement pendant 3 ans à compter de la fabrication des premiers aligneurs

Vous ne payez que les aligneurs dont vous avez besoin, idéal pour les cas moins complexes

⊞ Atteignez vos objectifs en toute transparence

Les aligneurs SureSmile® sont fabriqués par des experts à l'aide d'une technologie et de matériaux de pointe. Leurs caractéristiques uniques permettent de les personnaliser pour répondre aux besoins des cas les plus difficiles. Grâce à l'exactitude du traitement des données et à un contrôle qualité exigeant, ils sont bien ajustés, durables et d'une telle transparence qu'on peine à deviner qu'ils sont portés.



Deux options de ligne de découpe pour un confort optimal

Avec les aligneurs SureSmile® vous avez le choix entre deux lignes de découpe. Nous utilisons un processus de découpe laser haute précision automatisé pour permettre un maximum de confort. Les bords des aligneurs SureSmile® sont souples et doux, que vous choisissiez une ligne de découpe droite ou festonnée.

La ligne de bord droite suit la gencive à une distance constante que vous fixez. Le fait qu'elle déborde légèrement sur la gencive a un effet positif sur la transmission des forces et peut permettre de réduire le nombre de taquets nécessaires. La ligne de bord festonnée suit la marge gingivale et est encore plus discrète que la ligne de bord droite.

Ce qui se fait de mieux pour vous-même et pour vos patients

Quand la technologie innovante rencontre les matériaux de pointe, l'ajustage est tellement précis que le confort est garanti pour vos patients - du premier aligneur jusqu'à la dernière semaine de traitement. Chaque aligneur SureSmile® est soumis à des contrôles qualité rigoureux et validé par un expert clinicien de notre Laboratoire Digital pour garantir la précision du plan de traitement.

Le matériau plastique utilisé pour fabriquer les aligneurs SureSmile® permet une transmission des forces optimale

Connus pour leurs performances et leur apparence esthétique optimales, les aligneurs SureSmile® transmettent les forces de manière uniforme de telle sorte que le logiciel SureSmile® Aligner peut vous proposer autant de taquets que vous le souhaitez, personnalisables et ajustables à volonté, pour répondre à vos besoins.

Correction des cas complexes




SureSmile® Aligner est à même de vous aider à traiter les cas plus complexes. Des fentes pratiquées dans les aligneurs permettent d'accrocher des élastiques intermaxillaires et des découpes plus larges donnent accès aux boutons collés sur les dents.

Conception d'un sourire personnalisé

Lorsqu'elles sont disponibles, les informations fournies par les radiographies sont enregistrées dans un modèle 3D et superposées sur les photos afin de planifier la position finale des dents en harmonie avec l'anatomie faciale du patient.

Chronologie et planification de l'IPR

Notre logiciel propose une animation graphique du plan de traitement de votre patient. La chronologie indique à quel moment les taquets doivent être posés et à quel rendez-vous la réduction interproximale (IPR) doit être effectuée et sur quelles dents.



Une intégration fluide

Forts de notre expérience dans la planification numérique des traitements orthodontiques, associée à notre savoir-faire de société fournissant des solutions dentaires, nous vous proposons une méthode simple pour générer des setups initiaux et des plans de traitement pour des résultats prédictibles et de qualité.



Enregistrer des images

Les photographies et empreintes optiques sont prises lors du premier rendez-vous. Le flux de travail pour la planification de traitement SureSmile® accepte les scans intra-oraux de la plupart des scanners du marché. Vous disposez également pour les traitements par aligneurs de l'option d'enregistrer des radiographies pour un diagnostic plus complet.



Soumettre la prescription

Vous avez le choix de vous en remettre à nos spécialistes du Laboratoire Digital ou d'indiquer vos préférences détaillées pour le traitement.



Validation ou modification du plan de traitement

Tous les plans de traitement soumis au Laboratoire Digital SureSmile® font l'objet d'un processus de planification complet et d'un contrôle qualité final par un spécialiste du laboratoire Digital pour garantir aux setups initiaux une qualité optimale.



Fabrication des aligneurs

Une fois le plan de traitement validé, les aligneurs SureSmile® sont fabriqués sur mesure grâce à un process innovant.



Démarrer le traitement

Lorsque vous recevez le kit patient au cabinet, il est temps pour votre patient de commencer le traitement.

Le flux de travail pour la planification de traitement SureSmile® trouvera tout naturellement sa place dans votre cabinet. Notre logiciel fonctionne en ligne grâce à un navigateur ce qui vous dispense de le télécharger sur votre ordinateur.

Programme de formation SureSmile® Aligner

Nous sommes à vos côtés et nous vous accompagnons tout au long du parcours. Le programme de formation SureSmile® Aligner est une ressource de eLearning disponible à tout moment sur notre plateforme de formation primée, SureSmileU. Vous y trouverez des guides et des vidéos ainsi que des événements de formation proposés chaque mois par des cliniciens experts. Au terme du parcours de formation, vous obtiendrez la certification de praticien SureSmile® Aligner. Le programme de formation se divise en 5 étapes et dure au total 90 mn :

ETAPE 1

SELECTION DES CAS



10 minutes

ETAPE 2

PRISE D'IMAGES



20 minutes

ETAPE 3

NAVIGATION LOGICIEL



35 minutes

ETAPE 4

SETUP & SÉQUENTIALISATION



15 minutes

ETAPE 5

QUIZ PROCHAINES ÉTAPES



10 minutes



Contactez votre représentant Dentsply Sirona en appelant le 01.30.97.65.00 et rendez-vous sur dentsplysirona.com pour en savoir plus sur la meilleure façon d'offrir à vos patients le sourire qu'ils méritent.



Dispositifs médicaux pour soins dentaires, réservés aux professionnels de santé, non remboursés par les organismes d'assurance maladie, au titre de la LPPR. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur l'étiquetage avant toute utilisation.

SureSmile Aligner Indication : logiciel pour soin orthodontique avec acquisition d'image, planification et administration du traitement, suivi des soins et conception du système de gouttière d'alignement sur mesure. Classe/organisme certificateur : CE0123. Fabricant : Orametrix Inc.

La page de couverture représente des traitements finalisés

Dentsply Sirona France
Immeuble Le Colbert - 7 ter rue de la Porte de Buc, 78008 Versailles Cedex
N° Service Clients : 01 30 97 66 00 | Fax Service Clients : 01 30 97 65 82
Email : sc-dentaire@dentsplysirona.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Le partenaire de toutes vos solutions dentaires

