

















Enhance® / Enhance® PoGo®

Instruments de finition et polissage



<p>Zone</p> <p>Étapes</p>	<p>Occlusale Concave</p> 	<p>Proximale</p> 	<p>Bord incisif Plate</p> 	<p>Convexe</p> 
<p>Réduction importante</p>	<p>Fraise diamantée ou en carbure de tungstène</p> 	<p>Fraise diamantée ou en carbure de tungstène</p> 	<p>Fraise diamantée ou en carbure de tungstène</p> 	<p>Fraise diamantée ou en carbure de tungstène</p> 
<p>Retrait des excès + Contourage + Finition</p>	<p>Finition pointe</p>  <p>Enhance®</p>	<p>Finition disque ou cupule</p>  <p>Enhance®</p>	<p>Finition disque</p>  <p>Enhance®</p>	<p>Finition cupule</p>  <p>Enhance®</p>
<p>Polissage effet brillance</p>	<p>Polissage pointe</p>  <p>Enhance® PoGo®</p>	<p>Polissage disque ou cupule</p>  <p>Enhance® PoGo®</p>	<p>Polissage disque</p>  <p>Enhance® PoGo®</p>	<p>Polissage cupule</p>  <p>Enhance® PoGo®</p>

Références

Enhance® - Finition & Kits

- 662020** Enhance® Complete Kit
Enhance® Finishing (10 disques, 10 cupules, 10 pointes),
Enhance® PoGo (10 disques, 10 cupules, 10 pointes)
- 624045** Enhance® Refill Disc (40 disques)
- 624055** Enhance® Refill Cup (40 cupules)
- 624065** Enhance® Refill Point (40 pointes)
- 624075** Enhance® System Kit
20 Enhance Finishing disques, 10 Enhance Finishing pointes, 10 Enhance Finishing cupules, 25 Enhance Polishing cupules, 1 mandrin en métal, 1 Prisma Gloss pâte de polissage (seringue 4g), 1 Prisma Gloss pâte de polissage Extra fine (seringue 4g)



662020



624045



624055



624065



624075



662010

Enhance® PoGo® - Polissage

- 662010** Enhance® PoGo® Disc Refill (40 disques)
- 662023** Enhance® PoGo® Cup Refill (40 cupules)
- 662022** Enhance® PoGo® Point Refill (40 Pointes)



662023



662022



624385

Enhance® mini - Finition version Mini

- 624385** Enhance® mini Intro Kit
60 exemplaires (20 de chaque forme)
+ 1 boîte Enhance PoGo (3 de chaque forme)
- 624345** Enhance® mini Disc Refill (40 disques)
- 624355** Enhance® mini Cup Refill (40 cupules)
- 624365** Enhance® mini Point Refill (40 pointes)



624345



624355



624365