

Aperçu du marché

Appareils d'entretien et d'hygiène

Pour la préparation de turbines, pièces-à-main et contre-angles.

	DAC Universal	Assistina 3X3	QUATTROcare Plus	iCare+	Lubrina	X-Cid®2	STATMATIC PLUS
Fabricant	Dentsply Sirona	W&H	KaVo	NSK	MORITA	Micro-Mega	SciCan
Durée du cycle	env. 18 min	env. 6 min	env. 1 min.	env. 15 min	env. 2 min	env. 30 min	env. 10 min
Capacité (instr.)	6	3	4	4	4	3	3
Poids [kg]	23	7,5	10	14	10	8	7,3
Raccordement de l'eau	■	-	-	-	-	-	-
Raccordement des eaux usées	■	-	-	-	-	■	-
Raccordement de l'air comprimé	■ 0,5 - 0,8 MPa	■ 0,5 - 1 MPa	■ 0,4 - 0,6 MPa	■ 0,5 - 0,6 MPa	■ > 0,5 MPa	■ 0,5 - 0,8 MPa	■ 0,45 - 0,6 MPa
Nettoyage externe	■ (eau)	■ (détergent)	-	■ (détergent)	-	■ (détergent)	-
Nettoyage interne	■ (eau)	■ (détergent)	-	■ (détergent)	■	■ (détergent)	■ (détergent)
Lubrification	■	■	■	■	■	■	■
Désinfection	■ (thermique)	-	-	■ (chimique)	-	■* (chimique)	-
Stérilisation	■	-	-	-	-	-	-
Documentation électronique	□	-**	-**	■	-**	-	■
Instruments directement utilisables pour classe semi-critique B	■	- (stérilisation supplémentaire)	- (nettoyage et stérilisation externes manuels en plus)	■	- (nettoyage et stérilisation externes manuels en plus)	- (stérilisation supplémentaire)	- (nettoyage et stérilisation externes manuels en plus)
Inserts à ultrasons	■	-	-	-	-	-	-
Pièces-à-main à ultrasons	■	-	-	-	-	-	-
Buses d'appareils à jet de poudre	■	-	-	-	-	-	-

- présent
- en option
- non présent

* Pré-désinfection

** L'appareil n'est pas un désinfecteur / stérilisateur

Informations conformément aux indications du fabricant (mars 2017)