

## NitraDem Direct Connect



### Raccordement d'eau direct

- Conforme à la norme DIN EN 1717 Catégorie 5 pour un raccordement direct
- Alimentation entièrement automatique de tous les systèmes d'hygiène raccordés en fonction des besoins
- Possibilité de raccorder simultanément jusqu'à 3 systèmes d'hygiène

### Manipulation simple

- Remplacement aisé du filtre
- Utilisation universelle pour le DAC Universal et tous les stérilisateurs courants

### Contrôle constant

- Une qualité d'eau toujours adaptée
- Aucune perte de qualité due au stockage
- Un contrôle constant grâce au conductimètre

## SiroDem



### Simple et économique

- L'appareil mural pratique pour une eau entièrement désalinisée, directement sur le poste de travail
- Installation simple sans électrovannes
- Système sans pression pour le remplissage du réservoir

### Une qualité d'eau sûre

- Aucune perte de qualité due au stockage
- Contrôle constant grâce au conductimètre

### Instruments propres

- Une eau de grande qualité protège les instruments contre la corrosion et la formation de taches et ménage les appareils

## Aperçu du marché Systèmes de traitement d'eau

	NitraDem Direct Connect	SiroDem	Destillo 2	MELAdem 40	Multidem C27
Fabricant	Dentsply Sirona	Dentsply Sirona	Aquadent	MELAG	W&H
Débit [l/h]	45	50	50	120	60
Qualité de l'eau douce [QS/cm]	0,1 - 12	0,1 - 20	0,1 - 20	1 - 5	0,1 - 20
Raccordement électrique	100 V - 240 V 50-60 Hz	100 V - 230 V 50-60 Hz	220 V 50 Hz	non applicable non applicable	non applicable non applicable
Dimensions (H x l x P) [cm]	26,5 x 30 x 12	Ø 10 x 60	Ø 11,5 x 54	35 x 32 x 15	47,6 x 12,4 x 12,3
Poids [kg]	6,3	env. 3	2,5	2,4	3,9
Capacité / 10° dH / [Litre]	430	400	320	210	375
Mesure de la conductivité	oui	oui	oui	non	non
Raccordement fixe	oui	non	non	oui	oui
Conforme à EN 1717 pour le raccordement direct	oui	non	non	oui	non

Informations conformément aux indications du fabricant (mars 2017)

Système de traitement d'eau	Réf.	Système de traitement d'eau	Réf.
NitraDem Direct Connect, y compris kit d'installation, Filtre NitraDem, panneau de commande	62 59 852	SiroDem 220 V	58 86 168

Accessoires et filtre	Réf.	Accessoires et filtre	Réf.
Pistolet à eau	62 59 084	Cartouche pour SiroDem	58 92 026
Filtre NitraDem	61 98 431		