



CEREC Primemill

L'eccellenza diventa semplice.

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Semplicità d'uso

CEREC Primemill definisce nuovi standard in termini di praticità d'uso, rendendo la sua integrazione nella quotidianità dello studio molto semplice. Un'interfaccia utente interattiva guida l'operatore passo dopo passo attraverso i flussi di lavoro, offrendo la possibilità di delegare il fresaggio in tutta tranquillità. L'unità monitora le funzioni e i componenti chiave per garantire una produttività elevata.



Versatilità

Benvenuti in un mondo in cui avrete l'imbarazzo della scelta! Il nuovo CEREC Primemill permette di scegliere tra fresaggio a secco o a umido e molaggio a umido, entrambi compatibili con una vastissima gamma di materiali convalidati, garantendo così la flessibilità e la predicibilità necessarie a offrire ai pazienti il miglior trattamento possibile.

Velocità

La nostra unità di fresaggio, la più veloce di sempre, è in grado di produrre una corona in zirconia di qualità eccellente in meno di 5 minuti e di molare la vetro-ceramica in tempi più brevi rispetto alle altre nostre unità. Il risultato? Pazienti soddisfatti e una elevata capacità produttiva.



CEREC MC XL

CEREC Primemill



Calzabilità del
margine in ossido
di zirconio

100 μm



Calzabilità del
margine in ossido
di zirconio

100 μm



500 μm

Superficie in
vetroceramica



500 μm

Superficie in
vetroceramica

Qualità

L'accuratezza e il controllo in tutte le fasi del processo di produzione garantiscono risultati predicibili eccellenti e di straordinaria naturalezza, sotto ogni punto di vista: superfici lisce, margini ampi, fissurazioni dettagliate e un'adattabilità perfetta.

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Siete pronti per
CEREC?



Odontoiatria digitale alla poltrona. Ridefinita.

Per i suoi utilizzatori è ormai chiaro: CEREC ha migliorato la loro pratica quotidiana.

Gli utilizzatori del sistema CEREC vi diranno che digitalizzare il flusso di lavoro è una scelta importante, ma è normale avere dubbi prima di iniziare. Si può imparare a gestire la tecnologia? **Assolutamente sì.** Com'è la qualità dei restauri? **Eccezionale, sotto ogni punto di vista.**

Grazie all'unità di fresaggio migliore sul mercato e al software intuitivo e altamente automatizzato da usare con CEREC Primescan, non c'è mai stato momento migliore per proiettare il vostro studio nel futuro con CEREC.

CEREC è completamente nuovo. **Il momento è adesso.**

CEREC

Un flusso di lavoro integrato e una grande flessibilità per risultati clinicamente affidabili.





Il momento è adesso.

Il nuovo CEREC vi offre gli strumenti per un'odontoiatria digitale alla poltrona di qualità superiore.

L'ultima generazione del nostro sistema CEREC definisce eccezionali standard di qualità per offrire ai pazienti trattamenti odontoiatrici in una singola seduta senza precedenti. Grazie ad una storia di continui miglioramenti lunga 35 anni, CEREC offre soluzioni per il trattamento di molteplici indicazioni garantendo sempre risultati straordinari.

Una soluzione d'eccellenza sviluppata per realizzare un'odontoiatria digitale di qualità superiore.

Il sistema CEREC è composto da apparecchiature di eccellenza che interagiscono alla perfezione garantendo flussi di lavoro ineccepibili. CEREC Primescan trasmette molto velocemente dati di scansione altamente accurati al nuovo Software CEREC 5, supportandovi con proposte specifiche per ogni singolo paziente in base all'algoritmo brevettato Biojaw. Ma la potenza del sistema è il nuovo CEREC Primemill. Con questa unità di fresaggio all'avanguardia, l'odontoiatria digitale alla poltrona è più veloce, più semplice e più affidabile che mai.

L'eccellenza diventa semplice

CEREC Primemill

Velocità

Modalità di fresaggio super veloce

Sviluppato per incrementare velocità e precisione, il nuovo CEREC Primemill eredita la comprovata potenza del suo predecessore e ne porta le prestazioni già elevate a livelli completamente nuovi. Ora è possibile fresare i restauri in zirconia in modalità super veloce in circa 5 minuti, riducendo i tempi di lavorazione di oltre metà.

Molaggio veloce

Modalità di molaggio veloce ottimizzata per restauri in vetroceramica di alta qualità in minor tempo.

Semplicità d'uso

Interfaccia touch 7" con guida per l'utente

La nuova interfaccia touch è stata sviluppata pensando specificamente alla possibilità di delegare alcune fasi del processo e di integrare facilmente il fresatore nell'attività dello studio. Non solo guida l'utente attraverso ogni singolo flusso di lavoro, ma lo porta anche passo dopo passo attraverso le principali procedure di manutenzione e altre attività di routine.

Scanner integrato per blocchi

Questo nuovo scanner scansiona rapidamente in automatico blocchi di materiale con codici data matrix compatibili registrandone le informazioni come tipo, misura, colore e fattore di ingrandimento della zirconia.

Lettole RFID per strumenti

Tutti gli strumenti CEREC Primemill sono provvisti di un chip RFID con un codice a colori che viene rilevato dal lettore RFID, il quale trasmette al display le informazioni relative allo stato dello strumento e avvisa l'utilizzatore quando è necessario sostituirlo. Questo garantisce che tutti gli strumenti funzionino a livelli ottimali, migliorando così la produttività.



Qualità

Nuovi componenti per una qualità superiore

Una combinazione di nuovi software, motori e componenti elettronici e meccanici garantisce una maggiore risoluzione e una migliore dinamica. Tutto ciò si traduce in restauri dai dettagli e margini eccezionali, per risultati estremamente precisi.

Nuovo strumento di fresaggio da 0,5 mm

Questo nuovo strumento super accurato garantisce risultati clinici straordinari. Scegliendo la modalità di fresaggio extra fine, otterrete un livello di dettaglio superiore con fissurazioni occlusali e aree interdentali sui ponti.

Sviluppato per distinguersi e integrarsi

Il nuovo CEREC Primemill non solo comunica senza problemi con gli altri dispositivi CEREC. Grazie al suo design elegante, si integra perfettamente anche dal punto di vista estetico e rappresenta la soluzione perfetta per uno studio odontoiatrico all'avanguardia.

- ✓ L'innovativa striscia a LED indica lo stato dell'unità e la progressione del processo di fresaggio.
- ✓ Il nuovo modello offre l'accesso diretto agli strumenti e agli accessori.
- ✓ Tutte le aree superficiali e la camera sono facili da pulire.

Versatilità

Le opzioni di fresaggio e molaggio migliori sul mercato

Potrete scegliere tra molteplici opzioni di lavorazione, come ad esempio il fresaggio a secco o a umido della zirconia oppure il molaggio a umido della vetroceramica ibrida.

Ampia gamma di materiali

A prescindere dall'indicazione, CEREC Primemill offre una vasta scelta di materiali forniti da partner certificati.