



AH Plus® Bioceramic Sealer

Pronto, CEMENTA, Via!

#EndoPassion

 Dentsply
Sirona


Stabilisci il tuo nuovo standard

AH Plus® Bioceramic Sealer

1

Biocompatibile

Fornisce un ambiente ideale per la formazione di idrossiapatite che apre la strada al processo di autoguarigione del corpo.¹



2


Priva di vuoti

Il nostro sigillante bioceramico produce una vasta gamma di cristalli di idrossiapatite all'interno dei tubuli dentinali. Essendo lipofilo e idrofilo, porta a un legame senza vuoti con la parete del canale e la guttaperca contemporaneamente.¹ Non c'è bisogno di coni di guttaperca trattati.

3

Resistenza alla lavabilità

Grazie alla bassa solubilità e allo strato sottile, il nostro cemento sigilla stabilmente il canale radicolare.



2. dati su richiesta. Stessi risultati di spessore dello strato di EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.
3. dati su richiesta. Stessi risultati di solubilità di EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.

4


Praticità

La siringa automiscelante con un piccolo diametro da 24G permette il posizionamento direttamente nel canale.¹

Tecnologia Conform Fit®



adattamento
al 100%⁴




Adattamento

Adattamento
con guttaperca
Conform Fit®

VS

adattamento
al 21%⁵
Quando si usano
coni di guttaperca
economici



Adattamento

Scarso adattamento
con guttaperca
tradizionale

Otturazione a tripla chiusura

Solo le soluzioni di trattamento DS possono darti un'unica otturazione "tripla chiusura":

(1) Assicura una forma ideale per ogni flusso di lavoro. (2) Permette di ottenere una correlazione senza rivali con i coni di guttaperca Conform Fit® che corrispondono a queste forme uniche.¹ (3) Infine, garantisce un'adesione priva di vuoti alla guttaperca e alle pareti canalari con AH Plus® Bioceramic Sealer.¹

Sigillo bioceramico

AH Plus® Bioceramic Sealer indurisce rapidamente, così da indurre la guarigione dei tessuti.¹

Forma precisa

Ogni dente è differente; ogni clinico ha diverse preferenze. Le nostre soluzioni di trattamento assicurano una sagomatura ideale per ogni flusso di lavoro.

Tecnologia Conform Fit®

Meno sprechi e più risparmio di tempo perché il primo cono calza ogni volta.¹



Scopri la soluzione di trattamento DS più adatta al tuo studio

ProTaper Ultimate™

WaveOne® Gold


TruNatomy®

¹. dati su richiesta.



1


Indurimento più rapido



2

Stabilità dimensionale

Bassa solubilità del 0,11% con un'elevata resistenza al risciacquo per sigillare stabilmente il canale radicolare per lungo tempo.



1. Dati su richiesta. Stessi risultati di solubilità per EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.

3


Sicuro e biocompatibile

Induce la guarigione dei tessuti e non irrita il tessuto parodontale anche quando viene a contatto con esso.²

4

Radiopacità incrementata

25% di radiopacità in più rispetto alla concorrenza.²



2. Dati su richiesta.

5

Estetica migliorata

Privo di ossido di bismuto, il nostro sigillante non decolora il dente e garantisce un sorriso naturale.³

6

Ritrattabilità

Rimovibile sempre dopo l'indurimento con un normale strumento manuale o NiTi meccanico.

3. formulazione del prodotto.

AH Plus® Bioceramic Sealer

Cosa contraddistingue questo sigillante?

La bioattività dei cementi bioceramici è molto importante, ma c'è bisogno di più per assicurare un sigillo stabile. Il sigillo apicale è completo solo dopo l'indurimento. AH Plus® Bioceramic Sealer si contraddistingue dagli altri perché indurisce velocemente, ha un'elevata resistenza alla solubilità ed è più radiopaco rispetto agli altri prodotti presenti sul mercato.



1. dati su richiesta rispetto a EndoSequence® BC Sealer™, TotalFill® BC Sealer™, EdgeBioCeramic™ Sealer.

AH Plus® Bioceramic Sealer



Starter Kit	B KT AHBS 000 000	Ricambio Siringa	B 00 AHBS 100 03G	Ricambio Cannula	B 00 AHBS 020 24G
-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Coni di guttaperca ProTaper Ultimate™ Conform Fit®

Confezione da 60 coni di guttaperca

F1	B NS PULG FGP OF1
F2	B NS PULG FGP OF2
F3	B NS PULG FGP OF3
FX	B NS PULG FGP OFX
FXL	B NS PULG FGP FXL
ASSORTITI	
F1-F3	B NS PULG FGP AST
12x-F1, 24x-F2, 24x-F3	

Coni di guttaperca WaveOne® Gold Conform Fit®

Confezione da 60 coni di guttaperca

Small	B 00 WGGP F00 SML
Primary	B 00 WGGP F00 PRI
Medium	B 00 WGGP F00 MED
Large	B 00 WGGP F00 LRG
ASSORTITI	
	B 00 WGGP F00 AST

Coni di guttaperca TruNatomy® Conform Fit®

Confezione da 60 coni di guttaperca

Small	B 00 TNGP F00 SML
Prime	B 00 TNGP F00 PRM
Medium	B 00 TNGP F00 MED
ASSORTITI	
	B 00 TNGP F00 AST

Gutta-Percha	Dentsply Tulsa Dental Specialties 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604	Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz	2797
AH Plus® Bioceramic Sealer	Maruchi , 2-208, Medical Industry Complex Bldg., 42-10, Taejanggungdan-gil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311	Biogeri Am Pfeilshof 12, DE-22303 Hamburg	0197

