

MAILLEFER

ProTaper Ultimate™

Prestazioni senza limiti



Sagomatura

Una sequenza Slider - Shaper - Finisher per coprire un'ampia gamma di situazioni anatomiche


Deep
Shape
by 

Slider



Può essere utilizzato per **creare il glide path** nella maggior parte dei casi*

Shaper



Maggior efficienza di taglio e trasporto di detriti nei due terzi coronali

Finisher



Nel terzo apicale, garantiscono **la flessibilità per le anatomie più impegnative**, senza rottura degli strumenti

senza
bisogno
di K-File


1
Shaper

0
srotolamento


La differenza

100% degli utilizzatori pensa che gli strumenti ProTaper Ultimate garantiscono una preparazione predicibile del canale radicolare

Tempo di sagomatura



Più forte



Più veloce della concorrenza


Detersione

Efficacia di detersione oltre il **25%** superiore rispetto alla soluzione ipoclorito di sodio non attivata


Puntale per irrigazione



Il puntale per irrigazione si **curva e flette facilmente** garantendo una detersione efficiente e una disinfezione fino all'apice



SmartLite® Pro EndoActivator




Le soluzioni attivate permettono una profonda detersione e disinfezione facilitando l'otturazione tridimensionale e il successo a lungo termine




Migliore distribuzione della soluzione

La differenza



Confronto dei risultati medi per i canali laterali otturati



SmartLite® Pro EndoActivator permette una migliore otturazione dei canali laterali e accessori e produce meno residui di detriti

* Applicabile solo per EndoActivator®

** A quantitative and qualitative analysis of ultrasonic versus sonic endodontic systems on canal cleanliness and obturation Valerie Kanter, DMD, Emily Weldon, DMD, Uma Nair, DMD, MDS, Claudio Varella, DDS, MS, Keith Kanter, DDS, Kenneth Anusavice, PhD, and Roberta Pileggi, DDS, MS, Gainesville, FL UNIVERSITY OF FLORIDA. (Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2011;112:809-813)

Otturazione

Otturazione con un adattamento ideale il **100%** delle volte

Cemento bioceramico



Biocompatibile
e non irrita il tessuto
periodontale



Coni di guttaperca
Conform Fit®




**Meno sprechi e più risparmio
di tempo** perchè il primo cono si
adatta sempre



La differenza

Tempi di attesa



adattamento
il **100%**
delle volte¹



Adattamento con
coni di guttaperca
Conform Fit®

VS

adattamento
il **21%** delle volte²
quando si usano
coni di guttaperca
economici



Adattamento con
cono di guttaperca
tradizionale

1 28 cavità sgomate

2 28 coni casuali

ProTaper Ultimate™

La soluzione completa che combina l'ultima generazione di strumenti ProTaper, una disinfezione avanzata e un concetto di otturazione dedicato

Sagomatura

SEQUENZA BASE

Slider 016.002v



Shaper 020.004v



F1 020.007v



F2 025.008v



F3 030.009v



SOLO PER CANALI PIÙ LUNGI E PIÙ DRITTI

Slider 016.002v



FX 035.012v



FXL 050.010v



Detersione



SmartLite® Pro
EndoActivator®

In arrivo

Puntale per irrigazione



Otturazione


Punte di carta



AH Plus®
Bioceramic
Sealer











Coni di guttaperca
Conform Fit®











Codici e confezionamenti

ProTaper Ultimate™ Strumenti meccanici






| | | | |
|--|-------|-------------------|----|
| SX | 19 mm | B ST PULR 619 OSX | x6 |
|  | | | |
| Slider | 21 mm | B ST PULR 321 OSL | x3 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULR 325 OSL | x3 |
| | 31 mm | B ST PULR 331 OSL | x3 |
| | 21 mm | B ST PULR 621 OSL | x6 |
| | 25 mm | B ST PULR 625 OSL | x6 |
| | 31 mm | B ST PULR 631 OSL | x6 |
| Shaper | 21 mm | B ST PULR 321 OSH | x3 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULR 325 OSH | x3 |
| | 31 mm | B ST PULR 331 OSH | x3 |
| | 21 mm | B ST PULR 621 OSH | x6 |
| | 25 mm | B ST PULR 625 OSH | x6 |
| | 31 mm | B ST PULR 631 OSH | x6 |
| F1 | 21 mm | B ST PULR 321 OF1 | x3 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULR 325 OF1 | x3 |
| | 31 mm | B ST PULR 331 OF1 | x3 |
| | 21 mm | B ST PULR 621 OF1 | x6 |
| | 25 mm | B ST PULR 625 OF1 | x6 |
| | 31 mm | B ST PULR 631 OF1 | x6 |
| F2 | 21 mm | B ST PULR 321 OF2 | x3 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULR 325 OF2 | x3 |
| | 31 mm | B ST PULR 331 OF2 | x3 |
| | 21 mm | B ST PULR 621 OF2 | x6 |
| | 25 mm | B ST PULR 625 OF2 | x6 |
| | 31 mm | B ST PULR 631 OF2 | x6 |
| F3 | 21 mm | B ST PULR 321 OF3 | x3 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULR 325 OF3 | x3 |
| | 31 mm | B ST PULR 331 OF3 | x3 |
| | 21 mm | B ST PULR 621 OF3 | x6 |
| | 25 mm | B ST PULR 625 OF3 | x6 |
| | 31 mm | B ST PULR 631 OF3 | x6 |
| FX | 21 mm | B ST PULR 621 OFX | x6 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULR 625 OFX | x6 |
| | 31 mm | B ST PULR 631 OFX | x6 |
| FXL | 21 mm | B ST PULR 621 FXL | x6 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULR 625 FXL | x6 |
| | 31 mm | B ST PULR 631 FXL | x6 |
| CONFEZIONAMENTI ASSORTITI | | | |
| Slider, Shaper, F1, F2, F3 | 21 mm | B ST PULR 521 SQE | x5 |
| | 25 mm | B ST PULR 525 SQE | x5 |
| | 31 mm | B ST PULR 531 SQE | x5 |

ProTaper Ultimate™ Strumenti manuali

| | | | |
|---|-------|-------------------|----|
| SX | 19 mm | B ST PULH 619 OSX | x6 |
|  | | | |
| Slider | 21 mm | B ST PULH 621 OSL | x6 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULH 625 OSL | x6 |
| | 31 mm | B ST PULH 631 OSL | x6 |
| Shaper | 21 mm | B ST PULH 621 OSH | x6 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULH 625 OSH | x6 |
| | 31 mm | B ST PULH 631 OSH | x6 |
| F1 | 21 mm | B ST PULH 621 OF1 | x6 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULH 625 OF1 | x6 |
| | 31 mm | B ST PULH 631 OF1 | x6 |
| F2 | 21 mm | B ST PULH 621 OF2 | x6 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULH 625 OF2 | x6 |
| | 31 mm | B ST PULH 631 OF2 | x6 |
| F3 | 21 mm | B ST PULH 621 OF3 | x6 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULH 625 OF3 | x6 |
| | 31 mm | B ST PULH 631 OF3 | x6 |
| FX | 21 mm | B ST PULH 621 OFX | x6 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULH 625 OFX | x6 |
| | 31 mm | B ST PULH 631 OFX | x6 |
| FXL | 21 mm | B ST PULH 621 FXL | x6 |
|  | | | |
| | 25 mm | B ST PULH 625 FXL | x6 |
| | 31 mm | B ST PULH 631 FXL | x6 |
| CONFEZIONAMENTI ASSORTITI | | | |
| Slider, Shaper, F1, F2, F3 | 21 mm | B ST PULH 521 SQE | x5 |
| | 25 mm | B ST PULH 525 SQE | x5 |
| | 31 mm | B ST PULH 531 SQE | x5 |






ProTaper Ultimate™ Coni di guttaperca Conform Fit®

Confezione da 60 coni di guttaperca

| | |
|---|------------------------|
| F1 | B NS PULG FGP OF1 |
|  | |
| F2 | B NS PULG FGP OF2 |
|  | |
| F3 | B NS PULG FGP OF3 |
|  | |
| FX | B NS PULG FGP OFX |
|  | |
| FXL | B NS PULG FGP FXL |
|  | |
| ASSORTITI | |
| F1-F3 | B NS PULG FGP AST |
| | 12x-F1, 24x-F2, 24x-F3 |

ProTaper Ultimate™ Punte di carta

Confezione da 180 punte di carta

| | |
|---|------------------------|
| F1 | B ST PULP MPP OF1 |
|  | |
| F2 | B ST PULP MPP OF2 |
|  | |
| F3 | B ST PULP MPP OF3 |
|  | |
| FX | B ST PULP MPP OFX |
|  | |
| FXL | B ST PULP MPP FXL |
|  | |
| ASSORTITE | |
| F1-F3 | B ST PULP MPP AST |
| | 30x-F1, 90x-F2, 60x-F3 |

AH Plus® Bioceramic Sealer






| | |
|----------------------|-------------------|
| Starter Kit | B KT AHBS 000 000 |
| Ricambio in siringhe | B 00 AHBS 100 03G |
| Cannule ricambio | B 00 AHBS 020 24G |

Puntali per irrigazione



| | |
|-----|-------------------|
| x5 | B NS DSIN 522 30G |
| x40 | B NS DSIN D22 30G |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|
|  | Strumenti | Maillefer Instruments Holding Sàrl Chemin du Verger 3, CH-1338 Ballaigues |  | Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz | 2797 |
| | Punte di carta & coni di guttaperca | Dentsply Tulsa Dental Specialties 608 Rolling Hills Drive, Johnson City, TN 37604 | | Dentsply DeTrey GmbH De-Trey-Straße 1, D-78467, Konstanz | 2797 |
| | Puntale per irrigazione | Produits Dentaires SA , Rue des Bosquets 18, CH-1800 Vevey | | PD Dental EU 74200 Thonon-les-Bains, France | 1639 |
| | AH Plus® Bioceramic Sealer | Maruchi , 2-208, Medical Industry Complex Bldg., 42-10, Taejanggongdan-gil, Wonju-si, Gangwon-do, KR-26311 | | Biogeri Am Pfeilshof 12, DE-22303 Hamburg | 0197 |
| | | | |  | |