



Atlantis®

Il tuo partner ideale

Soluzioni su misura per i tuoi pazienti,
per ogni sistemica implantare

 **Dentsply
Sirona**
Implants

Innovazione continua

Per due decenni, i prodotti ed i servizi Atlantis sono stati costantemente perfezionati, al fine di soddisfare le esigenze di tutti i professionisti coinvolti nel trattamento, a beneficio dei pazienti.

1999

Il primo abutment personalizzato Atlantis in titanio

2004

Atlantis Abutment in titanio nitrurato

2006

Atlantis Abutment in zirconia

2008

Ponti e strutture ibride Atlantis per protesi avvitate

2010

Atlantis Editor per abutment Atlantis

2011

Atlantis Crown Abutment in zirconia

2005

Barra Atlantis in titanio

2007

Sistema di ordine online Atlantis WebOrder.

2009

La scansione in laboratorio rende più efficiente la lavorazione dei casi



2014

Atlantis Crown
Abutment in titanio



2014

Accesso angolato della vite per ponti e strutture ibride Atlantis




2015

Il concetto Atlantis Conus





2016

Soluzioni Atlantis Crown



2014

Scansione intraorale per abutment Atlantis



2012

Atlantis Core file




2015

Sovrastrutture Atlantis realizzate con la tecnologia additive manufacturing



2016

Soluzioni Atlantis CustomBase



2011

Sovrastrutture Atlantis 2in1





"Atlantis è una parte integrante del mio studio su cui posso contare giorno dopo giorno. Mi ha aiutato a migliorare le cure prestate ai miei pazienti, sviluppando la loro fiducia nei trattamenti che offro".

Dott. Mark Montana, Protesista
Tempe, AZ, USA

Originali unici per pazienti unici

Per offrire soluzioni veramente ideali, occorre versatilità protesica, flessibilità nel flusso di lavoro ed opzioni di design che siano uniche, proprio come i pazienti.

Le soluzioni protesiche personalizzate Atlantis consentono di ottenere semplicità, libertà, estetica ed affidabilità, offrendo le basi necessarie per restituire al paziente la sua individualità.

Semplicità a portata di mano

Si integra con facilità sia nello studio dentistico, sia nel laboratorio odontotecnico, per una maggiore efficienza e redditività.

Libertà di scelta


Una soluzione aperta per tutti i principali sistemi implantari,¹ che offre un flusso di lavoro coerente per ciascun caso clinico.

Estetica su cui contare

Utilizzando sofisticati software di design basati sull'anatomia individuale di ciascun paziente, vengono presi in considerazione tutti i parametri di design necessari per ottenere un risultato ottimale dal punto di vista estetico e funzionale.

Sicurezza a cui affidarsi

Atlantis si basa su solidi principi di ricerca e sviluppo ed è sostenuto da molti anni di esperienza e documentazione, che consentono di ottenere un'elevata predicibilità e risultati affidabili. Inoltre, le soluzioni protesiche personalizzate Atlantis sono coperte da una garanzia completa² così da assicurare una maggiore tranquillità.



¹ Consultare la "Implant compatibility chart" di Atlantis.

² Soggetta ai termini e alle condizioni della garanzia Atlantis.

Semplicità a portata di mano

Atlantis è un modo semplice per apportare valore aggiunto all'offerta protesica. Ogni soluzione personalizzata è progettata e prodotta in maniera ottimale, sulla base delle tue preferenze.

Facile da ordinare

Gli odontoiatri possono semplicemente prendere un'impronta digitale o convenzionale ed inviarla, insieme alla prescrizione del caso, al laboratorio odontotecnico, richiedendo una soluzione personalizzata Atlantis.

Gli odontotecnici possono ordinare le soluzioni Atlantis online tramite Atlantis WebOrder, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana.

Le impronte digitali possono essere inviate con facilità dal laboratorio odontotecnico alla produzione Atlantis tramite Atlantis WebOrder, oppure utilizzando la scansione di laboratorio. I modelli del caso possono anche essere inviati fisicamente nella Atlantis CaseSafe, che assicura un trasporto sicuro dei materiali relativi al caso.

Design che integra le tue preferenze

Una volta ricevuto l'ordine online ed i materiali relativi al caso, Atlantis progetta l'abutment o la sovrastruttura mantenendo il tuo approccio personalizzato alla cura dei pazienti. Puoi contare sui sofisticati software di progettazione Atlantis che prendono in considerazione tutti gli aspetti dei parametri di design, integrando le tue richieste e le tue preferenze specifiche. Prima di passare alla produzione ed al controllo qualità, Atlantis prevede la revisione semplificata e l'approvazione del design.

Pronto all'uso

Per garantire la massima facilità d'uso e la precisione ideale, tutte le soluzioni Atlantis sono progettate, riesaminate e prodotte sulla base dei dati di ogni singolo paziente e non richiedono ulteriori modifiche prima del posizionamento.

Massima efficienza

Atlantis consente flussi di lavoro coerenti per tutte le protesi supportate da impianto per qualsiasi sistema implantare preferiate.

Questo approccio ottimizzato rende più semplice e redditizia l'attività dello studio odontoiatrico, eliminando i tempi ed i costi necessari per la gestione delle scorte, la manutenzione delle apparecchiature e le modifiche alla poltrona. Inoltre, consente al laboratorio odontotecnico di avere più tempo a disposizione per gestire nuovi casi.

Investimento minimo

Atlantis è un modello di attività aperto, interamente flessibile, che può essere adattato con facilità alle tue esigenze e ai tuoi processi.

Utilizzando Atlantis, si evitano investimenti aggiuntivi in software o apparecchiature, oltre ai costi associati alla formazione e alla manutenzione. Questo ti consente di incrementare i volumi senza sovraccarichi per il personale.

"La nostra attività nel settore dell'implantologia è triplicata da quando siamo passati agli abutment Atlantis perché possiamo sempre offrire ai clienti prodotti affidabili e di alta qualità".

Lars Hansson, CDT
Laboratorio odontotecnico Bay View
Chesapeake, VA, USA



Dentsply Sirona offre tecnologie digitali che facilitano la connessione tra i professionisti del team coinvolti nel trattamento, semplificando così il flusso di lavoro ed offrendo la base necessaria per restituire ai pazienti la propria individualità.

Flusso di lavoro semplificato per soluzioni implantari



Impronta

Scegli tra impronta convenzionale o digitale*.



Facile da prescrivere



L'impronta viene inviata al laboratorio odontotecnico preferito con una prescrizione per la soluzione Atlantis selezionata.

*Disponibile per abutment Atlantis.

L'integrazione delle soluzioni Atlantis semplifica il flusso di lavoro senza prevedere investimenti in apparecchiature e software aggiuntivi. L'invio di scansioni intraorali, scansioni di laboratorio e modelli è parte integrante del flusso di lavoro digitale aperto.

La connettività è presente in tutti i processi di pianificazione e trattamento, rafforzando la partnership con i clienti e semplificando la comunicazione all'interno di tutto il team di lavoro.

Una delle nostre priorità più importanti è fornire soluzioni, prodotti e servizi efficaci, affidabili e della massima qualità. Questo ci aiuta a garantire che arrivi ciò che ci si aspetta, sempre.



Design ed approvazione del cliente

L'ordine viene finalizzato dall'odontotecnico ed inviato a Dentsply Sirona per il design e la produzione. Il team di lavoro può monitorare, visualizzare ed approvare il design con facilità prima della produzione.

Soluzione definitiva personalizzata

Una volta prodotta, la soluzione personalizzata Atlantis viene inviata all'odontotecnico che finalizza la protesi e la manda al protesista.

"Come protesista, eseguo restauri su molti sistemi implantari. Con le soluzioni Atlantis, ho necessità di uno stock di componenti più contenuto, perché la protesizzazione di tutti gli impianti avviene secondo lo stesso processo."

Dott. Michael Johnson, Protesista,
Bellevue, WA, USA



Libertà di scelta

Con Atlantis, si dispone di una soluzione digitale aperta che offre la massima flessibilità per soddisfare le proprie esigenze in termini di protesizzazione degli impianti.

Per tutti i professionisti coinvolti nel trattamento

Le soluzioni Atlantis possono essere integrate con facilità nella modalità di lavoro preferita sia dall'odontoiatra sia dall'odontotecnico, semplificando la comunicazione del team ed incrementando la redditività dello studio.

Scegli tu il grado di digitalizzazione

Atlantis contribuisce a creare un flusso di lavoro interamente digitale. Gli odontoiatri possono utilizzare gli scanner intraorali¹ per prendere le impronte digitali per una maggiore efficienza e comodità, mentre gli odontotecnici possono sfruttare gli investimenti già effettuati utilizzando gli scanner esistenti per digitalizzare l'intero caso. Se si preferisce un flusso di lavoro analogico, i modelli possono essere spediti al laboratorio odontotecnico per la scansione.

Disponibile in un'ampia gamma di materiali

Le soluzioni Atlantis sono disponibili nei materiali che desideri e di cui hai bisogno, per tutte le indicazioni. Con il titanio, il titanio nitrurato e le diverse tonalità di zirconia per abutment e corone, nonché il titanio ed il cromo-cobalto per le sovrastrutture, è possibile soddisfare le esigenze di ogni paziente sul piano estetico e funzionale.

Numerose opzioni di design

A complemento della selezione dei materiali vi sono numerose opzioni di design disponibili, tra cui varie alternative per un'ampiezza ottimale del margine, diverse opzioni di ritenzione per la superficie definitiva ed il posizionamento con accesso alla vite angolata per ponti e strutture ibride.

Per tutti i principali sistemi implantari²

Infine, Atlantis è compatibile con una vasta gamma di connessioni implantari e questo significa che è possibile continuare a lavorare con la propria sistemica preferita.



Soluzioni Atlantis:
per il sistema implantare di tua scelta

¹ Disponibile per abutment Atlantis.

² Consultare la "Implant compatibility chart" di Atlantis.

Tutti i marchi di fabbrica, i nomi di società ed i design degli impianti sono di proprietà dei rispettivi titolari.

"Per il trattamento dei miei pazienti, utilizzo con successo abutment Atlantis da sei anni. Sono molto soddisfatto dell'alta qualità e della predicibilità in questo ambito cruciale dell'implantologia.

Gli abutment Atlantis rappresentano una soluzione ideale ed efficiente per i miei pazienti, per il mio team di lavoro e per il nostro studio".

Dott. Scott Keith, Protesista
Walnut Creek, CA, USA

Estetica su cui contare

I nostri denti sono diversi ed unici, come le impronte digitali. Di conseguenza, anche le protesi dentali destinate a ciascun paziente dovrebbero essere altrettanto uniche.

Il design di tutte le soluzioni Atlantis si basa sull'anatomia e la situazione clinica specifiche

di ciascun paziente ed utilizza i più recenti e sofisticati software di progettazione, incorporandovi al contempo le tue preferenze di design.

Questo approccio basato su soluzioni versatili simula la funzione e l'aspetto del dente naturale.


Abutment Atlantis®



Gli abutment Atlantis soddisfano le esigenze e le preferenze dei pazienti in termini funzionali ed estetici. Per l'abutment Atlantis, i margini vengono progettati e posizionati ad un livello ideale per consentire l'eliminazione facile e sicura del cemento in eccesso. Ciò garantisce procedure protesiche efficienti che riducono il tempo alla poltrona e risultati estetici nel tempo.

*Per gentile concessione del Dott. Roy Samuelsson,
del Dott. Johan Caspar Wohlfahrt e di Svein Thorstensen, MDT.*

Sovrastrutture Atlantis®



Le sovrastrutture Atlantis forniscono le soluzioni necessarie per ricostruire arcate parziali e totali, nonché per soddisfare le esigenze e le preferenze dei pazienti in termini di funzionalità ed estetica. Per ponti e soluzioni ibride Atlantis, il canale della vite può essere allineato e l'accesso della vite protesica può essere posizionato in modo ottimale, migliorando i risultati funzionali ed estetici.

*Per gentile concessione della Dott.ssa Sissel Heggdalsvik,
del Dott. Per-Johan Halvorsen e di Svein Thorstensen, MDT.*





Soluzioni per tutte le tue esigenze

Atlantis include una vasta scelta di soluzioni protesiche personalizzate per tutte le indicazioni e tutti i principali sistemi implantari¹, esaudendo le richieste del paziente in termini di funzionalità ed estetica.



Soluzioni cementate

Gli abutment e le corone Atlantis vengono progettati in modo esclusivo per soluzioni cementate con un posizionamento dei margini che garantisca l'eliminazione facile e sicura del cemento in eccesso. Inoltre, l'Atlantis Insertion Guide garantisce l'accuratezza dell'orientamento e dell'inserimento dell'Atlantis Abutment, per soluzioni cementate singole e multiple, su tutti i principali sistemi implantari.¹

¹ Consultare la "Implant compatibilit chart" di Atlantis.

Soluzioni con attacco a frizione ed overdenture

L'Atlantis Conus Abutment è un abutment a forma conica progettato in modo esclusivo che insieme alle cappette prefabbricate SynCone costituisce il concetto "Atlantis Conus". Con questo concetto i tuoi pazienti avranno una protesi stabile ma comunque rimovibile, che offrirà loro la percezione e la sicurezza di una protesi fissa.

Atlantis 2in1 fornisce sia una sovrastruttura primaria, fissata agli impianti, sia una sovrastruttura secondaria fissata alla primaria tramite frizione ed elementi di ritenzione aggiuntivi.

La barra Atlantis è indicata per le protesi rimovibili ed utilizza una combinazione di diverse opzioni di attacchi.



Soluzioni avvitate

I ponti e le soluzioni ibride Atlantis sono strutture interamente anatomiche che vengono finalizzate mediante un rivestimento ceramico, in composito o in resina.


La soluzione Atlantis CustomBase per dente singolo combina un abutment Atlantis personalizzato e una Atlantis Crown o un crown file/core file con indicazione del foro d'accesso della vite. La soluzione viene cementata extraoralmente ed avvitata all'impianto. Rispetto ad un componente a catalogo in titanio, la soluzione Atlantis CustomBase garantisce un profilo di emergenza personalizzato per l'estetica del tessuto molle, oltre alla flessibilità dell'abutment e dei materiali della corona.

Atlantis Crown Abutment consente l'applicazione diretta di porcellana o composito per protesi avvitate per dente singolo efficienti, efficaci ed estetiche.




Corone ed abutment personalizzati Atlantis®


Gli abutment Atlantis sono progettati singolarmente in base alla forma del dente finale con l'esclusivo software di design proprietario Virtual Atlantis Design (VAD). Il software tiene conto dello spazio edentulo specifico, dei denti adiacenti e dell'anatomia del tessuto molle, producendo così protesi implantari che simulano perfettamente la funzione e l'aspetto del dente naturale.



Forma del dente proposta



Design dell'abutment che tiene conto di tutti gli aspetti rilevanti



Design finale dell'abutment Atlantis

Gli abutment Atlantis sono indicati per tutte le posizioni nella bocca, per soluzioni cementate, avvitate (per dente singolo) e fissate con attacco a frizione/overdentine per tutti i principali sistemi implantari¹, assicurando risultati funzionali ed estetici ottimali.

Atlantis Crown è disponibile per soluzioni cementate e come parte della soluzione Atlantis CustomBase per soluzioni avvitate. La corona viene ordinata e fornita insieme all'abutment Atlantis personalizzato corrispondente.

Per aiutarti a soddisfare esigenze e preferenze dei pazienti sul piano estetico e funzionale, gli abutment e le corone Atlantis sono disponibili in una serie di materiali biocompatibili, tra cui il titanio, il titanio nitrurato e varie tonalità di zirconia.



Soluzioni cementate




Soluzioni avvitate


Preferenze del cliente

Al fine di ottenere risultati funzionali ed estetici ottimali, è necessario tenere conto di vari parametri, tra cui il diametro dell'impianto, le dimensioni dello spazio di guarigione, la posizione del margine protesico e la scelta del tipo di protesi definitiva.


Quando si lavora con gli abutment Atlantis, si dispone della libertà di utilizzare il sistema implantare preferito. È possibile scegliere tra diverse opzioni di ampiezza del margine e definire la posizione del margine protesico.



Nessuna compressione dei tessuti molli



Delinea i tessuti molli




Sostegno anatomico

¹ Consultare la "Implant compatibility chart" degli abutment Atlantis

Atlantis® BioDesign Matrix

L'Atlantis BioDesign Matrix è una sinergia di quattro caratteristiche esclusive che insieme permettono la progettazione e la produzione di abutment personalizzati e di alta qualità per tutti i principali sistemi implantari.¹



Virtual Atlantis® Design

Progettato a partire dalla forma finale del dente. Il software Virtual Atlantis Design (VAD) consente di progettare gli abutment e le corone in rapporto allo spazio edentulo e ai denti circostanti per ottenere un'elevata precisione ed un risultato estetico più naturale.

Natural Shape

La forma anatomica ed il profilo di emergenza esclusivi dell'abutment favoriscono una migliore gestione a lungo termine dei tessuti molli e forniscono un supporto ed una ritenzione ottimale della protesi definitiva.

Soft-tissue Adapt

La combinazione di parametri biologici, anatomici ed ingegneristici che crea le condizioni favorevoli per la guarigione dei tessuti molli ed il loro adattamento alla corona finita.

Custom Connect

Adattamento stabile e resistente: connessione personalizzata per tutti i maggiori sistemi implantari. Le connessioni e le viti per abutment Atlantis sono progettate e controllate specificamente per ogni interfaccia implantare in modo da garantire un adattamento ed una stabilità ottimali e risultati estetici a lungo termine.

Abutment Atlantis®



L'abutment personalizzato viene prodotto da Dentsply Sirona in base alla posizione dell'impianto, al profilo di emergenza ed alle preferenze dell'odontoiatra riguardo alle opzioni di ampiezza del margine, per poi essere riesaminato e modificato dall'odontotecnico. La porzione subgingivale dell'abutment viene progettata con una forma anatomica che supporta il tessuto molle circostante.

Nel follow up a sei anni, l'esame radiografico mostra la precisione della passività della protesi, in cui le papille interprossimali si mantengono stabili e la posizione dell'osso si trova a livello dell'impianto. Il tessuto molle circostante alla protesi, riempiendo lo spazio interprossimale, contribuisce a creare un contorno naturale del tessuto molle.



Additive Manufacturing


L'additive manufacturing è una tecnica di stampa 3D che offre nuove possibilità per geometrie avanzate.

Sovrastrutture personalizzate Atlantis™

Le sovrastrutture Atlantis sono realizzate sfruttando le più innovative tecnologie ad altissimo livello; inoltre sono supportate dall'esperienza maturata nel campo delle applicazioni informatiche industriali e dei dispositivi medici.

Le procedure di laboratorio vengono ulteriormente migliorate attraverso l'applicazione di principi ingegneristici che consentono di progettare e produrre sovrastrutture implantari personalizzate e di alta qualità per tutti i principali sistemi implantari.¹

Sovrastrutture Atlantis®



Il posizionamento degli impianti richiede soluzioni progettate per ottenere risultati funzionali ed estetici ottimali. Le sovrastrutture implantari vengono progettate a partire dalla configurazione naturale dei denti utilizzando le tecnologie di produzione più innovative a livello mondiale. Le sovrastrutture implantari Atlantis possono essere progettate per supportare la soluzione di trattamento definitiva anche quando

le condizioni per il posizionamento dell'impianto non sono ideali. La radiografia mostra una protesi implantare Atlantis per arcata completa con passivazione. La soluzione finale è composta da un ponte Atlantis nella mascella ed una struttura ibrida Atlantis nella mandibola, progettati per risultati funzionali ed estetici ottimali.

“La tecnologia è in costante evoluzione e Atlantis mette a disposizione di tutti i laboratori una soluzione all'avanguardia per il design e la produzione di abutment e sovrastrutture senza la necessità di grandi investimenti in tecnologia”.

Lars Hansson, CDT
Laboratorio odontotecnico Bay View
Chesapeake, VA, USA

Flessibilità protesica

Le sovrastrutture Atlantis includono una vasta gamma di soluzioni per protesi implantari fisse (ponti e strutture ibride Atlantis), rimovibili (Atlantis 2in1 e barre Atlantis) e per overdenture.

Produzione di altissimo livello

I ponti e le strutture ibride Atlantis sono prodotti mediante una tecnica di stampa 3D, l'additive manufacturing, che offre possibilità esclusive per geometrie avanzate. Il risultato è un eccellente design delle sovrastrutture in titanio e cromo-cobalto per i principali sistemi implantari¹.



Ponti Atlantis per protesi fisse



Strutture ibride Atlantis per protesi fisse



Atlantis 2in1 per protesi rimovibili




Strutture ibride Atlantis per protesi rimovibili

Accesso angolato della vite

L'accesso angolato della vite consente di angolare il canale di accesso della vite protesica fino a **30 gradi** rispetto all'asse impianto/abutment, per risultati estetici e funzionali ottimali.

¹ Consultare la “Implant compatibility chart” delle sovrastrutture Atlantis





“Passare al digitale significa non avere limiti e poter scegliere le soluzioni migliori per il nostro flusso di lavoro. Siamo entusiasti del flusso di lavoro totalmente digitale e realizzeremo sempre più casi con Atlantis”.

Sig. Steve Campbell, CDT, Nexus Dental, Harrogate, Regno Unito
e Dott. Tim Doswell, BChD Dip.Imp.Dent.RCS(Eng)(Adv.Cert),
Raglan suite, Harrogate, Regno Unito

Connettiamoci

Dentsply Sirona fornisce soluzioni digitali che consentono di connettersi più facilmente, snellendo il flusso di lavoro per tutti i trattamenti.

Questa capacità di connettersi è il risultato del nostro impegno volto a fornire soluzioni, prodotti e servizi efficaci, affidabili e di alta qualità. In questo modo, la collaborazione tra Dentsply Sirona ed i clienti diventa sempre più forte, così come tra i professionisti coinvolti nel trattamento, prendendo parte a tutti i processi di pianificazione e trattamento. La connettività inoltre, assicura di ricevere esattamente ciò che ci si aspetta, sempre.



“Il nostro laboratorio odontotecnico lavora con gli abutment Atlantis da oltre 10 anni. I risultati sono sempre stati e continuano ad essere eccellenti. Con oltre 30.000 casi ricostruiti ed un tasso di rifacimento inferiore al 2%, il nostro protocollo Simpl™ con l'utilizzo degli abutment Atlantis si conferma ad oggi la nostra offerta di maggiore successo.

Non avremmo potuto ottenere questi grandi risultati senza un design ed un servizio eccellenti. Si tratta di una collaborazione straordinaria tra laboratorio e fornitore. Il risultato parla da solo. Grazie”.

Barry Lampert, Titolare
Town & Country Dental Studios
Freeport, NY, USA

Sicurezza a cui affidarsi

Scegliendo Atlantis, puoi essere certo che le soluzioni protesiche che ricevi sono sicure, affidabili e di altissima qualità. È per questo che le soluzioni protesiche personalizzate sono coperte da un esclusivo programma di garanzia leader nel settore.

Esclusiva esperienza di design

La nostra fiducia si basa su una vasta esperienza in materia di design, nonché sulla fornitura di oltre un milione e mezzo di abutment Atlantis ed oltre mezzo milione di connessioni per le strutture Atlantis su scala mondiale.

Ricerca e sviluppo su larga scala

I prodotti ed i servizi Atlantis sono supportati da anni di ricerca ed utilizzo, continui miglioramenti in termini di produzione, fabbricazione ed innovazione leader nel settore.

Tecnologie per la produzione di precisione

Le soluzioni protesiche personalizzate Atlantis sono prodotte e sottoposte a controlli di qualità presso uno dei nostri centri di produzione all'avanguardia. Tali centri di produzione sono certificati ISO e vengono regolarmente ispezionati per valutarne l'efficienza e la qualità della produzione.

Garanzia completa

Ogni prodotto Atlantis è coperto da una garanzia completa¹ per una tua maggiore tranquillità.

¹ Soggetta ai termini e alle condizioni della garanzia Atlantis.



SECURITY
LAW MEMBER

Informazioni su Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants offre una gamma completa di soluzioni per tutte le fasi della terapia implantare, tra cui le linee implantari Ankylos®, Astra Tech Implant System® e Xive®, le tecnologie digitali quali le soluzioni CAD/CAM personalizzate Atlantis® e la chirurgia guidata Simplant®, le soluzioni rigenerative Symbios® ed i programmi di sviluppo professionale e commerciale, quali STEPPS™. Dentsply Sirona Implants crea valore per i professionisti del settore dentale e garantisce risultati predicibili a lungo termine, con conseguente miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

Informazioni su Dentsply Sirona

Dentsply Sirona è il più grande produttore di tecnologie e prodotti dentali professionali al mondo, con 130 anni di storia di innovazione e servizio a beneficio del settore dentale e dei pazienti in tutto il mondo. Dentsply Sirona elabora, produce e commercializza un'offerta di soluzioni globali tra cui prodotti dentali e per la salute orale, oltre a dispositivi medici consumabili in un solido portfolio di marchi di rilevanza mondiale. Dentsply Sirona è The Dental Solutions Company™ e, come tale, offre prodotti che rappresentano soluzioni innovative, efficaci e di alta qualità, per contribuire al progresso della cura dei pazienti e di un'odontoiatria migliore, più sicura e più rapida. La sede globale di Dentsply Sirona si trova a York, in Pennsylvania, mentre quella internazionale è a Salisburgo, in Austria. Le azioni della società sono quotate negli Stati Uniti al NASDAQ, con il simbolo XRAY. Per ulteriori informazioni su Dentsply Sirona e i relativi prodotti, visitare www.dentsply.com.



Dentsply Italia S.r.l.
Piazza dell'Indipendenza, 11/B · 00185 Roma · Fax 06 72640394
infoweb.italia@dentsplysirona.com · www.dentsply.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

