

## Siate preparati a gestire gli imprevisti

Nelle procedure implantari a una o a due fasi, è possibile riscontrare difetti di deiscenza vestibolare. OSSIX® Volumax è adatta in entrambi i casi. Nei casi in cui è necessario volume aggiuntivo, OSSIX Volumax può essere piegata e posizionata a doppio strato.



Cresta insufficiente prima dell'apertura.



Placca vestibolare sottile.



Prima dell'innesto.



OSSIX Volumax a doppio strato posizionata vestibolarmente.



Guarigione dopo 5 mesi.



CT scan che mostra la formazione dell'osso.

Fotografie per gentile concessione di Rodrigo Neiva, Periodontist (Gainesville, FL).

### Informazioni su Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants offre una gamma completa di soluzioni per tutte le fasi della terapia implantare, tra cui le linee implantari Ankylos®, Astra Tech Implant System® e Xive®, tecnologie digitali quali le soluzioni CAD/CAM personalizzate Atlantis® e la chirurgia guidata Simplant®, le soluzioni rigenerative Ossix™ e Symbios® e programmi di sviluppo professionale e commerciale, quali STEPPS™. Dentsply Sirona Implants crea valore per i professionisti del settore dentale e garantisce risultati predicibili a lungo termine, con conseguente miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

### Informazioni su Dentsply Sirona

Dentsply Sirona è il più grande produttore di tecnologie e prodotti dentali professionali al mondo, con 130 anni di storia di innovazione al servizio del settore dentale e dei pazienti in tutto il mondo. Dentsply Sirona sviluppa, produce e distribuisce una vasta offerta di soluzioni che includono prodotti dentali e per la salute orale, nonché dispositivi medici di consumo, con un solido portafoglio di marchi di altissimo livello. Dentsply Sirona è The Dental Solutions Company™ e, come tale, offre prodotti che rappresentano soluzioni innovative, efficaci e di alta qualità, per contribuire al progresso nella cura dei pazienti e di un'odontoiatria migliore, più sicura e più rapida. La sede centrale di Dentsply Sirona si trova a York, Pennsylvania, mentre la sede internazionale è a Salisburgo, in Austria. Le azioni della società sono quotate negli Stati Uniti al NASDAQ, con il simbolo XRAY.

Per ulteriori informazioni su Dentsply Sirona e i relativi prodotti, visita il sito Web [www.dentsplysirona.com](http://www.dentsplysirona.com).

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

 Dentsply  
Sirona

Non utilizzando i simboli ®, ™, Dentsply Sirona non rinuncia ad alcun diritto sui propri marchi. 32671450-IT-1909 © 2019 Dentsply Sirona. Tutti i diritti riservati.



OSSIX® Volumax  
Scaffold  
volumizzante  
e ossificante

 Dentsply  
Sirona

# OSSIX® Volumax - Quando hai bisogno di qualcosa in più

## Tecnologia GLYMATRIX®

GLYMATRIX è la tecnologia esclusiva e brevettata di reticolazione del collagene, simile ai processi naturali di glicazione del corpo umano. Questa tecnologia utilizza zuccheri per reticolare le molecole di collagene producendo una matrice di collagene, che consente di ottenere prodotti per la rigenerazione guidata dei tessuti con caratteristiche fisiche e tempi di riassorbimento differenziati.

## Cos'è OSSIX® Volumax?

OSSIX Volumax è una membrana spessa e volumizzante di collagene, adatta a fungere da scaffold, basata sulla tecnologia GLYMATRIX:

- Di derivazione suina
- È più spessa di una normale membrana e si espande quando è idratata.

- Ottima maneggevolezza, facile da usare, si adatta e aderisce all'osso.
- Rapida ossificazione (TAC ed esami istologici mostrano ossificazione dopo un mese)\*.
- Sicura ed efficace.



Basata sulla tecnologia GLYMATRIX, OSSIX Volumax utilizza l'esclusiva tecnologia a strati 3L.

## OSSIX® Volumax può essere utilizzata:

- Per correggere i difetti di deiscenza attorno agli impianti.
- Per ottenere un aumento di volume nelle procedure di incremento osseo laterale e verticale.
- Nella preservazione dell'alveolo post-estrattivo.
- Nelle procedure implantari one-stage per garantire una quantità sufficiente di osso vestibolare.
- Per aumentare il tessuto molle perimplantare, pontic, copertura di impianti etc. (in alternativa agli innesti di tessuto connettivo).

Leggere le Istruzioni d'uso prima di utilizzare i prodotti Ossix e per ulteriori informazioni su indicazioni, controindicazioni, avvertenze e precauzioni.

# OSSIX® Volumax - Scaffold per la formazione di osso

## Ossificazione e crescita ossea


I dati dimostrano chiaramente una crescita ossea migliore e statisticamente significativa nei casi in cui è stato utilizzato OSSIX Volumax rispetto al gruppo di controllo. I risultati mostrano anche la progressiva mineralizzazione e ossificazione di OSSIX Volumax.

OSSIX Volumax si integra gradualmente nei tessuti adiacenti e favorisce la riparazione dei difetti.

A contatto con l'osso, OSSIX Volumax e OSSIX Plus dimostrano entrambe la capacità unica di mineralizzazione che progredisce in ossificazione.


OSSIX Volumax, essendo uno scaffold spesso (tra 1,5-2 mm), ha la capacità di aumentare il tessuto sottile attorno agli impianti e di correggere deiscenze residue dopo le procedure rigenerative.

OSSIX Volumax è stato progettato per superare le sfide e soddisfare le esigenze rigenerative e implantari.




1 mese.

OSSIX Volumax delinea in rosso. Le frecce nere mostrano lo spessore dell'osso nativo.




3 mesi.

Lo spessore dell'osso aumenta con l'ossificazione di OSSIX Volumax.




6 mesi.

OSSIX Volumax ha continuato a ossificare e rigenerare osso sufficiente per il posizionamento dell'impianto.



3 mesi.

NB = New Bone / M = OSSIX Volumax



6 mesi.

## OSSIX® di Dentsply Sirona-Regeneration inspired

La gamma di prodotti per la rigenerazione OSSIX si basa sull'esclusiva tecnologia GLYMATRIX a reticolazione naturale, presente nei prodotti OSSIX® Plus, OSSIX® Volumax e OSSIX™ Bone, supportata da risultati documentati a lungo termine.

## OSSIX™ Volumax è disponibile in 4 misure

	10 x 12,5 mm	15 x 25 mm	25 x 30 mm	10 x 40 mm
Codice	32905287	32905288	32905289	32905290

