



Duceram® Kiss

Metal Veneering Porcelain

La tecnica incontra la creatività

Brochure per il laboratorio odontotecnico

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

 Dentsply
Sirona

Duceram® Kiss (Kiss System)

La tecnica incontra la creatività

Che sia Duceram Kiss, Duceragold® o Cercon® ceram Kiss - il sistema completo Kiss offre semplicità ed efficienza attraverso i diversi materiali da sottostruttura.


- + Unico schema di stratificazione per tutti i materiali da sottostruttura
- + Estetica perfetta
- + Semplice e sicuro

Duceram Kiss è il materiale di rivestimento ceramico per strutture in leghe nobili e non nobili con CET compreso tra 13,8 e 15,4 Qm/m · K (25 - 600 °C).



RUOTA DEI COLORI KISS

La ruota dei colori Kiss Shade Wheel consente di identificare rapidamente e facilmente le rispettive masse ceramiche Kiss corrispondenti a tutti i 16 colori VITA A1-D4.*



*VITA, VITA classical A1-D4 sono marchi registrati VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG.


Laboratory work: Joachim Wille

Unico sistema di stratificazione

Tutti i sistemi Kiss condividono lo stesso numero di componenti per un concetto di rivestimento coerente - solo 73 masse in totale. Nel sistema Kiss sono incluse quattro tonalità Bleach (BL1-BL4) e 16 masse dentinali VITA classic e le masse estetiche associate.

ACTION-I-DENTINS

Looking for more advanced veneering possibilities?



Con l'Action-i-dentins, Dentsply Sirona introduce masse aggiuntive per una maggiore personalizzazione a sostegno di concetti di rivestimento estetico più avanzati con colori ricchi, tra cui le nuove tonalità Gum.

UNIVERSAL FINISHING SYSTEM

For metal-based and all-ceramic restorations



Dentsply Sirona Universal Stains: la compatibilità del materiale universale consente di eliminare i diversi sistemi di finitura nel tuo laboratorio



Duceram Kiss

Duceram Kiss è il sistema di rivestimento estetico per metallo più famoso al mondo, che raggiunge una perfetta fedeltà cromatica ed estetica in 4 tonalità bleach e 16 tonalità VITA classic. Indicato per protesi fisse in porcellana fusa su metallo (PFM) a uno o più elementi, compatibili con un'ampia gamma di leghe nobili e non nobili.



Unico schema di stratificazione per tutti i materiali da sottostruttura

- + Tecnica di stratificazione comune per i diversi materiali con rivestimenti altamente estetici senza rinunciare alla qualità con sole 73 masse.

Estetica perfetta

- + I pigmenti ottimizzati migliorano la fedeltà cromatica di Kiss, affine ai colori V. In questo modo si riduce notevolmente il problema del diverso effetto cromatico che varia in base alla diversa fonte di luce.

Semplice e sicuro

- + Un unico sistema di stratificazione per tutti i materiali di sottostruttura.

Powder Opaque	Contattateci per informazioni sui codici degli opachi in polvere	
Paste Opaque	3 ml	
Paste Opaque - Bleach BL1/BL2	5360901220	
Paste Opaque - Bleach BL3/BL4	5360901230	
Paste Opaque - A1	5360903000	
Paste Opaque - A2	5360903010	
Paste Opaque - A3	5360903020	
Paste Opaque - A3.5	5360903030	
Paste Opaque - A4	5360903040	
Paste Opaque - B1	5360903050	
Paste Opaque - B2	5360903060	
Paste Opaque - B3	5360903070	
Paste Opaque - B4	5360903080	
Paste Opaque - C1	5360903090	
Paste Opaque - C2	5360903100	
Paste Opaque - C3	5360903110	
Paste Opaque - C4	5360903120	
Paste Opaque - D2	5360903130	
Paste Opaque - D3	5360903140	
Paste Opaque - D4	5360903150	
Opaque Modifier	3 ml	
Paste Opaque - Neutral	5360903160	
Paste Opaque - Gum	5360903200	
Paste Opaque - Intensive Orange	5360903560	
Dentin	20 g	75 g
Dentin - Bleach	5360911203	
Dentin - Bleach BL1	5360911223	
Dentin - Bleach BL2	5360911233	
Dentin - Bleach BL3	5360911243	
Dentin - Bleach BL4	5360911253	
Dentin - A1	5360911003	5360911005
Dentin - A2	5360911013	5360911015
Dentin - A3	5360911023	5360911025
Dentin - A3.5	5360911033	5360911035
Dentin - A4	5360911043	5360911045
Dentin - B1	5360911053	
Dentin - B2	5360911063	
Dentin - B3	5360911073	5360911075
Dentin - B4	5360911083	
Dentin - C1	5360911093	
Dentin - C2	5360911103	5360911105
Dentin - C3	5360911113	5360911115
Dentin - C4	5360911123	5360911125
Dentin - D2	5360911133	5360911135
Dentin - D3	5360911143	5360911145
Dentin - D4	5360911153	5360911155
Action-i Dentine	20 g	
Butter	5360911903	
Chocolate	5360911913	
Corn	5360911923	
Crème	5360911933	
Honey	5360911943	
Lavender	5360911953	
Marble	5360911963	
Effect Powders	20 g	75 g
Transpa Red	5360915103	
Transpa Clear	5360923003	5360923005
Gray Inside	5360915113	
Flu Inside 1	5360917003	
Flu Inside 2	5360917053	
White Surface, WS	5360923013	
Stand By, S By	5360923023	5360923025
Dentin Gingival	20 g	
Gum 1	5360919003	
Gum 2	5360919013	
Gum 3	5360919023	
Gum 4	5360919033	
Power Chroma	20 g	75 g
Power Chroma - PC 1	5360955003	
Power Chroma - PC 2	5360955013	5360955015
Power Chroma - PC 3	5360955015	5360955025
Power Chroma - PC 4	5360955033	5360955035
Power Chroma - PC 5	5360955043	5360955045
Power Chroma - PC 6	5360955053	

Incisal	20 g	75 g
Incisal - Bleach BL1/BL2	5360921623	
Incisal - Bleach BL3/BL4	5360921633	
Incisal - S01	5360921503	5360921505
Incisal - S02	5360921513	5360921515
Incisal - S03	5360921523	5360921525
Incisal - S04	5360921533	5360921535
Incisal - S05	5360921543	5360921545
Incisal - S06	5360921553	5360921555
Opal Incisal	20 g	75 g
Opal Incisal - 1	5360927503	5360927505
Opal Incisal - 2	5360927513	5360927515
Opal Effect	20 g	75 g
Opal Effect - Sunrise	5360927003	5360927005
Opal Effect - Sunset	5360927023	5360927025
Opal Effect - Sky	5360927033	
Opal Effect - Ocean	5360927043	5360927045
Opal Effect - Fog	5360927053	5360927055
Add-On Corrector	20 g	75 g
Add-On Corrector - Final Kiss	5360937003	5360937005
Shoulder	20 g	
Shoulder - Bleach	5360941223	
Shoulder - SM1	5360941003	
Shoulder - SM2	5360941013	
Shoulder - SM3	5360941023	
Shoulder - SM4	5360941033	
Shoulder - SM5	5360941043	
Final Shoulder	20 g	
Final Shoulder - FSM1	5360941053	
Final Shoulder - FSM2	5360941063	
Final Shoulder - FSM3	5360941073	
Final Shoulder - FSM4	5360941083	
Final Shoulder - FSM5	5360941093	
Accessori		75 g
Universal NP-Bonder, Paste	4 ml	5368900501
NE-Bonder, Powder	20 g	5360900503 5360900505
Ducera Liquid SD	50 ml	5368272054
Ducera Liquid FORM	50 ml	5368272034
Dentsply Sirona Stain and Glaze Liquid	15 ml	601315
Kiss Shade Wheel		22030
Dentsply Sirona Portioner Tool		5369002400
Dentsply Sirona Universal Stain & Overglaze		
DS Universal Stain Kit (all items below)		600700
DS Universal Body Stain - S0	5 g	605520
DS Universal Body Stain - S1	5 g	605521
DS Universal Body Stain - S2	5 g	605522
DS Universal Body Stain - S3	5 g	605523
DS Universal Body Stain - S4	5 g	605524
DS Universal Incisal Stain - i1	5 g	605531
DS Universal Incisal Stain - i2	5 g	605532
DS Universal Stain - White	5 g	605500
DS Universal Stain - Crème	5 g	605501
DS Universal Stain - Sunset	5 g	605502
DS Universal Stain - Copper	5 g	605503
DS Universal Stain - Khaki	5 g	605504
DS Universal Stain - Olive	5 g	605505
DS Universal Stain - Mahogany	5 g	605506
DS Universal Stain - Violet	5 g	605507
DS Universal Stain - Raspberry	5 g	605508
DS Universal Stain - Purple	5 g	605509
DS Universal Stain - Grey	5 g	605510
DS Universal Stain - Chestnut	5 g	605511
DS Universal Stain - Blue	5 g	605512
DS Universal Stain - Pink	5 g	605513
DS Universal Overglaze	5 g	605540
DS Universal Overglaze - High Flu	5 g	605542



Duceram® Kiss Basic Set

REF 5360990231

Content:

- Dentin DA1 - DD4 + Bleach
- Incisal S 1 - S 6
- Paste opaque PO A1 - PO D4 + Bleach + Intensive Orange
- Transpa Clear
- Correction Final Kiss
- Universal NP-Bonder, paste
- Neutral paste
- Ducera Liquid FORM / SD
- Paste opaque liquid
- Universal Stains and Glaze Liquid
- Dentsply Sirona Universal Overglaze
- Ceramic brush Pinelo No. 8
- Brush tip Pinelo opaque/stain



Duceram® Kiss Aesthetic Set

REF 5360990251

Content:

- Power Chroma PC 1 - PC 6
- Flu Inside 1 + 2
- Action-i-Dentin
- Butter
- Chocolate
- Corn
- Creme
- Honey
- Lavender
- Marble
- Gray Inside
- Transpa Red
- Opal incisal OS 1 + 2
- Dentin Gum 1 - Gum 4
- Opal Effect
 - OE Sunrise
 - OE Sunset
 - OE Sky
 - OE Ocean
 - OE Fog
- White Surface
- Stand by
- Ducera Liquid FORM / SD
- Paste opaque Gum
- Ceramic brush Pinelo No. 8



Duceram® Kiss Starter Set

REF 5360990241

Content:

- Paste opaque PO A2, A3, A3.5, B1, B3, D3
- Neutral paste
- Dentin DA2, DA3, DA 3.5, B1, B3, D3
- Power Chroma PC 1 - PC 6
- Incisal S1 - S4
- Opal Incisal OS 1 + 2
- Opal Effect OE Sunset + OE Ocean
- Stand by
- Transpa
- Correction Final Kiss
- Dentsply Sirona Universal Overglaze
- Universal NP-Bonder, paste
- Paste opaque liquid
- Ducera Liquid FORM / SD
- DS Universal stain Incisal i1 + Body-stain S2
- DS Universal Stain Liquid
- Ceramic brush Pinelo opaque/stain
- Brush tips Pinelo No. 0 / Pinelo No. 8



Dentsply Sirona Italia S.r.l.
 Piazza dell'Indipendenza, 11/B · 00185 Roma · Fax 06 72640394
 infoweb.italia@dentsplysirona.com · www.dentsplysirona.com

©2018 Dentsply Sirona. All rights reserved.

Form No. 22319 Rev. 2020-09

THE DENTAL
 SOLUTIONS
 COMPANY™

