



Rinn®

Porta-sensori XCP-DS Fit® & Sistema di
posizionamento parallelo XCP-ORA®

Per effettuare radiografie in modo semplice e veloce. Il meglio per voi e per i vostri pazienti.

XCP-ORA®



XCP-ORA®

L'anello ed il braccio XCP-ORA® riducono i componenti necessari per **posizionare con precisione** i porta-pellicole Rinn XCP® e porta-sensori XCP-DS®/XCP-DS FIT®. 3 in 1: un solo braccio ed un solo anello per effettuare radiografie intraorali in posizione anteriore, posteriore e bitewing. Compatibile con le forme rettangolari e i tubi di 60 e 70 mm.

- Sistema utilizzabile per radiografie con pellicole e sensori digitali
- Leggeri per aiutare i pazienti a mantenere il posizionamento corretto
- Autoclavabili: risparmio di costi
- Un solo anello ed un solo braccio per una procedura semplice, con meno componenti

XCP-DS FIT®

XCP-DS Fit sono dei **porta-sensori universali** digitali autoclavabili che riducono notevolmente i tempi di preparazione per una radiografia intraorale.

- Progettati per adattarsi a qualsiasi tipo di sensore
- Ogni porta-sensore funziona con i sensori di misura 1 e 2
- Autoclavabili: risparmio di costi
- Il supporto rigido del porta-sensore mantiene il sensore nella posizione corretta
- Gli elastici in silicone permettono una presa ben salda del sensore e attutiscono gli spigoli donando un maggior comfort del paziente e prevenendo perforazioni della copertura del sensore



XCP-DS FIT®



Prova subito il sistema innovativo universale che semplifica le procedure di radiografia dello studio odontoiatrico.

XCP-DS Fit	
559900	XCP-DS FIT Kit d'igiene (Anello e Braccio XCP-ORA; 8 XCP-DS Fit porta-sensori (2 per ogni: Anteriore, Posteriore, Bitewing Orizzontale, Bitewing Verticale); 50 guaine protettive)
559908	XCP-DS FIT Kit endodontico (Anello e Braccio endodontico; 2 porta-sensori XCP-DS Fit endodontici - verdi)
559909	XCP-DS FIT Kit Completo (Kit d'igiene + Kit endodontico)

XCP-ORA	
550771	XCP-ORA Kit (1 anello + 1 braccio)
550772	XCP-ORA Double Kit (2 anelli + 2 bracci)
550773	XCP-ORA Anello (1 pezzo)
550774	XCP-ORA Braccio (1 pezzo)

Porta-sensori XCP-DS Fit	
559901	XCP-DS FIT Anteriore (2 pezzi)
559902	XCP-DS FIT Posteriore (2 pezzi)
559903	XCP-DS FIT Bitewing orizzontale (2 pezzi)
559904	XCP-DS FIT Bitewing verticale (2 pezzi)
559905	XCP-DS FIT Endodontico (2 pezzi)
559913	Elastici corti: per porta-sensore posteriore, bitewing verticale, endo (6 pezzi)
559914	Elastici lunghi: per porta-sensore anteriore, anteriore fine e bitewing orizzontale (6 pezzi)

Numero Verde
800-921107

DENTSPLY ITALIA S.r.l.
Piazza dell'Indipendenza, 11/B · 00185 Roma · Fax 06 72640394
infoweb.italia@dentsplysirona.com · www.dentsply.com

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™

Dentsply
Sirona