

PROSSIMAMENTE

Nuovo sistema di erogazione migliorato. Nuovi puntali miscelatori a prezzo più basso.¹



Lo stesso grande materiale.

Meno sprechi. Miscelazione migliore. Facile da usare.

CAMBIAMENTI PRINCIPALI

Nuovi puntali miscelatori innovativi

- Puntali miscelatori **ROSSI**
per materiali **ribasanti**

- Puntali miscelatori **BLU**
per materiali **portaimpronta**

- Prezzo dei ricambi più vantaggioso

- Nuovi codici per i puntali

- Compatibili SOLO con il nuovo sistema di cartucce

Nuove cartucce

- Nuovo codice colore per cartucce

ROSSO - ribasanti
BLU - portaimpronta

- Utilizzo con l'erogatore attuale

Materiale












- Nessun cambiamento

- Lo stesso grande materiale di sempre

- Gli stessi codici per riordino




Contatta il tuo agente Dentsply Sirona di fiducia per maggiori informazioni

Vecchi puntali		Nuovi puntali	
Codice	Descrizione		Descrizione
<i>per materiali ribasanti a bassa viscosità XLV, LV</i>			
678212	Puntali miscelatori turchesi 	778215M	Puntali miscelatori ROSSI 
60578121	Puntali miscelatori gialli 		
626382	Terminali intraorali trasparenti 	626383	Terminali intraorali ROSSI 
60578122	Terminali intraorali gialli 		
<i>per materiali portaimpronte ad alta viscosità Medium, Heavy, & Putty</i>			
678212	Puntali miscelatori turchesi 	778213M	Puntali miscelatori BLU 
678950, 60578400	Puntali miscelatori dinamici blu 	778951M	Puntali miscelatori dinamici blu 
60578340	Puntali miscelatori dinamici gialli 		

Nuovo sistema di erogazione

Elimina **fino al 64%** gli sprechi di materiale.²

Pareggio necessario **una sola volta** per tutta la "vita" della cartuccia.³



<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Confronto tra ricambi di puntali miscelatori attuali e nuovi.

2. Confronto tra materiale di impronta Dentsply Sirona a bassa viscosità nel nuovo puntale rosso e il vecchio puntale turchese.

3. Solo con cartucce da 50 ml.