

Omnacam AF

VARIANTE DA TAVOLO

- > Dispositivo medico
- > Omnicam AF è formata da Omnicam, supporto incluso, e da un PC con monitor
- > È possibile scegliere tra un monitor da 19" o 24" (incluso) oppure usare il monitor del proprio studio

FACILE ED ERGONOMICA

- > Questa piccola telecamera intraorale è stata progettata per la massima maneggevolezza
- > È sufficiente spostare la telecamera scorrendo sui denti con un singolo movimento e i dati generano un modello 3D a colori

VANTAGGIO CONDIVISO

- > La più piccola telecamera intraorale presente sul mercato
- > Offre scansioni senza impiego di polvere
- > Grazie all'opzione di esportazione dei dati in formato STL, è possibile rafforzare lo scambio di informazioni tra studio e laboratorio

