

Accessori

Qui è possibile visualizzare l'elenco completo degli accessori, con la specifica di quanto è di serie e di quanto è fornibile opzionalmente.

Poltrona	
2 memorie, S sciacquo, O azzeramento	■
Box di connessione integrato	■
Sistema di sollevamento poltrona sino a 185 kg	■
Poggiatesta piatto	■
Poggiatesta a doppia articolazione	□
Rivestimento Premium	■
Rivestimento Lounge	□
ErgoMotion	□
Pedale a croce	■
Cuscino per pazienti piccoli	□
Bracciolo destro	□
Bracciolo sinistro	□
Prese per il collegamento di dispositivi esterni	□
Kit riduttore di pressione sottovuoto	□
Paretina anteriore per tubazioni a pavimento	□
Box di connessione separato	□
Piastrina di adattamento	□

Elemento medico	
Regolazione in altezza con bloccaggio pneumatico	■
5 posizioni strumenti	■
Braccetto aggiuntivo per telecamera, per elemento medico TS	□
Alimentazione ad aria per 2 vie dinamiche senza fibre ottiche	■
Pedale pneumatico	■
Pedale elettronico C+	□ S, A, I
Pannello di comando EasyPad con 2 impostazioni specifiche per utente	■
Interfaccia EasyTouch con 4 impostazioni specifiche per utente	□ A, I
Sprayvit E con luce	□ S, A, I
Sprayvit E con luce (pulsante acqua a sinistra)	□ S, A, I
Tubo turbina con luce	□ S, A, I
1° micromotore BL ISO E con tubo	□ S, A, I
2° micromotore BL ISO E con tubo	□ I
Ablatore SiroSonic L	□ A, I
Terza via dinamica	□ I
Lampada fotopolimerizzante Satelec Mini LED	□
Kit fonte di luce endorale per turbina e Sprayvit E	■
Controllo coppia per trattamenti endodontici	□ E
eControl: intervallo di velocità 100 - 40.000 giri/min	□ E
ApexLocator integrato	□ E
Contrangolo Endo 6:1	□ E
Visualizzatore per radiografie intraorali	□
Purge e AutoPurge	■
Tappetino in silicone, per elemento medico TS	□
Tray singolo, per CS	□
Portatray aggiuntivo per TS/CS per 2 tray standard	□
Tappetino in silicone, per elemento medico CS	□
Coprimaniglie in silicone rimuovibili	□

Elemento assistente	
Elemento assistente Compact, braccio orientabile montato direttamente sul braccio della bacinella	■
Elemento assistente Comfort, ideale per l'odontoiatria a due mani	□
4 posizioni strumenti	■
Aspirasaliva e aspiratore chirurgico	■
Sprayvit E con luce	□ I
Sprayvit E con luce (pulsante acqua a sinistra)	□ I
Secondo aspiratore chirurgico	□
Lampada fotopolimerizzante Satelec Mini LED	□
Pannello di comando	□
Alimentazione fibre ottiche per Sprayvit E	■
Tappetino in silicone per elemento assistente Comfort	□

Gruppo idrico	
Predisposto per impianto di disinfezione integrato	■
Bacinella orientabile manualmente	■
Bacinella bianca	■
Bacinella in vetro	□
Gruppo idrico senza bacinella	□
Valvola di zona per aspirazione a umido standard	■
Valvola della bacinella per aspirazione a umido standard	□
Separatore automatico	□
Separatore centrifugo di amalgama	□
Sistema integrato di disinfezione con disinfezione permanente delle condutture idriche e funzione automatica di igienizzazione	□
Boiler	■
Sistema di lavaggio ad acqua dei tubi di aspirazione	■
Sistema di pulizia chimica dei tubi di aspirazione	□

Opzioni lampade operatorie/Heliodont Plus	
LEDlight	□
LEDview Plus	□
Lampada a soffitto LEDview Plus	□
Predisposizione per combinazione a soffitto LEDview Plus/Heliodont Plus	□
Predisposizione per montaggio Heliodont Plus	□

Comunicazione con il paziente	
Interfaccia USB nell'elemento medico o assistente	□ SiR, SiS
SiroCam F	□ SiS
SiroCam AF	□
SiroCam AF+	□
Montaggio monitor su tubo lampada	□ SiS
Monitor da 22" AC (con alimentatore integrato)*	□ SiS*
Interfaccia di rete	□ SiR, SiS

■ Incluso nell'apparecchio base
 □ Opzionale
 - Non possibile/non disponibile
 SiR Pacchetto Sivision Ready
 SiS Pacchetto Sivision Start
 SiS* Pacchetto Sivision Start con monitor

S Pacchetto Start Pro
 A Pacchetto Advance Pro
 I Pacchetto Innovation Pro
 E Pacchetto Endo Pro

La disponibilità di opzioni e accessori può variare da paese a paese.