

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™




Sinius

# Efficienza superiore

[dentsplysirona.com](http://dentsplysirona.com)





# Una pratica clinica quotidiana più efficiente ed equilibrata.

Il tempo è uno dei nostri beni più preziosi. È importante poter contare su Sinus. Lo sviluppo di soluzioni efficienti consente di ottimizzare il vostro tempo. Il Centro di Trattamento Sinus non solo presenta un design estremamente compatto ma garantisce i migliori risultati in termini di efficienza e flessibilità. Questo è possibile grazie alla gestione intuitiva, supportata dalle ultime tecnologie touch screen e alle numerose funzionalità integrate.



 Dentsply  
Sirona



## Maggiore flessibilità grazie alla semplificazione delle funzionalità.

Il Centro di Trattamento Sinus consente di raggiungere una maggiore efficienza grazie alla semplicità d'uso. Le numerose funzionalità integrate, l'intuitiva l'interfaccia EasyTouch e l'uso ottimale degli spazi semplificano notevolmente l'operatività nella quotidianità dello studio. Per voi, questo significa un vantaggio reale in termini di tempo e di flessibilità.

### Efficiente

- Soluzioni modulari integrabili per implantologia e endodonzia
- Dispositivo d'igiene integrato
- Ottimo rapporto costo/efficacia

### Intuitivo

- Interfaccia user-friendly EasyTouch
- Selezione fra tre tipologie di configurazioni adattabili alla vostra metodologia clinica personale

### Compatto

- Uso ottimale degli spazi
- Speciale sistema dinamico della poltrona
- Posizionamento flessibile degli strumenti per medico e assistente

**Sinius TS -  
Il design del braccio OTP**

- Posizionamento ergonomico con movimento indipendente di strumenti medici e sistema tray
- Sistema tray funzionale con base amovibile posizionabile in modo flessibile
- Ampi spazi per strumentazione medica e tray



## Adattabile integralmente alla vostra personale metodologia clinica

Con tre modelli distinti, Dentsply Sirona fornisce le soluzioni per qualsiasi metodologia clinica personale.

### Sinius - Il concetto di carrello scorrevole

- Approccio ergonomico specifico al trattamento.
- Gli strumenti medici possono facilmente essere spostati avanti e indietro manualmente.
- L'elemento medico girevole assicura che tutto sia sempre a portata di mano, agevolando l'uscita del paziente al termine del trattamento.



### Sinius CS - Il design Sprido

- L'elemento medico può essere ruotato fino a 240° per un posizionamento ottimale.
- La distanza massima tra l'elemento medico e gli strumenti è 90 cm.
- Ideale per la più ampia gamma di trattamenti possibili, per operare sia da soli che in team.



## Migliore ergonomia per risultati perfetti

Il programma ergonomico Dentspy Sirona è basato su decenni di esperienza in ergonomia. Il programma è caratterizzato da una visione olistica della relazione tra l'ergonomia e la pratica clinica quotidiana. Quali innovatori dell'integrazione tra tecnologie digitali e sistemi applicati sviluppiamo continuamente questo programma.

1

### 1 Seduta intuitiva

- **Maggior libertà di movimento**  
Controllo pedale wireless, carrello scorrevole ad azionamento manuale. Tray a braccio pantografato o tray con braccio di supporto girevole.
- **Distanze operative ottimizzate**  
Perfetto coordinamento e posizionamento variabile degli elementi per il medico e per l'assistente, elemento medico e tray orientabili separatamente nei modelli Sinius e Sinius TS.
- **Seggiolini medici ergonomici**  
Hugo, Paul, Carl, Theo.

### 2 Posizionamento confortevole

- **Estrema precisione nel posizionamento del riunito**  
Posizionamento verticale modulabile, altezza ottimale di lavoro attraverso l'allineamento verticale della bocca.
- **Supporto lombare di elevata qualità**  
ErgoMotion e funzionalità di supporto lombare.
- **Massimo comfort per il paziente**  
Sollevamento progressivo, imbottitura climatizzata Premium, imbottitura Lounge.

### 3 Massima visibilità

- **Illuminazione superiore**  
LEDview Plus, illuminazione strumentale a LED.
- **Poggiatesta flessibile**  
motorizzato o a doppia articolazione.
- **Immagini intraorali perfette**  
SiroCam AF/AF+ messa a fuoco automatica.



#### 4 Funzionalità integrate

- **Funzionalità strumentali integrate**  
Implantologia, endodonzia con display ApexLocator su monitor Sivision\*.
- **Operatività intuitiva**  
Interfaccia Easytouch con schemi operativi personalizzati
- **Strumentazione moderna**  
dispositivi innovativi, moderno sistema di comunicazione Sivision con interfacce USB ed Ethernet

#### Risultati perfetti

- Clinicamente perfetto
- Esteticamente perfetto
- Perfetto per garantire il successo del vostro studio odontoiatrico

\*Disponibile con Sidexis 4



Dentsply  
Sirona

SINUS

300 RPM - + NaCl

5.00 MPa - + Cal

Temp 1 ← →

16:13:24 A

## Integrazione efficiente

Semplificate la pratica clinica con il modulo di implantologia e offrite ai vostri pazienti un trattamento più confortevole.

Il modulo integrabile di implantologia viene chiaramente visualizzato sul touch screen. L'utilizzo è semplice, non richiede precedenti esperienze e tutto viene comodamente comandato dal pedale del riunito. I tempi di pulizia ridotti permettono inoltre un risparmio di tempo.



### Implantologia Integrata

Con il modulo di implantologia integrato è possibile selezionare velocità, torque e portata del flusso di liquido di raffreddamento secondo le vostre preferenze.



### Motore BL Implant

Micromotore sottile e leggero per implantologia con una coppia massima di 5 Ncm. Non produce emissioni d'aria nell'area chirurgica ed è dotato di un sistema di raffreddamento interno.



### Pompa per soluzione fisiologica integrata

L'integrazione della pompa peristaltica per la soluzione fisiologica ne permette il controllo attraverso il pedale. La quantità di liquido di raffreddamento sterile necessario in ogni fase dell'intervento può essere definita individualmente.



### Implant 20:1 manopolo contrangolo

Con una coppia di 70 Ncm, il manopolo contrangolo Implant 20:1 offre al clinico la potenza necessaria per tutte le applicazioni di perforazione e fresatura. Per interventi di elevata precisione in chirurgia e implantologia.

## Efficienza radicolare

Le nuove e migliorate applicazioni endodontiche garantiscono un migliore flusso di lavoro e un trattamento superiore. Supervisione dell'intero flusso di lavoro e possibilità di lavorare in condizioni di assoluta igiene in modo più sicuro ed efficiente.



### Endodonzia Integrata

Il modulo di endodonzia integrato rende i sistemi attuali obsoleti, e oltre alla precisa regolazione del controllo di coppia è anche disponibile con ApexLocator per la massima sicurezza clinica.



### Indicatore ApexLocator sul monitor

La distanza dalla fine del canale radicolare allo strumento può ora essere visualizzata anche sul monitor.



### Heliodent Plus

Radiografie precise, rapide e sicure con il sistema Heliodent Plus. Un'affidabile unità radiologica che offre il massimo della flessibilità e un'ottimale qualità delle immagini.



### T1 Line

Una visibilità migliore durante il trattamento endodontico migliora la qualità del trattamento.



## Sistemi endodontici reciprocanti integrati

Dentsply Sirona è l'unico produttore che integra i sistemi di file Reciprocanti di Dentsply Maillefer e VDW. Questo rende semplice e rapido l'utilizzo di sistemi di file più diffusi. La libreria dei file può essere facilmente aggiornata con altri sistemi di file.

WaveOne®

WaveOne® Gold  
File reciprocanti

Reciproc®  
One file endo

## Efficienza per il vostro metodo di lavoro

Sinius aiuta a lavorare senza fatica e con i migliori risultati clinici anche durante le giornate più lunghe ed impegnative. Per ogni particolare posizione o metodo di lavoro e per le necessità posturali vostre e dei vostri pazienti. Sinius garantisce il massimo comfort e posture sempre corrette.



### Poggiatesta motorizzato

Posiziona automaticamente la testa del paziente nella posizione desiderata per il trattamento, senza sforzo e con delicatezza. Grazie al poggiatesta motorizzato, la testa del paziente ritornerà nella posizione di lavoro dopo l'azione di risciacquo.



### Comando a pedale wireless innovativo

Posizionamento libero e senza l'ingombro di cavi, che consente ampia libertà di movimento.



### Elemento scorrevole manuale

L'elemento medico può essere spostato manualmente nella corretta posizione con il minimo sforzo.



### LEDview Plus

LEDview Plus consente una combinazione perfetta di intensità della luce, del colore e dell'ampiezza del campo luminoso. Disponibili anche come modello a soffitto o combinato LEDview Plus/Heliodent Plus.



### Hugo

Il seggiolino intelligente che garantisce l'assunzione della corretta postura in modo intuitivo.



### Sidexis 4

Grazie a Sidexis 4 è possibile spiegare, direttamente sul monitor Sivision, radiografie, immagini intraorali e panoramiche durante il trattamento.

## Sinius ottimizza le distanze


Elementi medico e assistente e tray posizionabili in modo flessibile e indipendente dalla posizione del medico e dell'assistente.





## Perfettamente adeguato alle aspettative dei vostri pazienti

Dotato del massimo comfort e aggiornato secondo le ultime tecnologie multimediali con Sinius offrirete ai vostri pazienti il miglior trattamento possibile. Lo straordinario comfort offerto da Sinius si evidenzia specialmente durante lunghe sedute di trattamento. I vostri pazienti possono rilassarsi e voi potete concentrarvi sul loro trattamento. Con la SiroCam AF/AF+ e il Monitor 22" migliorerete non soltanto la vostra visione medico-professionale ma aiuterete anche i vostri pazienti a comprendere ed essere più informati sul trattamento.



### Rivestimento Lounge

Le superfici dei materiali sono soffici e gradevoli e dotati di una comoda imbottitura per il massimo relax. Superficie sagomata per un posizionamento perfetto.



### Dotazione ultramoderna

La telecamera con Autofocus SiroCam AF/AF+ combina qualità superiore delle immagini con semplicità d'uso.



### Imbottitura climatizzata Premium

Riduce l'accumulo di calore nella poltrona e lungo la schiena e consente un miglior rilassamento grazie alla climatizzazione.



### Massima escursione in abbassamento

La seduta di Sinius può essere abbassata fino ad un'altezza di 36 cm per rendere più agevole l'accesso e l'uscita ai bambini e ai pazienti più anziani.



### Consultazione multimediale su monitor da 22"

Radiografie, immagini intraorali e panoramiche possono essere facilmente visualizzate sull'interfaccia EasyTouch.



### Funzione di supporto lombare

Lo schienale può essere adattato individualmente alla conformazione della schiena del paziente.

## Più efficienza per il vostro team

Sinius offre il massimo standard per l'igiene e un utilizzo efficiente del tempo. Dalle superfici lisce e semplici da pulire ai componenti facilmente amovibili dei sistemi di igienizzazione integrata: tutto è predisposto per una gestione facile, rapida e per eliminare ogni potenziale fonte di contaminazione.



### Adattatore di igienizzazione integrato

Per un regolare funzionamento del sistema idrico e per l'igiene giornaliera e mensile è possibile collegare i tubi della strumentazione agli adattatori per l'igiene integrata e con la semplice pressione di un pulsante avere una qualità dell'acqua ottimale.



### Lavaggio del tubo di aspirazione

I condotti di aspirazione possono essere anche puliti automaticamente in modo rapido e semplice.



### Dosaggi Automatici

È possibile equipaggiare il sistema di lavaggio dei tubi di aspirazione con dispensazione automatica dei prodotti disinfettanti indicati nel manuale di uso e manutenzione Dentsply Sirona.



### Bacinella rimovibile

La bacinella mobile può essere facilmente rimossa per una migliore pulizia.



### Le maniglie possono essere disinfettate termicamente

Sinius è realizzato con superfici lisce e semplici da pulire. Tutti gli elementi critici da un punto di vista igienico possono essere rimossi e sterilizzati o disinfettati termicamente.



La DGKH (Società Tedesca per l'Igiene Ospedaliera) ha confermato che Dentsply Sirona rispetta i più alti standard di sicurezza igienica nel rispetto delle direttive dell'Istituto Robert Koch.

Maggiori informazioni: [www.krankenhausthygiene.de](http://www.krankenhausthygiene.de)

# Forma e colore

Prestigiosi premi di design come l'iF Communication Award e il Red Dot Design Award testimoniano l'eccezionale qualità del design dei Centri di Trattamento Dentsply Sirona. Sinius offre una vasta gamma di opzioni di design per il tuo studio dentistico, con tre diversi schemi di colori. Lascia correre la tua immaginazione e metti insieme la combinazione perfetta.

## Colori dei rivestimenti

### Il mondo elegante



Colori raffinati dei rivestimenti che regalano un'immagine classica e senza tempo.

### Il mondo naturale



Tonalità calde e delicate dall'effetto rilassante.

### Il mondo vitale



Tinte brillanti e toni luminosi che creano un'atmosfera vivace e moderna.

\* Colori disponibili per l'imbottitura Lounge.

## Colori delle cuciture



Standard

Rosso

Grigio scuro

Azzurro

Rosa

## Colori della vernice



## Qualità senza compromessi



### Imbottitura Thermo Premium

L'effetto rinfrescante dell'imbottitura Thermo riduce il calore accumulato nella zona dorsale e nella poltrona e permette al paziente di rilassarsi.



### Rivestimento Lounge

Il materiale innovativo conferisce a questo tipo di imbottitura ancora più morbidezza e quindi ancora più comfort.

# Configurazione personalizzata

Configurate il vostro nuovo Centro di Trattamento come preferite e perfezionate la composizione attraverso i pacchetti disponibili. In questo modo si acquista solo ciò che serve.

## Unità di base

### Sinius

Con carrello scorrevole



### Sinius CS

Con braccio a Sprido



### Sinius TS

con braccio di supporto OTP



## Modulo applicativo



### Start

- Sprayvit M nell'elemento medico
- Motore 1 BL ISO E
- LEDview Plus



### Advance

- Sprayvit M nell'elemento medico
- Motore 1 BL (sovrapprezzo per BL ISO C)
- SiroSonic TL
- LEDview Plus
- Controllo a pedale wireless



### Innovation

- Sprayvit M negli strumenti del medico e dell'assistente
- 2 motori BL (sovrapprezzo per BL ISO C)
- SiroSonic TL
- LEDview Plus
- Controllo a pedale wireless

Complemento funzionale alla dotazione di base. Pacchetti non combinabili tra loro.

## Pacchetti opzionali



### Endo

- Funzionalità trattamento endodontico
- ApexLocator
- Supporto per ApexLocator
- T1 Line Endo 6L manipolo contrangolo con illuminazione
- Adattatore ISO con illuminazione (opzionale)
- Upgrade a motore BL o BL ISO C (necessario esclusivamente in combinazione con il pacchetto Start)
- Opzione aggiuntiva: file system interscambiabili



### Implant

- Funzionalità per implantologia
- Pompa integrata per soluzione fisiologica
- Motore elettrico BL Implant
- Implant 20:1 manipolo contrangolo



### Comfort

- Seggiolino (selezione del modello)
- Secondo seggiolino con prezzo per acquisto combinato
- Poggiatesta motorizzato
- Supporto lombare
- Imbottitura thermo Premium
- Disponibile anche per imbottitura Lounge (sostituisce imbottitura thermo Premium)



### Sivision

- Monitor 22"
- Posizionamento monitor mobile
- SiroCam AF o SiroCam AF+ opzionale
- Telecamera nell'elemento medico

Tutti i pacchetti opzionali possono essere combinati liberamente tra loro.

# Accessori

Qui trovate la lista completa di tutte le singole opzioni e potete controllare la dotazione presente nelle unità di base.

## Opzioni in dotazione nelle unità di base VB CS TS

Opzioni poltrona			
Poggiatesta a doppia articolazione	■	■	■
Poggiatesta motorizzato	□	□	□
Rivestimento Premium	■	■	■
Rivestimento thermo Premium	□	□	□
Rivestimento Lounge a richiesta con impunture colorate	□	□	□
Funzione di supporto lombare	□	□	□
Bracciolo mobile sinistra o destra	□	□	□
Joystick a 4 vie	■	■	■
Comando a pedale versione con cavo	■	■	■
Comando a pedale wireless	□	□	□
Collegamento dispositivo esterno	□	□	□
Cuscino per pazienti pediatrici (cuscino sedile C)	□	□	□
Base di montaggio	□	□	□

Opzioni per l'elemento medico (5 posizioni manopola, impugnatura amovibile e portastrumenti)			
Sprayvit M . Siringa con illuminazione	□	□	□
1° Drive (per motore o turbina)	■	■	■
2° Drive (per motore o turbina)	■	■	■
3° Drive (per motore o turbina)	□	□	□
Motore elettrico BL	□	□	□
Motore elettrico BL ISO C	□	□	□
Motore elettrico Implant BL	□	□	□
Implant 20:1 manopola contrangolo	□	□	□
Tubo turbina	□	□	□
SiroSonic TL manopola a ultrasuoni	□	□	□
Utilizzo a mani libere con controllo mediante cursore	■	■	■
Funzione implantologia	□	□	□
Pompa per soluzione fisiologica	□	□	□
Funzione endodonzia	□	□	□
Manipolo contrangolo T1 Line Endo 6 con illuminazione	□	□	□
File system	□	□	□
Funzione ApexLocator con display su Monitor Sivision	□	□	□
Porta-tray orientabile per 1 o 2 tray standard		□	□
Visualizzatore per radiografie panoramiche			□

Opzioni per l'elemento assistente (supporto rimovibile a 4 posizioni con tappetino in silicone)			
Satelec Mini LED luce fotopolimerizzante	□	□	□
Aspiratore chirurgico	□	□	□
2° kit HVE	□	□	□
Sprayvit M siringa con illuminazione	□	□	□
Dispositivo di aspirazione	■	■	■
Aspirasaliva	■	■	■

## Opzioni in dotazione nelle unità di base VB CS TS

Opzioni gruppo idrico			
Impianto di disinfezione con sterilizzazione continua e funzione igienizzante	■	■	■
Pulizia dei tubi di aspirazione con acqua	■	■	■
Pulizia dei tubi di aspirazione con agenti chimici	□	□	□
Valvola della bacinella per aspirazione a umido	■	■	■
Separatore automatico	□	□	□
Separatore di amalgama	□	□	□
Bacinella orientabile	■	■	■
Senza bacinella	□	□	□
Tray con vassoio a clip e maniglia	□		

Opzioni per Sivision digital			
SiroCam AF	□	□	□
SiroCam AF+	□	□	□
Monitor 22" pollici integrato sul tray, incl. tray	□		
Monitor 22" sul braccio lampada	□	□	□
Supporto supplementare per telecamera	□		□
Alimentazione telecamera nell'elemento medico	□	□	□
Alimentazione telecamera nell'elemento assistente		□	□
Kit installazione pronta con interfaccia USB Sivision	□	□	□
Set di cavi per collegamento PC	□	□	□

Seggiolino Hugo (a scelta molla a gas lunga o corta)			
Hugo Freehand (con sblocco a pedale)	□	□	□
Hugo Manual (con sblocco manuale)	□	□	□
Hugo Freehand Plus (con sblocco manuale e anello poggiatesta)	□	□	□

Seggiolino Carl (a scelta molla a gas lunga o corta)			
Carl Manual (con sblocco manuale)	□	□	□
Carl Manual Plus (a scelta molla a gas lunga o corta)	□	□	□

Seggiolino Theo (disponibile con due opzioni di altezza)			
Seggiolino Theo	□	□	□

Lampada operatoria/ opzioni Heliodent Plus			
Lampada LEDview Plus (3 snodi, braccio di supporto con sensore)	□	□	□
LEDview Plus modello da soffitto	□	□	□
LEDview Plus/Heliodent Plus lampada a soffitto combinata	□	□	□
Adattatore per modello unità Heliodent Plus	□	□	□

VB Sinius (versione carrello scorrevole)  
 CS Sinius CS (versione braccio a stilo)  
 TS Sinius TS (versione OTP)  
 ■ Inclusa nell'unità di base  
 □ Opzionale



Hugo Freehand



Hugo Manual



Monitor 22" su tray

Monitor da 22" su telaio  
supporto lampadaPompa per soluzione fisiologica  
integrata


Modello Heliodent Plus



Bracciali



Aspiratore chirurgico



Rivestimento Lounge



Cuscino pazienti pediatrici



Collegamento dispositivo esterno

Interfaccia USB nell'elemento  
medicoSiroCam AF+ nel supporto  
aggiuntivo

Satelec Mini LED luce fotopolimerizzante



Carl Manuale



Theo

Tray aggiuntivo per l'elemento  
assistente (tappetino in silicone)Tray girevole  
(per Sinius TS)Supporto tray girevole  
(per Sinius CS)Tray Dentsply Sirona  
(per Sinius)

**Dentsply Sirona Italia**

Piazza dell'Indipendenza 11B  
00185 Roma  
dentsplysirona.com

**Soluzioni per tutte  
le procedure**

Prevenzione  
Conservativa  
Ortodonzia  
Endodonzia  
Implantologia  
Protesi

**Tecnologie abilitanti**

Radiologia  
Centri di trattamento  
CAD/CAM  
Strumenti