

Accessori

Qui trovate la lista completa di tutte le singole opzioni e potete controllare la dotazione presente nelle unità di base.

Opzioni in dotazione nelle unità di base VB CS TS

Opzioni poltrona			
Poggiatesta a doppia articolazione	■	■	■
Poggiatesta motorizzato	□	□	□
Rivestimento Premium	■	■	■
Rivestimento thermo Premium	□	□	□
Rivestimento Lounge	□	□	□
Funzione di supporto lombare	□	□	□
Bracciolo mobile sinistra o destra	□	□	□
Pedaliera 4 way	■	■	■
Comando a pedale versione con cavo	■	■	■
Comando a pedale wireless	□	□	□
Collegamento dispositivo esterno	□	□	□
Cuscino per pazienti piccoli (cuscino sedile C)	□	□	□
Piastra di montaggio per compensare pavimenti non piani	□	□	□

Opzioni per l'elemento medico (5 posizioni manipolo, impugnatura amovibile e portastrumenti)			
Sprayvit M . Siringa con illuminazione	□	□	□
1° Drive (per motore o turbina)	■	■	■
2° Drive (per motore o turbina)	■	■	■
3° Drive (per motore o turbina)	□	□	□
Motore elettrico BL	□	□	□
Motore elettrico BL ISO C	□	□	□
Motore elettrico BL ISO E	□	□	□
Motore elettrico Implant BL	□	□	□
Implant 20:1 manipolo contrangolo	□	□	□
Tubo turbina	□	□	□
SiroSonic TL manipolo a ultrasuoni	□	□	□
Utilizzo a mani libere con controllo mediante cursore	■	■	■
Funzione implantologia	□	□	□
Pompa per soluzione fisiologica	□	□	□
Funzione endodonzia	□	□	□
Manipolo contrangolo T1 Line Endo 6 con illuminazione	□	□	□
File system interscambiabili	□	□	□
Funzione ApexLocator con display su Monitor Sivision	□	□	□
Porta-tray orientabile per 1 o 2 tray standard		□	□
Visualizzatore per radiografie panoramiche			□

Opzioni per l'elemento assistente (supporto rimovibile a 4 posizioni con tappetino in silicone)			
Satelec Mini LED luce fotopolimerizzante	□	□	□
Aspiratore chirurgico	□	□	□
2° kit HVE	□	□	□
Sprayvit M siringa con illuminazione	□	□	□
Dispositivo di aspirazione	■	■	■
Aspirasaliva	■	■	■

Opzioni in dotazione nelle unità di base VB CS TS

Opzioni gruppo idrico			
Impianto di disinfezione con sterilizzazione continua e funzione igienizzante	■	■	■
Pulizia dei tubi di aspirazione con acqua	■	■	■
Pulizia dei tubi di aspirazione con agenti chimici	□	□	□
Valvola della bacinella per aspirazione a umido	■	■	■
Separatore automatico	□	□	□
Separatore di amalgama	□	□	□
Bacinella orientabile	■	■	■
Senza bacinella	□	□	□
Tray con vassoio a clip e maniglia	□		

Opzioni per Sivision digital			
SiroCam AF	□	□	□
SiroCam AF+	□	□	□
Monitor 22" pollici integrato sul tray, incl. tray	□		
Monitor 22" sul braccio lampada	□	□	□
Supporto supplementare per telecamera	□		□
Alimentazione telecamera nell'elemento medico	□	□	□
Alimentazione telecamera nell'elemento assistente		□	□
Kit installazione pronta con interfaccia USB Sivision	□	□	□
Set di cavi per collegamento PC	□	□	□

Seggiolino Hugo (a scelta molla a gas lunga o corta)			
Hugo Freehand (con sblocco a pedale)	□	□	□
Hugo Manual (con sblocco manuale)	□	□	□
Hugo Freehand Plus (con sblocco manuale e anello poggiatesta)	□	□	□

Seggiolino Carl (a scelta molla a gas lunga o corta)			
Carl Manual (con sblocco manuale)	□	□	□
Carl Manual Plus (a scelta molla a gas lunga o corta)	□	□	□

Lampada operatoria/ opzioni Heliodent Plus			
Lampada LEDview Plus (3 snodi, braccio di supporto con sensore)	□	□	□
LEDview Plus modello da soffitto	□	□	□
LEDview Plus / Heliodent Plus lampada a soffitto combinata	□	□	□
Adattatore per modello unità Heliodent Plus	□	□	□

VB Sinius (versione carrello scorrevole)
 CS Sinius CS (versione braccio a stilo)
 TS Sinius TS (versione OTP)
 ■ Inclusa nell'unità di base
 □ Opzionale