


デンツプライシロナ Endodontics Mallefer NiTiファイル イノベーション



デンツプライシロナ/Maillefer Endodontics 130年の歴史と発展



沿革

1889 Auguste MailleferによりBallaignes (スイス)にて設立

1995 デンツプライ インターナショナル と合併

2016 デンツプライ インターナショナルとシロナデンタルシステムズ
合併


2019 Maillefer/デンツプライシロナ130周年

48才で歯科医師となった創立者Auguste Mailleferは、前職は時計職人であり、物作りの技術を持ち合わせた医師でした。当時使われたインスツルメントは「歯科医師達のニーズを理解して作られたものではない」と感じていたMailleferは、歯科医師としての経験と物作りの技術を融合させ、他にはない革新的デザインと技術的に優れた製品を作り上げました。そして患者へより質の高い治療を提供しました。以来Mailleferは、より良いソリューションとサービスの提供を目標に発展してきました。デンツプライ インターナショナル、後にシロナデンタルシステムズとのパートナーシップを通じ、国際的なプレゼンスを強めながら活動の幅を広げ2019年、Maillefer/デンツプライシロナは創立130年を迎えました。

デンツプライシロナ/Maillefer Endodontics Continuity by Innovation

私たちはMailleferの遺伝子である“イノベーション”を引き継ぎ、歯科市場をリードする企業であり続けるためにも、“これまでのイノベーションを塗り替える”、継続的なイノベーションを目指します。


今日、Mailleferでは、120以上の専門領域におけるエキスパート達により毎日100万個以上の製品が製造され、世界中の顧客に届けられています。



350 Universities with which we collaborate

40 000
Clinicians
in our courses around
the world

1 Million
Products
manufactured / day



デンツプライシロナ/Maillerferイメージ動画



デンツプライシロナ/Maillefer NiTiファイル 年表

イノベーションは近年さらに加速化しています

発売年	2000	2006	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019
製品	ProFile	ProTaper Universal	WaveOne	ProTaper Next	WaveOne Gold	Voltex Blue	ProTaper Gold	WaveOne Gold Glider	TruNatomy


システムベースの
エンド

次世代テクノロジー

● 中心を保持した揺れるような動き

長方形の断面中心から回転をずらすことで、ファイルが揺れるように動きます。

- ファイルを根管の中央へ導く
- デブリ排出スペースの拡大



次世代テクノロジー
デブリ排出
M-ワイヤー、柔軟性



WaveOne® Gold
Surf the canal with confidence.
Simplicity for you, safety for patients.
www.dentsplysirona.com

ゴールドワイヤー
1本でシンプル、
時短



ProTaper Universalの
レガシー継承
柔軟性・破折抵抗性アップ



MIコンセプトによる
デンツプライシロナ
最新エンドシステム



ProTaper Next
イントロダクション動画

