

Cavity

キャビティ

6本のバーでキャビティアクセスに対応



CA **V**ITY ACCESS SET



CA **V**ITY ACCESS Z SET

製品特長

特徴 1

SIMPLE シンプル

この一つのセットで殆どのキャビティ アクセスに対応。

特徴 2

COMPACT コンパクト

折りたたみ式の専用スタンドに最低限必要な6本の器具を入れ、コンパクトに収納。

特徴 3

CLEAN クリーン

オートクレーブ対応の専用スタンドにより、より衛生的な管理が可能。(耐熱135℃)

天然歯の形成には…

カーバイドバーラウンド25mmFGを使用。ロングシャングの為、タービンヘッドが隣在歯に接触しにくく、また術野が、大きく取れます。



カーバイドバーラウンド25mmFG



メタルの除去には…

カーバイドパートランスメタルFGを使用。切削効率に優れたメタル除去専用バーの為、メタル除去の時間を短縮できます。



カーバイドパートランスメタルFG



セラミッククラウン等の除去には…

ダイヤモンドバーラウンドFGを使用。高品質なバーの為、振動が少なく、歯質への負荷を軽減します。



ダイヤモンドバーラウンドFG



髄室開拡には…

ダイヤモンドバーコニカルFG使用。高品質なバーの為、振動が少なく、歯質への負荷を軽減します。



ダイヤモンドバーコニカルFG (アクセスセット)



髄室開拡には…

エンドゼックリヤを使用。先端部に刃が無く、穿孔の危険性が減少します。



エンドゼックリヤ (アクセスZセット)



根管口形成には…

Xゲーツを使用。1本でゲーツ#1～#4の働きをする画期的なゲーツドリルで、エンド三角除去の時間を短縮できます。



Xゲーツ



製品仕様

A030500000000

キャビティ アクセスセット

内容

- ・メルファー ダイヤモンドバーラウンドFG016
- ・メルファー ダイヤモンドバーコニカルFG016
- ・メルファー カーバイドバー トランスメタルシリンダーFG012
- ・メルファー カーバイドバーラウンド25mmFG#2
- ・メルファー カーバイドバーラウンド25mmFG#4
- ・Xゲーツ

各1本入り

専用スタンド、イメージミニCD(英語版)付



価格: ¥11,190

A305Z00000000

キャビティ アクセスZセット

内容

- ・メルファー ダイヤモンドバーラウンドFG016
- ・メルファー カーバイドバー トランスメタルシリンダーFG012
- ・メルファー カーバイドバーラウンド25mmFG#2
- ・メルファー カーバイドバーラウンド25mmFG#4
- ・エンドゼックリヤ 25mmFG
- ・Xゲーツ

各1本入り

専用スタンド、イメージミニCD(英語版)付



価格: ¥11,190

販売名: キャビティ 一般的名称: 歯科用根管口拡大ドリル 医療機器承認番号: 21900BZX00054000 クラス分類: クラスII (管理医療機器)

表示価格は、2022年4月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。*仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

<https://www.dentsplysirona.com>