


GuttaCore® Pink


ガッタコアピンク

1本で三次元的根管充填ができる新しい充填材



製品特長

3次元的根管充填



1本で垂直及び側方への加圧ができ、短時間で3次元的根管充填ができます。

容易なリトリートメント



容易に除去でき、リトリートメントの時間と手間を省きます。

容易なポストスペースの作成



機械的除去で容易にポストスペースを作成できます。

製品仕様

製品番号	製品名	包装 / 価格	製品番号	製品名	包装 / 価格	
A1703B0042000	ガッタコア ピンク #20	6本入 ¥4,100	A1803B0042500	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X2用	6本入 ¥4,100	
A1703B0042500	ガッタコア ピンク #25		A1803B0043000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X3用		
A1703B0043000	ガッタコア ピンク #30		A1803B0044000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X4用		
A1703B0043500	ガッタコア ピンク #35		A1803B0045000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X5用		
A1703B0044000	ガッタコア ピンク #40		A1803P0042500	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X2用		30本入 ¥18,360
A1703B0044500	ガッタコア ピンク #45		A1803P0043000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X3用		
A1703B0045000	ガッタコア ピンク #50		A1803P0044000	ガッタコア ピンク プロテーパー・ネクスト X4用		
A1703B0045500	ガッタコア ピンク #55		30本入 ¥18,360			
A1703B0046000	ガッタコア ピンク #60					
A1703B0047000	ガッタコア ピンク #70					
A1703B0048000	ガッタコア ピンク #80					
A1703B0049000	ガッタコア ピンク #90					
A1703P0042000	ガッタコア ピンク #20					
A1703P0042500	ガッタコア ピンク #25					
A1703P0043000	ガッタコア ピンク #30					
A1703P0043500	ガッタコア ピンク #35					
A1703P0044000	ガッタコア ピンク #40					



製品名: ガッタコア ピンク
 一般的名称: 歯科用根管充填固状材料
 医療機器認証番号: 227AGBZX00042000
 クラス分類: クラスII (管理医療機器)

ガッタコア ピンク サイズ対応表

根管サイズ (先端径 / テーパー)	ガッタコア ピンク	根管サイズ (先端径 / テーパー)	ガッタコア ピンク
20/.04	20/.06 に拡大	20/.06	#20
25/.04	#20	25/.06	#25
30/.04	#25	30/.06	#30
35/.04 以上	最終拡大の先端径より1つ下のサイズを使用	35/.06 以上	最終拡大の先端径と同じサイズを使用

関連製品

サーマプレップ2

ガッタコアピンク / サーマフィル用加温器



- ・製品名: サーマプレップ2
- ・製品名: プロテーパー・ネクスト
- ・製品名: ベリファイヤ

- 一般的名称: 歯科材料加温器
- 一般的名称: 電動式歯科用ファイル
- 一般的名称: 歯科用ファイル

ベリファイヤ

試適用インスツルメント



長さ: 25mm
 サイズ: #20、#25、#30、#35、#40、#45、#50、#55、#60、#70、#80、#90
 単品: 6本入り (種類別)
 セット: 6本入り (#20~#45 各1本入り)
 セット: 6本入り (#50~#90 各1本入り)

- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y03530
- 医療機器認証番号: 225AKBZX00158000
- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y02100

プロテーパー・ネクスト



種類 (X1, X2, X3, X4, X5)
 長さ (21, 25, 31mm)
 各組み合わせ6本

- クラス分類: クラスI (一般医療機器)
- クラス分類: クラスII (管理医療機器)
- クラス分類: クラスI (一般医療機器)

表示価格は、2022年4月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。*仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

<https://www.dentsplysirona.com>