

ReadySteel®

ReadySteel® C プラスファイル
ReadySteel® センシラスシリーズ

ready to start when you are



すぐに使用できる滅菌済ステンレススチールファイル

製品仕様



C プラスファイル 石灰化した根管の穿通に

製品名	断面形態	サイズ	長さ	価格(円)
READYSTEEL C プラスファイル  根管閉塞部の穿通に使用。狭窄・石灰化根管に対しても細い番手で容易に穿通が可能。		6本入り #06 #08 #10 #15 アソート 各2本入り #08 #10 #15	18/21/25mm	2,200 円

センシアスシリーズ 長時間の使用でも手指に負担のかからない、大きくやわらかなシリコンハンドル

製品名	断面/先端形態	サイズ	長さ	価格(円)
READYSTEEL センシアスフレクソファイル  ラウンドエンドの“ノン・カッティング55°バットチップ”※を採用したKファイル。		6本入り #08 #10 #15 #20 #25 #30 #35 #40 #45 #50 #55 #60 #70 #80 アソート 各1本入り #15 #20 #25 #30 #35 #40 アソート 各1本入り #45 #50 #55 #60 #70 #80	21/25/31mm	#08 1,920 円 #10 ~ #40 1,600 円 #45 ~ #80 1,920 円 アソート #15 ~ #40 1,600 円 アソート #45 ~ #80 1,920 円
READYSTEEL センシアスフレクソリーマー  ラウンドエンドの“ノン・カッティング55°バットチップ”※を採用したリーマー。		6本入り #08 #10 #15 #20 #25 #30 #35 #40 #45 #50 #55 #60 #70 #80 アソート 各1本入り #15 #20 #25 #30 #35 #40 アソート 各1本入り #45 #50 #55 #60 #70 #80		
READYSTEEL センシアスHファイル  高い切削効率はそのままに、根管の形態を維持しながらレジヤパーフォレーションの危険性を減少。		6本入り #08 #10 #15 #20 #25 #30 #35 #40 #45 #50 #55 #60 #70 #80 アソート 各1本入り #15 #20 #25 #30 #35 #40 アソート 各1本入り #45 #50 #55 #60 #70 #80		
READYSTEEL センシアスプロファイnder  可変テーパーで抜群の柔軟性を実現し、高い穿通力を發揮。ラウンドエンドの65°チップで安全性もアップ。		6本入り #10 #13 #17 アソート 各2本入り #10 #13 #17		

※BATT®: ノン・カッティングバットチップ。先端部分には刃がなく、穿孔の危険性が低い。

関連製品

ガイド



15%のEDTAが石灰化した根管壁等を軟化・中和し、拡大形成を補助。キレート効果によりスミア層の除去のほか、石灰化した根管の拡大が容易に。水溶性のため、処置後の洗浄も容易。

包装:

- ・ガイドシリンジキット
- ・ガイドイントロバック
- ・ガイドシリンジチップ
- ・ガイドバック

- ・製品名: READYSTEEL Cプラスファイル
- ・製品名: READYSTEEL センシアスフレクソファイル
- ・製品名: READYSTEEL センシアスフレクソリーマー
- ・製品名: READYSTEEL センシアスHファイル
- ・製品名: READYSTEEL センシアスプロファイnder
- ・製品名: グライド

- 一般的名称: 歯科用ファイル
- 一般的名称: 歯科用ファイル
- 一般的名称: 歯科用根管リーマー
- 一般的名称: 歯科用ファイル
- 一般的名称: 歯科用ファイル
- 一般的名称: 歯科根管切削補助材

- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y0404
- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y04070
- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y04060
- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y04090
- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y04080
- 医療機器届出番号: 13B1X10236Y02460

- クラス分類: クラスI (一般医療機器)

表示価格は、2017年1月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。*仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

カスタマーサービス

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土・日・祭日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

<http://www.dentsply-sankin.com>