

根管治療のシステムを見直してみませんか？ “ウェーブ・ワン ゴールドシステム”

時短

治療
効率

安全性

湾曲
根管

簡便



1本で拡大形成が終わる、デモは10分!!

01 ウェーブ・ワン ゴールドってどんなファイルですか？

デンツプライシロナ独自の熱処理技術と独自の動きにより、抜髄症例の約80%を1本で拡大形成するNiTiファイルです。



02 根管拡大形成の時間が短縮できると聞きますが本当ですか？

使用本数が少ないことや切削効率を更に向上させることで、ステンレスファイルと比べても短時間で形成が終了します。



03 破折がとても不安ですが、大丈夫ですか？

ゴールドテクノロジーにより破折抵抗性が50%以上向上。またレシプロケーティングモーションにより、破折リスクを更に軽減します。



04 ステンレスファイルよりコストが高くないですか？

使用本数が少ない、時間短縮という点まで考慮いただくと割安になる場合もございます。詳しくはデモ時にコストシミュレーションにてご説明いたします。

05 他のモーターを使用していますが、何が違いますか？

X-スマートプラスは、正回転・レシプロケーティングモーション両方使用できます。国内で発売以来10,500台以上販売されているエンド用モーターです。(2021年9月現在)



06 ステンレスファイルと比べてどんなメリットがありますか？

時間の短縮により、先生方や患者様の負担を削減する事が可能です。また、本数が少なくファイルの在庫管理もとても容易です。



07 根管形成の際、TruNatomy洗浄針での根管洗浄は可能ですか？

はい、この洗浄針はウェーブ・ワンゴールドと一緒に使用できます。ポリプロピレンの洗浄針は柔軟性に富み、湾曲した根管に追従し、根管壁や口腔内の組織を傷つけません。



08 根管充填はどのようにするのですか？

最終拡大号数と同じ形状のペーパーポイント、ガッタパーチャで、簡単に確実な根管充填が可能です。



09 再根管治療の場合にも使用することはできますか？

ガッタパーチャ除去用のファイルで短時間で除去後、ラージなら# 45まで形成することができます。



10 購入した後のフォローはどうなっていますか？

購入者様向けのフォローアップセミナーを実施しております。(最新情報は12のQRコードにてご確認ください)お忙しい先生には再度使い方の説明いたしますので安心ください。

11 専門家の話が聞きたいのですが？

神奈川歯科大学 歯髄生物学分野の石井信之教授の動画をご参照ください。



12 セミナーやウェビナーはありますか？

定期的に行っております。最新の情報は右記QRコードにてご確認ください。



販売名	一般的名称	医療機器番号	クラス分類
ウェーブ・ワン ゴールド	電動式歯科用ファイル	認証番号:227AGBZX00033000	II (管理)
X-スマート プラス	歯科用根管拡大装置	認証番号:224AKBZX00131000	II (管理・特管)
TruNatomy 洗浄針	洗浄針	届出番号:13B1X10236Y04400	I (一般)

販売名	一般的名称	医療機器番号	クラス分類
ウェーブ・ワン ゴールド用ペーパーポイント	医療用スポンジ	届出番号:13B1X10236Y04120	I (一般)
ウェーブ・ワン ゴールド ガッタパーチャ	歯科用根管充填固状材料	認証番号:229AGBZX00015000	II (管理)