



WaveOne® Gold Glider

ウェーブ・ワンゴールド グライダー

ウェーブ・ワンゴールドでの根管形成に、
より適したグライドパス形成が行えるようになりました。

- ・レシプロケーティングモード(当社独自の反復回転運動)にて使用可
- ・デンツプライシロナ独自の特殊熱処理工程により、当社従来品に比べ破折リスクが軽減
- ・当社従来品に比べ、柔軟性、追従性が向上し、根管形態を維持

本製品の使用には、X-Smart Plus もしくは X-Smart IQ が必要です。
各製品の WaveOne、WaveOne Gold、WaveOne Gold Glider の各モードでお使いいただけます。

製品番号	製品名	入数	価格
BSTW1GG321015	ウェーブ・ワンゴールド グライダー 21 mm	3本	6,690円
BSTW1GG325015	ウェーブ・ワンゴールド グライダー 25 mm	3本	6,690円
BSTW1GG331015	ウェーブ・ワンゴールド グライダー 31 mm	3本	6,690円
BSTW1GG321015C	ウェーブ・ワンゴールド GSP* 21mm	3本×各1シート	20,060円
BSTW1GG325015C	ウェーブ・ワンゴールド GSP* 25mm	3本×各1シート	20,060円

*ウェーブ・ワンゴールド グライダー、スモール、プライマリー

WaveOne® Gold Glider Sequence

ウェーブ・ワンゴールド グライダー シークエンス

ウェーブ・ワンゴールド グライダー お試し用としてパックもご用意


ReadySteel®



WaveOne® Gold Glider



WaveOne® Gold



製品番号	製品名	入数	価格
BSTW1GS325AST	ウェーブ・ワンゴールド グライダー シークエンス	Kファイル 25mm #10 ウェーブ・ワンゴールド グライダー 25 mm ウェーブ・ワンゴールド プライマリー 25 mm *各1本	4,680円

販売名：ウェーブ・ワンゴールド 一般的名称：電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号：227AGBZX00033000 クラス分類：クラスII(管理)

表示価格は2022年4月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。
*仕様および外観の一部を予告なしに変更することがあります。