

インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2020年8月更新

インプラントシステム	アバットメント (セメント固定)		カスタムベース		クラウン		クラウン アバットメント		コーヌス アバットメント		プリント モデル	DDSC 製造 (Tiのみ)
	カットバック, フルカントア											
	Ti, GS	Zr	Ti, GS	ASA	Ti, GS	Zr	Ti	Zr	Ti, GS	OD		
デンツプライシロナ												
インターナル												
オッセオスピード EV Green 3.0	○		○	○	○		○				○	○*1
オッセオスピード EV Purple 3.6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
オッセオスピード EV Yellow 4.2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
オッセオスピード EV Blue 4.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
オッセオスピード EV Brown 5.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
オッセオスピード Profile EV Yellow 4.2	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○*2
オッセオスピード Profile EV Blue 4.8	○	○	○	○	○		○		○	○	○	○*2
オッセオスピード TX yellow 3.0	○		○	○	○		○				○	○*1
オッセオスピード TX aqua 3.5, 4.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
オッセオスピード TX lilac 4.5, 5.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
オッセオスピード TX profile 4.5, 5.0	○		○		○		○		○	○		○*3
マイクロスレッド 4.0 ST - Blue (旧製品)	○								○			
アンキロス C/X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (インデックスなし)	○	○			○	○			○		○	
アンキロス C/X 3.5, 4.5, 5.5, 7.0 (インデックス付き)	○	○	○	○	○	○			○	○	○	
ザイブ S 3.0	○		○	○	○			○			○	○*1
ザイブ S 3.4	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
ザイブ S 3.8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
ザイブ S 4.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
ザイブ S 5.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*2
Nobel biocare												
インターナル												
Nobelreplace NP 3.5	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
Nobelreplace RP 4.3	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
Nobelreplace WP 5.0	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
Nobelreplace 6.0	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	
Nobelactive 3.0	○		○	○	○		○				○	○*1
Nobelactive NP 3.5	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○	○*2
Nobelactive RP 4.3, 5.0	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○	○*2
Nobelactive WP 5.5	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○	○*2
NobelReplace Conical Connection NP 3.5	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○	○*2
NobelReplace Conical Connection RP 4.3, 5.0	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○	○*2
エクスターナル												
Brånemark System NP 3.3	○		○		○		○		○		○	
Brånemark System RP 3.75, 4.0	○	○	○		○		○		○		○	
Brånemark System WP 5.0, 5.5	○	○	○		○		○		○		○	
Straumann												
インターナル												
bone level 3.3 NC	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○	○*2
bone level 4.1, 4.8 RC	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○	○*2
standard / standard plus 4.8 RN	○		○		○		○		○		○	
standard / standard plus 4.8 WN	○		○		○		○		○		○	
エクスターナル												
Standard Plus 3.3 NN	○								○			
Keystone Dental												
インターナル												
PrimaConnex SD 3.3, 3.5, Genesis 3.8	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
PrimaConnex RD 4.0, 4.1, Genesis 4.5	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
PrimaConnex WD 5.0, Genesis 5.5, 6.5	○	○	○		○	○	○	○	○	○		

*1 AtlantisCrownまたはASAを含む場合は海外製造
 *2 AtlantisCrownまたはASAを含む場合、コーヌスODの場合は海外製造
 *3 AtlantisCrownを含む場合、コーヌスODの場合は海外製造
 *4 補正できるスクリューアクセスホール角度は20°までになります

デンツプライ シロナ株式会社
 〒106-0041
 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

デンツプライ シロナ株式会社 デジタル デンタル ソリューション センター 東京 登録技工
 所
 〒140-0012
 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館 3F

インプラントシステムコンパティビリティチャート

注意) AWOで選択できるImplant Systemは予告なく変更する可能性があります。正確な対応可否はAWOでご確認ください。

2020年8月更新

インプラントシステム	アバットメント (セメント固定)		カスタムベース		クラウン		クラウン アバットメント		コーヌス アバットメント		プリント モデル	DDSC 製造 (Tiのみ)		
	カットバック, フルカントア													
	Ti, GS	Zr	Ti, GS	ASA	Ti, GS	Zr	Ti	Zr	カスタム	OD			Ti, GS	Ti
Zimmer														
インターナル														
tapered screw vent 3.5	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○			
tapered screw vent 4.5	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○			
tapered screw vent 5.7	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○			
screw vent 3.3, 3.7	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○			
screw vent 4.5	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○			
tapered screw vent 3.5 friction fit	○	○	○		○		○		○	○	○			
tapered screw vent 4.5 friction fit	○	○	○		○		○		○	○	○			
tapered screw vent 5.7 friction fit	○	○	○		○		○		○	○	○			
screw vent 3.3, 3.7 friction fit	○	○	○		○		○		○	○	○			
screw vent 4.5 friction fit	○	○	○		○		○		○	○	○			
SwissPlus 4.8	○	○	○		○		○		○	○	○			
Biomet 3i														
インターナル														
certain 3.25, 4/3	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			
certain 4.0, 5.0, 6.0, 5/4	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			
certain XP 4/5, 5/6	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			
certain prevail 3/4/3 (3.4), 4/3	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			
certain prevail 4/5/4, 5/4, 5/6/5, 6/5	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			
エクスターナル														
Miniplant 3.25	○	○			○	○	○	○	○	○				
Osseotite 3.75, 4.0, 5.0, 6.0	○	○					○	○	○	○				
Osseotite XP 4/5, 5/6	○	○					○	○	○	○				
Bio Horizons														
インターナル														
internal, tapered internal 3.5	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○			
internal, tapered internal 4.5	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○			
internal, tapered internal 5.7	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○	○			
エクスターナル														
External implant 3.5	○								○					
External implant 4.0	○	○						○	○					
External implant 5.0	○	○						○	○					
Osstem														
インターナル														
Osstem TS Mini 3.5	○	○	○		○		○	○	○	○				
Osstem TS Regular 4.0, 4.5, 5.0, 6.0, 7.0	○	○	○		○		○	○	○	○				
MIS														
インターナル														
M4 NP 3.3	○		○	○*4	○		○		○	○				
M4 SP 3.75, 4.2	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○				
M4 WP 5.0, 6.0	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○				
SEVEN NP 3.3	○		○	○*4	○		○		○	○				
SEVEN SP 3.75, 4.2	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○				
SEVEN WP 5.0, 6.0	○	○	○	○*4	○	○	○	○	○	○				
Camlog														
インターナル														
Screw-line Implant 3.3	○		○		○		○		○	○	○			
Screw-line / Root-line Implant 3.8	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			
Screw-line / Root-line Implant 4.3	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			
Screw-line / Root-line Implant 5.0, 6.0	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○			
CONEOLOG 3.3	○		○		○		○		○	○				
CONEOLOG 3.8, 4.3	○		○		○		○		○	○				
CONEOLOG 5.0	○		○		○		○		○	○				

*4 補正できるスクリューアクセスホール角度は20°までになります

デンツプライ シロナ株式会社
〒106-0041
東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

デンツプライ シロナ株式会社 デジタル デンタル ソリューション センター 東京 登録技工
所
〒140-0012
東京都品川区勝島1-5-21 東神ビルディング別館11号館 3F