

こだわりの色調再現性。
その優れた審美性は、
修復物製作の生産性を向上します。



Cercon[®] xt

セルコン xt

歯科切削加工用セラミックス

True Color Technology

VITA 16 シェード 98mm

✓ Easy handling

- + 新しいディスクアダプターはさまざまな加工機にフィット
- + 多くの築盛陶材に対応
- + 従来のセメンテーションが可能

✓ Premium esthetics

- + 適度な半透光性(約49%)
- + 高いシェード再現性が、審美的要求度の高い前歯部製作も容易にします
- + 高強度ガラスセラミックの代替え材料として

✓ True Color Technology


- + 15年以上の歯科用ジルコニア製作の経験
- + セラミック材料への豊富な知識
- + 徹底した製造工程・工程内管理により実現したクオリティー

✓ Time saving & efficiency

- + 高い再現性が、時間短縮および生産性向上に寄与
- + VITA 16シェードを用意




■ シェード計測コントロール



セルコン xt(緑色の点)のシェードリファレンス(図の中央)。レベル2以下のシェード偏差は人間の目には認識できません。

■ VITAシェード 色調比較



ヨーロッパ、米国で実施したVITAシェードとの色調比較(盲検)テストでは、セルコン xtが16シェード中、多くのシェードにおいて高い評価を得ました。



組成・質量	酸化ジルコニウム 酸化イットリウム約9% 酸化ハフニウム<3% 酸化アルミニウム<1% 二酸化ケイ素<1%
曲げ強度	750MPa
透光率	49%
適応症	前歯・臼歯部への適用 ・クラウン ・3ユニットブリッジ(第2小臼歯まで)
熱膨張率	10.1 $\mu\text{m}/\text{m}\cdot\text{K}$ (25-500 $^{\circ}\text{C}$)
焼成温度	1,500 $^{\circ}\text{C}$

アダプターリング	グリーン
ツールカラーテクノロジー	対応
色調 (VITA16シェード)	A1、A2、A3、A3.5、A4 B1、B2、B3、B4 C1、C2、C3、C4 D2、D3、D4 ホワイト
直径	98mm
厚さ	12、14、18、25mm
メーカー希望小売価格	・12=25,000円 ・14=27,500円 ・18=35,500円 ・25=49,500円

一般的名称：歯科切削加工用セラミックス 販売名：セルコン ジルコニア 認証番号：217008ZY00133000 管理医療機器

ご用命は

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

■支店・営業所

■札幌支店	Tel: 011-709-5800	■大阪支店	Tel: 06-6243-6636
■仙台支店	Tel: 022-266-4020	■広島支店	Tel: 082-546-2301
■東京支店	Tel: 03-5148-7895	■福岡支店	Tel: 092-518-1800
■横浜支店	Tel: 045-440-1521	■盛岡営業所	Tel: 019-604-2340
■埼玉支店	Tel: 048-799-2931	■庄内営業所	Tel: 0235-29-1217
■名古屋支店	Tel: 052-251-8467	■静岡営業所	Tel: 054-653-2711

※改良のため仕様および外観を予告なく変更する場合があります。

BC6501SI