

Prochain

プロチェーン

バリエーション豊富な10種類のチェーン



製品特長

耐久性がよく切れにくい

独自開発された精巧なCutting技術をもつ国内工場にて製造。
クラックや表面の凹凸が少ないので、切れにくく耐久性に優れています。



プロチェーン

長期間の治療でも 安定した力を持続


生成法を熱硬化性タイプにすることにより、
穏やかな力を持続して加えることができます。

引っ張り強度

(自社試験)

実験結果

35日間、37度の水中で、安定した引っ張り強度を維持。



豊富な製品バリエーション


5種類のフォース×2種類のスペース

症例に最適なフォースとスペースを選択可能です。

プロチェーン、種類別張力比較

(自社試験)

条件: 3cm長のチェーンを約4cmに延伸したときの張力を測定。




製品仕様

厚さ	種類	品番	包装単位	価格
0.2mm	エクストラスーパーライトフォース	Sスペース 502-0030	3m巻	5,600円 [各1個入]
		Mスペース 502-0036		
0.3mm	スーパーライトフォース	Sスペース 503-0030		
		Mスペース 503-0036		
0.4mm	ライトフォース	Sスペース 504-0030		
		Mスペース 504-0036		
0.5mm	ミディアムフォース	Sスペース 505-0030		
		Mスペース 505-0036		
0.7mm	ヘビーフォース	Sスペース 506-0030	1.5m巻	
		Mスペース 506-0036		

販売名:プロチェーン 一般的名称:歯列矯正用エラスチック器材 医療機器認証番号:228AGBZX00025000 クラス分類:クラスⅡ (管理医療機器)

2種類のスペース

Sスペース=3.0mm/Mスペース=3.6mm



表示価格は、2019年6月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 *仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

カスタマーサービス

受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル

<http://www.dentsply-sankin.com>