

# InterAct SS インタラクト SS

新発売

ステンレススチールワイヤー

アキュレイト S

アキュレイト M

アイディア

スタンダード

ストレート



- ◆ 熱処理済みで弾性の高いワイヤーとなっています。
  - ◆ 工場で厳しい品質管理を行い、安定した品質を保っています。
  - ◆ 製造条件を変え、ワイヤーの色合いを微かにゴールド調にしています。  
そのため、従来のシルバー色のワイヤーと比べ、歯肉や歯牙の色調となじみやすくなっています。
- ※一部ラインナップを除く

ゴールドトーン



旧来のレモンゴールド・ピーチゴールドと色合いが異なります

シルバー



ストレートワイヤーとスタンダードフォームのシルバー

複数のアーチフォームをご用意しておりますので患者様に合わせてお選びいただけます。




## デンツプライシロナのアーチワイヤーは衛生的な個包装を採用※

1本1本シーリングされており、オートクレーブにも対応していますので衛生的にお使いいただけます。



※レゾルブベータチタンワイヤーのループは除く

# ラインナップ①



## ストレート ラウンド ●

14インチ(約35cm) 希望小売価格 3,000円 (50本)

線径	色調	
	シルバー	ゴールドトーン
.014	03-014-58	03-014-68
.016	03-016-58	03-016-68
.018	03-018-58	03-018-68
.020	03-020-58	03-020-68

## ストレート スクエア・レクタングル ●

14インチ(約35cm) 希望小売価格 2,780円 (10本)

線径	色調	
	シルバー	ゴールドトーン
.016×.016	03-616-58	03-616-68
.016×.022	03-622-58	03-622-68
.017×.022	03-722-58	03-722-68
.017×.025	03-725-58	03-725-68
.018×.022	03-822-58	03-822-68
.018×.025	03-825-58	03-825-68
.019×.025	03-925-58	03-925-68
.021×.025	03-125-58	03-125-68
.0215×.028	03-528-58	03-528-68

## アーチフォーム ラウンド ●

希望小売価格 640円 (10本)

線径	アキュレイトフォーム Sサイズ		アキュレイトフォーム Mサイズ	
	上顎	下顎	上顎	下顎
.014	03-014-631	03-014-641	03-014-632	03-014-642
.016	03-016-631	03-016-641	03-016-632	03-016-642
.018	03-018-631	03-018-641	03-018-632	03-018-642

希望小売価格 640円 (10本)

線径	アイディアルフォーム	
	上顎	下顎
.014	03-014-652	03-014-662
.016	03-016-652	03-016-662
.018	03-018-652	03-018-662

希望小売価格 640円 (10本)


線径	スタンダードフォーム シルバー		スタンダードフォーム ゴールドトーン	
	上顎	下顎	上顎	下顎
.012	-		03-012-61	03-012-62
.014	03-014-51	03-014-52	03-014-61	03-014-62
.016	03-016-51	03-016-52	03-016-61	03-016-62
.018	03-018-51	03-018-52	03-018-61	03-018-62
.020	03-020-51	03-020-52	03-020-61	03-020-62

※裏面にアーチフォームスクエア・レクタングルの製品ラインナップ情報があります。

# ラインナップ②



アーチフォーム スクエア・レクタングラー



ゴールドトーン

希望小売価格 2,000円 (10本)

線径	アキュレイトフォーム Sサイズ		アキュレイトフォーム Mサイズ	
	上顎	下顎	上顎	下顎
.016×.022	03-622-631	03-622-641	03-622-632	03-622-642
.017×.025	03-725-631	03-725-641	03-725-632	03-725-642
.018×.018	-	-	03-818-632	03-818-642
.018×.025	03-825-631	03-825-641	03-825-632	03-825-642
.019×.025	03-925-631	03-925-641	03-925-632	03-925-642
.020×.020	03-220-631	03-220-641	03-220-632	03-220-642
.021×.025	03-125-631	03-125-641	03-125-632	03-125-642
.021×.028	-	-	03-128-632	03-128-642
.022×.028	-	-	03-218-632	03-218-642
.022×.018	-	-	03-228-632	03-228-642

希望小売価格 2,000円 (10本)

線径	アイディアルフォーム	
	上顎	下顎
.016×.022	03-622-652	03-622-662
.017×.025	03-725-652	03-725-662
.018×.018	03-818-652	03-818-662
.018×.025	03-825-652	03-825-662
.019×.025	03-925-652	03-925-662
.020×.020	03-220-65	03-220-66
.021×.025	03-125-652	03-125-662

希望小売価格 2,000円 (10本)

線径	スタンダードフォーム シルバー		スタンダードフォーム ゴールドトーン	
	上顎	下顎	上顎	下顎
.016×.016	03-616-51	03-616-52	03-616-61	03-616-62
.016×.022	03-622-51	03-622-52	03-622-61	03-622-62
.017×.017	03-717-51	-	03-717-61	03-717-62
.017×.022	03-722-51	03-722-52	03-722-61	03-722-62
.017×.025	03-725-51	03-725-52	03-725-61	03-725-62
.018×.018	03-818-51	-	-	-
.018×.022	03-822-51	03-822-52	03-822-61	03-822-62
.018×.025	03-825-51	03-825-52	03-825-61	03-825-62
.019×.025	03-925-51	03-925-52	03-925-61	03-925-62
.0215×.028	03-528-51	-	-	-

表示価格は2018年10月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。 ※仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。  
管理医療機器(クラスII) 歯列矯正用ワイヤ 医療機器認証番号:230AGBZX00065000 (販売名:DSステンレススチールワイヤー)

カスタマーサービス

FAX:0120-120-659

☎ 0120-789-123

受付時間  
9:00~17:00  
(土日祝日を除く)

製造販売元

デンツプライシロナ株式会社

本社 / 〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル  
<http://www.dentsply-sankin.com>

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY

Dentsply  
Sirona